

2014

2015

PRODOTTI
HOMECARE



THUASNE

H O M E C A R E





EDITORIALE

THUASNE: DAL 1847,

LE SOLUZIONI PER LA VOSTRA SALUTE.

Le Istituzioni competenti e l'opinione pubblica stanno prendendo sempre più coscienza dell'allungamento della vita media e della conseguente necessità di nuovi mezzi e strutture per sostenere il malato cronico o acuto di lunga degenza nel cercare di "vivere a casa". THUASNE mette tutta la sua esperienza al vostro servizio per fornirvi soluzioni pratiche per agevolare la vita quotidiana delle persone con ridotta mobilità che non vogliono rinunciare alla propria autonomia, proponendo prodotti rigorosamente controllati da organismi indipendenti, che migliorano l'ambiente di vita, i movimenti, gli spostamenti e la sicurezza sia all'interno che all'esterno della casa. Un nuovo modo per attrezzarsi per rimanere autonomi e fiduciosi. È la visione al tempo stesso ottimista e concreta che Thuasne si propone di sviluppare insieme a voi.



Elizabeth Ducottet
Presidente e Direttore Generale

SOMMARIO

| | | |
|--|-----------------------------|------|
| | TRASFERIMENTO E SPOSTAMENTO | |
| | Stampelle e bastoni | ▶ 6 |
| | Deambulatori & Rollators | ▶ 10 |
| | Carrozine | ▶ 13 |
| | Poltrone "subito in piedi" | ▶ 17 |
| | Poltrona "coquille" | ▶ 18 |
| | Alzamalati | ▶ 19 |

| | | |
|--|-------------------------------|------|
| | AUSILI PER LA VITA QUOTIDIANA | |
| | Accessori per il bagno | ▶ 22 |
| | Sedie da comodo | ▶ 27 |
| | Alza WC | ▶ 29 |
| | Termometri & Sfigmomanometri | ▶ 31 |

| | | |
|--|--|------|
| | IL LETTO E IL SUO AMBIENTE | |
| | Ausili per la prevenzione delle piaghe da decubito | ▶ 36 |
| | Accessori - Cuscini - Guanciaie | ▶ 38 |
| | Materassi | ▶ 40 |
| | Letti elettrici | ▶ 43 |
| | Accessori per letti | ▶ 46 |

Novità!




Bastone anatomico di alta gamma "Soft Walk"
(pag. 9)



Carrozzina Classic DF+ (pag. 13)



Sedia da comodo "3 in 1"
(pag. 27)



TRASFERIMENTO & SPOSTAMENTO

- ▶ STAMPELLE E BASTONI
- ▶ DEAMBULATORI
- ▶ ROLLATORS
- ▶ CARROZZINE
- ▶ POLTRONE "SUBITO IN PIEDI"
- ▶ POLTRONA "COQUILLE"
- ▶ ALZAMALATI



STAMPELLE INGLESI



A Stampella Globe-Trotter®

x 10 paia, colori grigio/grigio:

Cod. W2016 022 010

x 10 paia, colori blu/blu:

Cod. W2016 021 010

- Ampio poggia braccia per ripartire meglio le pressioni sull'avambraccio e per garantire comfort e sicurezza.
- Supporto per il braccio rinforzato, per un peso di 150 kg.
- Impugnatura dotata di un arresto per evitare che la mano scivoli.
- Struttura in alluminio.



Stampella Globe-Trotter®+ con catadiottero

B Stampella Globe-Trotter® +

x 6 paia . Cod. W2017 021 006

- Estetica e comfort elevato.
- Molto comoda grazie all'aggiunta di un materiale più morbido nei punti di pressione, a livello dell'impugnatura e dell'avambraccio.
- Queste zone hanno inoltre una funzione antiscivolo.
- Catadiottero anteriore.
- Struttura in alluminio.



Estremità morbide

Per stampella Globe-Trotter® grigia e stampella Globe-Trotter®+
Confezione da 6 Cod. WW2016 0016A

Per stampella Globe-Trotter® blu
Confezione da 6 Cod. WW2016 0008A

Puntale da neve

Novità !

Cod. W2018 001 001 (un paio)

- Per un utilizzo su ghiaccio o neve.

INFORMAZIONI TECNICHE

| A | |
|--------------------------------|-----------------|
| Altezza regolabile | da 77 a 99 cm |
| Peso | 510 g all'unità |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 150 kg |

Le stampelle Globe Trotter® e Globe Trotter®+ sono omologate per un peso massimo dell'utilizzatore di 150 kg.

| B | |
|--------------------------------|-----------------|
| Altezza regolabile | da 78 a 105 cm |
| Peso | 510 g all'unità |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 150 kg |

Le stampelle Globe Trotter® e Globe Trotter®+ sono omologate per un peso massimo dell'utilizzatore di 150 kg.



STAMPELLE INGLESI & BASTONI



A Stampella inglese Bambino

1 paio Cod. W2015 003 001

- Impugnatura morbida. Catadiottro nella parte anteriore e posteriore dell'impugnatura, che garantisce una maggiore sicurezza di notte.
- Appoggio brachiale regolabile in altezza.
- Fascetta antirumore per un utilizzo silenzioso.
- Struttura in alluminio.



B Stampella da passeggio comfort

1 paio Cod. W2030 004 002

- Abbina comfort e sicurezza.
- Impugnatura ampia, morbida, dalle forme anatomiche, che permette un'ottima ripartizione degli appoggi. Il poggia braccia, regolabile in altezza, è dotato di un dispositivo che consente di trattenere la stampella al braccio (per es. aprendo una porta).
- Colore blu metallizzato
- Struttura in alluminio anodizzato.



C Stampelle axilla

1 paio

1/ Large : Cod. W2010 001 301
2/ Medium : Cod. W2010 001 201
3/ Small : Cod. W2010 001 101

- Adeguatamente imbottite per un miglior comfort, forniscono un supporto stabile per camminare.

| | Altezza del paziente | Altezza regolabile |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 175 - 195 cm | da 130 a 150 cm |
| 2 | 155 - 175 cm | da 110 a 130 cm |
| 3 | 135 - 155 cm | da 90 a 110 cm |
| Peso | tra 850 g e 990 g | |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 130 kg | |



D Bastone da passeggio con impugnatura anatomica Art

Destra Cod. W2110 001 001

Sinistra Cod. W2111 001 001

- L'ampia impugnatura garantisce un'ottima distribuzione del peso.
- Leggera e resistente, in alluminio.
- Fascetta antirumore che consente un utilizzo silenzioso.
- Ampia gamma di regolazioni in altezza.




E Bastone anatomico di alta gamma "Soft Walk"

Destra Cod. W2130 001 001

Sinistra Cod. W2131 001 001

- Resistente (130 kg massimo), comodo ed estetico.
- L'impugnatura dalle curve morbide garantisce un'ottima distribuzione del peso.
- Il cinturino permette di lasciare libera la mano per poter aprire una porta, estrarre un portamonete...
- Catadiottro anteriore per una maggiore visibilità.
- Fascetta antirumore per un utilizzo discreto.
- Estremità in gomma antiscivolo.
- Struttura in alluminio bruno metallizzato.

Novità!



F Bastone da passeggio in legno

Con impugnatura curva

Cod. W2040 003 018

Con impugnatura a T

Cod. W2100 001 048

- Eleganti e leggeri, sono protetti da una vernice resistente. Quando si apre una porta, il bastone curvo si aggancia al braccio.
- Il bastone da passeggio a T offre un'impugnatura confortevole.

Legno: Castagno



G Bastoni in alluminio

Impugnatura a T

Cod. W2090 001 001

H

Pieghevole, con impugnatura a T
Cod. W2070 001 001

- In alluminio, abbinano leggerezza e resistenza.
- Impugnatura in legno, comoda e piacevole al tatto.
- Regolabili in altezza.
- Fascetta antirumore per un utilizzo silenzioso.



INFORMAZIONI TECNICHE

| | A | B |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Altezza regolabile | da 58 a 75 cm | da 74 a 96 cm |
| Poggia braccia regolabili | - | da 24 a 32 cm |
| Peso | 470 g all'unità | 860 g all'unità |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 100 kg | 130 kg |

| | D | E | F | G | H |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|--------|------------------|-----------------|
| Altezza regolabile | da 77 a 100 cm | da 74 a 94 cm | - | da 77,5 a 101 cm | da 83 a 93 cm |
| Lunghezza piegato | - | - | - | - | 31 cm |
| Altezza | - | - | 90 cm | - | - |
| Peso | 400 g | 395 g (con cinturino) | 300 g | 340 g all'unità | 350 g all'unità |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 100 kg | 130 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |



DEAMBULATORI / ROLLATORI



A Deambulatore fisso

Blu - Cod. W2320 001 001

- In alluminio, per coniugare leggerezza e resistenza.
- Grande stabilità grazie ai piedi inclinati.



B Deambulatore pieghevole

Blu - Cod. W2300 003 002

- Facile da ripiegare.
- Comode impugnature.
- Regolabile in altezza.



E Rollator Quatro

Blu - Cod. V0504026

Grigio - Cod. V0504029

Con cestino, vassoio e porta-bastoni

- Il rollator Quatro è l'ausilio ideale per camminare sia fuori che dentro casa : consente di fare acquisti o di trasportare oggetti sul pratico vassoio, ad esempio, spostandosi dalla cucina alla sala da pranzo.
- Impugnature morbide, di forma anatomica, per un maggior comfort.
- Il freno di stazionamento consente di bloccare il Rollator prima di sedersi.
- Robusto, sopporta un peso massimo dell'utilizzatore di 120 kg.
- Una volta ripiegato, è facile da trasportare.



Blu



C Deambulatore pieghevole articolato

Blu - Cod. W2310 003 002

- Sistema articolato per facilitare la camminata. (2 tipi di passo corto o lungo).
- Facile da piegare.
- Comode impugnature.
- Regolabile in altezza.



D Rollator Duo

Blu - Cod. W2220 002 002

- Per l'interno.
- Molto stabile, facile da ripiegare.
- Impugnature molto comode.
- Due ruote piene.
- Regolabile in altezza.



Grigio

**COLORE GRIGIO
NON DISPONIBILE IN ITALIA**



INFORMAZIONI TECNICHE

| | A | B | C | D |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Altezza regolabile | da 78 a 85 cm | da 80 a 92 cm (intervalli di 2,5 cm) | da 78 a 90 cm | da 83 a 94 cm |
| Larghezza | 61 cm | 61 cm | - | 59,6 cm |
| Lunghezza | - | 43 cm | - | 63 cm |
| Peso | 1,8 kg | 2,8 kg | 3 kg | 7 kg |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Altezza seduta | - | - | - | 50 cm |

| | E |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Altezza regolabile | da 78,5 a 97,5 cm |
| Larghezza | 59,5 cm |
| Profondità | 67,5 cm |
| Altezza seduta | 60,5 cm |
| Profondità seduta | 22 cm |
| Larghezza seduta | 39 cm |
| Peso | 11,4 kg (senza cestino e vassoio) |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 130 kg |



▶ ROLLATORS



Grigio

**COLORE GRIGIO
NON DISPONIBILE IN ITALIA**

A Rollator Move Light

Blu - Cod. V0504185
Grigio - Cod. V0504180
Con cestino e porta-bastoni .

- Sia all'interno che all'esterno.
- In alluminio leggerissimo, facile da alzare per superare gli ostacoli, come ad esempio i marciapiedi.
- Seduta ampia con schienale che permette una comoda sistemazione. Si piega e si ripone facilmente.



Blu

B Rollator Trio

Blu - Cod. W2200 004 002
Con cestino e vassoio

- Molto maneggevole sia fuori che dentro casa (ruota anteriore girevole).
- Impugnature di forma anatomica e regolabili in altezza, per un maggior comfort.
- Freni per rallentare la marcia in discesa. Freno di parcheggio per bloccare le ruote su un terreno in pendenza.
- Ripiegato, il Trio è facilmente trasportabile.



INFORMAZIONI TECNICHE

| | A | B |
|--------------------------------|---------------|-------------------|
| Altezza regolabile | da 81 a 92 cm | da 80,5 a 92,5 cm |
| Larghezza | 61 cm | 64 cm |
| Profondità | 71 cm | 69 cm |
| Altezza seduta | 58 cm | - |
| Profondità seduta | 29,5 cm | - |
| Larghezza seduta | 30 cm | - |
| Peso | 7,5 kg | 7 kg |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 100 kg | 100 kg |

▶ CARROZZINE



Ruote a smontaggio rapido



Facile da trasportare



Braccioli ribaltabili



A Classic DF +

Cod. W5600

- Carrozzina pieghevole con struttura in acciaio e doppia crociera.
- Robusta e funzionale, supporta un peso massimo utilizzatore di 120 kg.
- Ruote a smontaggio rapido e poggipiedi regolabili in altezza, rimovibili per facilitare il trasporto.
- Braccioli ribaltabili con impugnatura per facilitare il trasferimento.
- Seduta e schienale in nylon imbottiti.
- Tasca portatutto dietro lo schienale.
- Ruote posteriori da 24" in gomma piene o pneumatiche.
- Ruote anteriori con cerchiatura da 8 x 1" piene o 8 x 2" pneumatiche.
- Colori: blu metallizzato con guarnizione nera.

**Disponibile con larghezza
41 - 43 - 45 - 51 cm**

Novità !

| | A |
|---------------------------------------|-----------------|
| Larghezza della seduta | 41/43/45/51 cm |
| Larghezza totale | 61/64/66/70 cm |
| Profondità della seduta | 45 cm |
| Altezza del sedile / della carrozzina | 48 - 52 / 92 cm |
| Lunghezza totale | 115 cm |
| Peso della carrozzina / del telaio | 19 / 12 kg |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 120 kg |



Kit ruotine ascensore installato sul modello 24"



Schienale inclinabile da 0° a 50°

Ruote ad estrazione rapida

A Classic El+ Cod. W5302

- Si tratta di una carrozzina robusta, solida grazie alla doppia crociera.
- Pieghevole.
- A scelta, e' dotata di ruote pneumatiche autospinta estraibili o da transito piene.
- Poggia – braccia amovibili da tavolo (desk) di serie.
- Kit da ascensore, di serie e montato all'origine (ruote 24") per facilitare i trasporti brevi in ambienti stretti.
- L'imbottitura in poliammide rende il sedile confortevole. Il materiale di fabbricazione (particolarmente rallentante il processo di combustione) è studiato e assemblato con la piena supervisione dei responsabili tecnici Thuasne, che seguono anche la certificazione stessa.
- La pedana è amovibile e ribaltabile.

Disponibile con larghezza 41 - 43 - 45 - 50 cm

B Classic Evolution schienale reclinabile

Cod. W5450

- Dotata di ruote facilmente rimovibili, questa carrozzina a rotelle pieghevole risulta compatta per il trasporto. Comoda seduta imbottita e studiata per ritardare la combustione, per maggior sicurezza.
- Lo schienale e' alto e si può regolare secondo un'angolazione molto precisa. Braccioli rimovibili. Sono più bassi nella parte anteriore per consentire al paziente di posizionarsi comodamente di fronte a un tavolo normale.
- Ruote posteriori da 24" pneumatiche o piene.
- Ruote anteriori piene 8" x 1" o pneumatiche 8" x 1 1/4" .

Disponibile con larghezza 41 - 45 - 51 cm

C Classic light Cod. W5500

- Poltrona solida e leggera, si sposta facilmente.
- Facile anche da spingere.
- Le ruote e la pedana sono facili da rimuovere: il telaio è compatto, leggero (9 kg) e risulta pratico per il trasporto in macchina.
- Per facilitare il trasferimento del paziente, i braccioli si ribaltano all'indietro.
- Comoda base imbottita e studiata per ritardare la combustione, per maggior sicurezza.
- Ruote posteriori 24" facilmente rimovibili con gomme piene o pneumatiche.
- Ruote anteriori 8"x1" con copertone rigido o 8"x 1 1/4" con copertone pneumatico.

Disponibile con larghezza 41 - 45 - 51 cm



INFORMAZIONI TECNICHE

| | A | B |
|--|----------------|-----------------------|
| Larghezza sedile | 41/43/45/50 cm | 41/45/51 cm |
| Larghezza totale | - | 59,5 / 63,5 / 69,5 cm |
| Profondità sedile | - | 41 cm |
| Altezza sedile / carrozzina | - | 50 / 93 cm |
| Lunghezza totale | - | 104 cm |
| Peso carrozzina/ della parte più pesante | 19 kg | 19 / 12,3 kg |
| Schienale inclinabile | - | da 0° a 50 ° |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 100 kg | 120 kg |

| | C |
|--------------------------------|-----------------------|
| Larghezza sedile | 41/45/51 cm |
| Larghezza totale | 59,5 / 63,5 / 69,5 cm |
| Profondità sedile | 41 cm |
| Altezza sedile / carrozzina | 50 / 98 cm |
| Lunghezza totale | 113 cm |
| Peso carrozzina/ telaio | 15,5 / 9 kg |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 120 kg |



▶ ACCESSORI

Alza gambe / poggiapiedi

Per Classic DF+
Sinistra: Cod. WW560 000 019
Destra: Cod. WW560 000 020
Per Classic Evolution
Sinistra: Cod. WW540 000 014
Destra: Cod. WW540 000 015
Per Classic Light
Sinistra: Cod. WW550 000 026
Destra: Cod. WW550 000 027




Kit da transito

Cod. WW5400 00021
Per Classic Evolution



Ruota anteriore pneumatica

8" x 1"1/4 per Classic
Light e Classic Evolution
Cod. WW5500 00002




Fascia per gambe

Cod. WW5300 00024
Standard su Classic Evolution



Vassoio double- face grigio e marmorizzato

Cod. WW5400 00020
• Adattabile solo sulla Classic
Evolution W5450.
• Fissaggio con velcro.



▶ POLTRONE "SUBITO IN PIEDI"

A Poltrona "subito in piedi"

Blu Cod. W7500 001 004
Sabbia Cod. W7500 100 004
Cioccolato Cod. W7500 214 004

- Poltrona "subito in piedi" con 1 motore.
- Molto comoda, con schienale e braccioli imbottiti.
- Ampia tasca a destra per riporre telecomando e riveste.
- Fornita con poggia testa e protezione braccioli.
- Schienale posizionabile in pochi secondi, senza bisogno di attrezzi.
- Tessuto: 3 colori, microfibre 100% poliestere.



Rifinitura in microfibra
Blu, Sabbia o Cioccolato

INFORMAZIONI TECNICHE

| | A |
|--|--------|
| Peso | 46 kg |
| Altezza sedile | 50 cm |
| Altezza totale | 107 cm |
| Larghezza totale | 80 cm |
| Larghezza tra i braccioli | 50 cm |
| Profondità sedile | 50 cm |
| Lunghezza totale in posizione reclinata | 166 cm |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 147 kg |
| Adatto ad un uso in collettività (testato secondo la norma EN 1021-1 e 2 sulla resistenza al fuoco). | |



► POLTRONA "COQUILLE"


A Poltrona "coquille" con vassoio

Sedile 38 cm
 Blu Cod. W7144 500 038
 Rosso Cod. W7144 633 038
 Sedile 44 cm
 Blu Cod. W7145 500 044
 Rosso Cod. W7145 633 044
 Sedile 50 cm
 Blu Cod. W7145 500 050
 Rosso Cod. W7145 633 050


- Permette, grazie ad un dispositivo d'inclinazione semplificato, di mangiare, guardare la televisione o riposarsi.
- Scocca anatomica per un comfort totale.
- Poggia-testa ergonomico.
- Imbracatura.
- Crociera curva su 5 rotelle, di cui 3 con freno.
- Sedile regolabile in altezza (3 posizioni).
- Accesso previsto per un'alza persona o un verticalizzatore.
- Poggiagambe rialzabile ed ergonomico, poggipiedi amovibile e adeguato, per rendere l'accesso o il trasferimento più sicuri.
- Dispositivo d'inclinazione sulla barra di spinta che consente l'attivazione a mano senza sforzo per l'accompagnatore.
- Altezza del bracciolo che favorisce il sostegno, permettendo al tempo stesso l'accesso ai tavolini per il pasto.
- Dimensioni esterne massime ridotte per facilitare il passaggio attraverso le porte di 70 cm.
- Tavolino con bordi arrotondati, a scomparsa, per facilitare l'uso della poltrona negli ambienti poco spaziosi.
- Può essere sistemato su uno dei due lati (fornito sul lato sinistro).



Poggiagambe rialzabile



Rosso



Blu

INFORMAZIONI TECNICHE

| A | |
|---|--------------------------------------|
| Seduta inclinabile | da 0 a 28° |
| Larghezza sedile | 38/44/50 cm |
| Larghezza esterna massima per le 3 sedute | < 68 cm |
| Altezza dal suolo sedile | 48 a 51 cm |
| Altezza dal suolo braccioli | 77 cm |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 120 kg |
| Gommapiuma | alta resilienza 32 kg/m ³ |

► ALZAMALATI

B Alzamalati elettrico con imbracatura a U

Cod. W7005 500 000 (con imbracatura)
 Cod. W7006 000 000 (imbracatura - taglia M)
 Cod. W7006 000 001 (imbracatura - taglia L)


- Permette di trasferire il paziente dal letto alla sedia a rotelle, dalla sedia al WC.
- Altezza di sollevamento sufficiente per consentire di rialzare una persona da terra o di trasferirla dal lettino da terapia.
- Possibilità di sollevare un paziente da una poltrona da salotto.
- Giogo a 4 punti che consente di allontanare la cinghia per un maggiore comfort.
- Trasporto e stoccaggio facilitati dal sistema di ripiegatura.
- Elevata autonomia della batteria.
- Imbracatura adatta alla maggior parte delle morfologie. In maglia a rete, per lasciare passare l'acqua.
- Martinetto disinnestabile, giogo con ganci antiritorno e pulsante d'arresto d'emergenza, per un uso più sicuro.



Sicurezza: può funzionare manualmente

Scende fino a terra

Posizione aperta



Posizione piegata

Verificare la disponibilità dei prodotti nel proprio Stato.

INFORMAZIONI TECNICHE

| B | |
|--|---|
| Larghezza | 67 cm |
| Lunghezza (al di fuori delle ruote) | 111 cm |
| Gambe regolabili | da 55 a 96 cm (misure prese all'interno) |
| Gambe regolabili | de 63 à 108 cm (misure prese all'esterno) |
| Altezza gambe | 6,5 cm |
| Altezza min/max del braccio | 57 a 163,5 cm |
| Motore/Pistone Sygma | 8000 Newtons - 24VCC |
| Ruote anteriori/posteriori | 75 mm |
| Peso totale | 43,5 kg |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 150 kg |
| Numero del ciclo con una carica di batteria | circa da 40 a 100 kg |
| Conforme norme EN 10535 | |
| Dimensioni imbracatura: | |
| Taglia M - Larghezza : 88 cm - Altezza schienale : 64 cm - Profondità : 60 cm | |
| Taglia L - Larghezza : 110 cm - Altezza schienale : 67 cm - Profondità : 68 cm | |



Imbracatura comfort con gommapiuma



AUSILI PER LA VITA QUOTIDIANA

- ▶ ACCESSORI PER IL BAGNO
- ▶ SEDIE DA COMODO
- ▶ ALZA WC
- ▶ TERMOMETRI
- ▶ SFIGMOMANOMETRI



ACCESSORI PER IL BAGNO

Questi sedili possono essere montanti e smontati in un attimo, in quanto gli ampi braccioli sono appoggiati ai bordi della vasca. Seduta in polipropilene forata per permettere il deflusso dell'acqua. Struttura in acciaio inox e in alluminio anodizzato, totalmente inossidabile. Lavabile in autoclave.



A Sedia mobile per doccia

Cod. V1214515

- Dotata di comode ruote, facilita il trasporto del paziente dalla camera da letto alla doccia.
- Poggiatesta retrattile per un maggior comfort e sicurezza.
- Il paziente deve tuttavia essere accompagnato ed assistito in permanenza durante il trasferimento al bagno.

Telaio in alluminio e rivestimento epossidico.

B Sedia e sgabello da doccia

Sedia da doccia Cod. W1600 001 001

Sgabello da doccia Cod. W1610 001 000

- La forma avvolgente del sedile e la sua superficie antisdrucchiabile danno all'utilizzatore una adeguata stabilità.
- Schienale e base forati per facilitare il deflusso dell'acqua.
- Impugnature integrate per una maggiore stabilità.
- Il sedile si regola in altezza per potersi sedere e rialzare più facilmente.

Telaio in alluminio (non si arrugginisce).



C Sedile da bagno senza schienale

Cod. V1214520

- Questo sedile regolabile in altezza (3 posizioni) e in larghezza evita di essere troppo in basso nella vasca.



D Sedile da bagno con schienale

Cod. V1214521

- Questo sedile regolabile in larghezza offre una maggiore stabilità all'utilizzatore.
- Schienale alto e braccioli per un maggior comfort.



E Sedile da bagno girevole

Cod. V1217532

- Questo sedile permette di sedersi nella vasca e di farsi la doccia in tutta sicurezza.
- La seduta ruota di 360° e si blocca ogni 90° grazie ad una levetta flessibile.
- Molto stabile grazie ai piedini di gomma e ai 2 assi di stabilizzazione.
- Struttura in alluminio, viti in acciaio inossidabile, seduta in polietilene ad alta densità: al tempo stesso robusto e leggero, non arrugginisce.



INFORMAZIONI TECNICHE

| | A | B |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Peso | 8 kg | - |
| Profondità | 58 cm | - |
| Larghezza totale (esterna massima) | 58 cm | - |
| Altezza sedile | 48 cm | da 36 a 46 cm |
| Dimensione del sedile (L x A x P) | 46 x 41 x 38 cm | (L x P) 51 x 31 cm |
| Larghezza sedile tra i braccioli | 44 cm | - |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 100 kg | 100 kg |

| | C | D | E |
|------------------------------------|----------------|------------|--------|
| Peso | 3,2 kg | 4,65 kg | 4 kg |
| Larghezza seduta | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
| Profondità seduta | 38 cm | 38 cm | 39 cm |
| Altezza seduta | 0 - 12 - 22 cm | - | - |
| Larghezza totale (esterna massima) | 65 - 72 cm | 65 - 72 cm | 71 cm |
| Altezza totale | 27 cm | 37 cm | - |
| Larghezza tra i braccioli | 44 - 51 cm | 44 - 51 cm | 56 cm |
| Altezza braccioli | - | 22 cm | - |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 110 kg | 110 kg | 110 kg |



▶ ACCESSORI PER IL BAGNO

A Sedile per doccia rialzabile Cod. V1214519

- Sedile molto comodo per il paziente grazie alla struttura della seduta in polipropilene forata per permettere il deflusso dell'acqua.
- Questo sedile rialzabile occupa poco posto nella doccia. Dima per fissare facilmente il sedile al muro.



Queste tavole da bagno permettono di sedersi e di entrare facilmente nella vasca o di farsi una doccia stando seduti. Si adattano al 95% delle vasche standard, senza l'uso di attrezzi. L'impugnatura permette un sicuro trasferimento. Portasapone integrato. Le tavole possono essere sterilizzate in autoclave.

C Tavola da bagno con impugnatura Cod. W1820 003 001

- Profonda e dotata di una forma anatomica, è molto comoda.



B Sgabello da bagno con ventose Cod. W1630 002 001

- Per farsi il bagno o la doccia stando seduti.
- Si fissa sul fondo della vasca con 4 ventose, di cui una dotata di levetta di bloccaggio.
- Molto comodo grazie alla seduta larga e anatomica, permette un deflusso ottimale dell'acqua.
- Un incavo nella parte anteriore facilita la toeletta intima.
- Regolabile su 2 altezze, 20 o 25 cm.



D Tavola da bagno con ventose Cod. W1820 002 002

- Questa tavola da bagno può essere installata facilmente e senza chinarsi.
- Offre una sicurezza ottimale e una grande facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio esclusivo :
 - Le due ventose orientabili garantiscono una perfetta aderenza ai bordi della vasca.
 - Due levette situate sulla parte superiore permettono di regolare facilmente la larghezza della tavola.
- Incavo nella parte anteriore per facilitare la toeletta intima.

E/F Tappeti antiscivolo per vasca e doccia

Tappeto per vasca – Cod. W1850 002 001
Tappeto per doccia – Cod. W1850 002 002

- Questi tappeti permettono di evitare le scivolate accidentali.
- Ottima aderenza al supporto grazie alle numerose ventose. 100% PVC, quindi senza rischi di formazione di muffe.
- Colore: bianco madreperlato.



G Copertura

Mano Cod. V1206116
Braccio Cod. V1206110
Gamba Cod. V1206114
Piede Cod. V1206112

- Confezione da 3 pezzi.
- Queste protezioni in plastica trasparente proteggono il corpo durante la doccia o il bagno.
- Sono mantenute da una fascia adesiva.



INFORMAZIONI TECNICHE

| | A | B | C | D |
|--------------------------------------|-----------------|------------|---|-----------------------------------|
| Peso | 3 kg | 1,5 kg | 1,3 kg | 1,8 kg |
| Larghezza totale | 42 cm | 40 cm | Larghezza totale (mini-maxi) | 27 cm - 27 - 33 cm |
| Profondità seduta | 38 cm | 32 cm | Larghezza interna max (vasca) | 61 cm - 65 cm |
| Dimensioni sedile aperto (P x L x A) | 52 x 42 x 11 cm | - | Dimensioni (L x P x A) | 69 x 27 x 10 cm - 68 x 27 x 20 cm |
| Dimensioni sedile chiuso (P x L x A) | 12 x 42 x 45 cm | - | Punti di contatto regolabili in larghezza | 41 a 61 cm - 42,5 a 65 cm |
| Altezza | - | 20 - 25 cm | Peso massimo dell'utilizzatore | 200 kg - 200 kg |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 110 kg | 200 kg | | |

| | E | F |
|------------|------------|------------|
| Dimensioni | 51 x 51 cm | 73 x 36 cm |



▶ ACCESSORI PER IL BAGNO

A Sostegni d'appoggio doppi

Cod. V1213714

- Si installano normalmente a fianco del WC, uno per parte, ad una distanza tra loro di 60 cm e ad un'altezza di circa 80 cm da terra.
- Le persone che possono camminare li utilizzano come supporti per sedersi o rialzarsi. Se si utilizza una sedia a rotelle, una delle barre può essere ruotata verso l'alto per consentire un più facile accesso dalla sedia al WC.



C Barra di appoggio antiscivolo

Cod. V1213716 barra di appoggio dritta 30 cm
 Cod. V1213717 barra di appoggio dritta 45 cm
 Cod. V1213718 barra di appoggio dritta 60 cm
 Cod. V1213719 barra angolata 33 cm
 Cod. V1213720 barra angolata 40 cm

- Studiata per rendere più sicuri i movimenti e gli spostamenti all'interno della casa.
- Materia antiscivolo: garantisce sicurezza e un grande comfort di uso.
- **Barra dritta:** rende più sicuri gli spostamenti all'interno della stanza da bagno, nelle scale, ecc.
- **Barra angolare:** per alzarsi dal WC od uscire dalla vasca da bagno.
- Facile da sistemare, discreta, si adatta a persone che pesano fino a 160 kg.
- Fissaggio mediante 4 viti e tasselli (non fornite).



B Barra di accesso al bagno

Cod. W1740 001 001

- Offre un punto di appoggio ad altezza adeguata per scavalcare il bordo della vasca da bagno.
- Impugnatura in materia plastica antiscivolo che assicura un'ottima presa.
- Viene fissata sul bordo della vasca da bagno per mezzo di una pinza regolabile (ricoperta di gomma per non scalfire la vasca) senza bisogno di attrezzi.



▶ SEDIE COMODE

D Sedia da comodo 3 in 1

Cod. W1910 001 001

- Al tempo stesso sedia per WC, alza WC e struttura per WC.
- Seduta regolabile in altezza.
- Facile da piegare e da trasportare.
- Si monta e si smonta senza attrezzi in 5 minuti.
- Presentata in uno scatolone colorato con impugnatura per il trasporto.
- Telaio in acciaio con vernice epossidica.
- Colore: bianco/blu chiaro/blu scuro.



Sedia WC

Novità !



Struttura WC



Sistema anti-splash

Alza WC



Scatolone per il trasporto

E Sedia da comodo con ruote, blu

Cod. W1960 002 002

- Questa sedia permette di spostare facilmente una persona, può anche essere sistemata sopra il WC.
- Lo schienale alto assicura un ottimo sostegno. Braccioli ripiegabili verso il basso.
- Le sue ruote posteriori sono munite di un freno.
- Poggiatesta ripiegabili ed rimovibili per facilitare i trasferimenti.
- Compatta, una volta smontata, si trasporta facilmente.



INFORMAZIONI TECNICHE

| | A | B | C | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Barra dritta | Barra angolata |
| Dimensioni disponibili | 70 x 20 x 10 cm | - | 30 / 45 / 60 cm | 33 / 40 cm |
| Pinza regolabile | - | de 6,5 a 17 cm | - | - |
| Altezza sopra il bordo della vasca da bagno | - | oltre 30 cm | - | - |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 120 kg | - | 160 kg | 160 kg |

| | D | E | |
|------------------------------|------------|---|-----------------|
| Altezza di seduta regolabile | 43 - 58 cm | Altezza sotto il sedile | 46 cm |
| Larghezza tra i braccioli | 47,5 cm | Larghezza tra i braccioli | 46 cm |
| Peso massimo utilizzatore | 110 kg | Altezza dello schienale | 44,5 cm |
| | | Ruotine | 125 mm |
| | | Profondità x larghezza x altezza totale | 77 x 56 x 95 cm |
| | | Peso massimo dell'utilizzatore | 100 kg |





► SEDIE COMODE



Lo schienale incurvato e la base imbottita le rendono molto confortevoli. La base WC si rialza per facilitare la pulizia.

Il secchio si può togliere lateralmente o attraverso la base, per evitare il trasferimento del paziente. È dotato di un coperchio anti-odore a doppio bordo.



A Sedia comoda classica

All'unità : Cod. V1214540

Per 3 : Cod. V1214541

- Forma esclusiva, comoda e robusta.
- Imbottitura molto spessa.



B Sedia comoda

All'unità : Cod. V1216540

Per 3 : Cod. V1216541



| | A | B |
|--------------------------------|--------|---------|
| Altezza terra/base forata | 48 cm | 49 cm |
| Larghezza della base | 44 cm | 45 cm |
| Larghezza tra i braccioli | 55 cm | 52,5 cm |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 120 kg | 100 kg |

► ALZA WC

A Alza WC a fissaggio rapido

Con coperchio Cod. V1214722

Senza coperchio Cod. V1214721

- Consente di aumentare l'altezza del WC di 10 cm affinché il paziente si possa sedere e alzare facilmente.
- Il fissaggio mediante staffe garantisce un'eccellente stabilità. Un incavo sulla parte anteriore facilita l'operazione di pulizia intima.
- Superficie liscia: risulta facile da lavare.
- Disponibile anche con coperchio per conservare l'aspetto tradizionale del WC.



4 punti di fissaggio

B Alza WC con fissaggio a fermi

Con coperchio Senza coperchio

10 cm Cod. W1840 005 201 Cod. W1840 004 201

14 cm Cod. W1840 005 301 Cod. W1840 004 301

- Alza il WC di 10 o 14 cm.
- Incavo nella parte anteriore e posteriore per facilitare la toilette intima.
- Superficie liscia: risulta facile da lavare.
- Morsetti di fissaggio mediante due manopole esterne: sistema che consente di installare e rimuovere rapidamente l'alza WC.



2 punti di fissaggio



| | A | B |
|--------------------------------|--------|----------------|
| Adattabile a WC di larghezza | - | 32 a 40 cm |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 185 kg | 200 kg |
| Sterilizzabile in autoclave | - | 1 min. a 85 °C |



ALZA WC

A Alza WC comfort

Cod. W1550 001 001

- Molto comodo.
- Molto stabile.
- In gommapiuma, protetta da una pellicola impermeabile.
- Adattabile alla maggior parte dei WC.
- Può essere lavato con acqua e sapone o disinfettato con prodotti senza candeggina.



B Alza WC a clip

Cod. W1510 003 001

- Rialza di 10 cm il WC per potersi sedere e rialzare facilmente.
- Il fissaggio mediante clip (direttamente sulla bocca del vaso del gabinetto), assicura un'ottima stabilità. Un incavo sulla parte anteriore facilita l'operazione di pulizia intima.
- Molto leggero, si trasporta con facilità.



INFORMAZIONI TECNICHE

| | A | B |
|--------------------------------|----------------|--------|
| Altezza | 11 cm | - |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 185 kg | 190 kg |
| Sterilizzabile in autoclave | 5 min. a 90 °C | - |

TERMOMETRI

A Termometro SENZA CONTATTO

In cofanetto espositore da 4 unità

Cod. W1360 001 001

- Preciso, affidabile e igienico.
- Permette di misurare la temperatura in 3 secondi a 5 cm dalla fronte, senza svegliare né spogliare il bambino.
- Multifunzione: utilizzabile in modo frontale o per l'ambiente e gli oggetti (camera, vasca da bagno, biberon, ecc.).
- Segnale di febbre: 10 bip brevi e display rosso.
- Fornito con 2 pile AAA 1,5 V e una custodia



NON DISPONIBILE IN ITALIA

B Termometro digitale

In cofanetto-espositore da 12 unità

Colore giallo Cod. W1340 120 012

Colore blu Cod. W1340 500 012

- Abbina ergonomia e design.
- Memoria dell'ultima misurazione, segnale di febbre.
- Risoluzione +/- 0,1°. Arresto automatico.



C Termometro digitale bebè punta flessibile

In cofanetto-espositore da 12 unità

Cod. W1350 001 012

- La punta flessibile è più confortevole per i bebè.
- Rileva la temperatura rapidamente (solo 10 secondi in modo rettale) e con grande precisione. Un allarme sonoro indica quando la temperatura è presa.
- A tenuta stagna, si pulisce e si disinfetta facilmente.
- Tubo trasparente che protegge il termometro.



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | A Senza contatto | B Digital | C Bebè punta flessibile |
|-----------------|---|---|---|
| Range di misura | Modo corporeo: 34.0-42.2 °C Modo oggetti: 0-100.0 °C | 32,0 °C a 42,9 °C | 32,0°C a 42,9°C |
| Precisione | ±0.2 °C tra 36.0 e 39.0 °C | ±0,1°C tra 34°C/42°C in ambiente da 18 a 28°C | ±0,1°C tra 34°C/42°C in ambiente da 18 a 28°C |
| Display | Display LCD (a cristalli liquidi), 4 cifre + simboli speciali | A cristalli liquidi a 3 cifre | A cristalli liquidi a 3 cifre |
| Standard | ASTM E1965; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC) | prEN12470-3 1997, termometro clinico ASTM standard NF | prEN12470-3 1997, termometro clinico ASTM standard NF |
| Alimentazione | 2 pile da 1,5 V, tipo AAA | 1 pila da 1,5 V / LR 41 | 1 pila da 1,5 V |

Verificare la disponibilità dei prodotti nel proprio Stato.





SFIGMOMANOMETRI



Niente può sostituire una visita medica, ma un autocontrollo della pressione del sangue nel proprio ambiente fornirà preziose informazioni al medico e potrà aiutarlo ad effettuare una diagnosi e a prescrivere un trattamento adeguato.

I nuovi tre sfigmomanometri Thuasne permettono di segnalare l'elevata probabilità di un'aritmia cardiaca (IHD). Indicano contemporaneamente, e con precisione, la pressione sistolica, la pressione diastolica e le pulsazioni. Sono testati clinicamente dalla BHS (British Hypertension Society).

Sfigmomanometro compatto da polso

Cod. W0890 002 001

- Ideale per una misurazione semplice e rapida. Si adatta facilmente al polso e non richiede di scoprire il braccio.
- Le ultime 60 misurazioni vengono memorizzate.
- Leggero e discreto, fornito in una custodia da trasporto con istruzioni d'uso dettagliate e passaporto salute.



Sfigmomanometro automatico da braccio Classic

Réf. W0850 002 001

- Per un controllo regolare della pressione.
- Misurazione rapida e affidabile.
- Le ultime 99 misurazioni vengono memorizzate.
- Funziona a pile o con alimentatore elettrico (in opzione).
- Fornito in una custodia da trasporto, con istruzioni d'uso dettagliate e passaporto salute.
- Convalidato A/A dalla BHS.



Verificare la disponibilità dei prodotti nel proprio Stato.

Sfigmomanometro automatico da braccio con sistema a tre misure

Cod. W0840 004 001

- Per un controllo regolare della pressione.
- Per una maggiore precisione, registra automaticamente 3 misurazioni successive e fa una media intelligente (tecnologia MAM).
- Grande display ad alta leggibilità.
- Memorizza fino a 99 misurazioni per facilitare il controllo medico.
- Funziona a pile o con alimentatore elettrico (in opzione).
- Fornito in una custodia da trasporto, con istruzioni d'uso dettagliate e passaporto salute.
- Convalidato A/A dalla BHS.





CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|--|
| Certificazione BHS (British Hypertension Society) | - C/B per il modello da polso - A/A per i modelli da braccio |
| Range di misurazione | - pressione sistolica / diastolica: 30 - 280 mmHg - pulsazioni: 40 - 200 / min |
| Precisione | - pressione: + / - 3 mmHg - pulsazioni: + / - 5 % |
| Memorizzazioni | - Polso: 60 memorizzazioni - Modelli braccio: 99 memorizzazioni |
| Bracciale | - Polso: 13,5 - 19,5 cm - Modelli braccio: 22 - 32 cm Bracciale largo in opzione: 32 - 42 cm |
| Alimentazione | - Polso: 2 pile AAA 1,5 V (in dotazione) - Modelli braccio: 4 pile AA 1,5 V (in dotazione) possibilità di utilizzare pile ricaricabili per i 3 modelli |
| Opzione per i modelli braccio | Alimentatore elettrico (accessorio non fornito) |
| Convalida | Modelli convalidati dalla BHS per una maggiore affidabilità delle misurazioni |

Verificare la disponibilità dei prodotti nel proprio Stato.





IL LETTO E IL SUO AMBIENTE

- ▶ AUSILI PER LA PREVENZIONE DELLE PIAGHE DA DECUBITO
- ▶ ACCESSORI
- ▶ CUSCINI
- ▶ GUANCIALI
- ▶ MATERASSI
- ▶ LETTI ELETTRICI
- ▶ ACCESSORI PER LETTI



AUSILI PER LA PREVENZIONE DELLE PIAGHE DA DECUBITO

Scelta del prodotto più adatto

E' indispensabile prevenire l'insorgenza delle piaghe da decubito.
 Per scegliere il prodotto più adatto è necessario verificare la tolleranza del paziente e il livello di rischio. Tra le differenti scale di valutazione del rischio, quella di Norton è la più autorevole e propone 5 criteri di valutazione dello stato del paziente.
 Questa scala è particolarmente adatta alle persone più anziane (dai 65 anni in su).
 Per ottimizzare la strategia di prevenzione, la valutazione dei bisogni specifici deve essere fatta dopo aver considerato i fattori di rischio.
 Bisogna aggiungere i rischi legati all'ambiente in cui si trova il paziente :

- **L'immobilizzazione** che genera una pressione maggiore e prolungata su alcune zone in funzione della posizione del soggetto (piaghe da decubito dorsali, laterali, ventrali, sacrali). La pressione prolungata è la principale responsabile delle piaghe da decubito causata da ipossia locale dovuta a compressione arteriolare seguita da un'iperpressione venosa e da edema interstiziale che pregiudica ulteriormente la circolazione arteriolare.
- le lesioni cutanee causate dallo **scivolamento** del paziente sul letto o sulla carrozzina: forze tangenziali che pregiudicano la vascolarizzazione ;
- lo **sfregamento** della pelle sul lenzuolo o la fodera della carrozzina ;
- la **macerazione** che assottiglia la pelle rendendola meno resistente.

Nel caso di una lesione spinale il rischio aumenta a causa della perdita di sensibilità.

SCALA DI NORTON

| Condizione fisica del paziente | Punteggio | Valutazione |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Cattive | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Discrete | 2 | <input type="checkbox"/> |
| Buone | 3 | <input type="checkbox"/> |
| Eccellenti | 4 | <input type="checkbox"/> |
| Condizione psicologica del paziente | | |
| Stupore | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Confusione | 2 | <input type="checkbox"/> |
| Apatia | 3 | <input type="checkbox"/> |
| Vigile | 4 | <input type="checkbox"/> |
| Attività | | |
| Allettato | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Su carrozzina | 2 | <input type="checkbox"/> |
| Deambulante con ausili | 3 | <input type="checkbox"/> |
| Autonomo | 4 | <input type="checkbox"/> |
| Mobilità | | |
| Immobile | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Molto limitata | 2 | <input type="checkbox"/> |
| Poco limitata | 3 | <input type="checkbox"/> |
| Completa | 4 | <input type="checkbox"/> |
| Incontinenza | | |
| Urinaria e fecale | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Urinaria | 2 | <input type="checkbox"/> |
| Occasionale | 3 | <input type="checkbox"/> |
| Continente | 4 | <input type="checkbox"/> |
| TOTALE | | <input type="checkbox"/> |

Per scegliere il prodotto adatto, bisogna consultare la tabella nella pagina seguente.

Punteggio di Norton 15 - 20

Rischio di piaghe da decubito **da assente a debole**

Punteggio di Norton 13 - 14

Rischio di piaghe da decubito **da debole a moderato**

Punteggio di Norton 9 - 12

Rischio di piaghe da decubito **da moderato a elevato**

Punteggio di Norton 5 - 8

Rischio di piaghe da decubito **elevato**

| | Paziente disteso | | Paziente seduto |
|---|---|--|--|
| | Materassi | Sopra-materasso e accessori | Cuscini |
| Rischio da assente a debole (Punteggio di Norton da 15 a 20) | • Materasso clinico | | • Cuscino ad acqua |
| Rischio da debole a moderato (Punteggio di Norton da 13 a 14) | • Materasso gofrato mono-portanza | • Sopra-materasso a pressione alternata e compressore | • Cuscino gel fluido e gommapiuma |
| Rischio da moderato a elevato (Punteggio di Norton da 9 a 12 o antecedenti di piaghe da decubito) | • Materasso gofrato multi-portanza • Materasso in schiuma con memoria di forma | • CareProtectPedi® • Talloniera di protezione con redistribuzione totale del peso | • Cuscino in gommapiuma a memoria di forma |
| Rischio molto elevato (Punteggio di Norton da 5 a 8) | | | • Cuscino a celle pneumatiche |

CareProtectPedi®

(paio) Cod. 2306 01

- Nuovo dispositivo unico e brevettato di ripartizione dei punti di appoggio per la prevenzione delle piaghe da decubito su tutto il piede.
- Molto semplice da mettere in posizione, permette al paziente di mantenere la sua mobilità.
- 3 Taglie : T1, T2, T3
- Tessuto jersey : 92 % cotone e 8% elasthan
- Lavabile a 60°C e riutilizzabile.
- Possibilità di 10 lavaggi a 90°C

Punteggio di Norton 9 - 12

Rischio di piaghe da decubito **da moderato a elevato**



| Circonferenza | Taglia |
|---------------|--------|
| 27 - 31 cm | 1 |
| 32 - 36 cm | 2 |
| 37 - 42 cm | 3 |



ACCESSORI / CUSCINI



A Talloniera di protezione con redistribuzione totale del peso

Cod. W2450 002 001

- Questo prodotto è adatto a pazienti con rischio da moderato ad elevato e come ausilio nel trattamento di piaghe già formate.
- Il tallone viene totalmente alleggerito dal peso consentendo una adeguata circolazione del sangue.
- Possibilità di effettuare radiografie 70-140 KU.
- Gommapiuma protetta da una colorazione poliuretanicca.
- Fascia di chiusura con velcro. Lavare con acqua e sapone



Punteggio di Norton 9 - 12

Rischio di piaghe da decubito **da moderato a elevato**

C Cuscino gel fluido e gommapiuma

Cod. W0470 003 001

- È composto da gommapiuma ad alta resistenza di 38 kg/m³ e 4,5 cm di spessore e da uno spessore di 1 cm di gel fluido. Lo strato di gel superiore accompagna i movimenti del corpo.
- La schiuma sotto il gel fluido garantisce un'ottima distribuzione delle pressioni.
- La fodera è impermeabile e traspirante. Lascia passare il vapore acqueo evitando la sudorazione.
- Fodera lavabile a 90°C e disinfettabile con qualsiasi prodotto di uso comune.

Punteggio di Norton 13 - 14

Rischio di piaghe da decubito **da debole a moderato**

B Cuscino ad acqua

Cod. W0465 001 001

- L'acqua facilita la distribuzione ottimale della pressione corporea.
- Fornito con kit di riempimento.



Punteggio di Norton 15 - 20

Rischio di piaghe da decubito **da assente a debole**

D Cuscino in gommapiuma a memoria di forma

All'unità o in confezione da 3

Cod. W0480 003 001 (fornito con 2 fodere)

Cod. W0580 001 001 (fornito con 1 fodera)

- Incavo posteriore per la prevenzione delle piaghe da decubito sacro-coccigee.
- Prevenzione delle piaghe da decubito ischiatiche.
- Profilo inclinato posteriormente per ridurre i rischi di caduta.
- Fodera impermeabile e traspirante, con base antiscivolo.
- Lavabile a 90° C e disinfettabile con qualsiasi prodotto di uso corrente.
- Garanzia 3 anni (contro il cedimento).



Punteggio di Norton 9 - 12

Rischio di piaghe da decubito **da moderato a elevato**



E Cuscino a celle pneumatiche

Adatto ai pazienti senza disturbi di stabilità

40 x 40 x 7 cm - 1 valvola Cod. W0490 003 101

40 x 45 x 7 cm - 1 valvola Cod. W0490 003 201

Adatto ai pazienti con disturbi di stabilità

40 x 40 x 7 cm - 2 valvole Cod. W0490 003 301

40 x 45 x 7 cm - 2 valvole Cod. W0490 003 401

- Le unità sono indipendenti e il corpo sprofonda nel cuscino aumentando così la superficie di contatto. L'aria circola tra le celle e consente un'equa ripartizione delle pressioni.
- L'aria circola tra le celle e permette di evitare la macerazione.
- Base anti-scivolo per evitare che il cuscino si sposti in avanti sulla poltrona.
- Fodera permeabile all'aria ma impermeabile ai liquidi.
- Fornito con peretta di gonfiaggio.



Punteggio di Norton 5 - 8

Rischio di piaghe da decubito **elevato**



INFORMAZIONI TECNICHE

| | A | B | C |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| Peso del cuscino | - | (pieno) circa 9 kg | 1,9 kg |
| Dimensioni | L 26 x l 16 x A 8,5 cm | 43 x 48 cm | 40 x 40 x 5,5 cm |
| Peso massimo dell'utilizzatore | - | 100 kg | 95 kg |

| | D | E |
|--------------------------------|----------------------|--------|
| Densità | 82 kg/m ³ | - |
| Dimensioni | 43 x 43 x 6 / 9 cm | - |
| Peso del cuscino | 1,4 kg | 1 kg |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 100 kg | 120 kg |



▶ GUANCIALI / MATERASSI



A



B

A/B Guanciale Cervi+® e Cervi+® Maxi in schiuma a memoria di forma

Cervi+® Cod. W0460 003 001 - Cervi+® Maxi Cod. W0460 003 002

- Il guanciale Cervi+®, molto comodo, sostiene la testa senza sollecitare la spalla o la cervicale, evitando quindi le tensioni. La forma si adatta alla morfologia del collo e della testa sia che si dorma su un fianco che in posizione supina. La schiuma visco-elastica memorizza la forma della testa ed esercita quindi una contro-pressione minima facilitando la circolazione del sangue e riducendo le pressioni.
- Fodera di qualità, in spugna stretch, 80% cotone, 20% poliammide (lavabile a 40°C).
- Garanzia 3 anni contro il cedimento.
- Fodere di ricambio disponibili.

Punteggio di Norton 15 - 20

Rischio di piaghe da decubito da assente a debole

C Materasso clinico

Cod. W3009 003 001

- Questo materasso, che può sostituire un materasso tradizionale o troppo usato, è destinato alle persone costrette a letto che hanno bisogno di comfort (o di sicurezza in termini di incontinenza). La qualità della gommapiuma ad alta resistenza 30 kg/m³ offre una garanzia di comfort e una maggiore durata di vita.
- Consegnato con fodera integrale Promust PU in jersey poliuretano impermeabile e traspirante. La fodera ha una cerniera sui 3 lati, con patta.
- Garanzia 1 anno contro cedimenti (tranne fodera).



INFORMAZIONI TECNICHE

| | A | B | C |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Densità | 75 kg/m ³ | 75 kg/m ³ | 30 kg/m ³ |
| Dimensioni | 50 x 32 x 10,5 / 8 cm | 65 x 36 x 11,5 / 10 cm | 195 x 88 x 14 cm |
| Fodera di ricambio | WW0460 030 1A | WW0460 030 2A | - |
| Fodera standard adeguata: | - | 50 x 70 cm | - |
| Peso dell'utilizzatore per garantire l'efficacia del materasso | - | - | 40 a 120 kg |

D Materasso gofrato mono-portanza

Cod. W3000 002 001

- È un ottimo materasso per utilizzatori a basso-moderato rischio di piaghe da decubito, adatto anche per letti elettrici.
- Materasso modellato con forma gofrata.
- Mousse di poliuretano modellata di alta resilienza 40 kg/m³.
- Consegnato con fodera integrale Promust PU in jersey poliuretano impermeabile e traspirante. La fodera ha una cerniera sui 3 lati, con patta.
- Garanzia 2 anni contro cedimenti (tranne fodera).


Punteggio di Norton 13 - 14

Rischio di piaghe da decubito da debole a moderato



Punteggio di Norton 13 - 14

Rischio di piaghe da decubito da debole a moderato



E Sopra-materasso a pressione alternata e compressore

Cod. W3015 003 001

- Il sopra-materasso a pressione alternata si poggia sul materasso esistente in gommapiuma (Cod. W3009 003 001) e si ricopre con un lenzuolo. Si serve di due circuiti d'aria ed è collegato con due tubi ad un compressore.
- I due circuiti d'aria si gonfiano uno dopo l'altro per alleggerire la pressione alternativamente.
- La pressione è regolabile in funzione del peso dell'utilizzatore.

| | D | E |
|---|----------------------|-------------------|
| Densità della schiuma ad alta resilienza PU | 40 kg/m ³ | |
| Dimensioni (L x l x A) | 195 x 86 x 14,5 cm | |
| Compressore 4,5 litri | | |
| Involucro esterno in ABS | | |
| Pressione regolabile da | | 30 a 110 mm Hg |
| Durata del ciclo | | 10 minuti |
| Ganci per appenderlo ai piedi del letto | | |
| Sopra-materasso | | |
| Materiale | | PVC |
| Dimensione gonfiato (lunghezza esterna bordi compresi) | | 280 x 90 x 6,5 cm |
| Peso dell'utilizzatore, per garantire l'efficacia del materasso | 120 kg / 40 kg | 120 kg / 30 kg |



MATERASSI




Punteggio di Norton 9 - 12

Rischio di piaghe da decubito da moderato a elevato

A Materasso in schiuma con memoria di forma

Cod. W3006 001 001

- La schiuma a memoria di forma ritorna alla posizione iniziale lentamente, contrariamente a una gommapiuma normale. In questo modo esercita una debole contro-pressione in corrispondenza delle protuberanze ossee.
- Consegnato con fodera integrale Promust PU in jersey poliuretano impermeabile e traspirante.
- La fodera ha una cerniera sui 3 lati, con patta.
- Garanzia 3 anni contro cedimenti (tranne fodera).





B Materasso gofrato multi-portanza

Cod. W3001 004 001

- Una base monoblocco e 6 moduli gofrati. Tre portanze adatte al peso delle varie zone del corpo.
- Consegnato con fodera integrale Promust PU in jersey poliuretano impermeabile e traspirante.
- La fodera ha una cerniera sui 3 lati, con patta.
- Garanzia 2 anni contro cedimenti (tranne fodera).

Punteggio di Norton 9 - 12

Rischio di piaghe da decubito da moderato a elevato



INFORMAZIONI TECNICHE

| | A | B |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| Densità della schiuma ad alta resilienza | (viscoelastica) 82 kg/m ³ | 40 kg/m ³ |
| Dimensioni | 195 x 87 x 14 cm | 195 x 85 x 17 cm |
| Peso dell'utilizzatore, per garantire l'efficacia del materasso | da 40 a 120 kg | da 40 a 120 kg |



LETTI ELETTRICI

C Letto Haydn

Smontabili in 4 parti, i letti THUASNE si assemblano facilmente senza l'ausilio di attrezzi.

Letto Haydn - Consegnato in cartone

Cod. V2007 530 001

Sponde pieghevoli in acciaio Paris*

Cod. V214 925 125

Sponde scorrevoli in legno Milano*

Cod. VF214 927 222

Alzamalati ad innesto Cod. V224 910 110

3 funzioni



Sponde in legno Milano



Altezza minima 40 cm (senza materasso e con ruotine da 100 mm).

I letti Thuasne, le sponde metalliche Paris e le sponde in legno Milano sono conformi:
- alla norma europea NF EN 60601-2-52: 2010
- alla norma NF EN 1970: 2000 ed emendamento NF EN 1970/A1: 2005*

* 1. Quando i letti Mantovani e Haydn vengono utilizzati con le sponde non sono adatti ai pazienti di statura inferiore ai 146 cm.
2. le sponde G3 sono compatibili con i letti Thuasne G2 e G3.



LETTI ELETTRICI



D Letto Mantovani

Smontabili in 4 parti, i letti THUASNE si assemblano facilmente senza l'ausilio di attrezzi.

Letto Mantovani - Consegnato in cartone Cod. V2006 530 001

Sponde pieghevoli in acciaio Paris* Cod. V214 925 125

Sponde scorrevoli in legno Milano* Cod. VF214 927 222

Alzamalati ad innesto Cod. V224 910 110



3 funzioni

Sponde in legno Milano

I letti Thuasne, le sponde metalliche Paris e le sponde in legno Milano sono conformi:
- alla norma europea NF EN 60601-2-52: 2010
- alla norma NF EN 1970: 2000 ed emendamento NF EN 1970/A1: 2005*

* 1. Quando i letti Mantovani e Haydn vengono utilizzati con le sponde non sono adatti ai pazienti di statura inferiore ai 146 cm.
2. le sponde G3 sono compatibili con i letti Thuasne G2 e G3.



Sponde pieghevoli metalliche Paris

Letto Mantovani con sponde Paris* e alzamalati ad innesto

Le sponde metalliche Paris si piegano facilmente con un solo gesto e per una maggiore sicurezza il perno di sgancio è collocato ai piedi del letto, difficilmente accessibile al paziente. Si possono utilizzare sia sui letti Mantovani sia sui letti Haydn.


I motori sono protetti contro spruzzi d'acqua. I cavi sono uniti al telaio ed il cavo principale è realizzato in materiale ad alta resistenza che lo preserva da tagli accidentali.

* Quando i letti Mantovani e Haydn vengono utilizzati con le sponde non sono adatti ai pazienti di statura inferiore ai 146 cm.



Alza gambe

- È regolabile elettricamente.
- L'inclinazione della seconda parte è regolabile manualmente, per consentire alle ginocchia di piegarsi.



INFORMAZIONI TECNICHE

| | Haydn C | Mantovani D |
|--|----------------|--------------------|
| A - Lunghezza totale de letto | 217 cm | 214 cm |
| B - Larghezza totale del letto | 105 cm | 105 cm |
| C - Altezza "testa-piedi" dalla rete | 46 cm | 42 cm |
| D - Altezza più alta/bassa con ruotine di 100 mm | 40/80 cm | 40/80 cm |
| E - Lunghezza della rete | 200 cm | 200 cm |
| F - Larghezza della rete | 94 cm | 94 cm |
| Altezza libera dal suolo | 35 cm | 35 cm |
| Carico massimo (utilizzatore, materasso e accessori) | 170 kg | 170 kg |
| Peso massimo utilizzatore | 135 kg | 135 kg |
| Altezza mini-maxi materasso con sponde Paris | 12/19 cm | 12/19 cm |
| Altezza mini-maxi materasso con sponde Milano | 12/18 cm | 12/18 cm |
| Peso della parte più pesante | 22 kg | 20 kg |

Garanzia di due anni per i motori e di cinque anni per il telaio, in condizioni normali di utilizzo.



ACCESSORI



Telecomando con sistema di bloccaggio delle funzioni del letto.

SICURO

Presenta un sistema di bloccaggio delle funzioni del letto. Togliendo la chiave del telecomando, il personale sanitario può impedire l'uso delle funzioni elettriche del letto.

AFFIDABILE

Fabbricato secondo la norma IPX6, offre una perfetta resistenza all'umidità.

PRATICO

Di forma ergonomica, è dotato di un gancio di fissaggio al letto, che ne facilita l'uso quotidiano.



Sistema di chiusura che permette di bloccare le funzioni del letto



Kit di trasporto per letti Mantovani e Haydn

Cod. V8400100



Due sponde in legno Milano* per letti Mantovani e Haydn

Cod. VF214 927 222

* Utilizzare solo per pazienti di statura superiore ai 146 cm.



Due sponde metalliche Paris* per letti Mantovani e Haydn

Cod. V214 925 125

* Utilizzare solo per pazienti di statura superiore ai 146 cm




Alzamalati ad innesto per letti Mantovani e Haydn

Cod. V224910110

A Braccio di sollevamento Geneva

Cod. V014949020


- Per cambiare posizione, si può utilizzare il braccio di sollevamento Geneva con la maggior parte dei letti standard o con una poltrona di riposo.



B Piantana porta flebo con ruote

Cod. W0305 001 001


- Indispensabile per le perfusioni.



D Poggia schiena

Cod. W0320 002 001

- Si regola in inclinazione per riposarsi, per leggere o per guardare la televisione.
- Tessuto aerato che lascia respirare la pelle.



E Tavolino da letto classico

Cod. W0300 001 001

- Pratico per leggere, il piano orizzontale è regolabile in inclinazione.
- Regolazione sia in altezza che lateralmente.



C Lim pinza da presa

65 cm : Cod. W2600 001 101

80 cm : Cod. W2600 001 201

- Per afferrare oggetti al suolo.
- Pinza da 65 cm: da seduti.
- Pinza da 80 cm : stando in piedi.
- Clip per poter fissare la pinza su un deambulatore. In alluminio.



F Tavolino da letto ad altezza variabile

Cod. W0310 001 001

- La regolazione in altezza del piano orizzontale si fa senza sforzi grazie al sistema di contrappeso integrato alla colonna.
- Quattro rotelle, tutte dotate di freni, permettono di spostare il tavolino senza sforzi.




INFORMAZIONI TECNICHE

| | A | B | D | E | F |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-------------|
| Altezza del triangolo dal suolo | 117 / 152 cm | - | - | - | - |
| Larghezza totale | 89 cm | - | - | - | - |
| Altezza dei piedini | 10 cm | - | - | - | - |
| Carico massimo | 80 kg | - | - | - | - |
| Peso supportato totale / da gancio | - | 16 kg / 4 kg | - | - | - |
| Altezza massima | - | 2,40 m | - | - | - |
| Ingombro al suolo | - | Ø 54 cm | - | - | - |
| Altezza | - | - | 58 cm | 70 a 110 cm | 70 a 110 cm |
| Piano orizzontale | - | - | - | 60 x 40 cm | 80 x 40 cm |
| Larghezza | - | - | 61 cm | - | - |
| Peso massimo dell'utilizzatore | - | - | 100 kg | - | - |



THUASNE
H O M E C A R E



THUASNE ITALIA S.R.L.

Via Capuana, 27 – 20825 BARLASSINA (MB)

Tel 0362.33.11.39 – Fax 0362.30.79.17

Per informazioni: thuasne.italia@thuasne.it

www.thuasne.it



0116 092 721 - 10 (mai 2014).

Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti senza preavviso rispetto alle descrizioni ed illustrazioni del presente catalogo.
Foto non contrattuali. Verificare la disponibilità dei prodotti nel proprio Stato.

I nostri prodotti sono coperti da una garanzia legale di 2 anni per difetti occulti, che decorre dalla data di acquisto. La garanzia è applicabile in condizioni normali di utilizzo. In alcuni casi il periodo di garanzia può essere più breve (ad esempio, per alcuni pezzi soggetti ad usura o per le batterie) o più esteso. Fare riferimento alle istruzioni d'uso fornite con il prodotto.

Referenze fotografiche : © Jimmy Delpire © Studio Caterin

www.thuasne.biz

2014-2015