



**HÄGER
WERKEN**

Dentalprodukte weltweit
Dental Products Worldwide



Catalogo dentale

No. 15





Hager & Werken GmbH & Co. KG
 Postfach/P.O.B. 10 06 54 - 47006 Duisburg
 Ackerstraße 1 - 47269 Duisburg, Germany
 Telefon +49 (203) 99269-0
 Fax +49 (203) 299283
 E-Mail info@hagerwerken.de
 Internet www.hagerwerken.de



Larident Srl
 Via Giovanni da Verazzano, 145
 16145 Genova (Italy)
 Telefono +39 010 83 01 726
 Telefono +39 010 84 61 396
 Fax +39 010 83 01 732
 www.larident.it
 info@larident.it

Responsabili di zona

Marco Milani
 Piemonte Lombardia
 338 3938677
 m_milani@fastwebnet.it

Maurizio Callegarin
 Triveneto Emilia Romagna
 337 498787
 callegar1@callegarinmaurizio.191.it

Armando Sartori - Centro Sud Italia
 335 6086104
 info@larident.it

Davide Calanna - Sicilia Calabria
 339 8655858
 calanna6@interfree.it

Nuova linea
 di produzione di Miratray implant



Tradizione ed innovazione

Noi siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo catalogo, che presenta sotto una nuova versione grafica tutti i nostri tradizionali prodotti oltre ad un grande numero di novità, in particolare i seguenti highlights:

- Miratray implant: l'innovativo e rivoluzionario porta impronte per implantologia. Sviluppato dal team del prof. Dr. Spiekermann e del Dr. Haselhuhn dell'università di Aachen in Germania e dal Ing. K. Reimers (Th Aachen)
- Laser Hf: la prima apparecchiatura al mondo che offre la combinazione di laser ed elettrobisturi in alta frequenza, in un insieme unico. Questa apparecchiatura Hager & Werken viene prodotta direttamente in sede e cofinanziata da fondi statali
- Sos dentobox: prolunga l'opportunità di reimpiantare i denti spezzati fino a 48 ore. Grazie ad una campagna promozionale chiamata < Zahnexperten 24 >, numerose scuole, asili, palestre, piscine etc in Germania hanno avuto la possibilità di dotarsi di questo prodotto.

Ad oggi la nostra ditta ha sviluppato tutti gli aspetti della produzione, della ricerca, dello sviluppo, attraverso la produzione ed il marketing. La nostra crescita costante negli anni è stata incrementata negli ultimi tempi dallo sviluppo di Hager Pharma, società gemella attiva nel settore della produzione e vendita di prodotti per il settore farmaceutico.

Attraverso una stretta partnership con i nostri distributori in tutto il mondo, Hager & Werken è cresciuta nel corso di 4 generazioni nel mercato dentale, come una vera industria familiare. Noi siamo convinti che continueremo a crescere grazie a voi, cari clienti.

Andreas Huber

Patrick Hager



Klemens Böhm

Andreas Huber

Patrick Hager

Michael Hager

Heiko Krantz



3 in 1	15	Premolar clamps with wings	27	Miratoi® No.12: Medal Set	66	Tweezer PL	19
A irsonic® Absorbo box	38	Fit Rubberdam® Steel Frame	24	Miratoi® No.13: Bauletti	66	Twin-Pipette	14
Airsonic® Adapter	38	Fit Rubberdam® T-Clamps	25	Miratoi® No.14:		U vex Astro Lite	20
Airsonic® Alu-Oxyd	38	Fit Rubberdam® Template	23	Dentierine saltellanti	66	uvex Astrospec	20
Airsonic® Mini Sandblaster	38	Fit Rubberdam®		Miratoi® No. 16: Penne Flessibili	65	uvex I-VO	21
Algilock® Cleaner Plus	10	Unicini per bambino R + L	28	Miratoi® Toys	64	uvex Skyper SX2	21
Algiloid®	10	Funny Animals	49	Miratorch®	39	uvex Skyper UV	20
Algi-Therm®	10	G ap Seal®	8	Miratray®	11	uvex Super G	21
Alpha-Ion® Toothbrushes	50	Grid Mount	37	Miratray® 140°	11	uvex Super OTG	20
Amalgam Well	32	Gripit	32	Miratray® Implant	9	uvex X-Trend	21
Apply®-Tips	14	H appy Morning®	50	Miratray®-Mini	11	V ariator®-Kit	19
Apt Gas	39	Happy Morning® De Luxe	50	Miratray®-Parziali	11	W hite gelée	60
Apt II Burner	39	Happy Morning® Testina Corta	50	Miratray® Spray	11	White Oxygen	61
Armatron Pro	39	Happy Morning® Travel Kit	51	Mirawhite® double-tray system	61	White tc	60
Astro Clean	21	Happy Morning® Xylitol	51	Molar Clock	63	X -Ray Mesh	37
B rillant	17	I mpla-Parallel®	8	Molar Seat	63	X-Ray Stain Remover	37
Brillant Anti-Fog	17	Infant-O-Brush®	51	Mouth mirror manico		Xylitol Chewing Gum	55
C alci-Line	33	I-Prox® P	56	Finger-grip	17	Xylitol Chewing Gum	55
Cervical Clamp 214	28	I-Prox® P chx	59	Myzotect®-Tincture	43	Xylitol Powder	55
Chiru-Cleaner®	22	K id's Brush	51	N anosensitive® hca	53	Z ahnpick	58
Chirurgo-Suc I®	22	Kisag Burner	39	Napkin Holder Big	18		
Clean-Jet®	44	L aserHF	40	O cclu-Print®	31		
Clean-Jet® Powder	44	LaserHF	41	Occlu® Spray Plus	33		
Contact Gauge	33	M atrix Retainers	31	Orange-Solvent®	19		
Cotton Clip	19	McTooth® Clip	67	P arallelometer Specchietto	17		
Crown Click de Luxe	32	McTooth® Mirror	63	Paroguard® chx liquid	52		
Cyano Ex	29	Membrane Box	18	Paroguard® chx liquid 5000 ml	52		
Cyano Veneer®	29	Membrane Box Large	18	Pelotte Plus	22		
Cyano Veneer® Mixing Liquids	29	Membrane Box Medium	18	Perfect Splint C®	30		
Cyano Veneer® Powder	29	Membrane Box Small	18	Perfect-Splint-System	30		
Cyano Veneer® Quick	29	Membrane Box XXL	18	Pic-Brush® Intro Kit	57		
D app-a-way	45	Micro-Etch	31	Pic-Brush® IP Probe	57		
Demo Model	62	Mira-2-Ton®	58	Pic-Brush® Spazzolini di ricambio	57		
Dental Demo Poster	63	Mirabrush®	14	Pick-up Stick	32		
Dente Anti Stress	67	Mira Clean®	44	Plaque Agent	49		
Desmoclean®	47	Mira-Clin P®	44	Plaque Check kit	58		
Dispens-a-Strip	31	Mira-Clip	18	Poster "Denti sani Denti malati"	63		
Docdont Sanduhr	49	Miradent Demo Box	57	Poster "Profilassi Professionale"	63		
Docfloss®	59	Miradont®- Gel	42	Praxipolish® Plus	19		
Docfloss® Implant chx	59	Mira-Duo®	17	Prepometer®	46		
Docfloss® interspace	59	Mirafit® 3 in 1	34	Prophy-Angles	45		
Docfluor® c/Docfluor® c 2in1	53	Mirafit® BC	35	Prophy-Mandrell	45		
Docfluor® chx liquid	52	Mirafit® Core	35	Prophy-Ring	45		
Durotanic® Mouth Mirror	17	Mirafloss® Big	58	Protectoray	36		
E mmenix Film Holder	36	Mirafluor®-Tray	56	Protho Box®	54		
Emmenix-Flap	36	Miraglu®	42	Protho Brush® De Luxe	54		
Exact Liner	33	Mirahold®	16	Protho-Clean	47		
F astcold®	19	Mirahold®-Block	16	Puntali Applicatori	15		
Fit® Clamp Forceps	23	Miraject®-Block	13	Puntali Miscelatori	15		
Fit® Folding Frame	24	Miraject® Endo Luer	13	Putzi-Pets	64		
Fit® Punch	23	Miraject® Endo Rinse	13	R eflect-Rhod	17		
Fit Rubberdam® Clamp Board	23	Miraject® Endotec Luer	13	Reso-Pac®	43		
Fit Rubberdam® Clamps		Miraject® Luer Tips	14	Röntgomarker®	37		
con supporto per rulli di cotone	28	Miraject® PL Super	13	Rotoprox®	45		
Fit Rubberdam®		Miraject® P/P Super	12	Rotoprox Mini	45		
Clamps for Children	25	Miramatic® Holder Plus	12	S alibag	36		
Fit Rubberdam®		Mira-Post	34	Scalpel-Ex	18		
Clamps ivory style (cervicale)	28	Mirasuc® Adapter	22	SOS Dentobox	48		
Fit Rubberdam®		Mirasuc® Brush	22	Spandex®	16		
Clamps ivory style (labiali)	28	Miratoi® No.1: Assortimento	64	Spandex®-Vertical	16		
Fit Rubberdam® Kit I	23	Miratoi® No.3:		Speedo-Clean®	46		
Fit Rubberdam® Kit II	23	Animali della fattoria	64	Study Model Transparent	62		
Fit Rubberdam®-Latex	24	Miratoi® No. 4:		Study Model Transparent Child	62		
Fit Rubberdam®		Animali dello Zoo	64	Study Model Transparent			
Molar clamps wingless	26	Miratoi® No.6: Anelli	64	De Luxe	62		
Fit Rubberdam®		Miratoi® No. 7: Orologi	65	Super-Splint	30		
Molar clamps with wings	26	Miratoi® No. 8: Palline Magiche	65	T erminali Intraorali attacco			
Fit Rubberdam®		Miratoi® No.9: Porta chiavi	65	Universale	15		
Premolar clamps wingless	27	Miratoi® No.10: Miniature		Tong-Clin De Luxe®	54		
Fit Rubberdam®		macchinine e barchette	65	Tong-Clin Gel	54		
		Miratoi® No.11: Medal Set	66				

A cido fosforico	31
Adattatori per canule	22
Aghi lavaggi canalari	12 - 13
Apparecchio per lucidatura	46
Apribocca in silicone	16
Apribocca	16
Archi diga	24
B astoncini per applicazioni	14
Bauletti per denti da latte	66
Box per trasporto	18
Bunsen	39
C anule aspirazione	22
Catenelle porta tovaglioli	18
Chewing gum	55
Clessidra	49
Colluttori	52
Collutorio per bambini	49
Contenitori per pasta profilassi	44
Contenitori per spazzolini	49
Coppette in plastica per ricostruzione	35
Curettaggio	47
Cuscinetti per rimozione protesi	32
D entiere saltellanti	66
Dentifricio all'amino-fluoride	53
Dentifricio per denti sensibili	53
Diga in lattice	24
F ilo interdentale su archetto	58
Filo e nastro interdentale	58 - 59
G as per bunsen	39
Gel per trattamento post operatorio	42
Gel sbiancante	61
Gel sigillante per impianti	8
Ghiaccio spray	19
Giochi	64 - 67
I dro materiale da impronta	10
K it prima visita monouso	19
L aser	40 - 41
Liquido adesivo per sutura	42
Liquido salvataggio denti rotti	48
M arionette con dentatura	64
Martelletto per ponte e corone	32
Materiale per otturazione	29
Matrici per superfici occlusali	31
Minisabbatrice	38
Modelli dimostrativi	62
Mortaio per amalgama	32
O cciali protettivi	20 - 21
Orologio	63
Ossido alluminio	38
Ossido di alluminio	38
P asta auto assorbente per protezione piaghe	43
Pasta di idrossido di calcio	33
Pasta per profilassi	44
Penna per scrivere su rx	37
Pennellini per applicazioni	14
Perni canalari	34
Perni in fibra di vetro	34
Pinza per diga	23
Pipette stilla gocce	14
Polvere per rimozione alginato	10
Polvere speciale per profilassi	44
Porta dentiere	54
Porta impronte monouso	11
Porta impronte parziali	11
Porta impronte per implantologia	9
Porta matrici in acciaio	31
Porta radiografia	36
Porta rx millimetrati	37
Poster dimostrativi	63
Profilassi con apparecchio ad aria	44
Pulisci lingua	54
Puntali con coppetta in gomma	45
Puntali plastica per siringhe luer	14
R eamer	34
Remineralizzatore di smalto	60
Retine per splintaggio	30
Rivelatore tartaro e placca	58
S chermo protettivo da raggi X	36
Schiuma siliconica igienizzante	19
Scovolini interdentali	57
Scovolini su mandrino	45
Sgabelli	63
Sistema per parallelismo	8
Soluzione per pulizia a base di arancio	19
Sonda misurazione spazi interdentali	57
Spazzolini da viaggio	51
Spazzolini per bambini	51
Spazzolini per dentiere	54
Spazzolini per tasche gengivali	56
Spazzolini pulisci canula	22
Specchi per fotografie intraorali	17
Specchietti in metallo	17
Specchietti monouso	17
Specchio per paziente	17
Spray adesivo per impronte	11
Spray per occlusione	33
Spray per pulizia dentiere	47
Strumento misurazione punti di contatto	33
Strumento per marcatura	33
T avolette porta film	36
Trattamento post operatorio	42 - 43
Tray monouso per fluoro in gel	56
U ncini per diga	25 - 28
Uncino cervicale per diga	28

Implantologia

Pag 8-9



Aspirazione

Page 22



Aghi per lavaggi

Pag 12-13



Diga

Pag 23-28



Accessori

Pag 15-19



Otturazione

Page 29-33



Occhiali Protettivi

Pag 20-21



Radiografia

Page 36-37



Piccole apparecchiature

Pag 38–39



Supporti

Page 48–61



LaserHF

Page 40–41



Modelli

Pag 62



Chirurgia

Page 42–43



Arredamento

Pag 63



Profilassi


Page 44–45



Giochi

Pag 64–67





Gap Seal®

Gel sigillante anti-batterico per impianti

- Sigilla le fessure e gli spazi vuoti degli impianti a prova di batteri
- Impedisce costantemente la penetrazione di germi negli spazi vuoti e la infezione del tessuto perimplantare
- Elimina in modo efficace la causa principale della perimplantite
- Da oltre 10 anni viene impiegato con successo negli interventi clinici presso l'Università di Düsseldorf
- Facile da utilizzare e applicare grazie allo speciale applicatore
- Gap seal si basa su una matrice speciale a base siliconica, contenente timolo, con una effettiva proprietà antibatterica
- Viene utilizzato subito dopo l'applicazione dell'impianto con il primo avvvitamento della vite di chiusura
- L'impianto è protetto fin dall'inizio e in modo duraturo contro le infiammazioni da batteri, virus e funghi
- Gap seal è di facile utilizzo poiché il materiale viene introdotto in piccoli tips con un applicatore speciale



Fase 1

Il GapSeal® -tip viene applicato con un applicatore.

Fase 2

Dopo aver tolto il tappo applicare GapSeal®, facendo semplicemente ruotare la rotellina di scorrimento.

Fase 3

Gli impianti vengono abbondantemente ricoperti con GapSeal® subito dopo l'inserimento con il primo avvvitamento della vite di chiusura.

Articolo	COD
Set (applicatore + 10 tips)	152 041
Ricarica (10 tips da 0,06 mm)	152 040
Applicatore	152 042

Impla-Parallel®


Sistema per l'ottimizzazione del parallelismo in implantologia

- Può essere usato con ogni tipo di impianto
- Parallelizza gli impianti
- Permette un grande risparmio di tempo
- Ottimo risultato protesico ed estetico
- Autoclavabile

Ridonare armonia tra le funzioni dei denti e l'estetica deve essere un obiettivo da ottenere quando si effettua una ricostruzione in implantologia. La maggior precisione nella pianificazione delle fasi pre-operatorie così come un preciso inserimento chirurgico degli impianti danno la possibilità di ottenere i migliori risultati. Un esatto posizionamento di ogni perno nei casi di impianti multipli sono il risultato di un'accurata pianificazione per fornire un eccellente risultato estetico.

Articolo	COD
Set completo con fresa pilota	356 100
Fresa pilota 2 mm	503 500





**Risparmia
una seduta supplementare
ed il porta impronta
individuale**



Il nuovo porta impronte con pellicola tecnica nasce da una idea sviluppata dal team del prof. Spiekermann e del dr Haselhuhn (dell'università di Aachen (Germania). Il porta impronte Miratray Implant unisce grande velocità di utilizzo, alta precisione e grande risparmio di tempistica, con minor stress per il paziente.

Miratray® Implant

Porta impronte per impianti con pellicola tecnica

- Facile da utilizzare grazie alla speciale pellicola tecnica
- Unisce i vantaggi della precisione della tecnica < pick-up > (cucchiaio individuale forato) con la facilità di applicazione e la convenienza nei costi
- Fresatura non necessaria e abutment ben visibile attraverso la pellicola trasparente
- Risparmio di tempo, in quanto necessita solo un appuntamento con il paziente
- Forte risparmio non essendo necessario il porta impronte individuale (minori costi di laboratorio)
- L'impronta rimane pulita e precisa perché non vi è fuoriuscita di materiale dai fori
- Tre misure per tipo maxillare e mandibolare, per dentuli o edentuli
- Compatibile con tutti i materiali da impronta e i sistemi di Impianti

Articolo	Contenuto	COD	COD
Kit introduttivo da 6 pz (superiore/inferiore per mandibola small, medium, large)			101 250
S1	small	6 pz	101 251
S2	medium	6 pz	101 252
S3	large	6 pz	101 253
L1	small	6 pz	101 254
L2	medium	6 pz	101 255
L3	large	6 pz	101 256



Algiloid®

Unico idro- materiale da impronta

- Unisce i vantaggi degli idrocolloidi reversibili con quelli dell'alginate (irreversibili)
- Veloce e facile da preparare
- Raggiunge la stessa definizione e fedeltà nei dettagli degli idrocolloidi classici
- L'alginate viene utilizzato come materiale da prima impronta ed allo stesso tempo come agente di raffreddamento di Algiloid
- Non necessita di porta impronte raffreddati ad acqua
- Molto facile da riscaldare con Algi-Therm in circa 15 minuti
- Servono solo 3 minuti circa di posizionamento del porta impronte nella bocca del paziente
- I puntali di ricambio per le siringhe sono disponibili separatamente
- Prezzo per impronta estremamente vantaggioso

Articolo	COD
Algiloid kit introduttivo	101 406
Box con 48 tubo fiale	101 401
Siringa + 2 terminali	101 405



Per riscaldare
Algiloid e fiale anestetico

Algi-Therm®

Preparazione di Algiloid senz'acqua

- Fino a 8 fiale sempre pronte all'uso
- Mai più il problema di dover rispettare dei tempi di preparazione
- Riscaldamento, raffreddamento e conservazione controllati tramite microprocessori
- Una protezione contro l'extra riscaldamento protegge l'apparecchiatura e l'idrocolloide
- Le fiale pronte all'uso possono essere inserite immediatamente nella siringa
- Anche le fiale di anestetico possono essere riscaldate con precisione a 36°

Dati Tecnici

Peso 1.6 kg
Dimensioni: L 11,5 cm / H 9 cm / P 19,2 cm
Voltaggio: 220/230W

Articolo	COD
Algi-Therm	452 008

Con il metodo Algiloid avremo impronte estremamente precise, poco costose ed un grande risparmio di tempo

Il metodo Algiloid si compone di:

- Apparecchiatura Algi-therm per il riscaldamento e la preparazione del materiale
- Algiloid idro-materiale come < light body >
- Un alginato di qualunque marca come prima impronta

Algiloid viene riscaldato nell'apparecchio Algi-Therm ed esce pronto per essere immediatamente applicato sul dente dopo che il porta impronte con l'alginate viene scaricato. L'alginate trattato come un idrocolloide, rende non necessario l'utilizzo del porta impronte raffreddato.

L'impronta definitiva può essere realizzata in circa 20 minuti.

Chi utilizza Algiloid lo chiama <il materiale da impronta più preciso>. Test clinici non hanno rilevato alcuna differenza nella riproduzione dei dettagli rispetto ai materiali siliconici per addizione. Il costo del materiale da impronta Algiloid corrisponde ad un materiale di classe A puro. Allo stesso tempo Algiloid unisce i vantaggi di alginato e idrocolloidi e ne elimina gli svantaggi.



Algilock® Cleaner Plus

Polvere per rimozione alginato e gesso

- Rimuove facilmente e rapidamente alginato e residui di gesso dai portaimpronte in acciaio
- Dissolve i residui organici dai materiali senza effetti aggressivi o corrosivi
- Polvere da diluire nell'acqua tiepida in soluzione 1:10 prima di porre i portaimpronte nella soluzione per circa 10 min.
- Ph neutrale, biocompatibile, biologicamente biodegradabile, non contiene fosfati
- Gradevole e fresco profumo

Rimuove facilmente gesso ed alginato da porta impronte, strumenti e spatole. Pulizia facile e con poca perdita di tempo, semplicemente aggiungendo 50 gr di Algilock cleaner plus ad 1 litro di acqua calda e lasciando il materiale a bagno per circa 15/30 minuti. Può anche essere usato nella macchina ad ultrasuoni. Non utilizzabile per tray di alluminio. Fornito in polvere per evitare i costi di trasporto dell'acqua che viene aggiunta in seguito.

Articolo	Contenuto	COD
Algilock Cleaner Plus	1000 g	554 104



Miratray®

Porta impronte forato monouso

- In rigida plastica bianca, non si piega e non si rompe
- Dotati di speciali cestellini ritentivi per una perfetta aderenza dell'alginato
- Termoformabili per adattarli alla bocca del paziente
- Disponibili in 6 misure intere e 3 parziali

Superiori

Articolo	Misura	Contenuto	COD
S3	large	50 pz	101 142
S2	medium	50 pz	101 141
S1	small	50 pz	101 140

Articolo	Misura	Contenuto	COD
S3	large	6 pz	101 172
S2	medium	6 pz	101 171
S1	small	6 pz	101 170

Inferiori

Articolo	Misura	Contenuto	COD
L3	large	50 pz	101 145
L2	medium	50 pz	101 144
L1	small	50 pz	101 143

Articolo	Misura	Contenuto	COD
L3	large	6 pz	101 175
L2	medium	6 pz	101 174
L1	small	6 pz	101 173

Assortimento di 50 porta impronte Miratray:

Misura: L2 S2 S3 S1 L1 L3 PL PR PM
 Quantità: 10 10 5 5 5 5 3 3 4

Articolo	COD
Assortimento I	101 149



Miratray® Parziali

Porta impronte forati parziali in 3 misure Confezioni da 100 pezzi per misura

Articolo	Contenuto	COD
Box, PL Sinistro	100 pz	101 146
Box, PL Sinistro	100 pz	101 147
Box, PR Destro	100 pz	101 148

Assortimento

100 porta impronte parziali in 3 misure assortite
 Misura: PL PR PM
 Quantità: 33 33 34

Articolo	COD
Assortimento II	101 151



Miratray® 140°

Porta impronte in plastica autoclavabile

- In robusta plastica trasparente, igienici, riutilizzabili, autoclavabili fino a 140°C, con speciali cestellini ritentivi per una perfetta aderenza dell'alginato
- Facili da marcare con i pennarelli Miramarker
- Disponibili in 3 forme superiori e 3 inferiori

Articolo	Misura	Contenuto	COD
Set assortito		3 porta impronte superiori e 3 inferiori	101 155

Articolo	Misura	Contenuto	COD
AS 1	small	6 pz	101 156
AS 2	medium	6 pz	101 157
AS 3	large	6 pz	101 158

Articolo	Misura	Contenuto	COD
AL 1	small	6 pz	101 160
AL 2	medium	6 pz	101 161
AL 3	large	6 pz	101 162



Miratray®-Mini

Mini porta impronte per ponti e corone

- Plastica economica e monouso
- Termoformabile
- Facilmente posizionabili con pinzette



Articolo	Contenuto	COD
Miratray-Mini	50 pz	101 102


Miratray® Spray

Adesivo spray per porta impronte

- Per migliorare l'aderenza del materiale sul porta impronte
- Ecologico, senza CFC



Articolo	Contenuto	COD
Miratray Spray	225 ml	554 210



Miraject P

COD 254 206 25 mm ø 0.8 mm (21G)



Miraject P Super

COD 254 207 32 mm ø 0.9 mm (20G)



Miraject PL Super

COD 254 214 22 mm ø 0.9 mm (20G)




Miraject Endo Luer

COD 254 222 40 mm ø 0.3 mm (30G)




Miraject Endo Luer

COD 254 215 40 mm ø 0.5 mm (25G)



Miraject Endotec Luer

COD 254 216 25 mm ø 0.8 mm (21G)



Miraject Endotec Luer

COD 254 217 25 mm ø 0.6 mm (23G)



Miraject Endotec Luer

COD 254 218 25 mm ø 0.5 mm (25G)



Miraject Endotec Luer

COD 254 228 25 mm ø 0.4 mm (27G)



Miraject Endotec Luer

COD 254 219 25 mm ø 0.3 mm (30G)




Miramatic® Holder Plus

Dispositivo di sicurezza per aghi con morsa di fissaggio

- Nessun rischio di punture accidentali da aghi
- Facile e sicuro accesso alla siringa
- L'ago è riposizionabile nel contenitore utilizzando una mano sola
- Il meccanismo di bloccaggio del contenitore in plastica permette un'estrazione sicura dell'ago
- Acciaio inox, design moderno, stabile grazie al peso di 220 g
- Sterilizzabile

Articolo	COD
Miramatic Holder Plus	355 466




Miraject® P/P Super

- Ago a testa piatta per capsule contenenti paste e materiali
- Può essere piegato in ogni direzione per un facile utilizzo
- Per applicazioni con siringhe carpule (idrocolloidi, medicamenti, ecc.)

Conf. da 100 pz. in singoli astucci sterili per siringhe cartridge

Tipo	Dia.	Gauge	Length	COD
Miraject P	0.8 mm	21	25 mm	254 206
Miraject P Super	0.9 mm	20	32 mm	254 207






Miraject® Endo Luer

Ago testa piatta

- Per un preciso dosaggio di liquidi o paste dentro i canali
- Lunghezza cm. 4, testa piatta e piegabile.
- Disponibile in due misure
- Spessore di solo 0,5 mm. (misure gauge 25), facile da inserire dentro i canali
- Spessore di solo 0,3 mm. (misure gauge 30), super fine
- Per tutte le siringhe Luer
- Per canali particolarmente larghi

Conf. da 100 pz.

Tipo	Dia.	Gauge	Lungh	COD
Miraject Endo Luer, fine	0.3 mm	30	40 mm	254 222
Miraject Endo Luer, medium	0.5 mm	25	40 mm	254 215




Miraject® PL Super

- Ago a testa piatta per siringhe Luer
- Per applicazioni di liquidi, gels e lavaggi di canali grandi dimensioni

Conf. da 100 pz.

Tipo	Dia.	Gauge	Length	COD
Miraject PL Super	0.9 mm	20	22 mm	254 214




Miraject® Endo Rinse

Sistema economico per lavaggi canalari

- Attacco Luer montato per applicazione di liquidi, gel lavaggi canalari
- Siringa in polipropilene 2,5mm LATEX free
- Ago 25 g, 0,5x32mm

Scadenza 5 anni

Tipo	Dia.	Gauge	Lungh	COD
Miraject Endo Rinse	0.5 mm	25	32 mm	R7



Miraject® Endotec Luer

Ago con punta arrotondata foro laterale

- Ideale per irrigazione canali e tasche gengivali e per medicazioni nelle aree gengivali e interprossimali senza traumatizzazione del tessuto soffice
- Il foro laterale permette di non avere pressioni sull'apice
- Permette un risciacquo completo e delicato
- Punta rotonda: elimina il pericolo di perforazioni
- Attacco Luer
- Confezionato singolarmente in buste sterili

Confezione da 25 aghi

Tipo	Dia.	Gauge	Length	COD
Miraject Endotec Luer	0.8 mm	21	25 mm	254 216
Miraject Endotec Luer	0.6 mm	23	25 mm	254 217
Miraject Endotec Luer	0.5 mm	25	25 mm	254 218
Miraject Endotec Luer	0.4 mm	27	25 mm	254 228
Miraject Endotec Luer	0.3 mm	30	25 mm	254 219



Apply®-Tips

Sottili bastoncini per applicazioni

- Consentono una applicazione estremamente precisa di liquidi e paste
- Estremità ripiegabili per le zone più difficilmente accessibili
- Consentono di evitare sprechi di materiali molto costosi (materiale bonding)
- Resistenti agli acidi
- Confezione igienicamente protetta
- Bastoncini erogati singolarmente da confezione dispenser
- Disponibili in tre diverse tipologie

Articolo	Contenuto	COD
Medio, manico blu	100 pz	605 510
Medio, manico blu	5 x 100 pz	605 511
Fine, manico bianco	100 pz	605 512
Fine, manico bianco	5 x 100 pz	605 513
Conico, manico verde	100 pz	605 514
Conico, manico verde	5 x 100 pz	605 515
Apply-Tip dispenser per 500 pz		605 516



Mirabrush®

Pennellini piegabili per applicazioni

- Pennellini monouso per applicazioni
- Manico piegabile in tutte le posizioni
- Manico extra lungo (11 cm) per accedere con facilità anche in profondità
- Si risparmia tempo evitando di montare e smontare i classici pennelli dal manico
- Economici
- Due misure: giallo fine a punta, blu a punta piana

Dispenser

Articolo	Contenuto	COD
Regular 11 cm, giallo/punta	100 pz	605 460
Regular 11 cm, blu/piatto	100 pz	605 461



Miraject® Luer Tips

Puntali in plastica nera per siringhe luer

- Per applicazione di paste a bassa viscosità, compositi, mordenzanti etc
- Monouso

Articolo	Contenuto	COD
Miraject Luer Tips	100 pz	254 221



lunghezza circa 6.8 cm

Twin-Pipette

Twin pipette

- Per un corretto dosaggio di gocce o lavaggi
- La 2° camera è per stilla gocce
- La 1° camera è per lavaggi
- Beccuccio facilmente tagliabile per aumentare la dimensione delle gocce

Articolo	Contenuto	COD
Twin-Pipette	100 pz	605 352



Puntali Miscelatori

Confezionamento Pz. 50

Articolo	Contenuto	COD
Giallo Small 4,2 mm (1:1)	50 pz	007 001
Rosa Medio 5,0 mm (1:1)	50 pz	007 003
Verde Grande 6,5 mm	50 pz	007 002
Blu/Arancio Fine (10:1)	50 pz	007 010



Terminali Intraorali attacco Universale

Confezionamento Pz. 100

Articolo	Contenuto	COD
Colore Giallo per terminali intraorali	100 pz	000 085
Trasparente per terminali intraorali trasparenti o rosa	100 pz	007 086




3 in 1

3 in 1 per impronte con tecnica mono fase per il rilievo contemporaneo di impronta, rapporto oclusale ed antagonista.

Plastica monouso con membrana sottile

- Ampio piano occusale
- Plastica rigida
- Disegno speciale dei bordi per una ritenzione superiore
- Maglia resistente alla rottura
- Codifica colore

Articolo	Contenuto	COD
Posteriori (Verdi)	36 pz	000 401
Quadrati (Gialli)	36 pz	000 402
Posteriori senza lati (Bianco)	48 pz	000 403
Anteriore (Lilla)	32 pz	000 404
Arco completo (Blu)	28 pz	000 405



Puntali Applicatori

- Per mordenzanti e fluidi
- Canula senza punta
- Piegabile
- Acciaio inox
- Monouso
- Conf. pz 100 (in 4 sacchetti da pz.25)

Articolo	Contenuto	COD
Mis. 23 gauge (Ø mm. 0,6) lungh. 13 mm	100 pz	000 081
Mis. 20 gauge (Ø mm. 0,9) lungh. 13 mm	100 pz	000 080



Spandex®

Apribocca in policarbonato

- Confortevole per il paziente
- Facile da inserire in bocca
- Permette una visione integrale dei frontali e dei molari.
- Non riflettente, ideale per fotografie, detartaggio, posa di brackets, ecc.
- Autoclavabile a 121 °C

Confezione da 2 pezzi in blister

Articolo	Contenuto	COD
Standard (per adulti)	2 pz	A2
Mini (per bambini)	2 pz	A3



Mirahold®

Allargabocca manico singolo

- Manico extra lungo - Permette un ampio campo visivo non ostruito dalla mano
- Ideale in caso di iniezioni o fotografie
- Trasparente e non riflettente
- Autoclavabile fino a 121 °C

Allargabocca manico singolo

Articolo	Contenuto	COD
Mirahold Standard (per adulti)	2 pz	A8
Mirahold Bambino (per bambini)	2 pz	A9



Spandex®-Vertical

Apribocca verticale

- Espande la bocca verticalmente
- Ideale per lavorare sui bordi gengivali dei denti frontali superiori e inferiori
- In ortodonzia può essere usato per l'aggiustamento delle bande

Articolo	Contenuto	COD
Spandex-Vertical (2 normali, 2 piccoli) autoclavabili	4 pz	605 211
Spandex-Vertical disinfettabile a freddo (normali)	6 pz	605 255




Mirahold®-Block

Apribocca in silicone

- Garantiscono un corretto posizionamento
- Apribocca con possibilità di fissaggio alla guancia grazie ad apposito accessorio
- Autoclavabile fino a 121 °C

Articolo	COD
Conf. da 12 pz. (6 grandi e 6 piccoli) più un accessorio per fissaggio	605 210
Mini set con 3 bite blocks (small)	605 220



Brillant Anti-Fog

Specchietto antiappannante in plastica

- Specchietto piatto angolato per un miglior accesso ad alcune aree della bocca
- Nuovo trattamento antiappannamento
- Manico ergonomico per il controllo dei denti a casa
- Ogni specchietto è protetto da un foil e individualmente insacchettato
- Diam. 19mm n° 4
- Monouso in plastica
- Disponibile in 2 colori: bianco e blu trasparente

Articolo	Contenuto	COD
Bianco	50 pz	605 416
Blu trasparente	50 pz	605 417

Brillant

Specchietto monouso in plastica

Articolo	Contenuto	COD
No. 4, Bianco, diam. 19 mm	100 pz	605 400
No. 5, Bianco, diam. 23 mm	100 pz	605 399



Reflect-Rhod

Specchi rodiali in metallo

- Lo specchio in acciaio invece che in vetro evita il rischio di rottura accidentale in bocca al paziente
- Nessuna distorsione per fotografia intraorale
- Altissima qualità
- Autoclavabili (134 °C)
- 3 differenti forme

Articolo	COD
Set con 3 specchi	355 480
No. 1 singolo (40 x 163 mm)	355 481
No. 2 singolo (69 x 163 mm)	355 482
No. 3 singolo (79 x 163 mm)	355 483
Manico di silicone blu, separatamente (40 x 52 mm)	355 487

Mira-Duo®

Specchio doppio per il paziente

- Composto di un lato a grandezza normale e di un lato posteriore a doppio ingrandimento
- Diametro 13 cm; realizzato in plastica bianca molto solida
- Ideale per il controllo da parte del paziente e particolarmente dopo la profilassi
- Utilizzabile a mano o appoggiato all'apposito sostegno (incluso nella confezione)



Articolo	COD
Mira-Duo	605 682



Mouth mirror manico Finger-grip

Manici in plastica per specchietti

- Plastica sterilizzabile di altissima qualità
- Non conduce elettricità (es elettro bisturi)
- Presa ergonomica, leggerissimo (solo 10 gr)
- Ideale per specchietti Durotanic

Articolo	Contenuto	COD
Verde	3 pz	355 551
Rosso	3 pz	355 554

Durotanic® Mouth Mirror

Specchietto rodialato con superficie di rifrazione frontale

- Specchietto in rodio sterilizzabile piano

Articolo	Contenuto	COD
Misura 4	12 pz	355 453
Misura 5	12 pz	355 454



Parallelometer Specchietto

Specchietto con linee parallele

- Prodotto testato da parecchi anni di successo nelle vendite, disegnato dal Prof. Böttger (università di Dusseldorf)
- Per la verifica del parallelismo dei monconi.
- Adattabile ai manici venduti da Hager & Werken ed alla maggior parte di quelli presenti sul mercato
- Autoclavabile a 134 °C

Articolo	COD
Parallelometer specchietto	355 470

Membrane Box

Box per trasporto e stoccaggio con membrana interna

- 2 membrane flessibili per proteggere perfettamente modelli, corone, ponti, inserti, ecc.
- Chiusura di sicurezza per garantire da aperture accidentali
- Materiale di alta qualità per garantire una lunga durata
- Una brillante idea per lo studio ed il laboratorio
- Prodotto con materiali di alta qualità per garantire una lunga durata
- Non scricchiola

Impilabile

ECONOMICO



Membrane Box Large

- Large misure (L x H x P): 14 cm x 7 cm x 9 cm

Articolo	COD
Large per 1 modello, grandi oggetti etc.	304 601

Membrane Box XXL

- Per 2 protesi


Articolo	COD
Membrane Box XXL	304 605



Membrane Box Medium

- Medium misure (L x H x P): 9.5 cm x 2.3 cm x 9.5 cm

Articolo	COD
Medium per ponti, dentiere parziali, attacchi etc	304 602



Membrane Box Small

- Piccolo per corone, Inlays etc
- Confezione Pz 12
- Piccolo misure (L x H x P): 3.5 cm x 1.6 cm x 3.5 cm

Articolo	COD
Piccolo corone, inlays etc	304 603

Scalpel-Ex

Strumento per togliere le lame

- Acciaio inox
- Di facile impiego



Articolo	COD
Scalpel-Ex	355 449

Mira-Clip

Catenelle per salviette con pinzette cromate

- Pinzette cromate
- In silicone autoclavabile
- Disponibili in 4 colori

Articolo	COD
Blu	605 240
Giallo	605 241
Viola	605 242
Bianco	605 243



ca. 29 cm lunghezza

Napkin Holder Big

Porta tovaglioli. Disponibile in due colori brillanti

Articolo	COD
Bianco	605 277
Blu	605 278




Praxipolish® Plus

Schiuma igienizzante a base di silicone con grande potere detergente

- Adatto alla pulizia di metallo, plastica, legno e la maggior parte dei materiali
- Rimuove sporco, macchie, grasso ecc
- Potente contro ogni batterio, funghi e virus
- Crea una patina di lucentezza
- Spray senza CFC



Articolo	Contenuto	COD
Praxipolish Plus	400 ml	554 208



Variator®-Kit

Kit monouso sterile per esami e piccole otturazioni

- Pratico, economico, riunisce 3 strumenti doppi.
- Pinzetta, specchio, spatola per miscelare, spatola heidemann, condensatore e imbrunitore.
- Sterilizzato a raggi gamma
- Ideale per pazienti a rischio (AIDS, epatiti, ecc)
- Evita di tenere costose serie di strumenti per interventi a basso valore aggiunto come visite di controllo o piccole otturazioni

Articolo	Contenuto	COD
Variator-Kit Set	10 Sets	355 441

Fastcold®

Ghiaccio Spray

- Temperatura di uscita dalla canula sotto i -50°C
- Particolarmente adatto per raffreddamento dei materiali da impronta
- Delicata profumazione all'arancia
- Non tossico e libero da CFC



Articolo	COD
Barattolo da 200 ml	R 22



Cotton Clip

Porta rulli di cotone

- Blocca i rulli con sicurezza nella posizione corretta
- Per un campo di lavoro sempre asciutto
- Disponibile in acciaio inox o plastica
- Rulli di cotone non inclusi

Articolo	COD
8 Cotton clip in acciaio inox (autoclavabile)	605 351
Conf. 100 Cotton clip in plastica violetta	605 350



Tweezer PL

Pinzette in plastica autoclavabile

- Ottima presa grazie alla superficie zigrinata delle punte
- Per facilitare la presa di fibre molto sottili, ad es. filo interdentale

Articolo	Contenuto	COD
Tweezer PL	10 pz	355 202

Orange-Solvent®

Soluzione pulente in estratto naturale di arancio

- Rimuove materiale da impronte
- Ideale per le superfici in acciaio inox, pulisce e dona lucentezza
- Pulisce e protegge le superfici
- Risciacquabile facilmente con acqua dona un piacevole profumo di arancia
- Prodotto assolutamente naturale, composto di ingredienti non tossici
- Disponibile liquido o spray



Articolo	Contenuto	COD
Orange-Solvent Liquido	250 ml	554 102
Orange-Solvent Spray	200 ml	554 201

uvex
PROTECTING PEOPLE



uvex Skyper UV

Occhiale protettivo per lampade fotopolimerizzanti

- Protegge dalla luce delle lampade fotopolimerizzanti
- Moderno design
- Ottima protezione da luci alogene (blu)
- Protegge da raggi UV da 210 a 520 nm
- Astine regolabili in lunghezza e inclinazione

Articolo	COD
uvex Skyper UV	355 534



37 gr



uvex Super OTG

Occhiale grandi dimensioni super avvolgente da posizionare sopra i propri occhiali da vista

- Ottima protezione dell'area visiva grazie alla curvatura appositamente studiata
- Nessuna pressione sulle tempie degli occhiali
- Terminali delle stanghette morbidi e flessibili
- Inclinazione possibile fino a 11° in modo da rendere possibile una grande sicurezza contro qualunque schizzo accidentale

Tattamento interno anti graffio e anti appannante ed esterno anti graffio

Articolo	Lenti	COD
uvex Super OTG	clear UV 2C-1,2	355 539



uvex Astrospec

Design originale e massima sicurezza

- Lunghezza delle stanghette e angolatura regolabile individualmente
- 100% di protezione dai raggi UV
- Vista a tutto tondo
- Lenti facilmente sostituibili

Tattamento permanente anti graffio e anti appannante

Montatura	Lente	COD
Bianco	chiaro	355 518
Giallo/nero	chiaro	355 519
Lente di ricambio	chiaro	355 521



uvex Astro Lite

Eleganti occhiali protettivi con linea sottile

- Ideale per visi piccoli e affusolati
- Caratteristica lente unica in policarbonato con protezioni laterali
- 99.9% di protezione contro i raggi UV
- Disegno sportivo ed assoluto comfort
- Inclinazione della lente completamente regolabile
- Lunghezza delle stanghette regolabile
- Possibilità di avere lenti di ricambio
- Peso solo 35 g

Montatura	Lenti	COD
blu/nera	lente chiara	355 562
rossa/nera	lente chiara	355 564
Lente di ricambio	trasparente	355 568



uvex Super G

Occhiale protettivo leggerissimo e flessibile

- Peso solo 18 gr
- Garantisce totale sicurezza, design moderno e notevole flessibilità
- La montatura di forma aerodinamica garantisce altissimo confort e grande semplicità nella sostituzione della lente
- Lente protettiva dai raggi UV con pellicola antigraffio

Montatura	Lenti	UV Range	COD
Titanio	grigia	5 - 2,5	355 600
Cristallo	trasparente	2 - 1,2	355 601
Blu	trasparente	2 - 1,2	355 602
Lente di ricambio	trasparente	2 - 1,2	355 603
Lente di ricambio	grigia	5 - 2,5	355 604



uvex Skyper SX2

Occhiale leggerissimo di moderno design

- Visiera e montatura in plastica brillante e trasparente stanghette morbide regolabili
- Lente estremamente robusta, resistente ai graffi 100% di protezione contro i raggi UV
- Le speciali alette laterali offrono ulteriore protezione anti abbagliamento
- Peso solo 38 gr

uvex Skybrite SX2

Montatura	Lenti	COD
Blu trasparente	trasparente	355 585

uvex Skyper SX2

Montatura	Lenti	COD
Blu	trasparente	355 580
Blu	grigio	355 583
Nero	marrone	355 582

Lenti di ricambio

Farbe	COD
trasparente	355 586
marrone	355 588
grigio	355 587



uvex X-Trend

Occhiale protettivo trasparente di moderno design

- Ottima combinazione tra protezione e moda, con visiera a forma anatomica particolarmente avvolgente
- Campo visivo protetto superiore del 20% rispetto ad un occhiale tradizionale
- Lente protettiva dai raggi UV con pellicola antigraffio

Montatura	Lenti	UV Range	COD
Nero	grigia	5 - 2,5	355 598
Nero	trasparente	2 - 1,2	355 599



uvex I-VO

Occhiale di protezione con componenti multiple

- Estremamente confortevole
- Composto da due tipi di materiale plastico: rigido per la struttura, morbido nel contatto con la pelle
- Peso solo 37 g

Montatura	Lenti	COD
I-VO "S" blu/arancio	brune	355 590
I-VO blu/grigio	trasparenti	355 589
Lenti di ricambio	trasparenti	355 591
Lenti di ricambio	scure	355 592



Astro Clean

Spray per disinfezione

- Per la disinfezione degli occhiali Uvex e per tutte le superfici dello studio medico
- Bettericida, fungicida e inibitore di virus (HBVe HIV)
- Senza formaldeide

Articolo	Contenuto	COD
Astro Clean	250 ml	554 301



Pelotte Plus

Canula in plastica - corta

- Autoclavabile 134 °C, confortevole per il paziente, è ideale anche per trattamenti pedodontici
- Con aletta protettiva rotonda, in tre nuovi colori
- Diam. 11 mm. e lunghezza 10,5 cm.

Conf. da 10 canule e 1 adattatore nero

Articolo	Contenuto	COD
Assortiti (3 + 3 + 4)	10 pz	254 029
Verde	10 pz	254 024
Blu	10 pz	254 025
Grigio	10 pz	254 026



Mirasuc® Brush

Spazzolini per la pulizia delle canule

- MIRASUC-BRUSH per la pulizia delle canule ø da 11a16 mm

Articolo	Contenuto	COD
a) Mirasuc Brush	6 pz	605 216

Chiru-Cleaner®

Spazzolini per la pulizia delle canule

Articolo	Contenuto	COD
b) Chiru-Cleaner 23 Lungh. 23 cm, ø 5 mm	12 pz	605 215
c) Chiru-Cleaner 16 Lungh. 16 cm, ø 4,8 mm	6 pz	605 217
d) Chiru-Cleaner 12, Cotton tip Lungh. 12 cm, ø 1,5 mm	5 pz	605 213




Chirurgo-Suc I®

Canula aspirazione chirurgica sterile monouso

- Canula diametro 2 mm
- Adattabile ad ogni aspiratore grazie agli adattatori (a) e (b)
- Lunga 20 cm per garantire un campo di lavoro libero
- Imbustata sterile
- Incluso adattatore a)

Articolo	Contenuto	COD
Chirurgo-Suc I	10 pz	254 000




Mirasuc® Adapter

Adattatori in plastica per canule aspirasaliva

- Disponibili per ogni sistema
- Estensione da 6 mm a 16 mm (e) è possibile tramite l'unione degli adattatori (a) e (d)

Articolo	COD
a) Adattatore Bianco, (Sterilizzabile a freddo) converte da 11 mm a 16 mm	254 130
b) Adattatore Arancione (Sterilizzabile a freddo) converte da 11 mm a 16 mm	254 131
c) Adattatore grigio (Autoclavabile) Manico anatomico, per grandi canule converte da 11 mm a 16 mm	254 133
d) Adattatore Bianco (Sterilizzabile a freddo) converte da 6 mm (aspirasaliva) a 11 mm	254 132
f) Grigio scuro, adattatore per aspira saliva	254 105



Fit Rubberdam® Kit I

Assortimento base per la tecnica della diga

- 1 Vassoio completo di 12 uncini (vedi codice 355 331)
- 1 Paio di pinze per il posizionamento dei ganci
- 1 Pinza perfora diga
- 1 Arco diga in acciaio, grande
- 1 Manuale sulla diga (versione inglese)

Articolo	COD
Fit-Rubberdam Starter Kit I	355 320

Fit Rubberdam® Kit II

Assortimento base per la tecnica della diga

- 1 Vassoio completo di 12 uncini (vedi codice 355 331)
- 1 Paio di pinze per il posizionamento dei ganci
- 1 Pinza perfora diga
- 1 Arco diga in plastica
- 1 Sagoma per diga
- 1 Manuale sulla diga (versione inglese)

Articolo	COD
Fit-Rubberdam Starter Kit II	355 338

Fit Rubberdam® Template

Sagoma in plastica

- Per segnalare i fori prima di bucare
- In solida plastica bianca
- Libretto informativo disponibile a richiesta (solo versione inglese)

Articolo	COD
Fit Rubberdam Template, 15 x 15 cm	355 318



Fit Rubberdam® Clamp Board

In acciaio inox, vassoio completo con 8 uncini

- 2 pz. No. 9,1 ciascuno. No. 2A, W2A, 5, 56, 203, 204

In acciaio inox, vassoio completo con 12 uncini

- 1 ciascuno. No. 5, 7, 56, 201, 202, 207, 210, 211, 0, 2, 2A

In acciaio inox, vassoio completo con 18 uncini

- 1 ciascuno. No. P1, P2, 18, 22, 27, 29, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 138, 139, 210, 211

Articolo	COD
Clamp Board con 8 ganci	355 330
Clamp Board con 12 ganci	355 331
Clamp Board con 18 ganci	355 332

Senza Uncini

Articolo	COD
Per 8 ganci	355 327
Per 12 ganci	355 328
Per 18 ganci	355 329



Fit® Punch

Per una perfetta foratura della diga

- Ago in acciaio inox che assicura una assoluta precisione del foro

Fit® Clamp Forceps

- Per una facile presa dei ganci
- Blocca ganci completamente regolabile
- Blocca i ganci con la giusta angolatura senza più muoverli

Articolo	COD
Fit Punch	355 321
Fit Clamp Forceps	355 333

Fit Rubberdam®-Latex

In lattice naturale

Perfetta retrazione sulla gengiva con ottimo potere di copiatura di caratteristiche del dente e sigillatura della circonferenza

- Talcata su di un lato
- Estremamente pratica da maneggiare
- Approssimativamente 0,3mm di spessore (x-heavy) verde
- Estremamente estendibile
- Ottimo rapporto qualità/prezzo e durata
- Se conservata in luogo fresco mantiene inalterata l'elasticità per almeno 1 anno
- Liscia per favorire un contatto prossimale

Fit set in lattice medio

- Per una veloce presa nelle zone prossimali

Articolo	Thickness	Contenuto	COD
Fit Lattice Medio	0.18-0.23 mm	36 fogli	355 335

Fit set in lattice più spesso

- Per una forte adesione alla gengiva

Articolo	Thickness	Contenuto	COD
Fit Lattice Spesso	0.23-0.29 mm	36 fogli	355 336




Fit Rubberdam® Steel Frame

Acciaio inox 100 %

- Trattiene la diga senza perforarla

Articolo	COD
N° 1 grande	355 324
N° 2 piccola	355 323



Fit® Folding Frame

Arco diga in plastica, pieghevole

- Può essere piegato da una parte dopo il posizionamento
- Permette un miglior accesso alla cavità orale
- Ideale nel caso si debbano prendere delle radiografie o fare dei trattamenti endodontici
- Autoclavabile

Articolo	COD
Fit Folding Montatura	355 319



9T



1T



1AT

Fit Rubberdam® T-Clamps

Uncini speciali

- Per i molari, premolari ed incisivi
- Superficie trattata, evita riflessi
- Con una ritenzione speciale per ottenere un fissaggio migliore al dente

Uncini tiger labiali

Articolo	COD
9T	355 754

Uncini tiger premolari

Articolo	COD
1T	355 752
1AT	355 753
2T	355 750
2AT	355 751

Uncini tiger molari

Articolo	COD
14T	355 758
56T	355 759



2T




2AT



14T



56T



55E



54D



64D



65E



85E



84D



74D




75E

Fit Rubberdam® Clamps for Children


Uncini speciali per bambini

- Disegno speciale per rispettare l'anatomia dei denti primari
- Ideale per la pedodonzia


Articolo	Quadrant	COD
55 E	destro superiore	355 723
54 D	destro superiore	355 722
64 D	sinistro superiore	355 724
65 E	sinistro superiore	355 725
85 E	destro inferiore	355 729
84 D	destro inferiore	355 728
74 D	sinistro inferiore	355 726
75 E	sinistro inferiore	355 727
Kit con 8 uncini su vassoio		355 720
Vassoio separato senza uncini		355 721




15




18




51




138




24




25




139




W8A




26



28



30




31


Fit Rubberdam® Molar clamps wingless

Uncini per molari senza alette


Articolo	COD
15	355 358
18	355 359
24	355 361
25	355 362
26	355 363
28	355 365
30	355 367
31	355 368
51	355 369
138	355 372
139	355 373
W8A	355 354




200




201




204




7A




5




56




202



205



7













203

Fit Rubberdam® Molar clamps with wings

Uncini per molari con alette

Articolo	COD
200	355 374
201	355 375
5	355 349
56	355 370
202	355 376
205	355 379
7	355 350
203	355 377
204	355 378
7A	355 351







Per lavorare più in profondità

Articolo	COD
3	355 346
4	355 348
8	355 352
8A	355 353
14	355 356
14A	355 357

Fit Rubberdam® Premolar clamps wingless





Extra sottili ed estremamente elastici, prodotti top-quality


Articolo	COD
W2A	355 345
22	355 360
27	355 364
29	355 366




Fit Rubberdam® Premolar clamps with wings

Articolo	COD
00	355 341
0	355 340
206	355 380
207	355 381
209	355 383
208	355 382
2	355 343
2A	355 344







210



211



9



212

Fit Rubberdam® Clamps ivory style (labiali)


Extra sottili ed estremamente elastici, prodotti top-quality

Articolo	COD
210	355 384
211	355 385
9	355 355


Fit Rubberdam® Clamps ivory style (cervicale)

Extra sottili ed estremamente elastici, prodotti top-quality

Articolo	COD
212	355 386




G-L




G-R

Fit Rubberdam® Clamps con supporto per rulli di cotone

Articolo	COD
Set con entrambi uncini G-L e G-R	355 389




P-R



P-L

Fit Rubberdam® Uncini per bambino R + L

Articolo	COD
P-R	355 387
P-L	355 388



Cervical Clamp 214

Speciale uncino per diga

- Per esporre la parte superiore del dente effettuando una temporanea retrazione gengivale
- La vite di regolazione assicura una presa sicura
- Ideale per lavori difficili su bordi e gengive
- Unica misura di uncino

Articolo	COD
Cervical Clamp 214	355 400



Cyano Veneer®

Materiale da otturazione e ricostruzione

- Usato da migliaia di dentisti da più di 20 anni, grazie al grande potere adesivo con smalto, dentina, ogni tipo di metallo prezioso ed anche materiali contenenti eugenolo, può essere usato dove altri materiali fallirebbero
- Non necessita di monomero o luce, solo dell'assorbimento di ioni
- Reazioni allergiche non sono conosciute
- Rapporto prezzo/qualità vantaggioso
- Molti materiali da riparazione possono essere sostituiti solo dal Cyano Veneer: economico, permette di dare al vostro paziente una riparazione o un'otturazione esteticamente valida in soli 3 minuti ad un prezzo molto inferiore rispetto ad altri materiali
- Validità confermata da pubblicazioni internazionali

Kit Base

25 g di polvere A2, 15 ml di acceleratore QUICK, 3 bottigliette da 3 ml di FAST, 3 ml di ritardante RETARDER, 1 blocchetto per impasto con spatolino in legno, 2 beccucci con tappino, 50 pennellini con supporto, 30 mini pipette, istruzioni per l'uso e video

Bracket Kit

3 ml di FAST, 3 ml di ritardante RETARDER, 15 ml di QUICK con canula, 12,5 g di polvere in colore incisale, 1 blocchetto per impasto, 30 spatolini in legno, 2 beccucci con tappino, 50 pennellini con supporto, istruzioni per l'uso

Articolo	COD
Kit base	152 251
Bracket Kit	152 252



Cyano Veneer® Mixing Liquids

Liquido catalizzatore per adesione, miscelazione e incollatura

Articolo	Contenuto	COD
Cyano Veneer Fast	4 bott. da 3 ml	152 261

Retarder: liquido catalizzatore ritardante per miscelazione e incollatura

Articolo	Contenuto	COD
Cyano Veneer Retarder	4 bott. da 3 ml	152 262



Cyano Veneer Accessori

Articolo	COD
Spatole per miscelazione, ca. 400 pz	152 269
Blocchetti di miscelazione, 2 pz. con 50 fogli	152 270
Pipette, 100 pezzi	152 268
Manico per pennellino e spatola in un singolo strumento 2 pezzi	152 267
50 pennellini	152 266



Cyano Veneer® Quick

Acceleratore di polimerizzazione

Articolo	Contenuto	COD
Cyano Veneer Quick	15 ml	152 263
Cyano Veneer Quick	30 ml	152 264

Cyano Ex

Rimuove cianoacrilati o qualsiasi tipo di super colla industriale

Articolo	Contenuto	COD
Cyano Ex	22 ml	152 272

Cyano Veneer® Powder

Polvere, secondo i colori VITA


Articolo	Contenuto	COD
A2	25 g	152 254
A3,5	25 g	152 255
B3	25 g	152 256
C3	12,5 g	152 257
Incisale	12,5 g	152 259



Perfect Splint C®

Retine per splintaggio preformate curve in acciaio o nylon

- Retine preformate ad arco per un migliore adattamento alla forma naturale della dentatura
- Disponibili 4 misure e in due materiali
- Nylon per la provvisoria o semi permanente stabilizzazione o reimpianto di denti anteriori dopo traumi o malattie
- In acciaio per il fissaggio di denti finti o ponti
- Varie possibilità per fissare la retina con compositi o con il nostro CYANO VEENER
- Rinforza anche provvisori con bordi finissimi
- Per la stabilizzazione di denti trapiantati, reimpiantati, che hanno subito traumi, prima o dopo trattamenti chirurgici, chiusura di diastema, in ortopedia facciale
- Preserva la sostanza dentaria, poichè le retine sono incollate sullo smalto, e poi possono essere rimosse dopo, al raggiungimento del successo dello splintaggio



Articolo	Contenuto	COD
Kombi Set (4 Metallo+4 Nylon+Dime)	8 pz	153 000
Set Metallo (2 x 4 Metallo+Dime)	8 pz	153 001
Set Nylon (2 x 4 Nylon+Dime)	8 pz	153 002



Perfect-Splint-System

Retine per splintaggio

- Retine in acciaio o nylon tagliabili, presentano varie possibilità per lo splintaggio e possono essere applicate con CYANO VENEER
- Per la stabilizzazione di denti trapiantati, reimpiantati, che hanno subito traumi, prima o dopo trattamenti chirurgici, chiusura diastema, in ortopedia facciale
- Rinforza anche provvisori con bordi finissimi
- Preserva la sostanza dentaria, poichè le retine sono incollate sullo smalto e tolte dopo il successo dello splintaggio: ogni confezione è sufficiente per lo splintaggio di circa 200 denti

Set Completo

Articolo	COD
10 retine in acciaio inox, 10 retine in nylon, filo ortodontico	152 280

Set Singolo

Articolo	COD
20 retine di acciaio+dispositivi di adesione	152 281
20 retine di nylon + dispositivi di adesione	152 282



Super-Splint

In fibra di vetro per splintaggio

- Materiale di ritenzione in fibra di vetro
- Estremamente flessibile, facile da adattare, molto semplice da maneggiare ed applicare
- Diversi strati della banda possono essere sovrapposti ed incollati con del composito
- Pellicole di fibra di vetro finissime, silanizzate ed intrecciate
- Ideale per fissare denti mobili
- 4 mm di larghezza

Dispenser box

Articolo	COD
3 mt nastro per circa 25-30 applicazioni	355 849



Occlu-Print®

Matrice per superfici occlusali

- Per una veloce modellazione anatomica della superficie occlusale senza necessità di ripresa manuale
- Trasparente, flessibile, economica
- Differenti forme per molari, premolari, superiori, inferiori

Articolo	COD
Intro Kit con 32 matrici (16 x 2 pz)	605 494
Set con 160 matrici (16 x 10 pz)	605 477

Ricambi con 10 pz per misura disponibili su richiesta



Dispens-a-Strip

Matrice in poliestere trasparente (Mylar) in pratico dispenser

- Estremamente sottile (mm 0,05), larga 10 mm
- Translucente per fotopolimerizzazione
- Grazie al dispenser è facilissima da tagliare su misura

Articolo	Contenuto	COD
Distributore Mylar-strip	1 roll (15 m)	605 366
Matrice di ricambio	15 m	605 367



Micro-Etch

Acido foscorico al 37%

- Colorato di rosso per una maggiore visibilità
- Facile da dosare
- Sufficiente per molte centinaia di applicazioni

Articolo	COD
Siringa 2 ml con 2 canule	152 284



Matrix Retainers

Porta matrici in acciaio stile Tofflemire

- Acciaio inox alta qualità, totalmente anti-ruggine

Articolo		COD
Universale standard	No. 1	355 043
Angolato	No. 2	355 047
Junior (corto)	No. 3	355 048



Nr. 4




Crown Click de Luxe

Strumento per rimuovere corone e ponti

- Facile da caricare con una leggera pressione della mano
- Estremamente facile grazie all'onda d'urto
- Basta fissare la punta sul bordo della corona e con una semplice pressione si scatena l'onda d'urto
- Strumento fornito di 3 differenti punte ed una fascetta di agganci
- Veloce, efficace e semplice dispositivo rimozione corone
- Robusto acciaio sterilizzabile

Articolo	COD
Set completo con 3 punte e fascetta di aggancio	452 205
Punta per ponti n° 1	452 206
Punta per corone anteriori n° 2	452 207
Punta angolata per corone posteriori n° 3	452 208
Fascetta con adattatore	452 209



Gripit

Cuscinetto per la rimozione delle protesi provvisorie

- Protegge contro il danneggiamento di lavori preziosi
- Ideale per la rimozione di lavori temporanei
- Sicuro e confortevole per il paziente
- Nessun fastidio per tagli, fessature o uncini
- Utilizzo: portare ad una temperatura di 60 gradi circa
- Applicare GRIPIT sul dente antagonista alla protesi da rimuovere. Farlo mordere al paziente, fino a ridurne la grandezza di 2/3. Dopo circa 10 secondi riaprire la bocca
- Igienicamente confezionato in 2 pezzi in un sacchetto di plastica

Articolo	Contenuto	COD
Gripit	50 (25 x 2) pz	605 283

Amalgam Well



Mortaiο in acciaio inox

- Fondo piatto per facilitare l'assunzione dell' amalgama senza il contatto con la pelle
- Base anti sdrucciolo
- Autoclavabile (fino a 134°C)

Articolo	COD
Amalgam Well	355 000



Pick-up Stick

Bastoncino pieghevole con punta in cera adesiva

- Per una veloce e precisa estrazione in cera adesiva
- Ideale per corone, inlay, piccoli inserti, ecc.

Articolo	Contenuto	COD
Pick-up Stick	30 pz	605 423



Occlu® Spray Plus

Spray per la marcatura

- Per la marcatura dei punti di contatto attraverso lo spruzzo diretto sulle superfici occlusali
- Micropolvere verde, facilmente asportabile con acqua
- Non tossico, ecologico
- Senza CFC

Articolo	Contenuto	COD
Occlu Spray Plus	75 ml	554 205

Exact Liner



Strumento per marcatura con mina

- Mina verde
- Per marcare i punti di pressione, la linea A, i margini delle corone etc

Articolo	COD
Strumento con 5 mine verdi	355 315
5 mine verdi di ricambio	355 316



Contact Gauge

Per una accurata misurazione dei punti di contatto tra denti adiacenti

- Manico in acciaio inox anti-ruggine
- Acciaio inox selezionato nelle bande di contatto
- In 3 codici colori per lo spessore

Articolo	COD
Set con manico e 1 banda per colore	355 306

Replacement band separately		COD
Blu	da 0.05 mm	355 307
Rosso	da 0.11 mm	355 308
Giallo	da 0.15 mm	355 309



Calci-Line

Pasta di idrossido di calcio

- Stimola la formazione di ponti di dentina e di una barriera di tessuto nelle radici
- Per copertura della polpa e isolamento in cavità profonde
- Confezionato in siringa per consentire l'applicazione con una mano sola
- Per centinaia di applicazioni

Articolo	COD
Siringa 2 ml con 2 canule	152 283

Mirafit® 3 in 1

Perni da ricostruzione in fibra di vetro bianca

- Radiopachi
- Materiale biocompatibile, non aggressivi con la dentina
- Conici, la misura può essere regolata individualmente in tre codici colore direttamente sul perno:
- Giallo: lunghezza mm 2.9, approssimativamente misura ISO 60
- Rosso: lunghezza mm 8.25, approssimativamente misura ISO 80
- Blu: lunghezza mm 17.5, approssimativamente misura ISO 110
- Lunghezza totale del perno mm 35

Articolo	COD
Kit 6 perni, 1 reamer di profondità e 3 reamer canalari	356 074

Articolo	Contenuto	COD
Perni	6 pz	356 080
Reamer di profondità	3 pz	356 081
Reamer canalare giallo	3 pz	356 082
Reamer canalare rosso	3 pz	356 083
Reamer canalare blu	3 pz	356 084

Ricambi



Dorati



Titanio

Mira-Post

Perni canalari economici


- Alta qualità di lega senza piombo con ottima finitura
- Forma conica
- Placcati in oro 24K ad alto spessore
- Titanio alta qualità
- Possono essere avvitati o cementati
- 4 lunghezze: piccolo (8 mm), medio (9,5 mm), lungo (12 mm), extra (14 mm)
- Ricambi dorati pz. 12 per Conf. (G)
- Ricambi titanio pz. 6 per Conf. (Ti)

Set contenente 2 chiavi

Articolo	Contenuto	COD
240, perni dorati	20 x 12 pz	355 975
120, perni titanio	20 x 6 pz	355 998
60, perni dorati	20 x 3 pz	355 974
60, perni titanio	20 x 3 pz	355 973

Reamer

Articolo	ø	COD
Set 1-6		355 997
No. 1	1.05	356 020
No. 2	1.20	356 021
No. 3	1.35	356 022
No. 4	1.50	356 023
No. 5	1.65	356 024
No. 6	1.80	356 025
Cacciavite a tubo		356 027
Cacciavite a croce		356 028



Struttura della fibra

	S (8 mm)	M (9,5 mm)	L (12 mm)	XL (14 mm)
No. 6 (ø 1.80) 356 025	 G 355 981 Ti 356 004	 G 355 987 Ti 356 010	 G 355 993 Ti 356 016	 G 355 995 Ti 356 018
No. 5 (ø 1.65) 356 024	 G 355 980 Ti 356 003	 G 355 986 Ti 356 009	 G 355 992	
No. 4 (ø 1.50) 356 023	 G 355 979 Ti 356 002	 G 355 985 Ti 356 008	 G 355 991 Ti 356 014	 G 355 994 Ti 356 017
No. 3 (ø 1.35) 356 022	 G 355 978 Ti 356 001	 G 355 984 Ti 356 007	 G 355 990	
No. 2 (ø 1.20) 356 021	 G 355 977 Ti 356 000	 G 355 983 Ti 356 006	 G 355 989	
No. 1 (ø 1.05) 356 020	 G 355 976 Ti 355 999	 G 355 982	 G 355 988	




Mirafit® Core

Materiale per ricostruzione con fibra rinforzata

- Composito ibrido doppia durezza con fibra di vetro a trattamento speciale
- Contiene fluoride ed è radiopaco
- Ruvidità simile alla dentina
- Alta resistenza alla pressione anche in caso di ricostruzioni completa in ceramica o composito
- Per la cementazione di perni o come materiale da restauro estetico conservativo
- Facile applicazione, in quanto il materiale è direttamente mixato all'interno della canula
- Una leggera polimerizzazione garantisce un risultato completo
- Disponibile in 4 colori: A2, A3, Blu, Bianco opaco

Set assortito: 1 siringa per ciascun colore, incluso 25 punte miscelatrici e 25 terminali

Set ricambi: 2 siringhe per colore, incluso 5 punte miscelatrici e 5 terminali



Articolo	Colour	COD
Mirafit Core Set		152 230
Mirafit Core	A2	152 241
Mirafit Core	A3	152 242
Mirafit Core	blu	152 244
Mirafit Core	Bianco opaco	152 245



Ø 7 mm



Ø 6 mm



Ø 4 mm



Ø 8 mm



Ø 10 mm



Ø 12 mm

Mirafit® BC

Coppette in plastica per la ricostruzione


- Fanno risparmiare tempo rendendo la fresatura non necessaria
- Fanno utilizzare la quantità di composito necessaria senza sprechi
- Minimizza la possibilità di danneggiare i denti adiacenti durante la modellazione
- Le diverse misure (6) permettono di coprire tutte le casistiche di ricostruzioni
- La trasparenza permette la fotopolimerizzazione
- Le coppette possono essere facilmente accorciate e adattate per la misura della ricostruzione con le forbici
- Mirafit BC può essere utilizzato con tutti i tipi di perni

10 coppette di ricambio una per misura

Articolo	COD
Ø 4 mm	605 471
Ø 6 mm	605 472
Ø 7 mm	605 473
Ø 8 mm	605 474
Ø 10 mm	605 475
Ø 12 mm	605 476

Kit con 72 coppette

Articolo	COD
12 coppette in 6 diverse misure	605 470




Salibag

Bustine di protezione per sensori radiografici

- Il sensore viene messo dentro il SALIBAG, poi il SALIBAG e il sensore vengono messi dentro la bocca del paziente per la radiografia
- Protegge i sensori da umidità, saliva e sangue
- Facile da aprire e togliere, in 2 misure diverse
- Materiale estremamente soffice con spigoli arrotondati per un migliore comfort al paziente

Articolo	Contenuto	COD
Per film intraorali	400 pz	656 230
Per piani immagine	320 pz	656 231
SLB-L sensori medio piccoli	320 pz	656 232
SLB-LL sensori grandi	240 pz	656 233




Emmenix Film Holder

Porta film per apparecchi radiografici

- Facile da posizionare nella bocca del paziente, evita l'utilizzo delle dita e previene le irritazioni della mucosa
- Non crea interferenze nell'impressione della pellicola
- Per frontali posteriori e dente del giudizio
- Grande potere di bloccaggio
- Plastica autoclavabile a 134 °C

Articolo	COD
Set 3 pezzi: bianco, grigio, blu	656 300



Emmenix-Flap



Tavoletta porta-film monouso in spugna acrilica

- Tavolette di soffici spugnette monouso per un corretto posizionamento delle pellicole radiografiche
- Autoadesiva, si può fissare con sicurezza il film radiografico nella corretta posizione

Articolo	Contenuto	COD
Emmenix-Flap	500 pz	656 303



Protectoray

Schermo protettivo contro i raggi X

- Molto efficace grazie al foglio di piombo dello spessore da 0,5 mm
- Protegge il paziente dalle radiazioni
- Lo schermo è tenuto dal paziente per mezzo della maniglia
- Approvato dall'istituto tedesco sulla sicurezza contro le radiazioni
- Prodotto in conformità alle norme DIN 6813

Articolo	COD
Set Schermo più maniglia	656 127



X-Ray Mesh

Scala millimetrata per pellicole radiografiche

Aderisce a tutte le pellicole non ancora esposte
Utilizzabile anche per radiografie digitali

Articolo	COD	COD
Set di prova	5 pz	656 325
Conf. standard	20 pz	656 326
Conf. economica	50 pz	656 327

Grid Mount

Bustine misura canali

- Scala millimetrata stampata con intervallo di 1mm e con linee più spesse a intervalli di 5 mm
- Questa fine graduazione permette di controllare la lunghezza e lo spessore dello smalto, dentina, le radici ed i canali i quali possono essere così esattamente misurati
- Non c'è distorsione (cosa che accade se si utilizzano dei dispositivi di misurazione temporanei)
- Autoadesivo per fissare alla scheda paziente
- Disponibile solo tramite Hager & Werken in tutta Europa

Articolo	Contenuto	COD
Grid Mount	480 pz	656 319



X-Ray Stain Remover

Soluzione chimica per pulire i camici dalle macchie di acidi di sviluppo, iodio, ruggine

- Si può anche utilizzare per pulire le bacinelle di sviluppo delle pellicole radiografiche, rimuove macchie da liquidi radiografici, iodio e ruggine, non danneggia i vestiti

Articolo	Contenuto	COD
X-Ray Stain Remover	100 ml	656 220

Röntgomarker®

Penna speciale per scrivere su tutti i film

- L'inchiostro secca velocemente e non può essere asportato; esercitare una leggera pressione sulla punta

Articolo	COD
Röntgomarker	656 322



Completa di attacco per raccordo turbina

Airsonic® Mini Sandblaster

La sabbiatrice aumenta significativamente l'adesione della superfici attraverso la sabbatura.

- Già fornita con attacco specifico per il raccordo turbina da indicare al momento dell'ordine (ad esempio W1-KAVO o W1-BIEN AIR, etc)
- È l'ideale assistente per tecniche di adesione
- Il sistema è dotato di una valvola speciale che permette un continuo, costante e regolabile flusso di materiale abrasivo senza interruzioni o pulsazioni. Ottimizza la ritenzione e l'adesione dei più vari materiali dentali come metalli, metalli nobili, porcellana, composito, resina
- Il contenitore della sabbiatrice deve essere carico per 3/4 con ossido "ossido di alluminio Airsonic"
- L'ossido di alluminio deve essere secco e pulito
- La sabbiatrice è normalmente tenuta come una penna utilizzando il pollice per attivare il bottone di controllo della polvere
- La punta deve essere posizionata a 2-10mm dalla superficie da trattare.
- Per aver la ritenzione desiderata si può passare Airsonic più volte consecutivamente sulla superficie da trattare
- La punta standard compresa in tutte le confezioni è curvata a 60°
- Nel caso in cui la sabbiatrice si ostruisca con polvere sporca e umida, bisogna otturare la punta con un dito e schiacciare il bottone velocemente alcune volte

Articolo	COD
Sabbiatrice con attacco + 50gr di sabbia in valigetta	W1




Airsonic® Absorbo box

Camera con aspiratore da utilizzare con la minisabbiatrice

- Ideale per l'utilizzo con mini sabbiatrice, il materiale abrasivo rimane nel box e viene completamente raccolto dal filtro
- Dotata di filtro, per intercettare la polvere e l'ossido di alluminio; facilissimo da sostituire e pulire
- Completa di impianto di aspirazione silenziosissimo
- Facilissimo da sostituire e pulire
- Pesa solo 2,8 kg - Misure 36x22x38 cm

Articolo	COD
Airsonic Absorbo Box	401 082



Airsonic® Adapter

Adattatori aggiuntivi

Articolo	COD
a) Per turbine Kavo	W21
b) Per Bien Air Unifix	W22
c) Per turbine Sirona	W24
d) Per Rotoquick W&H	W25
Per turbine NSK	W23
e) Attacco per EMS	401 090
f) Attacco per laboratorio	401 091



Airsonic® Alu-Oxyd

Ossido di alluminio per mini sabbiatrice, 500 gr

Articolo	Contenuto	COD
50 micron	500 gr	W41
95 micron	500 gr	W44





Kisag Burner

Bunsen a gas naturale per lo studio ed il laboratorio

- Temperatura della fiamma completamente regolabile da 750 °C a 1150°C circa
- Fiamma gialla o blu
- Tempo di bruciatura con una carica da 3 a 5 ore

Articolo	COD
Bunsen con bombola 400 ml Kisag gas	401 005
Ricaricabile solo con Kisag gas	605 140



Armatron Pro

Bunsen portatile a butano

- Bunsen portatile a butano, compatto e pronto all'uso
- La fiamma si accende e spegne col solo tocco della mano
- Fiamma regolabile, blocco di sicurezza
- Ricaricabile con APT Gas

Articolo	COD
Armatron Pro	401 002



Miratorch®

Bunsen per studio e laboratorio

- Ugello removibile
- Pratico, leggero, utilizzabile con una sola mano
- Tempo di funzionamento 60/70 min
- Ricaricabile con bombole di APT gas
- Temperatura massima 1300 °C
- Il serbatoio contiene un volume di 64ml di butano

Articolo	COD
Miratorch	401 010



Apt II Burner

Bunsen portatile a butano

- Styling compatto e pratico nell'utilizzo
- Permette di accendere e spegnere la fiamma solo col tocco di una mano
- Fiamma regolabile, bloccaggio di sicurezza contro accensioni accidentali
- Ricaricabile con APT Gas

Articolo	COD
Apt II Burner	401 001

Apt Gas

Per Bunsen Armatron, Apt, Miratorch

Contiene vari adattori per altri tipi di Bunsen



Articolo	Contenuto	COD
Apt Gas	200 ml	605 143

LaserHF

L'abbinata laser ed elettrobisturi ad alta-frequenza

Il laser è certamente "una delle scoperte medicali più innovative del secolo scorso" (M.Pallack 1901) e inizia ad essere sperimentato in odontoiatria nel 1960 con Theodor Maiman.

I suoi svariati impieghi e le sue molteplici applicazioni lo rendono uno strumento efficace e funzionale in tutti i campi odontoiatrici.

Le continue migliorie tecniche, soprattutto nelle versioni a diodi, hanno consentito di rendere il prodotto economico e versatile per inserirlo con successo in ogni moderno studio dentistico.

LaserHF unisce per la prima volta tutti i vantaggi delle due metodiche (laser ed elettrobisturi HF) presentandosi come un sistema globale per soddisfare non solo tutte le esigenze chirurgiche ma per essere impiegato quotidianamente in parecchie decine di applicazioni accreditate:

Implantologia: scappucciamenti,sterilizzazione,decontaminazione impianti,trattamento delle perimplantiti.etc.

Protesi: solco per impronta,trattamenti ritentivi, etc.

Terapie: lesioni aftose,lesioni erpetiche,cheliti,,biostimolazione.a.t.m, leutoplachie etc.

Conservativa: rimozione carie, smalto, dentina, sigillatura solchi, mordenzatura,etc.

Cosmesi estetica: Sbiancamenti, gengivoplastica, pigmentazioni, recessioni gengivali

Parodontologia: Parodontiti, innesti gengiva, curettage, epulidi, eccessi parodontali etc.

Endodonzia: decontaminazione canalare, pulpectomie, pulpotomia, granulomi etc.

Chirurgia: Rimozioni tumorali, frenulectomie, emostasi, incisione ascessi,

allungamenti corone cliniche, asportazioni cisti,fistole, apicectomie, incisioni e drenaggi, calcolosi salivari, ipertrofie gengivali, iperplasie gengivali etc

Vantaggi laser

1. Nessun o minor impiego di anestesia.
2. Assenza o minor presenza di dolore operatorio.
3. Guarigione più rapida delle incisioni chirurgiche.
4. Perfetta sterilizzazione delle ferite e cavità dentali nelle aree bersaglio.
5. Devitalizzazione con perfette asciugature e sterilizzazione canalare.
6. Assenza di grossi sanguinamenti durante l'intervento per coagulo dei vasi sanguigni
7. Trattamento definitivo delle sensibilità dei colletti dentali.
8. Nessuna microfessurazione dello smalto, inevitabili con frese e trapano.
9. Minor approccio di materiali estranei (sottofondi, acidi, cloro disinfettanti etc)

Vantaggi elettrobisturi alta frequenza

1. Taglio nitido.
2. Appoggio manuale chirurgico.
3. Semplicità operativa.
4. Controllo del taglio diretto e immediato.

Come dimostrato il sistema abbraccia tutte le applicazioni citate entrando nella routine quotidiana di ogni studio che fa dello stato dell'arte un mezzo di soddisfazione della propria clientela.(Nel 2009 la percentuale della presenza ambulatoriale del laser nei paesi più evoluti è del 43 %)

Chirurgia orale: per asportare correttamente i tessuti

- In chirurgia orale il bisturi ad alta frequenza risulta migliore per il taglio nitido, diretto ed immediato
- Il laser può essere ugualmente utilizzato per le sue caratteristiche anestetiche e di emostasi
- Il laser favorisce la guarigione rapide dei tessuti

Periodonto: per neutralizzare i germi patogeni

- Utilizzare la fibra del laser come una sonda sempre parallela alla direzione longitudinale del dente
- La radiazione di circa 1 Watt (980 nm) permette di uccidere i batteri all'interno della tasca gengivale

Implantologia: recupero dell'impianto coperto da tessuto

- L'impianto è stato posizionato in passato. L'area su cui operare è stata coperta dal tessuto
- L'impianto è esposto e tenuto aperto tramite uno strumento gengivale
- La mucosa cresciuta sull'impianto può essere rimossa al meglio con il laser
- L'utilizzo del bisturi ad alta frequenza, può danneggiare l'impianto

Endodonzia: decontaminazione dei canali

- L'introduzione del laser nel canale dentale permette la preparazione secondo le regole di biocompatibilità
- Il laser è rimosso dal canale con leggero movimento rotativo con 1 W di potenza
- Ripetere la procedura 2 o 3 volte prima di sigillare il canale

Sbiancamento: modifica cromatica delle superfici dentali

- Pulizia delle arcate dentali
- Veloce trattamento del dente con movimenti circolatori
- Possibilità di incrementare il trattamento dente per dente

Effetto antimicrobico: terapia fotodinamica

- Per una riduzione dei germi fino al 99%
- La terapia fotodinamica è una luce fredda che induce l'inibizione di cellule, micro organismi o molecole
- Un ruolo decisivo viene determinato dai foto iniziatori
- Gli atomi dell'ossigeno nelle molecole cromografe sono attivate tramite l'irradiazione di una luce appropriata e sono il fattore iniziale che porta ad un effetto condizionante sulle cellule

Afte e Herpes: Terapia laser a basso livello

- Una terapia laser a basso livello (25-100mW @ 660nm) è ideale per il trattamento di afte e herpes
- Un trattamento della durata di 60/240 secondi con le radiazioni laser
- permette di coprire un'area di circa 1cm²

	LASER	HF	L+HF
Chirurgia Orale	●	●	●
Periodonto	●	●	●
Implantologia	●	●	●
Endodonzia	●	●	●
Sbiancamento	●	●	●
Effetto antimicrobico	●	●	●
Afte e Herpes	●	●	●

Il primo apparecchio
che unisce laser ed alta
frequenza



LaserHF

La combinazione laser ed elettro bisturi ad alta-frequenza

- Moderno design I-Cube con sistema di controllo touchscreen
- Programmi preimpostati per tutte le varie applicazioni
- Controllo individuale disponibile
- Ottima funzionalità e sterilità
- Monitor touchscreen per una facile programmazione e selezione dei programmi

LASER:

- Metodica completa e diversificata a diodi
- Possibilità di 72 applicazioni accreditate e sperimentate scientificamente
- Possibilità di utilizzare il prodotto in alta e bassa frequenza
- Racchiude tutti i vantaggi clinici dei laser più recenti
- Sistema globale personalizzabile dall'operatore

Elettro bisturi ad alta-frequenza:

- 2 terminali usabili individualmente con elettrodi intercambiabili per taglio e taglio/coagulazione
- 3 differenti onde per ogni tipo di procedimento chirurgico
- Controllo automatico della tensione
- Dispositivo ottico e acustico per la scelta della lunghezza d'onda


Dati tecnici:

HF 2.2 MHz/50 W – monopolare bipolare Laser PDT: 650 nm/100 mW
 HF potenza max. 50 W Laser 975 nm/ 8W cw/pulsed
 HF frequenza 2.2 MHz

W 300 x D 210 x H 121 mm Peso ca. 3.5 kg
 Potenza 230 V/50 Hz



Pannello con elementi di controllo



Disponibilità di manuale specifico con tutte le caratteristiche tecniche

Esperto del prodotto contattabile telefonicamente tramite Larident per chiarire ogni eventuale dettaglio tecnico

Articolo	COD
LaserHF	452 462



Miradont®- Gel

Gel per il trattamento post-operatorio

- Gel per applicazioni locali, con effetti positivi sul processo di cicatrizzazione sulla ferita, effetto anti-infiammatorio, battericida e rigenerativo
- Micronutrizione in gel per il trattamento dopo dolorosi trattamenti post-operatori
- Microparticelle favoriscono l'immediato assorbimento dei nutrienti

Tre effetti più importanti di MIRADONT-GEL:

- Potere antisettico per tutti i trattamenti
- Analgesico ad azione media per la cura del dolore e per ridurre la sensibilità dopo l'effetto anestetico
- Favorisce la rivitalizzazione nella zona operatoria

Quando utilizzare MIRADONT-GEL:

- In caso di estrazioni o chirurgia paradontale per alleviare la sensibilità post anestetica
- Dopo curettaggio o detartraggio meccanico
- Irritazioni della gengiva o piaghe provocate da protesi

Composizione:

- Oligometalli (Magnesio Zinco rame), Vitamine (A, E, C, B2, B5, PP), Piante (Geun Rivale, Eugenia Caryofiliata, Samnucus nigra, Rosa Gallica, Vitis Vinifera, Oenothera Biennis, Angelica Arcangelica, Ribes Nigrum)

Articolo	Contenuto	COD
Miradont-Gel	15 ml	155 000



Minerali

Lattato di magnesio, lattato di rame, lattato di zinco

Vitamine

Vitamina A (Retinol, carotinoidi), Vitamina E (tocoferol), Vitamina C (acido ascorbico), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B3 (chiamata anche PP, amin-acido di nicotina o Niacin) Vitamina B5 (acido pantotenico)


Sostanze vegetali:

Geum rivale (benedetta), eugenia cariofillata (chiodo di garofano), sambucus nigra (sambuco nero), rosa gallica (rosa rossa), vitis vinifera (vite rossa), ribes nigrum (ribes nero), angelica archangelica, oenothera biennis.

Miraglu®

Liquido adesivo per la chiusura dei tagli della mucosa o della pelle

- MIRAGLU è un 2-cianocrilato di etile; questi acrilati sono liquidi nella loro forma di monomero ma polimerizzano al contatto con l'acqua o con altri liquidi
- Il risultato è una pellicola che tiene ferma le due labbra di una ferita in maniera sicura e ferma
- I cianocrilati sono stati testati clinicamente da più di 20 anni e i loro vantaggi sono stati confermati
- Pratico per fermare i due lembi della ferita senza traumi, senza anestesia, senza fili, senza infezione
- La pellicola adesiva protegge la piaga da possibili agenti patogeni provenienti dal cavo orale; la pellicola si riassorbe da sola
- Azione battericida e fungicida, i germi esistenti vengono uccisi istantaneamente. Gradevole al paziente, favorisce una guarigione della piaga veloce senza complicazioni e senza cicatrici troppo voluminose
- Economico perché evita utilizzo di anestetici, aghi e fili di sutura
- Una fiala da 3 gr permette di fare circa 200 cm di trattamenti
- Utile nel settore dentale per trattare piaghe della pelle e delle mucose, possibili tagli del seno maxillare, per il trattamento delle afte



Articolo	COD
Cf. da 3 gr.	155 015
100 pipette	155 016

Reso-Pac®

Pasta auto assorbente per la protezione delle piaghe

- Pasta idrofila a base di cellulosa per la protezione delle piaghe e gli apporti di medicinali
- Protegge il solco e le aree proximali contro infezioni dopo l'applicazione di medicinali
- L'adesione di RESO-PAC è estremamente duratura (fino a un giorno). Durante questo periodo la parte trattata rimane completamente separata dagli agenti patogeni presenti nel cavo orale
- Questo impedisce un'espulsione spontanea dei medicinali applicati da parte dei liquidi del solco
- La pasta adesiva chiude saldamente il parodonto marginale
- RESO-PAC rimane sempre morbido, quindi non occorrono punti di pressione, ulceri di pressione e casi di rifornimento insufficiente del parodonto marginale oppure la papilla gengivale
- Ideale per ricoprire le tasche, proteggere le suture nel campo di implantologia, protetica, parodontologia e dopo estrazioni
- Una possibile vita da banco di 5 anni. Non si conoscono casi di reattività allergica
- Supplementi pratici: MIRADONT GEL e MYZOTECT TINTURA

Articolo	Contenuto	COD
Reso-Pac 1 tubo	25 gr	155 011
Reso-Pac 5 tubo	5 x 25 gr	155 010
Reso-pac coppette monouso	50 pz x 2 gr	155 014



Myzotect®-Tincture

Tintura di mirra e benzoino molto vischiosa che aderisce per lungo tempo alla mucosa orale

- MYZOTECT ha gusto e odore gradevole, aderisce stabilmente alla gengiva grazie alla sua vischiosità senza causare sensazione di bruciore
- La mirra è un cicatrizzante di tessuti molto astringente, ideale ad. es. per il trattamento delle lesioni della sfera oro faringea
- Il benzoino è un germicida ed antisettico
- MYZOTECT-TINTURA può essere utilizzato dopo tutti i trattamenti parodontali e chirurgici, nei casi di lesioni per pressioni proteiche, fistole, afte, anche prima o con medicazioni parodontali o chirurgiche
- Fornisce al paziente una sedazione dal dolore e una sensazione di confort
- È una cicatrizzazione naturale senza l'utilizzo di antibiotici o cortisonici

Articolo	Contenuto	COD
Bott. per circa 100 applicazioni	50 ml	155 005

Per trattamento domiciliare

Articolo	Contenuto	COD
5 bott.	5 ml	155 006
10 bott.	10 x 5 ml	155 007



Mira-Clin P®

Pasta per profilassi con grana extra fine

- A grana fine, per non provocare inutili abrasioni
- Non schizza
- Non contiene fluoro e lascia in bocca un gradevole gusto di frutta
- Disponibile in conf. da 250 gr o in 200 comode confezioni monodose da 2 gr e un supporto in metallo

Articolo	Contenuto	COD
Mira-Clin P	250 gr	605 656
Conf. da 200 dosi e supporto		605 658



Mira Clean®

Compresse rinfrescanti da sciogliere in bocca

- Leggermente antisettiche
- In due gradevoli gusti: menta (verde), timolo (rosa)
- La pastiglia si scioglie completamente entro 3 minuti
- Ideale per la profilassi con ablatori, curette o clean jet
- Il piccolo ma gradevole servizio per il paziente

Articolo	Contenuto	COD
Mira Clean, menta	1000 compresse	605 504
Mira Clean, timolo	1000 compresse	605 505

Clean-Jet®

Apparecchio per profilassi portatile con attacco diretto al raccordo della turbina

- Rimuove velocemente placca e macchie
- Minimo fastidio per il paziente
- Efficiente metodo per pulizia e lucidatura
- Posizionabile su ogni tray
- Nessuna connessione aggiuntiva risulta necessaria
- Facile controllo a pedale
- Manipolo removibile e sterilizzabile
- Controllo separato per polvere ed acqua
- Profilassi per mezzo di Clean Jet Powder (polvere di bicarbonato di sodio al gusto di limone)
- Pratico leggero e trasportabile

Dati tecnici:

Misura:	L 108 x H 108 x P 145 mm
Peso	900 gr
Misura del manipolo:	lunghezza 148 mm, diam. 15 mm
Peso del manipolo:	60 gr
Aria compressa:	2,5-3,5 bar
Pressione dell'acqua:	0,5-1,2 bar

Articolo	COD
Modello per Kavo	452 015
Modello per Sirona	452 016
Modello per W & H (Rotoquick)	452 010
Clean Jet universale per connessione addizionale Borden, attacco Midwest, etc	452 001



Clean-Jet® Powder

Polvere speciale per profilassi

- Polvere di bicarbonato di sodio al gusto di limone
- Granulometria estremamente fine per una pulizia efficace ma non troppo aggressiva
- Facile posizionamento della polvere nell'apparecchio, grazie al tappo dosatore
- Non utilizzabile con manipoli per profilassi tipo Plaque Sweep

Articolo	Contenuto	COD
Clean-Jet Powder	400 gr	605 380



Rotoprox®

Spazzolini (scovolini) montati su mandrino

- Per pulire e lucidare negli interstizi più difficili da raggiungere
- Mandrino calibrato, in acciaio inox
- Utilizzare a bassa velocità (1000 giri)

Articolo	Contenuto	COD
Rotoprox, per CA Ø 2.0 mm x-fine / dritto	10 pz	605 719
Rotoprox, per CA Ø 2.2-2.5 mm fine / conico	10 pz	605 721



Rotoprox Mini

- Piccoli spazzolini in plastica con rivestimento in acciaio
- Per la pulizia di gengive e spazi interprossimali
- Utilizzare a bassa velocità (1000 giri)

Articolo	Contenuto	COD
Dritto lunghezza 20 mm	50 pz	605 792
A punta lunghezza 21 mm	50 pz	605 793



Prophy-Angles

Puntali monouso con coppetta in gomma

- Manipoli monouso per profilassi
- Attacchi monouso in gomma senza lattice
- In due diverse durezza
- Evitano il rischio di infezioni crociate
- Evitano le costose manutenzioni dei manipoli normali

Articolo	Contenuto	COD
normale blu	50 pz	605 836
morbido verde	50 pz	605 837



Dapp-a-way

Contenitori monouso per pasta da profilassi

- Confezione con 1000 contenitori

Articolo	Contenuto	COD
Dapp-a-way + 1 contenitore ad anello (in acciaio inox)	1000 pz	605 445
Anello separatamente		605 446

Prophy-Ring

Coppetta in metallo per profilassi

- Si fissa al dito
- Per una applicazione direttamente davanti al paziente



Articolo	COD
Prophy-Ring	605 657



Prophy-Mandrell

Mandrini inox per contrangolo

(forniti senza coppette monouso)

Articolo	COD
Prophy-Mandrell	605 672



Speedo-Clean®

Apparecchio per lucidatura

- Utilizza un campo magnetico, dei pernetti metallici e del liquido per pulire e lucidare metalli, resine, porcellana e ceramica telescopica
- Estremamente silenzioso
- Evita la possibilità di danneggiamento delle protesi come talvolta accade con gli ultrasuoni
- Ottimo per un economico detartaggio delle protesi usate direttamente in studio
- Ottima pulizia degli spazi interprossimali, anche più reconditi, grazie ai pernetti metallici
- Un magnete da apporre sotto il barattolo permette di svuotare il contenitore senza perdere i pernetti metallici
- Il timer integrato permette un settaggio personalizzato dei tempi di pulizia

Dati tecnici

Peso	2 kg	Potenza	35 W
Voltaggio	230 V	Frequenza	50/60 Hz
Rotazione	1,700 rpm		

Articolo	COD
Apparecchiatura con sacchetto da 50 gr di pernetti metallici (diam 0.06 mm), 1 litro di liquido ed 1 magnete	401 136
Sacchetto da 50 gr di pernetti metallici, acciaio inox, senza nickel, diam. 0.06 mm per dentiere	304 014
Sacchetto da 50 gr di pernetti metallici, diam. 0.08 mm per lavori telescopici o simili	304 013
Liquido per speedo Clean 1 lt	554 106




Prepometer®

Rilevatore brevettato dello spessore della dentina alla polpa

- Rileva in pochi secondi lo spessore della dentina alla polpa durante la preparazione della corona attraverso una misurazione della resistenza elettrica dei denti
- Attraverso il suo sensore ci segnala se stiamo lavorando in sicurezza oppure abbiamo uno spessore della dentina troppo esiguo. Il led segnala con 4 colori la situazione del canale
- Luce verde: non vi sono problemi
- Luce gialla: preparazioni ancora possibili con attenzione
- Luce arancione: limite della zona di sicurezza
- Luce rossa: pericolo di contatto con la polpa

Articolo	COD
Apparecchiatura con 25 punte in silicone, 2 elettrodi e batterie	452 035





Protho-Clean

Spray sintetico

- Spray sintetico per assorbire gessi e residui di paste abrasive e lucidanti
- Valorizza la presentazione di lavori protesici
- Veloce da utilizzare attraverso una semplice spruzzata, attendendo qualche secondo si può pulire con uno straccio e la vostra protesi sarà perfetta

Articolo	Contenuto	COD
Protho-Clean Spay 75 ml	12 pz	554 220




Desmoclean®

Strumenti rotativi per un delicato curettaggio e per lucidatura

- Per il curettaggio delle radici in tasche profonde, biforcazioni e aree prossimali
- Per lucidare la superficie dei denti dopo la rimozione di brackets, fibre per lo splintaggio. Per la rimozione di tartaro subgengivale
- Per l'ablazione del periostio durante la formazione di lembi
- Per aree prossimali strette e con accesso difficile
- Per pulire la preparazione prima di prendere l'impronta
- Grazie alla testa esagonale non tagliante, si può lavorare con la dolcezza degli strumenti a mano e la velocità dei diamanti
- 4 forme (2 differenti lunghezze e 2 teste differenti) fanno che DESMOCLEAN possa essere utilizzato per tutte le casistiche
- Uno strumento può essere utilizzato da 30 a 50 trattamenti parodontali.
- Da utilizzare da 7000 a 10000 giri con una leggera pressione e un getto d'acqua

Articolo	COD
6 strumenti per ogni forma = 24	503 290

Misura originale



Strumento singolo

Articolo	COD
I	503 265
II	503 266
III	503 267
IV	503 268

Strumenti singoli (conf. Da 12 pezzi)

Articolo	COD
I	503 291
II	503 292
III	503 293
IV	503 294

Set di combinazioni 12 strumenti in 2 forme (6+6)

Articolo	COD
I and II	503 295
I and III	503 297
II and IV	503 298
III and IV	503 296



SOS Dentobox

Scatola di salvataggio per infortuni ai denti

- Conservazione sicura del frammento di dente spezzato fino al reimpianto
- Prolunga la vita del dente spezzato fino a 48 ore
- Il box contiene una speciale soluzione nutriente pronta all'uso
- Mantiene intatte le cellule del desmodontio
- Testato direttamente sul periodonto relativamente alla sua funzione biologica
- Conservazione asettica del dente spezzato e dei frammenti dentali fino al reimpianto
- Cambio del colore (da rosa a giallo chiaro) nel momento che la soluzione perde la sterilità
- Scadenza: 3 anni dalla data di produzione

Articolo	COD
miradent SOS Dentobox	633 087

Gli incidenti dentali

Statisticamente i bambini subiscono la più alta percentuale di incidenti dentali negli asili, a scuola, durante le attività sportive, nelle piscine.

Principalmente rimangono coinvolti i denti anteriori superiori.

Il 30% dei ragazzi ed il 20% delle ragazze mostrano lesioni sui denti anteriori.

La perdita o la rottura dei denti in un bambino comporta costi successivi estremamente rilevanti (approssimativamente da € 3.000 a € 20.000).






Plaque Agent

Collutorio per il controllo della placca, senza eritrosina

- Il collutorio colora di blu le placche dentali presenti
- Sapore gradevole di „Bubble Gum“ dà ai bambini una forte spinta e motivazione per migliorare la cura dentale.
- La colorazione può essere rimossa senza problemi con un dentifricio per bambini

Articolo	Contenuto	COD
Plaque Agent	500 ml (17.6 oz.)	633 086



Docdont Sanduhr

Clessidra per bambini che calcola il giusto tempo di lavaggio

- Divertente segnatempo per la pulizia dei denti
- Ventosa per fissare la clessidra a tutte le superfici piatte
- Questa pratica clessidra è ideale per motivare i bambini alla pulizia dei denti
- È facile da leggere così che i 2 minuti necessari per la pulizia siano assicurati
- Favorisce la corretta igiene dentale a partire dall'infanzia

Articolo	COD
Clessidra	633 075



Funny Animals

Contenitori igienici per spazzolini

- Igienici portaspazzolini con chiusura a scatto brevettata in 6 divertenti versioni
- Questi simpatici portaspazzolini possono essere attaccati a qualsiasi superficie piatta grazie ad una ventosa posta sul retro. Grazie al meccanismo brevettato si possono prendere e riporre gli spazzolini
- Piccole fessure permettono il passaggio e quindi il ricambio dell'aria

Ventose
per il fissaggio su tutte le superfici lisce

Articolo	COD
Funny Mucca	633 089
Funny Elefante	633 090
Funny Zebra	633 091
Funny Leone	633 092
Funny Maiale	633 093
Funny Cane	633 094



Carebrush



Interbrush



Periobrush



Alpha-Ion® Toothbrushes

Rimozione della placca per forza d'attrazione

- Le setole ai minerali accelerano la reazione ionica allo smalto.
- Rimozione facile della placca per mezzo di ioni di silicio sulle setole.
- Grazie al manico non-slip lo spazzolino ha una presa della mano buona e sicura
- Ergonomia ottagonale Il manico ottagonale assicura un'ottima maneggevolezza

Carebrush: "Medium" per una migliore pulizia quotidiana dei denti

Interbrush: "Medium" con corona di setole sporgenti per la pulizia profonda dello spazio interdentale

Periobrush: "Super soft" per la pulizia dei denti ipersensibili e in caso di gengiva irritata (parodontite) come anche dopo i trattamenti gengivali.

Articolo	COD
Carebrush	630 111
Interbrush	630 112
Periobrush	630 113



Happy Morning®

Spazzolini monouso impregnati con dentifricio

- Ideali da usare prima del trattamento dal dentista o da regalare al paziente per un utilizzo in ufficio o dopo piccole gite
- Imballaggio igienico perchè singolarmente imbustati
- Possibile adattarlo come display informativo da mettere nelle sale d'aspetto

Articolo	Contenuto	COD
Spazzolini con dentifricio	100 pz	605 401
Spazzolini senza dentifricio	100 pz	605 403



Happy Morning® De Luxe

Spazzolino con ottimo rapporto qualità-prezzo

- Setole arrotondate e manico angolato
- Setole misura media
- Imbustati singolarmente

Articolo	Contenuto	COD
Happy Morning De Luxe	50 pz	605 443



a)



b)

Happy Morning® Testina Corta

- Spazzolino monouso
- Ideale per la pulizia dei denti, prima della visita o in viaggio etc.
- Testina corta solo cm. 2,5
- Confezionati singolarmente

Articolo	Contenuto	COD
a) Blu, impregnato di pasta dentifricia	100 pz	633 076
b) Bianco senza dentifricio	100 pz	633 077



Happy Morning® Travel Kit

Cura dentale in viaggio

- Piccolo spazzolino a pelo morbido e piccola testa, con 1 tubetto dentifricio 3 gr
- Grazie alle ridotte dimensioni chi affronta un breve viaggio non dimentica lo spazzolino
- Confezione assortita in 5 colori

Articolo	Contenuto	COD
Happy Morning Travel Kit	50 pz	605 410



Happy Morning® Xylitol

Cura dentale in viaggio

- Spazzolino monouso con xilitolo
- Setole impregnate di dentifricio allo xilitolo
- Fresco sapore di menta
- Spazzolino monouso con dentifricio, immediatamente pronto all'uso
- Manico lungo solo 2.5 cm
- Imbustati singolarmente
- Ideali dopo il pasto, in ufficio, in viaggio, prima del "date"
- Lo xilitolo ha un effetto anti carie, riduce la placca e gli acidi che formano i batteri

Articolo	Contenuto	COD
Happy Morning Xylitol	50 pz	605 496



Kid's Brush

Lo spazzolino dei bambini

Il busto del Kid's Brush è costituito da una protezione apribile. L'apertura del cappuccio protettivo consente la circolazione ottimale dell'aria, mentre il manico serve anche da base per tenere lo spazzolino in posizione verticale

Articolo	COD
Spazzolino Anatra "Lady Allen" rosa	633 069
Spazzolino Pappagallo "Prof. Paul" verde	633 070
Spazzolino Orso "Roy" azzurro	633 071
Spazzolino Cane "Bill" blu	633 072
Spazzolino Toro "Rocky" giallo	633 073
Assortiti, 5 pezzi	633 074



Infant-O-Brush®

Anello da mordere con spazzolino

- Per insegnare l'igiene orale a bambini sino ai 4 anni
- Setole estremamente morbide per non danneggiare la gengiva
- Serve da anello da mordere per i denti emergenti
- Impossibile ingoiare

Articolo	COD
Rosso	633 026



Tappo dosatore
Per un dosaggio ottimale della soluzione

Paroguard® chx liquid

Collutorio con Clorexidina (CHX)

- Impiego pre-operatorio per mezzo di clorexidina digluconata (0,2 %)
- Rimineralizzante grazie al fluoruro (250 ppm)
- Specifico per l'applicazione in caso di parodontite acuta
- Astringente grazie all'hamamelis
- Anticariogeno grazie allo xilitolo

Articolo	Contenuto	COD
paroguard chx liquid 0.2 %	200 ml	633 057



Paroguard® chx liquid 5000 ml

Articolo	Contenuto	COD
paroguard chx liquid 0.2 %	5000 ml	630 127




Docfluor® chx liquid

Collutorio con Clorexidina (CHX)

- Per un uso quotidiano
- Dotato di tappo dosatore
- Rimineralizza grazie al fluoride (250ppm)
- Astringente grazie al hamamelis
- Anticariogeno grazie allo xilitolo
- Antibatterico grazie alla Colexidina gluconata (0,06%)
- Senza Alcool

Articolo	Contenuto	COD
mirafleur chx liquid 0.06 %	100 ml	633 055
mirafleur chx liquid 0.06 %	500 ml	633 056






Canali dentinali aperti

nanosensitive® hca

Speciale pasta per denti ipersensibili

Il nuovo principio attivo NOVAMIN contenuto in hca NANOSENSITIVE ricopre attraverso minerali naturali (nanoparticelle) la ricostruzione. L'efficacia di NANOSENSITIVE HCA con NOVAMIN è stata dimostrata da anni di studi in cliniche mediche e dentali e in laboratori in tutto il mondo



Di minerali nanoparticellari



Il dente protetto e remineralizzato

Letteratura:

* Jennings D.T., McKenzie K.M., Greenspan D.C., Clark A.E. "Quantitative Analysis of Tubule Occlusion Using NovaMin®. (Calcium Sodium Phosphosilicate" Journal of Dental Research(# 2416), Vol. 83 A March 2004, more studies under www.nanosensitive.de

**out of approx. 500 respondents

Articolo	Contenuto	COD
nanosensitive hca	50 ml	633 051



Dentifricio con amino-fluoride



Nastro impregnato di Clorhexidina



Tappo removibile con filo interdentale incluso

Docfluor® c/Docfluor® c 2in1

Crema dentifricia (Aminfluorid) per l'igiene quotidiana dei denti

L'introduzione ottimale nell'igiene dentale professionale. Combinazione unica tra una crema dentifricia di qualità con (Aminfluorid) e un filo interdentale imbevuto di clorexidina (MIRAFLUOR 2 in 1) che favorisce la quotidiana igiene della bocca anche negli spazi interdentali. Per una pulizia efficace e dolce dei denti e delle gengive sono state aggiunte fini particelle di silice. Ideale anche per la pulizia dei denti sensibili.



Articolo	Contenuto	COD
Dentifricio con filo interdentale	100 ml + 20 m	631 058
Dentifricio senza filo interdentale	100 ml	631 083



Tong-Clin Gel

Gel per la pulizia della lingua delicato e curativo

- Rimuove delicatamente i residui di cibo dalla lingua
- Composizione a base di camomilla, salvia, calendula
- Antibatterico e antinfiammatorio
- Dona una lunga sensazione di freschezza
- Senza Alcool
- Pulire sempre la lingua dall'interno verso l'esterno

Articolo	Contenuto	COD
Tong-Clin Gel	50 ml	633 059
Tong-Clin Set	Tongue Cleaner + 50 ml Gel	633 060



Tong-Clin De Luxe®

Puliscilingua per l'eliminazione di depositi e alito cattivo

L'alito cattivo ha origine quasi sempre nella cavità orale e solo raramente rappresenta un problema dello stomaco o di altri organi. Gli studi hanno dimostrato che spesso sono i depositi batterici sulla lingua i responsabili dell'alito cattivo. Disturbano il sensibile equilibrio batterico nella cavità orale, favoriscono la placca e possono alterare il gusto. Lo spazzolino non è consigliato per i depositi sulla lingua per motivi igienici e per altri motivi (setole troppo larghe, stimolo del rigurgito, ecc.)

Il puliscilingua docdont con manico ergonomico è particolarmente efficace grazie alle setole estremamente corte.

Il pennellino rotondo e le setole rimuovono sinergicamente i depositi e li eliminano. Il pennellino rotondo elimina allo stesso tempo lo stimolo del rigurgito.

Articolo	COD
Azzurro trasparente	633 029
Rosa trasparente	633 030



Protho Brush® De Luxe

Spazzolini per protesi con manico ergonomico

L'igiene accurata della bocca è importante anche per coloro che hanno le protesi. I resti di cibo, i batteri e il tartaro si annidano in modo particolare nelle protesi e tra gli elementi di fissaggio, comportando la formazione di placca, infiammazioni gengivali e danni alle ossa.

Lo spazzolino per protesi Protho brush de luxe è stato studiato fin nei minimi dettagli: il manico, grande ed ergonomico, è particolarmente adatto alla pulizia delle protesi delle persone anziane. Grazie all'ampia superficie delle setole, adatta alla superficie delle protesi, e alla superficie più piccola delle setole a forma di V, è possibile pulire perfettamente le parti interne più difficili da raggiungere.

Articolo	COD
Azzurro trasparente	633 024
Rosa trasparente	633 025



Protho Box®

Scatola per la conservazione sicura delle protesi con spazzolino per protesi ergonomico

La conservazione delle protesi è un tema delicato, specialmente durante i viaggi. ProthoBox è la soluzione pratica.

Le protesi vanno conservate in spazi grandi. La caratteristica principale deve essere la perfetta chiusura ermetica di queste scatole per consentire la conservazione nella soluzione detergente senza tipo di perdite.

Nella confezione è presente un piccolo spazzolino per protesi ergonomico, disponibile anche separatamente.

Le setole bianche grandi sono destinate alla pulizia della parte esterna della protesi mentre le piccole nere puliscono la parte interna. Sotto il coperchio è presente uno specchio per l'applicazione della protesi.

Articolo	COD
Scatola con spazzolino	633 068
Spazzolino di ricambio	605 901



The verde



Cannella



Menta peperita



Frutta

Xylitol Chewing Gum

Chewing gum ad azione preventiva

- Fornisce anche un'efficace azione preventiva
- Lo xilitolo è adatto anche ai diabetici, poiché il suo metabolismo avviene a prescindere dall'insulina
- Adatto per: persone di tutte le età che desiderano mantenere i denti sani, future mamme e i loro bambini, bambini piccoli nel periodo della dentizione, bambini in età scolare, pazienti con parodontite e diabetici, pazienti con bocca secca, alitosi, alito cattivo
- Aumento produzione di saliva e diminuzione della formazione di placca e batteri; remineralizzazione dello smalto

Articolo	COD
Xylitol menta piperita	633 047
Xylitol cannella	633 048
Xylitol frutta	633 049
Xylitol the verde	633 079



- Diminuisce la possibilità di formazione della placca ed ha un' azione antibatterica
- Riduce i rischi di carie
- Dimostrato da studi medici indipendenti



Nemico della carie!



Xylitol Chewing Gum

Dispenser bustine da pz.2 (tot. pz 200)

Articolo	COD
Assortiti	635 069

Xylitol Powder

Un salutare sostituto dello zucchero naturale al 100%

- Sostituto dello zucchero sano e naturale
- Delicato sui denti
- Inibisce la formazione della placca, perché non può essere assimilato dai batteri
- Stesso potere dolcificante dello zucchero, ma 40% calorie in meno
- Sostanza naturale contenuta nelle verdure fibrose e nella frutta

Articolo	Contenuto	COD
Xylitol Polvere	350 gr	630 119
Xylitol Polvere	100 x 4 gr	630 120





Miraflur®-Tray

Tray monouso per applicazione del fluoro in gel

- Adatti a tutti i trattamenti con fluoro
- Fatti di una morbida spugna gialla
- Ogni MIRAFLUOR è doppio per permettere una applicazione contemporanea sia sull'arcata superiore che inferiore
- Colore giallo per un migliore contrasto con tutti i tipi di gel

Articoli	Contenuto	COD
Box 50 applicatori piccoli	50 pz	605 620
Box 50 applicatori medi	50 pz	605 621
Box 50 applicatori grandi	50 pz	605 622



Funzione regolabile

La connessione ad incastro permette 2 differenti angoli di inserimento per differenti applicazioni

I-Prox® P

Portaspazzolino con 4 spazzolini

Spazzolino, filo interdentale e spazzolini interdentali non riescono a pulire in modo ottimale ogni zona della bocca, ad esempio:

- Il delicato bordo delle gengive (Sulcus)
- Le tasche gengivali
- Le protesi (ponti, corone, impianti, ecc.)
- I singoli denti e i denti del giudizio, ecc.

Lo spazzolino apposto Docdont con manico ergonomico pulisce a fondo e delicatamente nei punti in cui gli spazzolini interdentali non risultano efficaci in modo ottimale. Gli spazzolini sono intercambiabili, presentano una forma a V ottimale e si possono conservare facilmente per salvaguardare l'igiene.

Articolo	COD
Manico Blu con 4 spazzolini	633 032
Manico rosa con 4 spazzolini	633 033
Spazzolini di ricambio I-Prox P®, 4 pz	633 034



Molari



Brackets



Impianti




Tasche



Applicazioni

Design		Diametro setola	Diametro Cilindro	Spessore Max
Rosa xx-fine		0.4 mm	ø 0.5 mm	ø 1.5 mm
Giallo x-fine		0.5 mm	ø 0.6 mm	ø 1.8 mm
Bianco fine		0.6 mm	ø 0.7 mm	ø 2.0 mm
Verde Medium		0.7 mm	ø 0.8 mm	ø 2.2 mm
Blu large		0.7 mm	ø 0.8 mm	ø 3.0 mm
Bordeaux x-large		0.7 mm	ø 0.8 mm	ø 6.5 mm
Arancio Conico		0.7 mm	ø 0.8 mm	ø 2.5-5.0 mm



Pic-Brush® Spazzolini di ricambio

In igienico box

Articolo	6 pz	12 pz
Rosa xx-fine	633 013	
Giallo x-fine	633 014	
Bianco fine	633 015	
Verde medio	633 016	
Blu grande	633 017	
Bordeaux x- grande	633 050	
Arancio conico	633 018	
Assortiti 2 per colore (senza bordeaux)		605-633



Miradent Demo Box

Set introduttivo all'utilizzo degli scovolini Pic Brush

Composto da:

- Sonda Pic Brush
- Manico Pic Brush
- Manico De Luxe
- Spazzolini set diverse misure (6 pz Cad.)
- Manico I-Prox
- Spazzolini I-Prox 4pz
- Blocchetto per prescrizioni ai pazienti

Articolo	COD
miradent Demo Box	635 026


Pic-Brush® Intro Kit

Spazzolino per pulizia interdentale, punte intercambiabili

- Per una tenace ed efficace rimozione della placca nelle zone interprossimali, sotto i ponti o alle protesi
- Alta qualità delle setole per prevenire possibili danneggiamenti dei tessuti morbidi
- Flessibile, può raggiungere qualsiasi area interprossimale
- Spazzole di 7 diametri differenti, codificati per colore
- Manico ergonomico, l'interno ha un contenitore che può contenere fino a 3 spazzolini
- Dimensioni tipo una penna a sfera per poterlo sempre portare con sé

1 manico con 4 spazzolini in 4 formati:

Articolo	COD
Blu trasparente	633 005
Rosa trasparente	633 006



Pic-Brush® IP Probe

Sonda per la misurazione della dimensione degli spazi interdentali

- Scala millimetrata con codice colore simile ai colori dei nostri spazzolini Pic-Brush
- Aiuta a scegliere la corretta dimensione dello spazzolino interprossimale
- Utilizzabile per la misurazione della profondità delle tasche gengivali
- Estremamente pratico per l'utilizzo professionale o per l'igiene orale quotidiana
- Facile da pulire, smontabile, autoclavabile fino a 134°C

Articolo	COD
Pic-Brush IP Probe	605 785



Mirafloss® Big

Dispenser per grandi rocchetti professionali di filo interdentale

- Questo grande dispenser elimina la necessità di sostituire frequentemente la vostra confezione di filo interdentale
- Box dispenser con 2 rotoli da 200 m cadauno
- Ideale per un uso professionale
- Filo interdentale della migliore qualità
- Linguetta in metallo per il taglio

Articolo	Contenuto	COD
Box fornito con 2 rotoli di filo 200 m (rotolo a+b)	2 x 200 m	605 735
Box fornito con 2 rotoli nastro + filo 200 m (rotolo c+d)	2 x 200 m	605 784
a) Ricambio: Bianco, non cerato	200 m	605 738
b) Ricambio: Verde, cerato, gusto menta	200 m	605 737
c) Ricambio: Bianco, cerato	200 m	605 736
d) Nastro	200 m	605 751




Zahnpick

Filo interdentale

- È uno stuzzicadenti che elimina i residui di cibo più grossi
- È un filo interdentale che elimina il tartaro e i residui di cibo più piccoli
- Zahnpick è la combinazione ideale di filo interdentale e stuzzicadenti. Sul supporto è presente un sottile filo interdentale ben teso e senza cera per evitare la fastidiosa operazione dell'inserimento. Il manico dello Zahnpick serve inoltre da stuzzicadenti flessibile.
- Zahnpick: un modo semplice e comodo per la pulizia interdentale

Articolo	Contenuto	COD
Conf 100 pz	100 pz	605 637
30 pz in blister singolo	30 pz	633 039




Mira-2-Ton®

Soluzione per evidenziare il tartaro e la placca

- Sistema per la visualizzazione sia della placca vecchia sia della crescita di quella più recente
- La vecchia placca risulta di colore blu scuro, la più recente di colore rosa
- Facile da rimuovere per mezzo di un normale spazzolino
- Senza E 127 (eritrosina) e costituita di coloranti approvati
- Ideale per motivare il paziente ad un corretto igiene dentale
- Ingredienti: lattosio, magnesio, menta, silice, coloranti alimentari (C45010 C42090)

Articolo	Contenuto	COD
Bottigliino piccolo da 10 ml	10 ml	605 659
Bottigliino grande da 60 ml	60 ml	605 655
Confezione display (12 x 10 ml)	12 x 10 ml	605 660



Plaque Check kit

3 Pastigliette per rilevazione della placca dentale in un pratico blister con lo specchietto

Articolo	Colore	COD
Specchio + pastiglie	blu trasparente	633 044
Specchio + pastiglie	rosa trasparente	633 045
Conf. 6 pastiglie Plack Check Tablets		633 027



I-Prox® P chx

Spazzolino imbevuto di clorexidina.

- Utile a favorire l'applicazione diretta di clorexidina negli spazi interdentali
- Tappo di protezione. Serve a proteggere dallo sporco e come prolunga per un migliore utilizzo nelle parti più interne della bocca
- Testina flessibile. Per un utilizzo ottimale la testa dello spazzolino si può piegare facilmente
- Spazzolini con anima in ferro e setole impregnate di clorexidina gluconata
- Cappuccio protettivo che può essere utilizzato come impugnatura
- 6 durezze differenti, riconoscibili con codice colore

Articolo	6 pz
Rosa xx-fine	633 035
Giallo x-fine	633 036
Bianco fine	633 037
Verde medio	633 038
Bordeaux x- grande	633 040
Arancio conico	633 041
Assortiti	633 042

Il primo filo per impianti in rotolo



15-18 cm

Docfloss® Implant chx

Filo interdentale extra spesso per impianti

- Studiato per impianti e ponti
- Estremità rugose per un'ottima presa
- La parte centrale rimuove parti di cibo o placca
- Può essere utilizzato per parti interprossimali molto larghe

Articolo	COD
Fine (rosa)	630 134
Medium (azzurro)	630 135



Docfloss®

Filo interdentale a nastro

- Filo interdentale (20m)
- Filo interdentale rivestito in clorexidina (0,4%), scivola perfettamente negli spazi interdentali più stretti
- L'uso di clorexidina negli spazi interdentali garantisce un effetto anti-placca ottimale

Articolo	Contenuto	COD
Nastro	20 m	633 022
Nastro con Chx	20 m	633 078
Filo interdentale non cerato	20 m	630 077

Dispositivo tagliante

Per tagliare comodamente il sovrappiù di filo interdentale



Funzione magazzino

Conservazione igienica nel manico del filo interdentale

Docfloss® interspace

- Archetto brevettato per mantenere la corretta tensione del filo interdentale.
- Tagliafilo con fessura per favorire il taglio
- Dispenser per conservare in modo igienico il filo interdentale all'interno dell'impugnatura.
- Dispenser per filo interdentale con 10mt di filo fluorato PTFE
- Il filo utilizzato ricoperto di PTFE scorre facilmente negli spazi interdentali
- Il filo utilizzato si può facilmente eliminare grazie alla fessura con cutter prevista nell'impugnatura

Articolo	COD
Blu	633 062
Rosso	633 061
Filo di ricambio, 1 x 20 m	633 063



Struttura superficiale
Invecchiamento attraverso
la sollecitazione quotidiana



Superficie dentale dopo la cura
con White gelee:
Microfessure otturate, superficie
dentale lucidata

White gelée

Pasta speciale per pulizia intensiva e nano sigillatura dei denti

- Per una pulizia intensiva e per la rimozione delle decolorazioni dei denti
- Sigilla lo smalto ed aiuta a mantenere il colore originale dei denti
- La sostanza attiva Novamin forma uno strato protettivo simile allo smalto (nanosigillatura) e ripara micro fessure sulla superficie dei denti
- Il fluoruro protegge dalla carie (1000 ppm)
- Resiste all'adesione di nuove formazioni di placca
- Applicazioni: 1/2 volte a settimana

Articolo	Contenuto	COD
Mirawhite gelée	100 ml	633 082



Smalto dentale
Demineralizzazione



Smalto dentale dopo utilizzo White TC
Smalto remineralizzato con struttura
superficiale solida liscia

White tc

Remineralizzazione concentrata dello smalto dei denti

- Rifornimento minerale intensivo con NovaMin (fosfosilicato di calcio e sodio)
- Rinforza lo smalto per mezzo di remineralizzazione
- Da applicare sulla superficie del dente dopo il trattamento sbiancante
- Indicato soprattutto per categorie a rischio di macchie sui denti (es. grandi fumatori)
- Ogni bustina contiene 1.2 gr

Articolo	Contenuto	COD
Mirawhite tc	28 bustine, 1,2 grammi cadauna	633 083





White Oxygen

Gel sbiancante professionale

- Sbiancamento professionale senza perossido
- Denti bianchi e splendenti rendono il viso più giovane e vitale.
- Grazie ai metodi e ai principi attivi avanzati, White Oxygen sbianca i denti in sole 2 settimane fino a cinque gradazioni più chiare
- Utile su discromie causate da: naturale invecchiamento dello smalto dentario, mineralizzazione irregolare, incrinatura smalto dentinale, danneggiamento meccanico
- Sbiancamento solo nelle zone vitali e non su corone, ponti, veneer e materiali di riempimento
- Metodo Ardox-X che permette uno sbiancamento dentale per mezzo di un processo di ossidazione
- Ardox-X è un complesso idrocarbussorato

Articolo	Contenuto	COD
White Oxygen	1,75 ml	633 088




Mirawhite® double-tray system

Sbiancante da studio pronto all'uso

- Stecca per sbiancamento bilaterale, precaricata con gel (16 % perossido di idrogeno)
- Trattamento simultaneo delle arcate superiori ed inferiori
- La stecca universale si adatta flessibilmente ad ogni tipo di dentatura
- Applicabile con o senza lampada di sbiancamento
- La stecca trasparente rende possibile un'azione uniforme della luce
- Addizionalmente: diga liquida fotoindurente per la protezione della gengiva
- Set con cinque stecche precaricate, due siringhe di diga dentale (da 3 ml ciascuna) e cinque puntali



Articolo	COD
Mirawhite double-tray system	630 137



Demo Model

Modello dimostrativo igiene orale, grandi dimensioni

- Per la dimostrazione della corretta tecnica per la pulizia orale e l'utilizzo del filo interdentale o spazzolini interprossimali
- Con spazzolino istruttivo di grandi dimensioni
- Ideale per motivare i bambini

Articolo	COD
Modello con spazzolino	355 636
Spazzolino singolo	355 637



Study Model Transparent

Mostra un modello superiore e inferiore

- Arcata superiore, arcata inferiore in articolatore clip clap
- Prodotto in robusta resina trasparente
- Le radici sono chiaramente visibili
- Tutti e 32 i denti (16 superiori e 16 inferiori) possono essere rimossi dall'alveolo
- I modelli sono in scala 1:1

Articolo	COD
Study Model Transparent	355 641



Study Model Transparent De Luxe

Modello trasparente di dimostrazione contenente le malattie dentali

- Arcata inferiore: dente del giudizio inclinato, 1 ancora incassato, 1 in fase di crescita con granuloma e carie 1e 2 molare con granuloma, 1 molare con inizio di carie e 1 con carie profonda
- Arcata superiore: dente del giudizio con carie distale, con eccesso di altezza per mancanza di dente antagonista,
- 1 molare con granuloma e radice infiammata per carie profonda, 1° molare fissato in un perno metallico,
- 2° premolare con sovra costruzione, 2 premolari con carie profonde interdentali, denti superiori incisivi con carie linguali, corona riparata su un canino e 2° incisivo in posizione di rottura, 2 denti in fase di crescita

Articolo	COD
Study Model Transparent De Luxe	355 642



Study Model Transparent Child

Modello trasparente bambino. Modello didattico trasparente con patologie dentali

- Mostra diverse patologie (malattie) dentali, ideali per le cure dentali nei bambini e per la gnatologia
- Riproduzione estremamente chiara dei denti da latte e dei denti permanenti
- Arcata superiore e inferiore con 12 denti da latte
- In articolazione cure interproximali

Articolo	COD
Study Model Transparent Child	355 643

Molar Seat

Sgabello a forma di molare

- Disegnato da un pedodontista per bambini e giovani è dotato di 3 radici
- Vuoto all'interno, con tappo superiore, può contenere giocchini, omaggi
- Se si vuole può diventare un vaso gigante per le piante o eventualmente contenere sabbia o acqua per renderlo inamovibile
- Abbiamo prodotto lo sgabello in maniera da resistere anche al peso dei „bimbi“ più grandi fino a 100 kg
- Perfetto per le sale di attesa di chi ha molti bambini come pazienti!!!!
- Alto 40 cm, pesa 1,5 kg

Articolo	COD
Blu	707 003
Bianco	707 005



McTooth® Mirror

Specchio a forma di molare

- Dimensioni 17 x 14 cm

Articolo	COD
McTooth Mirror	707 094



Molar Clock

Orologio murale a forma di molare

- Intelligentemente disegnato per catturare l'attenzione nello studio
- Misure: 43 cm x 25 cm
- Lancetta: turbina, sonda e specchio
- Meccanismo dell'orologio: Quarzo

Articolo	COD
Blu	707 080

Dental Demo Poster

- Ideali per la sala d'attesa e per lo studio
- Disegnati al computer dal Dr. Landsee dell'Università di Friburgo
- Misure 59,7x84,1 cm (dimensione A1)
- Disponibile a richiesta in 8 lingue



Poster "Denti sani Denti malati"

Poster dimostrativo per il paziente

- Disegno dettagliato delle strutture anatomiche e dei processi patologici tipo carie, paradontiti, ecc.
- Ideale per dimostrazioni al paziente
- Disponibili in varie lingue
- Poster non incorniciato

Articolo	COD
Italiano	707 069

Poster "Profilassi Professionale"

- Illustra le più comuni operazioni di profilassi per la cura del paziente; disponibile in varie lingue
- Ideale per motivare il paziente
- Poster non incorniciato

Articolo	COD
Italiano	707 068



Putzi-Pets

Marionette con dentatura

- Ideali per motivare i bambini alla pulizia dei denti
- Per la spiegazione di una corretta igiene orale
- Di grande aiuto per cominciare a rassicurare i bambini in caso di necessari interventi dentali
- Con l'utilizzo di una piccola bottiglia di acqua le marionette diventano pistole ad acqua
- 4 diversi animali

Articolo	COD
Putzi coccodrillo	707 045
Putzi dinosauro	707 046
Putzi mucca	707 047
Putzi cavallo	707 048



Miratoi® No.3: Animali della fattoria

Animali della fattoria dipinti a mano

Articolo	Contenuto	COD
100 animali in scatola dispenser	100 pz	605 692

Miratoi® No. 4: Animali dello Zoo

Animali dello zoo dipinti a mano

Articolo	Contenuto	COD
100 animali in scatola dispenser	100 pz	605 693

Miratoi® Toys

Regalini per i bambini

- Una gamma completa di oggetti prodotti in materiali non tossici igienici in plastica metallo o legno
- Un piccolo regalo per poter migliorare la relazione con i piccoli pazienti
- Tutti i giocchini Miratoi sono marcati CE



Miratoi® No.1: Assortimento

Macchinine, barche a vela, aerei, fischiotti, elicotteri e giochi di pazienza

Articolo	Contenuto	COD
Sacchetto trasparente con 150 giochi	150 pz	605 690



Miratoi® No.6: Anelli

Anelli che riproducono varie gemme

Articolo	Contenuto	COD
Sacchetto da 100 anelli assortiti	100 pz	605 694



Miratoi® No. 7: Orologi

Finti orologi con giochi di pazienza

Articolo	Contenuto	COD
Sacchetto con 84 orologi	84 pz	605 695



Miratoi® No. 16: Penne Flessibili

Penne a sfera in gomma morbida

- In 6 diverse figure
- Con cappuccio protettivo
- Set da 6 penne (1 per figura)

Articolo	Contenuto	COD
Miratoi No. 16, assortite	6 pz	605 705



Miratoi® No.10: Miniature macchinine e barchette

100 piccole e colorate macchinine, barchette, macchine da corsa, camion

Articolo	Contenuto	COD
Scatola con 100 giochi	100 pz	605 698



Miratoi® No. 8: Palline Magiche

Palline magiche elevata elasticità

Articolo	Contenuto	COD
100 palline colorate	100 pz	605 696



Miratoi® No.9: Porta chiavi

Moschettoni in plastica colorati

Articolo	Contenuto	COD
Sacchetto da 50 portachiavi in tutti i colori	50 pz	605 697



Miratoi® No.14: Dentierine saltellanti

Classica dentierina saltellante con piacevole rumore di battito di denti

- Simpatico regalo apprezzato a tutte le età

Articolo	Contenuto	COD
Miratoi No. 14	12 pz	605 700



Metallo



Plastica

Miratoi® No.11: Medal Set

Medaglie in metallo senza nickel

- Prodotto speciale per motivare il giovane paziente
- Medaglie con nastro
- Confezione con 50 medaglie e 50 attestati di coraggio

Miratoi® No.12: Medal Set

Medaglie in plastica

- Prodotto speciale per motivare il giovane paziente
- Medaglie con nastro
- Confezione con 50 medaglie e 50 attestati di coraggio

Articolo	Contenuto	COD
Miratoi No. 11, metallo	50 pz	605 703
Miratoi No. 12, plastica	50 pz	605 706



Miratoi® No.13: Bauletti

Per mettere i denti da latte estratti ai piccoli pazienti

Articolo	Contenuto	COD
Sacchetto da 100 cofinetti assortiti	100 pz	605 699





McTooth® Clip

Pratico aiuto per i messaggi importanti

- A forma di molare, altezza 8 cm e peso 110 gr
- In materiale sintetico

Articolo	COD
McTooth Clip	707 088




Dente Anti Stress

Simpatico dente in poliuretano espanso

- Ottimo antistress per il paziente; provatelo dopo una lunga giornata, strizzando il dente potrete scaricare il vostro stress; il paziente vorrà tenerne uno per sé!
- Materiale in poliuretano espanso
- Dimensioni: 64 x 54 x 38,5 mm
- Peso: 45 g

Articolo	COD
Dente Anti Stress	707 002

Ulteriori informazioni sui nostri altri cataloghi per Profilassi e Laboratorio





Häger & Werken GmbH & Co. KG
Postfach/P.O.B. 10 06 54 · 47006 Duisburg
Ackerstraße 1 · 47269 Duisburg, Germany
Telefon +49 (203) 99269-0
Fax +49 (203) 299283
E-Mail info@hagerwerken.de
Internet www.hagerwerken.de

under www.hagerwerken.de



Larident Srl
Via Giovanni da Verazzano, 145
16145 Genova (Italy)
Telefono +39 010 83 01 726
Telefono +39 010 84 61 396
Fax +39 010 83 01 732
www.larident.it
info@larident.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SUL SITO WWW.LARIDENT.IT