



## **208 D TOALLITAS LIMPIADORAS DESINFECTANTES**

### **DESCRIPCIÓN:**

El KLEER KIM 208 D, son unas toallitas limpiadoras y desinfectantes, precortadas, listas para usar en superficies lisas, utensilios, manos y pequeño material médico no invasivo.

Formulado en base a mezcla de alcoholes no irritantes y tolerancia en la piel. Dermatológicamente probada.

Las toallitas se encuentran impregnadas por una solución que no mancha ni tiñe. Supone un suministro controlador desinfectante sin pre-mezclas ni residuos. Es seguro para la piel, ya que incorpora agentes deteritivos de la piel.

Gracias a su envase, es portátil y fácil de transportar.

Eficaz contra bacterias gram positivas y gram negativas, así como la mayoría de virus, hongos y micoorganismos.

Ensayos microbiológicos:

BACTERICIDA EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN 14561

FUNGICIDA EN 1275. EM 1650 (sobre candida albicans), EN 13697

LEVURICIDA EN 13624 sobre Candida albicans

VIRUCIDA EN 14476 sobre Herpés simple virus (HSV), Influenza A (H1N1)

### **CARACTERÍSTICAS:**

Aspecto: Toallita Blanca de 120\*200 mm

Color: Blanco

Olor: Inodoro

Presentación: Botes de 100 unidades

Cumple con CE 0459 aplicable a los dispositivos médicos no invasivos

Contiene entre otros componentes: Cloruro de Benzalconio, Trideceth-7, Etanol, Isopropanol.

### **APLICACIONES:**

Apropiadas para desinfectar en una gran variedad de entornos: máquinas, utensilios y equipos potencialmente sensibles, tales como los de producción de alimentos, servicio de comidas, cuidados de la salud, industriales y públicos, equipos de protección personal: mascarillas, cascos, aparatos de respiración, calzado.

Útil en los servicios sanitarios: limpieza de camillas, ambulancias, etc.

### **MODO DE EMPLEO:**

Levantar la pestaña y tirar de la toallita hasta la línea autocortante. Cerrar el envase para evitar la sequedad del resto de las toallitas.

Frotar suavemente las manos con el paño, incidiendo en las zonas donde haya acumulo de suciedad, hasta conseguir unas manos limpias de cualquier residuo.

También puede utilizarse para la limpieza e higienización de las superficies de trabajo. El aclarado es innecesario, a menos que el dispositivo médico deba de estar en contacto con las membranas mucosas.

Tiempo de contacto: 5 minutos (1 minuto para el virus Influenza H1N1)



No requiere secado posterior.

**PRECAUCIÓN:**

Mantener el envase bien cerrado en lugar fresco.

**PRESENTACION:**

Envases dosificadores con 100 toallitas