Orthocryl® LC / Kits de inicio



REF 160-400-10 1 surtido (€ 0483 1 x Orthocryl® LC, incoloro REF 160-401-00 1 x Orthocryl® LC, rosa transparente REF 160-402-00 1 x Orthocryl® LC, rojo REF 160-403-00 1 x Orthocryl® LC, azul REF 160-404-00 1 x Orthocryl® LC, amarillo REF 160-405-00 1 x Orthocryl® LC, verde REF 160-406-00 1 x Inyector para Orthocryl® LC REF 160-420-00 50 x Puntas de cartucho para Orthocryl[®] LC REF 160-421-00

NUEVO



REF 160-400-20	1 surtido	
(€ 0483	Contenido:	
6 x Orthocryl® LC, incoloro	REF 160-401-00	
1 x Inyector para Orthocryl® LC	REF 160-420-00	
50 x Puntas de cartucho para Ortho	cryl® LC REF 160-421-00	

NUEVO

Orthocryl® LC / Cajas individuales

Orthocryl® LC

Acrílico fotopolimerizable en cartuchos opacos.

Color	REF	Cantidad
incoloro	160-401-00	30 g
rosa transparente	160-402-00	30 g
rojo	160-403-00	30 g
azul	160-404-00	30 g
amarillo	160-405-00	30 g
verde	160-406-00	30 g



Orthocryl LC

(€ 0483



Orthocryl® LC / Accesorios





Pasta de mordida

Para Orthocryl® LC.

Color	REF	Cantidad
transparente	160-410-00	50 g

€ 0483



Inyector

Para Orthocryl® LC.

REF 160-420-00	1 pieza



Puntas de cartucho

Para Orthocryl® LC.

REF 160-421-00	50 piezas



Líquido de limpieza

Para Orthocryl® LC.

REF 160-430-00	100 ml
REF 160-431-00	1000 ml



Soporte para cartucho

Para Orthocryl® LC. Para 6 cartuchos.

Material: plástico

Utilizar desinfectantes libres de etanol, fenol o alcohol.

Color	REF	Cantidad
transparente, claro	160-422-00	1 pieza

NUEVO

Orthocryl® / Surtidos

Surtido Orthocryl®

REF 161-912-00	1 su	ırtido
(€ 0483		Contenido
1 kg Polvo (polímero) Orthocry	l®, incoloro	REF 160-112-00
500 ml Líquido (monómero) Orth	Líquido (monómero) Orthocryl®, incoloro	
1000 ml Barniz aislante		REF 162-800-00
2 x Frasco para rociar		REF 162-100-00
1 x Vaso graduado para mediciones		REF 162-200-00
1 x Embudo		REF 162-600-00
1 x Boquilla para rociar polvo	(polímero)	REF 162-751-00
1 x Aguia para rociar líquido (monómero)		RFF 162-752-00



Orthocryl®

Estuche pequeño de polvo (polímero) y líquido (monómero)

Color	REF	Cantidad
rosa transparente	160-501-00	200 g + 100 ml
incoloro	160-502-00	200 g + 100 ml



€ 0483

Surtido Orthocryl® "Multicolor"

REF 160-600-00	1 surtido	
€ 0483		Contenido:
1 kg Polvo (polímero) Orthocryl®, incoloro		REF 160-112-00
250 ml Líquido (monómero) Orthocryl®, rojo		REF 161-127-00
250 ml Líquido (monómero) Orthocryl®, verde		REF 161-128-00
250 ml Líquido (monómero) Orthocryl®, azul		REF 161-129-00
250 ml Líquido (monómero) Orthocryl®, amarillo		REF 161-130-00
1 x Embudo		REF 162-600-00



Surtido Orthocryl® black & white

Contenido:

- 1 x polvo (polímero) Orthocryl®, negro (opaco), 60 g
- 1 x polvo (polímero) Orthocryl®, blanco (opaco), 60 g
- 2 x boquillas para rociar polvo Orthocryl[®] (polímero, REF 162-751-00)

REF 160-200-00	1 surtido	





Surtido Orthocryl® Neon

Acrílicos de colores fosforescentes

Polvo (polímero) Orthocryl® teñido en colores fosforescentes para la construcción de placas ortodóncicas de colores intensivos. Fácil elaboración tanto para la técnica de rociado como para la técnica de mezcla polvo y líquido (monómero, REF 161-100-00 / 161-150-00). También es posible su empleo con micas "Disco" aumentando el efecto cromático.

Sugerencia de elaboración:

En la técnica de rociado los colores, especialmente verde y azul, presentan un aspecto jaspeado. En la técnica de mezcla polvo y líquido los colores se mezclan intensamente mostrando una luminosidad homogénea.

REF 160-000-00 1 surtido	
(€ 0483	Contenido:
200 g naranja-neón	REF 160-006-00
200 g amarillo-neón	REF 160-007-00
200 g azul-neón	REF 160-008-00
200 g lila-neón	REF 160-009-00
200 g verde-neón	REF 160-010-00
500 ml Líquido (monómero) Orth	nocryl®, incoloro REF 161-100-00
6 x Frasco para rociar	REF 162-100-00



Orthocryl® / Cajas individuales



Orthocryl®

Polvo (polímero)

Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para la fácil construcción de placas de ortodoncia. **Optima estabilidad al emplearlo en la técnica de rociado.**

También muy apropiado para la técnica de mezcla polvo y líquido.

Color	REF	Cantidad	REF	Cantidad
incoloro	160-112-00	1 kg	160-212-00	10 kg





Orthocryl® EQ

Polvo (polímero)

Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para la fácil construcción de placas de ortodoncia. Optima fluidez al emplearlo en la técnica de mezcla polvo y líquido.

También muy apropiado para la técnica de rociado.

Color	REF	Cantidad	REF	Cantidad
incoloro	160-300-00	1 kg	160-301-00	10 kg

€ 0483



Orthocryl® black & white

Polvo (polímero), opaco

Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para la fácil construcción de placas de ortodoncia. **Optima estabilidad al emplearlo en la técnica de rociado.**

También muy apropiado para la técnica de mezcla polvo y líquido.

Color	REF	Cantidad	REF	Cantidad
negro	160-011-00	200 g	160-013-00	1 kg
blanco	160-012-00	200 g	160-014-00	1 kg

€ 0483



Orthocryl® Neon

Acrílicos de colores fosforescentes

Polvo (polímero)

Polvo (polímero) Orthocryl® teñido en colores fosforescentes para la construcción de placas ortodóncicas de colores intensivos. Fácil elaboración tanto para la técnica de rociado como para la de mezcla o amasado en combinación con líquido Orthocryl® claro (monómero, REF 161-100-00 / 161-150-00). También es posible su empleo con micas "Disco" aumentando el efecto cromático.

Sugerencia de elaboración:

En la técnica de rociado los colores, especialmente verde y azul, presentan un aspecto jaspeado. En la técnica de mezcla polvo y líquido los colores se mezclan intensamente mostrando una luminosidad homogénea.

Color	REF	Cantidad	REF	Cantidad
naranja-neón	160-006-00	200 g	160-001-00	1 kg
amarillo-neón	160-007-00	200 g	160-002-00	1 kg
azul-neón	160-008-00	200 g	160-003-00	1 kg
lila-neón	160-009-00	200 g	160-004-00	1 kg
verde-neón	160-010-00	200 g	160-005-00	1 kg

€ 0483

Orthocryl® / Cajas individuales

Orthocryl®

Líquido (monómero)

Acrílico autopolimerizable con amplio margen de elaboración para la fácil construcción de placas de ortodoncia.

Color	REF	Cantidad	REF	Cantidad	REF	Cantidad
rojo	161-127-00	250 ml				
verde	161-128-00	250 ml				
azul	161-129-00	250 ml				
amarillo	161-130-00	250 ml				
turquesa	161-131-00	250 ml				
fucsia	161-132-00	250 ml				
incoloro			161-100-00	500 ml	161-150-00	1.000 ml
rosa transparente			161-300-00	500 ml	161-350-00	1.000 ml







Orthocryl®

Concentrados de colorantes

Para teñir el líquido Orthocryl[®] incoloro (monómero, REF 161-100-00 / 161-150-00). Con 1 pipeta dosificadora.

Color	Proporción de mezcla	REF	Cantidad
rojo	1 : 10	161-620-00	100 ml
verde	1:20	161-621-00	100 ml
azul	1 : 50	161-622-00	100 ml
amarillo	1 : 25	161-623-00	100 ml
negro-violeta	1 : 5 hasta 1 : 10	161-624-00	100 ml



€ 0483

Proporciones de mezcla:

	Líquido, incoloro	Concentrado de colorante	Líquido, incoloro	Concentrado de colorante
1 : 10 (rojo)	100 ml	10 ml	50 ml	5 ml
1 : 20 (verde)	100 ml	5 ml	50 ml	2,5 ml
1 : 50 (azul)	100 ml	2 ml 50	50 ml	1 ml
1 : 25 (amarillo)	100 ml	4 ml	50 ml	2 ml
1 : 5-1 : 10 (negro-violeta)	100 ml	20-10 ml	50 ml	10-5 ml

Micas "Disco"



Micas "Disco" para Orthocryl®

Para teñir aparatos removibles de ortopedia dentofacial. La mica se mezcla con el polvo (polímero) Orthocryl[®], de acuerdo con la intensidad deseada, obteniendo entonces el brillo de la mica. El modo de empleo normal del Orthocryl[®] no se modifica con la adición de la mica. Las placas se tallan y pulen normalmente sin problemas.

Proporción de mezcla:

0,5 : 100 (componentes del volumen mica : polvo)

Color	REF	Cantidad
iris	161-605-00	50 g
rojo	161-606-00	50 g
azul	161-607-00	50 g
plateado	161-608-00	50 g
oro	161-609-00	50 g
nácar	161-611-00	50 g



Figuras

Figuras / Surtido

Para incluir en las placas removibles de ortopedia dentofacial. Para incorporar en el acrílico Orthocryl[®]. Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.

Forma de suministro:

El surtido consta de 20 motivos de 20 piezas = 400 piezas incl. las pinzas.

REF 160-100-00	1 surtido
C€	Contenido:
20 x Cocodrilo	REF 160-100-01
20 x Rana	REF 160-100-02
20 x Papagayo	REF 160-100-04
20 x Mariquita	REF 160-100-05
20 x Dragón	REF 160-100-06
20 x Pez	REF 160-100-07
20 x Fórmula 1	REF 160-100-09
20 x Elefante	REF 160-100-10
20 x Corazón	REF 160-100-11
20 x Pato	REF 160-100-12
20 x Dinosaurio	REF 160-100-13
20 x Motocicleta	REF 160-100-14
20 x Caracol	REF 160-100-15
20 x Osito	REF 160-100-16
20 x Hongo	REF 160-100-18
20 x Auto	REF 160-100-19
20 x Cuervo	REF 160-100-27
20 x Diablo	REF 160-100-29
20 x Futbolista	REF 160-100-31
20 x Ratón	REF 160-100-45



Figuras "Fútbol"

Pliego con dos tamaños diferentes del motivo

Para incluir en las placas removibles de ortopedia dentofacial. Para incorporar en el acrílico Orthocryl[®]. Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Fútbol	160-100-39	1 pliego = 20 piezas



Œ

Figuras "Castor"

Para incluir en las placas removibles de ortopedia dentofacial. Para incorporar en el acrílico Orthocryl[®]. Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.

·		
Motivo	REF	Cantidad
Castor	160-100-40	1 pliego =






Figuras "Black Edition"

Para incluir en las placas removibles de ortopedia dentofacial. Para incorporar en el acrílico Orthocryl[®]. Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Black Edition	160-100-41	1 pliego = 12 motivos



C€

Figuras

Figuras

Para incluir en las placas removibles de ortopedia dentofacial. Para incorporar en el acrílico Orthocnyl[®]. Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.

(C)	
7	

Motivo	REF	Cantidad
Hola Castor	160-100-42	2 pliegos = 20 piezas
Caballo	160-100-43	2 pliegos = 20 piezas
Pink Pony	160-100-44	2 pliegos = 20 piezas

Œ

Figuras

Para incluir en las placas removibles de ortopedia dentofacial. Para incorporar en el acrílico Orthocryl[®]. Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.







Motivo	REF	Cantidad
Cocodrilo	160-100-01	20 piezas
Rana	160-100-02	20 piezas
Papagayo	160-100-04	20 piezas

 ϵ

Figuras

Figuras

Para incluir en las placas removibles de ortopedia dentofacial. Para incorporar en el acrílico Orthocryl[®]. Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Mariquita	160-100-05	20 piezas
Dragón	160-100-06	20 piezas
Pez	160-100-07	20 piezas
Fórmula 1	160-100-09	20 piezas
Elefante	160-100-10	20 piezas
Corazón	160-100-11	20 piezas
Pato	160-100-12	20 piezas
Dinosaurio	160-100-13	20 piezas
Motocicleta	160-100-14	20 piezas
Caracol	160-100-15	20 piezas



C€

Figuras

Figuras

Para incluir en las placas removibles de ortopedia dentofacial. Para incorporar en el acrílico Orthocryl®. Así cada placa puede ser construida de forma individual en cada caso.

Motivo	REF	Cantidad
Osito	160-100-16	20 piezas
Hongo	160-100-18	20 piezas
Auto	160-100-19	20 piezas
Cuervo	160-100-27	20 piezas
Araña	160-100-28	20 piezas
Diablo	160-100-29	20 piezas
Graffiti	160-100-30	20 piezas
Futbolista	160-100-31	20 piezas
Ratón	160-100-45	20 piezas
Delfin	160-100-34	20 piezas





















Accesorios

Frasco para rociar

Para polvo (polímero) y líquido (monómero).

Cabida	REF	Cantidad
100 ml	162-100-00	1 pieza



Aguja para rociar líquido (monómero) Orthocryl®

Interior ø	Longitud	REF	Cantidad
0,40 mm	10 mm	162-752-00	12 piezas



Boquilla para rociar polvo (polímero) Orthocryl®

REF 162-751-00	1 pieza
----------------	---------



Tazas de silicona para mezclar

Flexibles, con base de succión. Para todo tipo de trabajos de mezcla en el clínica dental y en el laboratorio. ¡No apropiadas para pasta de silicona!

ino apropiadas para pasta de silicona:		
Cabida	REF	Cantidad
5 ml	162-501-00	3 piezas
25 ml	162-502-00	1 pieza
75 ml	162-503-00	1 nieza



Embudo

REF 162-600-00	1 pieza
----------------	---------



Vaso graduado para mediciones

REF 162-200-00	1 pieza
----------------	---------



Pipeta dosificadora

Para concentrados de colorantes Orthocryl®.

REF 162-101-00 10 pi	P725
----------------------	------



Accesorios



Barniz aislante

Aislante especial a base de alginato para modelos de yeso, formándose una fina película aislante, resistente a la abrasión.

Aisla:

- yeso contra acrílicos
- yeso contra yeso

Color	REF	Cantidad
rosa	162-800-00	1.000 ml



Cera para modelar

Para la técnica de acrílicos, la construcción de mordidas, etc.

- se modela muy bien
- muy buena moldeabilidad
- estable hasta los 37 °C aproximadamente
- fácil fijación de dientes

Punto de fusión	Dimensiones (longitud x anchura)	Grosor	Color	REF	Cantidad
60 °C	175 x 80 mm	1,5 mm	rosa	119-150-00	500 g





Cera térmica

- cera para alivios, resistente al calor
- para el recubrimiento de resortes en la técnica Orthocryl®
- impide que el acrílico adquiera lechosidad

Punto de fusión	Color	REF	Cantidad
87 °C	rosa	120-170-00	50 g



Cera adhesiva

- buena adherencia sobre todos los materiales
- ideal para fijar elementos de retención y apoyo, trabajos de reparación y de soldadura

Punto de fusión	Color	REF	Cantidad
71 °C	roja	122-300-00	60 g

REF 180-702-00

1 pieza



Sierra de arco

Para ortopedia maxilar/prótesis. Pequeña y manejable sierra de arco con hojas de sierra intercambiables.

Forma de suministro:

Sierra con 3 hojas de sierra intercambiables para repuesto



Hojas de sierra

Para sierra de arco.

Longitud	REF	Cantidad
70 mm	180-703-00	5 piezas

Accesorios

FKO-Split Fixator

según Gordon

Aparato auxiliar manejable para fijar con toda exactitud los modelos en la posición de mordida deseada. Con doble guía de barras telescópicas redondas. Los modelos fijados en yeso pueden ser desmontados del aparato y montados de nuevo con toda facilidad.

1 pieza	REF 072-004-00	1 pieza
---------	----------------	---------



Kit de expansión

Para FKO-Split Fixator.

Para la construcción de aparatos de ortopedia dentofacial separados horizontalmente, así como para fijar en correcta posición los modelos de forma paralela al plano oclusal. El espejo de separación horizontal de acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión permite superficies planas, lisas y brillantes al aplicar el acrílico al mismo tiempo en el maxilar y la mandíbula, no teniendo que ser más repasadas ni retocadas después de la polimerización.

REF 072-006-00	1 pieza
----------------	---------




Polyclav®

Recipiente de presión para la polimerización de acrílicos de polimerización en frío, como p. ej. Orthocryl[®]. Con válvula de seguridad.

Sin manguera de presión.

Cabida: 4 l





Manguera de presión

Para Polyclav® (REF 070-000-00). Longitud: 2 m

Con racor adecuado a la válvula de admisión, así como conexión normalizada para aire comprimido **REF 070-700-00** 1 pieza



Hornillo

Para Polyclav® (REF 070-000-00).

Tensión de la red	REF	Cantidad
230 V~	070-900-00	1 pieza
110 V~	070-901-00	1 pieza



Datos técnicos

Datos tecinicos	
Potencia	125 W
Temperatura del agua regulada por termostato	43 °C
Frecuencia de la red	50 Hz
Peso	2.6 kg
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	240 x 240 x 75 mm

Accesorios



Aparato aspirador con filtro de carbón activo

Para la protección contra vapores al trabajar con acrílicos en el laboratorio.

- aparato regulado por barrera de luz (se conecta y desconecta automáticamente)
- con contador de horas de servicio
- cambio sencillo del filtro (cambiar casete con filtro, REF 072-001-30, después de unas 50 horas de funcionamiento)

Tensión de la red	REF	Cantidad
230 V~	072-001-00	1 pieza
115 V~	072-002-00	1 pieza

Datos técnicos	
Potencia	100 W
Frecuencia de la red	50 Hz
Peso	6 kg
Dimensiones	220 x 260 x 260 mm

(anchura x altura x profundidad)



Guantes de protección desechables Dermatril®

Para la protección durante la elaboración de polimetacrilatos de metilo como Orthocryl[®].

Fabricados de nitrilo especial, exentos de polvo y de látex natural.

Espesor de la capa	Tamaño	REF	Cantidad
0,10 mm	S	162-907-00	100 piezas
0,10 mm	М	162-908-00	100 piezas
0,10 mm	L	162-909-00	100 piezas

€ 0121



DubliGel

Gel duplicador especial para modelos secundarios de yeso.

- duplicados muy limpios con todos los yesos para modelos
- muy buena relación precio-rendimiento

Ámbito de aplicaciones:

• Duplicados de yeso Color: fucsia

REF 165-501-00	5 kg

Accesorios

ecosil +

Silicona de reticulado aditivo de dos componentes con excelente relación precio/rendimiento.

- buen contraste de color
- colorido verde evita errores de mezcla
- muy fluida
 - alta exactitud del moldeado
- amplio tiempo de elaboración
- vaciar varios moldes de duplicado
- dureza media Shore A (19)
 - empleo también con sistemas de duplicado sin mufla

Componente	Color	REF	Cantidad	REF	Cantidad
A (catalizador)	amarillo	108-703-10	1 kg	108-705-10	5 kg
В	azul	108-704-10	1 kg	108-706-10	5 kg

Datos técnicos	A (catalizador) B
Proporción de mezcla	1:1
Viscosidad	2.000 mPas
Densidad	1.160 g/l
Tiempo útil de empleo	6–8 min
Tiempo de fraguado	30 min
Dureza Shore A	18–20
Reajuste elástico	99,9 %



Grifo

Para bidón de 5 kg.

REF 108-716-00	1 pieza






Estuches Orthobox y accesorios





El tipo mini es especialmente apropiado para aparatos individuales y pantallas orales (p. ej. "modelo Ulm"). Material: plástico (indeformable y resistente a los impactos)



Tamaño	Color	REF	Cantidad
mini	azul perlado	163-602-01	10 piezas
mini	rosa	163-603-01	10 piezas
mini	amarillo	163-604-01	10 piezas
mini	naranja	163-605-01	10 piezas
mini	verde	163-606-01	10 piezas
mini	lila	163-609-01	10 piezas



Estuches Orthobox maxi

El tipo maxi es especialmente apropiado para aparatos bimaxilares (p. ej. activador, Bionator). Material: plástico (indeformable y resistente a los impactos)

Dimensiones (anchura x altura x profundidad): 7,80 x 4,50 x 5,60 cm

Tamaño	Color	REF	Cantidad
maxi	azul perlado	163-702-01	10 piezas
maxi	rosa	163-703-01	10 piezas
maxi	amarillo	163-704-01	10 piezas
maxi	naranja	163-705-01	10 piezas
maxi	verde	163-706-01	10 piezas
maxi	negro	163-707-01	10 piezas
maxi	blanco jaspeado	163-708-01	10 piezas
maxi	lila	163-709-01	10 piezas



Estuches Orthobox magnum

El tipo magnum está especialmente apropiado para aparatos ortodónticos extremadamente grandes (p. ej. regulador funcional según Fränkel, aparatos ortodónticos de adultos o prótesis dentales). Material: plástico (indeformable y resistente a los impactos)

Dimensiones (anchura x altura x profundidad): 6,80 x 4,70 x 7,80 cm

Tamaño	Color	REF	Cantidad
magnum	azul perlado	163-802-01	10 piezas
magnum	rosa	163-803-01	10 piezas

Estuches Orthobox y accesorios

Estuche "Pelota de fútbol"

Tamaño universal para placas ortodóncicas, aparatos bimaxilares y reguladores funcionales, incl. mosquetón. Material: plástico (indeformable y resistente a los impactos)

Color	REF	Cantidad
negro-blanco	163-805-01	10 piezas



Mosquetón

Para colgar en el cinturón los estuches Orthobox.

REF 163-801-00	10 piezas
----------------	-----------



Cinta de colgar con cierre de seguridad

Para estuches Orthobox, con "Dentaurum" impreso.

Color	REF	Cantidad
colores varios mixtos	163-807-00	25 piezas

