



BAG-IN-BOX

NUEVO SISTEMA DE
ENVASADO BAG-IN-BOX

NOUVEAU SYSTÈME DE
CONDITIONNEMENT BAG-IN-BOX

NEW PACKAGING SYSTEM,
BAG-IN-BOX

BAG-IN-BOX

LÍNEA ECOLÓGICA

Este innovador sistema de envasado de concentrados para hemodiálisis, consta de:

- Bolsa con tapón hermético que contiene el concentrado
- Caja de cartón

VENTAJAS

- Tecnología aséptica
- Cómodo y fácil de usar
- Reduce el volumen de residuos (plegable)
- Componentes reciclables
- Respetuoso con el medio ambiente

COMPONENTES

BAG-IN-BOX es un envase formado por una bolsa de polietileno transparente de baja densidad, con tapón hermético de polietileno blanco, en una caja de cartón con asa y troquel para su apertura superior, con indicadores de nivel.

El sistema **BAG-IN-BOX** permite conservar el producto con todas sus características y propiedades hasta su vaciado total.

Todos los materiales cumplen las directrices marcadas por la UE y la FDA.

LIGNE VERTE

Ce système de conditionnement innovant pour le concentré d'hémodialyse, comprenant:

- Sac avec bouchon hermétique qui contient le concentré
- Carton

AVANTAGES

- Technologie aseptique
- Pratique et facile à utiliser
- Réduit le volume de déchets (pliable)
- Composants recyclables
- Respectueux de l'environnement

COMPOSANTS

BAG-IN-BOX est un conteneur qui se compose d'un sac en polyéthylène transparent de faible densité, un bouchon hermétique en polyéthylène blanc dans un carton avec anse et étampage pour son ouverture supérieure, avec des indicateurs de niveau.

Le système **BAG-IN-BOX** permet de conserver le produit avec toutes ses caractéristiques et propriétés jusqu'à sa vidange totale.

Tous les matériaux répondent aux lignes directrices établies par l'UE et la FDA.

GREEN LINE

This innovating packaging system used to carry hemodialysis concentrates includes:

- Bag with an air-tight cap containing the concentrate
- Cardboard box

ADVANTAGES

- Aseptic Technology
- Convenient and easy to use
- Cardboard waste reduction (foldable box)
- Recyclable components
- Eco-friendly

COMPONENTS

BAG-IN-BOX is a clear low-density polyethylene bag, with white polyethylene air-tight cap, inside a corrugated box with hand holes and punch holes to be opened from the top, and level indicators.

The **BAG-IN-BOX** system preserves the product's characteristics and properties until it is completely emptied.

All materials meet EU and US FDA Standards.



MODO DE EMPLEO / MODE D'EMPLOI / HANDLING INSTRUCTIONS



Arrancar y desechar la parte frontal superior
Enlevez et jetez la partie supérieure avant
Pull off and remove upper front cover



Coger el tapón blanco de apertura
Prendre le bouchon d'ouverture blanc
Take the white cap out



Levantando la tapa y extraer el precinto tirando de la anilla
Enlevez le couvercle et retirez le scellé en tirant sur l'anneau
Lift the lid up and remove the seal by pulling the ring off



FABRICA / USINE / FACTORY

Polígono industrial TUMSA Nave nº 31

E-25230 · Mollerussa · Lleida (España)

Tel. 0034 973 710758

Fax 0034 973 711500

DOMICILIO SOCIAL / SIÈGE SOCIAL / MAIN OFFICE

Av. Negrals 1

E-25230 · Mollerussa · Lleida (España)

Tel. 0034 973 602507

Fax 0034 973 600558

www.nefro-ion.com
info@nefro-ion.com