


	PRODUCTO	SIGOSOFT	Manual de Instalación - Sistema Odontológico - BIMS International Company S.A.C.		
	PROYECTO	Sistema Odontológico Comercial.			
	AMBITO	PUBLICO	VERSIÓN	2013	

INDICE

I.	INSTALACIÓN DEL SOFTWARE ODONTOSOFT.....	2
II.	INSTALACIÓN DEL CRYSTAL REPORT	2
III.	INSTALACIÓN DE LOS SHERIDAN.....	2
IV.	COPIA DE LOS ARCHIVOS ODONTOLÓGICOS.....	3
V.	CONFIGURAR EL SERVIDOR UNSO.....	3
VI.	PRUEBAS	3

Actualización: 09/04/2013	Versión 2.0	MU-SO
	Página 1 de 3	Autor: John Ubillus G.

	PRODUCTO	SIGOSOFT	Manual de Instalación - Sistema Odontológico - BIMS International Company S.A.C.		
	PROYECTO	Sistema Odontológico Comercial.			
	AMBITO	PUBLICO	VERSIÓN	2013	

I. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE ODONTOSOFT

- Como primer paso el sistema odontológico deberá de ser instalado utilizando el disco de instalación en la carpeta **x:\instalador odontosoft**.
- Luego seleccionaremos la opción que dice **setup.exe** y daremos doble clic para empezar la instalación del producto.
- Se nos visualizará un Cuadro de Diálogo en donde le indicaremos la ruta en donde deseamos instalar el producto, dejamos los datos por default y le daremos continuar.
- Por último daremos clic en el botón Finalizar.



II. INSTALACIÓN DEL CRYSTAL REPORT

- Luego de haber realizado el primer paso procederemos a realizar la instalación del Crystal Report v7.0 o superior.

III. INSTALACIÓN DE LOS SHERIDAN

- Al finalizar la instalación del segundo punto procederemos a la instalación de los sheridan para ello nos ubicaremos en la carpeta **x:\controles sheridan**.
- Y luego de ello nos ubicaremos en el orden que nos muestra el explorador para proceder a la ejecución e instalación de cada uno de las carpetas: **Calendar Widgets, Data Widgets, ListBar, ToolBar, TreeView**. Las claves de estos archivos se encuentran en el archivo: **Claves Sheridan.txt**.

Actualización: 09/04/2013	Versión 2.0	MU-SO
	Página 2 de 3	Autor: John Ubillus G.

	PRODUCTO	SIGOSOFT	Manual de Instalación - Sistema Odontológico - BIMS International Company S.A.C.		
	PROYECTO	Sistema Odontológico Comercial.			
	AMBITO	PUBLICO	VERSIÓN	2013	

IV. COPIA DE LOS ARCHIVOS ODONTOLÓGICOS.

- Al finalizar el último punto proceder a la copia de los archivos que se encuentren en la carpeta **x:\Odontosoft_04112004** a la unidad **c:\Odontosoft_04112004** y crear el acceso directo del archivo **Odontosoft.exe**.

V. CONFIGURAR EL SERVIDOR SQL-Server 2008.

- En el **SQL-Server 2008** deberá de crear en la opción **Herramienta del Cliente** un alias llamado **UNSO** en donde estará direccionado por TCP/IP al servidor.

VI. PRUEBAS.

- Al finalizar el proceso deberá de ejecutar el archivo **ODONTOSOFT.exe** ubicado en la ruta **c:\Odontosoft_04112004**, en el caso que se encuentren problemas de archivos no encontrados (*.OCX), deberá de copiarlos de la máquina en donde se encuentre instalado este producto.

Actualización: 09/04/2013	Versión 2.0	MU-SO
	Página 3 de 3	Autor: John Ubillus G.