

MANUAL DE INSTALACIÓN FLUJOGRAMAS INTERACTIVOS OFFLINE

Componentes

- Componente base: Framework 4.0 SDK.NET
- Sistema de presentación: Windows Presentation Foundation 4.0
- Lenguaje de programación: C# 4.0
- Administrador de paquetes: Microsoft Windows Client 2000/XP/Vista/Windows 7

Compatibilidad

- Arquitecturas de CPU: x86, x64.
- Sistemas Operativos: Family Microsoft Windows.
- Versiones: Win/XP, Win/Vista, Win/7, Win/8, Win/8.1).
- Arquitecturas de S.O: 32bits y 64Bits.

Información del producto

- Nombre: Flujogramas Interactivos
- ID Producto: 68C044DD-7B50-447E-A942-6C5B12046019
- ID Update: 4BBEDAEA-4CFD-48A0-8209-B157113A8783
- Versión: 1.0.0000

Requerimientos del producto

La aplicación de Flujogramas Interactivos puede requerir la instalación de actualizaciones en su equipo, adicionalmente se requieren permisos administrativos local o de dominio para su instalación.

A continuación se detallan los componentes necesarios para su correcto funcionamiento, estos varían según la versión del sistema operativo:

Microsoft Windows XP SP2 o Superior:

- [Windows Installer 4.5 Redistributable.](#)
- [Microsoft Framework 4.0 Package Client Profile](#)
- [Windows Imaging Component v1.0](#)
- [Adobe Reader 8.0 ó superior.](#)
- [Internet Explorer 8.0 o superior](#)

Microsoft Windows Vista/7/8/8.1

- [Windows Installer 4.5 Redistributable.](#)
- [Microsoft Framework 4.0 Package Profile Client](#)
- [Adobe Reader 8.0 ó superior.](#)


Notas del producto

Los requerimientos pueden instalarse desde la carpeta (*Add-ons*) que encontrará en el medio de instalación de este producto. Puede ejecutar la aplicación en ambientes Linux-GNU/Linux ó iOS Machintosh utilizando productos de terceros para su correcto funcionamiento.

Instalación


A continuación se describe el proceso de instalación de los Flujogramas Interactivos Offline Versión 1.0:

1. Dentro de la documentación del producto encontrará un archivo llamado "setup", para iniciar su instalación ejecute el archivo (dar doble clic).




Nota: La aplicación requerirá permisos de administrador para su instalación. Si usted es el propietario no se le solicitará información adicional, solo deberá confirmar dando clic en SI para seguir con la instalación, en caso contrario deberá ponerse en contacto con el administrador del sistema para continuar.


2. Se dará inicio al proceso de instalación.




3. Cuando aparezca la siguiente pantalla dar clic en el botón "siguiente".




4. Podrá cambiar la ubicación donde se instalará la aplicación, dando clic en el botón "Cambiar", para dejar la ruta generada por defecto dar clic en "Siguiente".



5. Luego podrá ver el estado actual en que se encuentra la instalación, esta puede tomar entre 2 y 5 minutos dependiendo de las especificaciones técnicas de su equipo.



6. Una vez finalizada la instalación podrá cerrar el asistente dando clic en el botón "Finalizar"



7. Finalmente en el escritorio de Microsoft Windows encontrará un acceso directo a los Flujogramas Interactivos, para hacer uso de estos haga doble clic sobre el icono.



8. Al iniciar la aplicación verá una pantalla como la siguiente, en la cual podrá acceder a cada uno de los flujogramas.

