

Neurodyn

Gimnasia pasiva con corriente Rusa,
Aussie y electrolipolisis.

10 canales

10 canales - 20 Electrodo

- Visor de cristal liquido con teclado de toque
- Múltiples modos de operación

• MODOS DE OPERACIÓN

- Modo Sincronizado (rampas de rise, decay, on y off)
- Modo Reciproco (rampas de rise, decay, on y off)

• INDICACIONES

- Estético: Celulitis, grasa localizada y flacidez muscular corporal y facial.
- Rehabilitación: Fortalecimiento muscular, aumento de la resistencia muscular, reducción de edema, analgesia, post-quirúrgico inmediato y tardío.

PROTOCOLOS:

- Flacides 1, 2 y 3 fibras IIa (Rusa)
- Flacides 1, 2 y 3 fibras IIb (Rusa)
- Drenaje linfático (Rusa)
- Flacides 1, 2 y 3 fibras IIa (Aussie)
- Flacides 1, 2 y 3 fibras IIb (Aussie)
- Fortalecimiento muscular en atletas
- Reeduación motora
- Fortalecimiento después de atrofia por desuso
- FES después de ECV
- Reeduación de edema y drenaje linfático
- Modulación de dolor por mecanismo ascendente
- Modulación de dolor por mecanismo descendente



ACCESORIOS DEL EQUIPO

- 20 Electrodo de 50 x 70
- 4 electrodo de aluminio - 4 esponjas vegetales 80 x 100
- 10 Cables de colores
- 10 elásticos de velcro
- 1 par Bolígrafo para estimulación rusa facial
- 4 puntas de goma para facial
- 1 Cables de alimentación removable
- 1 Fusible de protección
- 1 manual de instrucciones