



FORMULAR

Bestellung Ersatzmaterial Defibrillator HEARTSTART FR2
Commande de défibrillateur HERATSTART FR2

Besteller / Client	Departement: OE / UO: Adresse: PLZ Ort / CP Lieu: Name Vorname : Nom Prénom : Tel : e-mail :
Bestellnummer / N° de commande	
Rechnungsadresse/ Adresse de facturation:	Adresse: PLZ Ort / CP Lieu:
Lieferadresse/ Adresse de livraison:	Adresse: PLZ Ort / CP Lieu:
Datum: Date:	Unterschrift: Signature: Visum Personalschef: Visa chef du personnel:

- Ablage: C B QS als ORIGINAL (Masterdokument)
 SAP / DVS
 unterliegt nicht dem Änderungsdienst (nur Informationskopie, falls angekreuzt)

Erstellt: BECH		Prüfer und Freigeber		LEDE
© Armeeapotheke / MPT	Version:	01	Ersetzt:	00
Titel: Bestellung Ersatzmaterial Defibrillator HEARTSTART FR2 Commande de défibrillateur HERATSTART FR2			Gültig ab:	01.08.2013
MS Nr Schlüssel: FR-04-01-00-009	SAP/DVS Nr:	AFR / 100452	Teildoku: 001	Seite 1 von 4



VBS/SAP Nr	Ersatzmaterial/Matériel de remplacement	Menge Nombre	Preis/Einheit Prix par unité
2505.2363	ELEKTRODENPLATTE SELBSTHAFT F DEFI HEART PLAQUE D'ELECTRODE AUTOADHESI, DEFIBRILL		ca. Fr. 52.-
2514.0125	BATTERIE 12V DC 4,2AH LITHIUM F DEFI HEA BATTERIE 12V DC 4,2AH LITHIUM P DEFI HEA		ca. Fr. 265.-
2514.0177	GEBR ANW 'HALBAUTOM EXT DEFIBRILLATO, D MODE D'EMPLOI 'HALBAUTOMATISCHER EXTE		Gratis
2514.0179	GEBR ANW 'DEFIBRILLATEUR EXTERNE SEMI ,F MODE D'EMPLOI ' DEFIBRILLATEUR EXTERNE,F		
2514.0180	GEBR ANW 'DEFIBRILLATORE ESTERNO SEM, I MODE D'EMPLOI 'DEFIBRILLATORE ESTERNO, I		
2512.6230	TRAGTASCHE 260X230X125MM PES/PUR, F DEFI SACOCHE 260X230X125MM PES/PUR, DEFIBRIL		ca. Fr. 248.-
2551.3377	HINWEISSCHILD 180X255MM AL, 'AED' F WAND PLAQUETTE INDICATRICE 180X255MM AL,'AED'		ca. Fr. 48.-
2550.8870	BEHAELTER 500X400X200MM PE, MIT DECKEL + MAGNETVERSCHLUSS, F DEFI HEARTSTART FR2 RECIPIENT 500X400X200MM PE, A COUVERCLE ET FERMETURE D'AIMANT, P DEFIBRILLATEUR		ca. Fr. 987.-

Anwenderkontrollen und Service

Wir weisen darauf hin, dass der Defibrillator inklusive Zubehör durch den Anwender bzw. Geräteverantwortlichen regelmässig nach den Beschreibungen in der Gebrauchsanweisung kontrolliert werden muss. Eine entsprechende Prüfliste ist auf der Homepage der Armeeapotheke abrufbar. Weiterführende präventive Instandhaltungsmassnahmen sind nicht erforderlich. Bei allfällig auftretenden Mängeln wird Ihnen die Armeeapotheke gerne weiterhelfen.

Contrôles a effectuer par l'utilisateur et services

Nous rappelons que le défibrillateur et les accessoires doivent être contrôlés par l'utilisateur selon les prescriptions du fabricant (voir manuel d'instructions). Une liste de contrôle (check-list) correspondant est disponible sur le site Web de la pharmacie de l'armée. D'autres mesures de maintenance préventives ne sont pas nécessaires. En cas d'éventuel défaut la pharmacie de l'armée se fera un plaisir d'aider.

Ausbildung / Formation

Es gelten die Richtlinien SRC:

Les directives du SRC sont applicables: www.resuscitation.ch

Das Ausbildungszentrum der Bundesverwaltung (AZB) bietet Kurse für alle Mitarbeitenden der Bundesverwaltung.

Les cours du centre de formation de l'administration fédérale (CFAF) sont ouverts à l'ensemble des collaborateurs/trices de l'administration fédérale.

Erstellt: BECH		Prüfer und Freigeber		LEDE
© Armeeapotheke / MPT	Version:	01	Ersetzt:	00
Titel: Bestellung Ersatzmaterial Defibrillator HEARTSTART FR2 Commande de défibrillateur HERATSTART FR2			Gültig ab:	01.08.2013
MS Nr Schlüssel: FR-04-01-00-009	SAP/DVS Nr:	AFR / 100452	Teildoku: 001	Seite 2 von 4



Bestelladresse / Contact

LBA / SANITÄT
Armeeapotheke
Logistik / Verkauf
Worbentalstrasse 36
3063 Ittigen

Telefon / téléphone : 031 / 324 34 21 oder 031 324 34 22
Telefax / fax : 031 / 322 00 72
e-mail: aapot.verkauf@vtg.admin.ch

Erstellt: BECH		Prüfer und Freigeber		LEDE
© Armeeapotheke / MPT	Version:	01	Ersetzt:	00
Titel: Bestellung Ersatzmaterial Defibrillator HEARTSTART FR2 Commande de défibrillateur HERATSTART FR2			Gültig ab:	01.08.2013
MS Nr Schlüssel: FR-04-01-00-009	SAP/DVS Nr:	AFR / 100452	Teildoku: 001	Seite 3 von 4




Defibrillator/Défibrillateur Heartstart FR2

- Halbautomatischer externer Defibrillator mit Bildschirm
- Energieabgabe nominal 150 [J] bei 50 [Ohm]
- Wellenform: Abgeschnittene Zweiphasen-Exponentialkurve
- Schockbare Rhythmen: Kammerflimmern (VF) und bestimmte Formen der Kammer tachykardie (VT) (einschliesslich Kammerflattern und polymorpher VT)
- Lieferung inkl. Verbrauchsmaterial und Ersatzbatterien
- Défibrillateur externe semi-automatique avec écran.
- Énergie nominale fournie : 150 [J] par 50 [ohm]
- Forme d'onde : courbe exponentielle biphasique interrompue
- Produit un choc électrique en cas de fibrillation ventriculaire (FV) et de certaines formes de tachycardie ventriculaire (TV) (y compris flutter ventriculaire et TV polymorphe)
- Livré avec matériel d'emploi et batteries de recharge



Behälter für Defibrillator FR2 / Recipient pour Defibrillateur (VBS / SAP Nr 2550.8870)



Erstellt: BECH		Prüfer und Freigeber		LEDE
© Armeepothek / MPT	Version:	01	Ersetzt:	00
Titel: Bestellung Ersatzmaterial Defibrillator HEARTSTART FR2 Commande de défibrillateur HERATSTART FR2			Gültig ab:	01.08.2013
MS Nr Schlüssel: FR-04-01-00-009	SAP/DVS Nr:	AFR / 100452	Teildoku: 001	Seite 4 von 4