

# PHOTOTHERAPIE INTENSIVE MEDISTIME/BELGIQUE



## **Les nouveaux avantages des systèmes BiliCrystal®.3**

Voici les points les plus importants :

1. Boîtier de commande avec écran LCD et support multi orientable
2. Ecran LCD avec affichage constant de :
  - a) la température de bébé (+alarme visuelle et sonore)
  - b) la température ambiante de la Bulle
  - c) le temps restant de traitement
  - d) contrôle de la durée de fonctionnement des lampes (dissociation partie haute et/ou basse) avec signalement de la nécessité de remplacement après 2000 H de fonctionnement
  - e) accessibilité des données dans différentes langues et possibilité d'insertion de votre langue dans le software
  - f) possibilité de pause à un moment déterminé et reprise du traitement à ce même temps écoulé
  - g) accès facile au Menu (lampes, langue utilisateur, réglages système,....)
3. Sécurité accrue
  - a) impossibilité de fonctionnement sans surveillance de la température de bébé (affichage instruction sur écran LCD). Chacun des 5 systèmes seront livrés avec boîtier de commande mobile et sonde de température cutanée.
  - b) Surveillance optimisée de la température de bébé et mise en arrêt automatique accompagnée ou non d'alarme sonore si température dans range non toléré.
4. Manuel d'utilisateur ET manuel technique pour chacun des produits de la gamme
5. Matelas gel amélioré : un matelas gel transparent « Crystal » pour une meilleure perméabilité à la lumière et la possibilité d'une berceau transparent type « Crystalà à la place du berceau BC163 fumé.
6. Lifting des chariots de transport de la gamme BilyCrystal®.3 :
  - a) IV.3 : un chariot équipé d'un plateau intermédiaire ; une optimisation du support de la coupole et du glissement
  - b) Duo.3 et Mono.3 : un lifting complet du pied ; une optimisation du support de la coupole(s) et du glissement
  - c) Trans 3 : un chariot pliable avec intégration du boîtier de connexion et du support boîtier de commande mobile
7. Bulle.3 : la Bulle est équipée d'un boîtier de commande et boîtier de connexion sur un support indépendant et stable pour une manipulation aisée.
8. Livraison des appareils BiliCrystal®.3 montés dans le but d'améliorer nos services et de procéder à la totalité des tests de sécurité avant livraison, les 5 systèmes seront livrés presque totalement montés.