



Photo est purement informative.

- **But :** faciliter le soin des escarres en répartissant les points d'appui (stade 2-3).
- **Indiqué pour :**
 - une personne qui a des escarres de stade 2 & 3.
 - une personne ayant un risque accru d'aggraver des escarres (longue période d'alitement, personne maigre, avec des problèmes d'incontinence).
 - en cas de doute par rapport à l'utilisation de ces produits, informez-vous auprès de votre médecin traitant, votre infirmière, votre kiné- ou ergothérapeute.
- **Information du produit :**
 - charge maximale : 150 kg.
 - poids total du matelas (Eazyflow 623ST) : 8,5 kg.
 - poids total de la pompe (Digilux) : 2 kg.
 - dimensions du matelas: 200 x 83 x 15 cm.
 - matelas équipé de cellules pourvues de T-connecteurs (connecteur rapide Quick-release), ce qui permet à chaque cellule d'être remplacée et/ou enlevée séparément (et par le biais d'un petit bouchon), de conserver votre matelas opérationnel. C'est une application extrêmement efficace quand aucune pression ne peut être exercée sur une plaie.

Note: Ce produit est livré dans un sac de transport avec un manuel d'utilisation.