

Product Information



Nox Snap-on Double Lead, 148/150 cm ■ Nox Medical ■

- 1 unit
- 148/150 cm (58,3/59,1")
- Grey keyhole connector
- Grey button snap
- Grey wire
- User instruction leaflet

NOX-ESNAP2PAC1-0100
LOT Number/Numéro de lot

Reference Number/Code produit

Y Y Y Y M M D D

For distributor information go to/Pour plus d'informations sur les distributeurs : www.noxmedical.com

Consult instruction for use/Consulter le manuel d'utilisation

Manufacturing year/Année de fabrication : YYYY

Made in USA/Fabriqué aux États-Unis

Manufactured for/Fabriqué pour :
Nox Medical
Katrínartúni 2
IS-105 RVK
Iceland

This product is not made with natural rubber latex. Ce dispositif n'est pas fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.

Caution: USA law restricts this device to sale by or on the order of a licensed medical practitioner. Mise en garde : La loi fédérale des États-Unis limite la vente de ce dispositif à ou à la demande d'un médecin.

■ Nox Medical ■

- 1 unité
- 148/150 cm (58,3/59,1")
- Fiche "keyhole" grise
- Connecteur à bouton pression gris
- Câble gris
- Manuel d'utilisation

NOX-ESNAP2PAC1-0100

Reference Number/Code produit

5 5 4 3 1 2

Temperature limitation/Limites de température :
-60 °C (-76°F) - 70 °C (158°F)

For Europe: Separate collection for electrical and electronic equipment. En Europe, jeter les équipements électriques et électroniques séparément.

CE marking indicating conformance to EC directives 93/42/EEC and 2007/47/EC. Marquage CE indiquant la conformité avec les directives 93/42/CEE et 2007/47/CE.

This product is not made with natural rubber latex. Ce dispositif n'est pas fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.

Caution: USA law restricts this device to sale by or on the order of a licensed medical practitioner. Mise en garde : La loi fédérale des États-Unis limite la vente de ce dispositif à ou à la demande d'un médecin.

■ Nox Medical ■

Nox Medical
Katrínartúni 2 IS-105 Reykjavík Iceland
noxmedical@noxmedical.com
tel:+354-5707170

Technical drawing for incoming inspection

Product REF code:

554312

Part Number:

NOX-ESNAP2PAC1

Date:

16.12.2013

Rev:

01


Page:

1 of 2

Pictures/figures show packaging and label of the product

Shipment Packaging Instructions

- The product should always be packed in a larger carton box.
- The box should be appropriately sized such that the bags fit nicely in the box without extra space for them to move around.

			Nox Medical Katrínartúni 2 IS-105 Reykjavík Iceland noxmedical@noxmedical.com tel:+354-5707170
Technical drawing for incoming inspection			
Product REF code:		554312	Part Number:
Date:	Rev:	Page:	NOX-ESNAP2PAC1
16.12.2013	01	1 of 2	