



Photo n'est pas contraignante, mais purement informative.

- **But :** faciliter la prévention et le soin des escarres (stade 1 -2) en répartissant les points d'appui
- **Indiqué pour :**
 - une personne ayant un risque accru de développer des escarres (longue période d'alitement, personne maigre, avec des problèmes d'incontinence)
 - une personne qui a des escarres de stade 1 & 2
 - en cas de doute par rapport à l'utilisation de cet article, informez-vous auprès de votre médecin traitant, votre infirmière ou votre ergothérapeute
- **Information du produit :**
 - charge maximale : 150 kg
 - poids total du surmatelas (Eazyflow 512ST) : 5,5 kg,
 - poids total de la pompe à la vente (Digilux) : 2 kg.
 - dimensions du surmatelas : 200 x 83 x 13 cm
 - matelas équipé de cellules pourvues de T-connecteurs (connecteur rapide Quick-release), ce qui permet à chaque cellule d'être remplacée et/ou enlevée séparément (et par le biais d'un petit bouchon), de conserver votre matelas opérationnel. C'est une application extrêmement efficace quand aucune pression ne peut être exercée sur une plaie.

Note: Ce produit est livré dans un sac de transport avec un manuel d'utilisation.

• ATTENTION !

- En cas d'utilisation de barrières de lit, le surmatelas, plus épais, nécessite d'adapter la hauteur du matelas de base afin de ne pas se retrouver allongé trop en hauteur par rapport aux barrières de lit.
- Le surmatelas ne remplace pas le matelas existant mais doit être placé au-dessus d'un matelas (code de location VH2V04), sous le drap de lit.

