

GENESY Micro



MY TRAINER: visualise les images du positionnement des électrodes directement sur l'écran.

STIM FIT: modification des paramètres de contraction pendant la stimulation. (seulement Tens)

STIM LOCK: permet de faire utiliser au patient seulement les programmes choisis par le kinésithérapeute.

WORK TIME: visualisation des temps d'utilisation effectifs de la machine

41 PROGRAMMES: 34 MENS, 5 Douleur, 2 Atrophie (EMS)

DUAL STIM 2+2: possibilité d'utiliser deux programmes différents simultanément.

AUTO STIM®: Le seul stimulateur qui permet d'effectuer un programme de façon **automatique** sans devoir intervenir manuellement sur le réglage de l'intensité.

SYNCRSTIM: Réglage simultané de l'intensité des 4 canaux avec une seule touche.

MULTI-USER: Permet de partager le stimulateur avec plusieurs utilisateurs, en maintenant en mémoire les réglages, les préférences et les programmes de chacun.

LAST 10: Mémorise les derniers programmes effectués de manière à les rappeler et les exécuter immédiatement.

ECRAN GRAPHIQUE RETRO ECLAIRE

MICROCOURANTS (MENS): Genesy Micro présente les courant curatifs et régénérant pour des applications sportives mais surtout pour les traitements de santé.

PROGRAMMABLE: 15 memoires libre seulement pour Tens et MENS microcourants.

FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR ET BATTERIES RECHARGEABLES

professionnel

LISTE PROGRAMMES

DOULEUR

Tens Endorfinique
Cervicales
Tens Antalgique douleur aiguë
Tens Antalgique douleur chronique
Tens Modulés

REHABILITATION

Récupération Atrophie membres Sup.
Récupération Atrophie membres Inf.

MICROCOURANTS

Epicondylite
Périarthrite scapulo-humérale
Contracture
Etirement musculaire
Déchirure musculaire
Récupération énergétique musculaire
Contusion
Arthrite rhumatoïde
Oedème
Herpes Zostère
Hématomes
Ulcère ischémique de la peau
Sciatique
Néuralgie fémorale
Lombalgie
Hernie du disque et spondylite lombaire
Néuralgie brachiale
Torticolis
Migraine
Douleurs au cou, "Coup de fouet"
Spondylite cervicale
Entorse de l'épaule
Syndrome du canal carpien
Arthrite main
Fracture du doigt
Entorse du genou
Inflammation tendon rotulien
Ostéoarthrite genou
Entorse cheville
Inflammation tendon d'Achille
Effet micro-lifting sein
Effet micro-lifting décolleté
Effet micro-lifting visage
Elasticité peau visage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Canaux: 4 canaux indépendants (8 électrodes)
Fréquence: 0,3 – 150 Hz
Intensité: 120 mA par canal
Range de mod. de Largeur: Variation cont. de 45 à 450 msecondes
Forme d'onde: rectangulaire, bi phasique, symétrique, compensée
Conformité: Conforme au Standard ISO 9001, EN 46001 pour produits électromédicaux. Certificat MDD (Medical Device Directive)

DOTATION:

1 Mallette.
1 Stimulateur.
4 Câbles pour connecter les électrodes.
2 câbles gris (pour traitements micro courants et Ionophorèse)
1 chargeur de batterie à secteur.
4 Electrodes autocollantes 50 x 50
4 Electrodes autocollantes 50 x 90
1 électrode Ionophorèse (petit)
1 manuel d'utilisation

TYPE DE COURANT

- TENS
- MCR (MICROCOURANT)
- EMS

Professional