

Catalogue de pièces détachées

Version: 2013/10/30a FR





Yes, you can.®

Informations générales

Pour toutes commandes de pièces détachées, les informations suivantes sont nécessaires :

- Type de produit*
- Nom et modèle du produit*
- Numéro de série*
- Référence de la pièce*
- Description de la pièce*

Dans le respect de notre politique d'amélioration continue, Invacare® se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques et de présentations de nos produits.

(Informations et dessins non-contractuels)

La reproduction ou l'utilisation, complète ou même partielle de ce document, sous toutes formes ou par tous moyens électroniques ou autres, y compris photocopie, numérisation ou enregistrement, et dans tous systèmes de stockage, de recherche et d'extraction d'informations, ainsi que la transmission électronique, est interdite sans l'accord préalable écrit de Invacare® International Sarl.



Yes, you can.®

SOMMAIRE

Manuels d'utilisation

Non commercialisé	7
manuel d'utilisation cde occipitale DSL	8
Manuel d'utilisation double commande intuitive	9
Non commercialisé	10
Manuel d'utilisation G91	11
Manuel d'utilisation Rem24SD	12
Manuel d'utilisation commande sur tablette REM41	13
Manuel d'utilisation Rem550	14
Manuel d'utilisation RemA et RemB	15
(User Manuals Storm4Max)	16

Chassis

Carénage	17
Carénage équipement route	18
Accroche-taxi	19
(Suspension)	20
Bras de chassis avant	21

Assise

Colone d'assise	22
Inclinaison d'assise électrique	23
Inclinaison d'assise manuelle	24
Assise	25

Dossiers

Dossier réglable électriquement	26
Dossier réglable manuellement	27
Assise réglable en profondeur	28
Dossier	29

(Legrests / Hangers)

(Calf plates)	30
Supports repose-pieds type Storm3, assise Flex II	31

(Footplates / Support tubes)

(Footboard)	32
(Fixed footboard)	33

(Armrests)

(Armrest)	34
-----------------	----

(Castors)

(Front wheels)	35
----------------------	----

(Drive Wheels)

(Drive Wheel 14")	36
-------------------------	----



Yes, you can.®

SOMMAIRE

(Propulsion)

(Motor with swingarm)	37
(Decoupling)	38

(Electronic)

(Electronic)	39
(ACS Electronic Modules)	40
Module de puissance ACS2	41
(Power module holder / Gyro)	42
Module vérin ACS2 ACT	43
G-track	44
Carte équipement route et support	45
(ACS Remote & Brackets)	46
(Remote REM 24 SD with Brackets)	47
Support manipulateur fixe	48
Support manipulateur escamotable	49
(Remote Bracket Attendant)	50
(Remote REM A & B with Brackets)	51
Support manipulateur fixe	48
Support manipulateur escamotable	52
(Remote Bracket Attendant)	50
(Remote REM 550 with Brackets)	53
Support manipulateur fixe	48
Support manipulateur escamotable	49
(Remote Bracket Attendant)	50
Non commercialisé	54
non commercialisé	55
non commercialisé	56
(Remote G90A with Brackets)	57
non commercialisé	58
non commercialisé	59
(Remote Bracket Attendant)	60
Manipulateur G91S et supports	61
Support manipulateur G91S	62
Commande au menton spéciale	63
Joysticks et cable commande au menton	64
Vérin et support commande au menton	65
(Remote Dual Control with Brackets)	66
(Remote Bracket Dual Control)	67
Double commande intuitive et supports	68
(ACS Cables & Accessories)	69
Câble bus ACS	70
Multiprise ACS et support	71
(Slow-stop-sensor & Holder)	72
Programming Kits	73
Clé de verrouillage	74

(Cable, Charger & Batteries)

Batteries	75
Chargeur	76



Yes, you can.®

SOMMAIRE

Batterie et chargeur	77
Câble bus ACS	70

(Safety Options & Accessories)

(LED-Frontlight)	78
Equipe ment route arrière	79
Ceinture de maintien et harnais	80
Rétroviseur	81

(Seat Accessories)

Appui-tête assise standard (1353)	82
Appui-tête avec retour latéraux et support (1427)	83
Appui-tête réglable en largeur (1432)	84

(Accessories)

(Caneholder)	85
(Fender for Drive Wheel)	86
Compteur, support et protection de manipulateur	87
Support capteur de compteur	88
Compteur horaire	89
Pochette KLICKfix	90
Support pochette KLICKfix	91
Pochette	92
Trousse à outil	93

Non commercialisé

CS ČESKY	FR FRANÇAIS	PL POLSKI
DA DANSK	HR HRVATSKI	PT PORTUGUÊS
DE DEUTSCH	HU MAGYAR	SK SLOVENČINA
EN ENGLISH	IT ITALIANO	SL SLOVENŠČINA
ES ESPAÑOL	LT LIETUVIŲ KALBA	SV SVENSKA
ET EESTI KEEL	NL NEDERLANDS	RO ROMÂNĂ
FI SUOMEN KIELI	NO NORSK	JA 日本語
BG БЪЛГАРСКИ	RU РУССКИЙ ЯЗЫК	LV LATVIAN
	HE עברית	

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	1419316	Manuel utilisation console programmation Allemand		1
1	1419317	Manuel utilisation console programmation en Anglais		1

manuel d'utilisation cde occipitale DSL

CS ČESKY	FR FRANÇAIS	PL POLSKI
DA DANSK	HR HRVATSKI	PT PORTUGUÊS
DE DEUTSCH	HU MAGYAR	SK SLOVENČINA
EN ENGLISH	IT ITALIANO	SL SLOVENŠČINA
ES ESPAÑOL	LT LIETUVIŲ KALBA	SV SVENSKA
ET EESTI KEEL	NL NEDERLANDS	RO ROMÂNĂ
FI SUOMEN KIELI	NO NORSK	JA 日本語
BG БЪЛГАРСКИ	RU РУССКИЙ ЯЗЫК	LV LATVIAN
HE עברית		

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
EN	SP1555731	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 English)		1
DE	SP1555732	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 German)		1
FR	SP1555733	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 French)		1
DA	SP1555839	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 Danish)		1
ES	SP1555840	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 Spanish)		1
FI	SP1555841	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 Finnish)		1
IT	SP1555842	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 Italian)		1
NL	SP1555843	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 Dutch)		1
NO	SP1555844	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 Norwegian)		1
PT	SP1555845	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 Portuguese)		1
SV	SP1555846	(User Manual Proximity Head Remote DSL-105 Swedish)		1

Manuel d'utilisation double commande intuitive

CS ČESKY	FR FRANÇAIS	PL POLSKI
DA DANSK	HR HRVATSKI	PT PORTUGUÊS
DE DEUTSCH	HU MAGYAR	SK SLOVENČINA
EN ENGLISH	IT ITALIANO	SL SLOVENŠČINA
ES ESPAÑOL	LT LIETUVIŲ KALBA	SV SVENSKA
ET EESTI KEEL	NL NEDERLANDS	RO ROMÂNĂ
FI SUOMEN KIELI	NO NORSK	JA 日本語
BG БЪЛГАРСКИ	RU РУССКИЙ ЯЗЫК	LV LATVIAN
	HE עברית	

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
DE	1521480	Manuel d'utilisation double-commande Allemand		1
EN	1521481	Manuel d'utilisation double-commande Anglais		1
FR	1521482	Manuel d'utilisation double-commande Français		1
NL	1521483	Manuel d'utilisation double-commande Dutch		1
NO	1521484	Manuel d'utilisation double-commande Norvégien		1
SV	1521485	Manuel d'utilisation double-commande Suédois		1
DA	1521486	Manuel d'utilisation double-commande Danois		1
IT	1522252	Manuel d'utilisation double-commande Italien		1
PT	1522254	Manuel d'utilisation double-commande Portugais		1
ES	1522255	Manuel d'utilisation double-commande Espagnol		1

Non commercialisé

CS	ČESKY	FR	FRANÇAIS	PL	POLSKI
DA	DANSK	HR	HRVATSKI	PT	PORTUGUÊS
DE	DEUTSCH	HU	MAGYAR	SK	SLOVENČINA
EN	ENGLISH	IT	ITALIANO	SL	SLOVENŠČINA
ES	ESPAÑOL	LT	LIETUVIŲ KALBA	SV	SVENSKA
ET	EESTI KEEL	NL	NEDERLANDS	RO	ROMÂNĂ
FI	SUOMEN KIELI	NO	NORSK	JA	日本語
BG	БЪЛГАРСКИ	RU	РУССКИЙ ЯЗЫК	LV	LATVIAN
		HE	עברית		

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
EN	1523674	Manuel d'utilisation G90 Anglais		1

Manuel d'utilisation G91

CS ČESKY	FR FRANÇAIS	PL POLSKI
DA DANSK	HR HRVATSKI	PT PORTUGUÊS
DE DEUTSCH	HU MAGYAR	SK SLOVENČINA
EN ENGLISH	IT ITALIANO	SL SLOVENŠČINA
ES ESPAÑOL	LT LIETUVIŲ KALBA	SV SVENSKA
ET EESTI KEEL	NL NEDERLANDS	RO ROMÂNĂ
FI SUOMEN KIELI	NO NORSK	JA 日本語
BG БЪЛГАРСКИ	RU РУССКИЙ ЯЗЫК	LV LATVIAN
	HE עברית	

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
DE	1536441	(User Manual G91 German)		1
DA	1537929	(User Manual G91 Danish)		1
NL	1537930	(User Manual G91 Dutch)		1
EN	1537931	(User Manual G91 English)		1
FI	1537932	(User Manual G91 Finnish)		1
FR	1537933	Manuel d'utilisation G91		1
IT	1537934	(User Manual G91 Italian)		1
NO	1537935	(User Manual G91 Norwegian)		1
PT	1537936	(User Manual G91 Portuguese)		1
ES	1537937	(User Manual G91 Spanish)		1
SV	1537938	(User Manual G91 Swedish)		1

Manuel d'utilisation Rem24SD

CS ČESKY	FR FRANÇAIS	PL POLSKI
DA DANSK	HR HRVATSKI	PT PORTUGUÊS
DE DEUTSCH	HU MAGYAR	SK SLOVENČINA
EN ENGLISH	IT ITALIANO	SL SLOVENŠČINA
ES ESPAÑOL	LT LIETUVIŲ KALBA	SV SVENSKA
ET EESTI KEEL	NL NEDERLANDS	RO ROMÂNĂ
FI SUOMEN KIELI	NO NORSK	JA 日本語
BG БЪЛГАРСКИ	RU РУССКИЙ ЯЗЫК	LV LATVIAN
HE עברית		

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
DE	1436142	Manuel d'utilisation REM 24SD Allemand		1
FR	1436143	Manuel d'utilisation REM 24SD Français		1
EN	1436144	Manuel d'utilisation REM 24SD Anglais		1
SV	1436145	Manuel d'utilisation REM 24SD Danois		1
DA	1436146	Manuel d'utilisation REM 24SD Hollandais		1
NO	1436147	Manuel d'utilisation REM 24SD Finlandais		1
NL	1436148	Manuel d'utilisation REM 24SD Espagnol		1
ES	1436149	Manuel d'utilisation REM 24SD Norvégien		1
PT	1436150	Manuel d'utilisation REM 24SD Suédois		1
IT	1436385	Manuel d'utilisation REM 24SD Italien		1
FI	1436386	Manuel d'utilisation REM 24SD Portugais		1
HR	SP1533251	Manuel d'utilisation REM24SD Croate		1
CS	SP1533252	Manuel d'utilisation REM24SD Tchèque		1
ET	SP1533253	Manuel d'utilisation REM24SD Estonien		1
HU	SP1533254	Manuel d'utilisation REM24SD Hongrois		1
LT	SP1533255	Manuel d'utilisation REM24SD Lithuanien		1
PL	SP1533256	Manuel d'utilisation REM24SD Polonais		1
SL	SP1533257	Manuel d'utilisation REM24SD Slovène		1

Manuel d'utilisation commande sur tablette REM41

CS ČESKY	FR FRANÇAIS	PL POLSKI
DA DANSK	HR HRVATSKI	PT PORTUGUÊS
DE DEUTSCH	HU MAGYAR	SK SLOVENČINA
EN ENGLISH	IT ITALIANO	SL SLOVENŠČINA
ES ESPAÑOL	LT LIETUVIŲ KALBA	SV SVENSKA
ET EESTI KEEL	NL NEDERLANDS	RO ROMÂNĂ
FI SUOMEN KIELI	NO NORSK	JA 日本語
BG БЪЛГАРСКИ	RU РУССКИЙ ЯЗЫК	LV LATVIAN
	HE עברית	

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
DA	SP1538022	Manuel d'utilisation REM41 Danois		1
EN	SP1538023	Manuel d'utilisation REM41 Anglais		1
ES	SP1538024	Manuel d'utilisation REM41 Espagnol		1
FR	SP1538025	Manuel d'utilisation commande sur tablette REM41 français		1
IT	SP1538026	Manuel d'utilisation REM41 Italien		1
NL	SP1538027	Manuel d'utilisation REM41 hollandais		1
NO	SP1538028	Manuel d'utilisation REM41 norvégien		1
PT	SP1538029	Manuel d'utilisation REM41 Portugais		1
SV	SP1538030	Manuel d'utilisation REM41 Suédois		1
CS	SP1538031	Manuel d'utilisation REM41 Tchèque		1
SL	SP1538032	Manuel d'utilisation REM41 Slovène		1
DE	SP1541402	Manuel d'utilisation REM41 Allemand		1

Manuel d'utilisation Rem550

CS	ČESKY	FR	FRANÇAIS	PL	POLSKI
DA	DANSK	HR	HRVATSKI	PT	PORTUGUÊS
DE	DEUTSCH	HU	MAGYAR	SK	SLOVENČINA
EN	ENGLISH	IT	ITALIANO	SL	SLOVENŠČINA
ES	ESPAÑOL	LT	LIETUVIŲ KALBA	SV	SVENSKA
ET	EESTI KEEL	NL	NEDERLANDS	RO	ROMÂNĂ
FI	SUOMEN KIELI	NO	NORSK	JA	日本語
BG	БЪЛГАРСКИ	RU	РУССКИЙ ЯЗЫК	LV	LATVIAN
		HE	עברית		

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
DA	1528088	Manuel d'utilisation REM550 Danois		1
DE	1528089	Manuel d'utilisation REM550 Allemand		1
EN	1528090	(User Manual REM550 English)		1
ES	1528091	Manuel d'utilisation REM550 Espagnol		1
FI	1528092	Manuel d'utilisation REM550 Finois		1
FR	1528093	Manuel d'utilisation REM550 Français		1
IT	1528094	Manuel d'utilisation REM550 Italien		1
NL	1528095	Manuel d'utilisation REM550 Dutch		1
NO	1528096	Manuel d'utilisation REM550 Norsk		1
PT	1528097	Manuel d'utilisation REM550 Portugais		1
SV	1528098	Manuel d'utilisation REM550 Suédois		1
HR	SP1533279	(User Manual REM550 Croatian)		1
CS	SP1533280	(User Manual REM551 Czech)		1
ET	SP1533281	(User Manual REM552 Estonian)		1
HU	SP1533282	(User Manual REM553 Hungarian)		1
LT	SP1533283	(User Manual REM554 Lithuanian)		1
PL	SP1533284	(User Manual REM555 Polish)		1
SL	SP1533285	(User Manual REM556 Slovenian)		1

Manuel d'utilisation RemA et RemB

CS ČESKY	FR FRANÇAIS	PL POLSKI
DA DANSK	HR HRVATSKI	PT PORTUGUÊS
DE DEUTSCH	HU MAGYAR	SK SLOVENČINA
EN ENGLISH	IT ITALIANO	SL SLOVENŠČINA
ES ESPAÑOL	LT LIETUVIŲ KALBA	SV SVENSKA
ET EESTI KEEL	NL NEDERLANDS	RO ROMÂNĂ
FI SUOMEN KIELI	NO NORSK	JA 日本語
BG БЪЛГАРСКИ	RU РУССКИЙ ЯЗЫК	LV LATVIAN
	HE עברית	

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
DA	1529171	Manuel d'utilisation REM A & B Danois		1
DE	1529172	Manuel d'utilisation REM A & B Allemand		1
EN	1529173	Manuel d'utilisation REM A & B Anglais		1
ES	1529174	Manuel d'utilisation REM A & B Espagnol		1
FI	1529228	Manuel d'utilisation REM A & B Finlandais		1
FR	1529229	Manuel d'utilisation REM A & B Français		1
IT	1529230	Manuel d'utilisation REM A & B Italien		1
NL	1529231	Manuel d'utilisation REM A & B Hollandais		1
NO	1529232	Manuel d'utilisation REM A & B Norvégien		1
PT	1529233	Manuel d'utilisation REM A & B Portugais		1
SV	1529234	Manuel d'utilisation REM A & B Suédois		1
HR	SP1533258	(User Manual REM A & B Croatian)		1
CS	SP1533259	(User Manual REM A & B Czech)		1
ET	SP1533265	(User Manual REM A & B Estonian)		1
HU	SP1533266	(User Manual REM A & B Hungarian)		1
LT	SP1533267	(User Manual REM A & B Lithuanian)		1
PL	SP1533268	(User Manual REM A & B Polish)		1
SL	SP1533269	(User Manual REM A & B Slovenian)		1
RO	SP1533270	(User Manual REM A & B Romanian)		1


(User Manuals Storm4Max)

CS ČESKY	FR FRANÇAIS	PL POLSKI
DA DANSK	HR HRVATSKI	PT PORTUGUÊS
DE DEUTSCH	HU MAGYAR	SK SLOVENČINA
EN ENGLISH	IT ITALIANO	SL SLOVENŠČINA
ES ESPAÑOL	LT LIETUVIŲ KALBA	SV SVENSKA
ET EESTI KEEL	NL NEDERLANDS	RO ROMÂNĂ
FI SUOMEN KIELI	NO NORSK	JA 日本語
BG БЪЛГАРСКИ	RU РУССКИЙ ЯЗЫК	LV LATVIAN
	HE עברית	

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
DE	SP1547065	(User Manual Storm4 Max German)		1
DA	SP1547066	(User Manual Storm4 Max Danish)		1
EN	SP1547067	(User Manual Storm4 Max English)		1
ES	SP1547068	(User Manual Storm4 Max Spanish)		1
FR	SP1547069	(User Manual Storm4 Max French)		1
IT	SP1547070	(User Manual Storm4 Max Italian)		1
DU	SP1547071	(User Manual Storm4 Max Dutch)		1
SW	SP1547072	(User Manual Storm4 Max Swedish)		1
PT	SP1572569	(User Manual Storm4 Max Portuguese)		1

Carénage


1544691X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
	SP1553166	(Touch-up paint, RAL 5026 Blue)		1
	SP1553148	(Touch-up paint, RAL 9005 Black)		1
	SP1553167	(Touch-up paint, Champagne)		1
	SP1553169	(Touch-up paint, Red)		1
	SP1553168	(Touch-up paint, RAL 9016 Traffic white)		1
	SP1553210	(Touch-up paint, RAL 6003 Green)		1
	SP1553211	(Touch-up paint, RAL 9006 White aluminium)		1
1	SP1530339	Carénage avant bleu RAL 5026		1
1	SP1530340	Carénage avant noir RAL 9005		1
1	SP1530341	Carénage avant Champagne		1
1	SP1530342	Carénage avant rouge		1
1	SP1530343	Carénage avant blanc RAL 9016		1
1	SP1530344	Carénage avant vert RAL 6003		1
2	SP1546754	(Middle shroud, White (RAL 9006))		1
3	SP1530346	Carénage arrière bleu		1
3	SP1530347	Carénage arrière noir		1
3	SP1530348	Carénage arrière champagne		1
3	SP1530427	Carénage arrière rouge		1
3	SP1530428	Carénage arrière blanc		1
3	SP1530429	Carénage arrière vert		1
4	1419274	Réfecteur rouge		1
5	1440769	Molette		1
6	0572-06266	Logo Invacare autocollant		1
7	SP1522428	Kit autocollant bleu		1
7	SP1523651	Kit autocollant noir		1
7	SP1529145	Kit autocollant champagne		1
7	SP1529393	Kit autocollant rouge		1
7	SP1529395	Kit autocollant blanc		1

Carénage équipement route


1528810X iso




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1528810	Carénage suspension sans équipement route gauche		1
2	SP1528811	Carénage suspension sans équipement route droit		1
3	SP1552927	Carénage arrière gauche pour porte bagage et sans équipement route		1
4	SP1552928	Carénage arrière droit pour porte bagage et sans équipement route		1
5	SP1527836	Carénage suspension avec équipement route gauche		1
6	SP1527835	Carénage suspension avec équipement route droit		1
7	SP1552929	Carénage arrière gauche pour porte bagage et équipement route		1
8	SP1552930	Carénage arrière droit pour porte bagage et équipement route		1
9	SP1528627	Non commercialisé		1
10	SP1528626	Non commercialisé		1

Accroche-taxi


1528974X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1563104	Accroche taxi arrière <i>not for passenger transportation</i>		1
2	SP1528974	Accroche taxi avant <i>not for passenger transportation</i>		1




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1544714	(Shock absorber, cpl.)		1
2	SP1530444	Kit de fixations amortisseur		1



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1527905	Bras oscillant avant droit		1
2	SP1527904	Bras oscillant avant gauche		1


Colone d'assise



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1542985	(Seat column)		1


Inclinaison d'assise électrique

154302X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1543092	(Powered seat tilt)		1
2	SP1536630	(Tilt support)		1
3	SP1536646	(Tilt carrier)		1
4	SP1563175	(Motor for powered tilt, cpl.)		1
5	SP1532481	Kit de fixation vérin d'assise		1

Inclinaison d'assise manuelle





Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1544715	(Manual seat tilt)		1
2	SP1536630	(Tilt support)		1
3	SP1536646	(Tilt carrier)		1
4	SP1532480	Vérin d'inclinaison d'assise et fixations		1
5	SP1551009	Kit de fixation		1



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1543098	(Seat assembly, SW49)		1
1	SP1543099	(Seat assembly, SW55)		1
1	SP1543100	(Seat assembly, SW61)		1
2	SP1508137	(Seat plate 49cm, cpl.)		1
2	SP1525083	(Seat plate SW 55)		1
2	SP1525082	(Seat plate 61cm, cpl.)		1
3	SP1508059	(Seat cushion 505x535, TR23)		1
3	SP1536595	(Seat cushion 550 x 635, TR23)		1
3	SP1536596	(Seat cushion 610x635, TR23)		1

Dossier réglable électriquement



1544669.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1544669	(Actuator, cpl.)		1

Dossier réglable manuellement


1545185-000



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1545185	(Spindle, backrest adjustment, cpl.)		1


Assise réglable en profondeur

1551724fr.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1551724	(Seat depth adapter, cpl.)		1


Dossier



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1543082	(Support tube, SW49)		1
1	SP1543081	Support tube de dossier		1
1	SP1543080	(Support tube, SW61)		1
2	SP1551199	(Backrest frame, cpl., SW49)		1
2	SP1526824	Support tube de dossier 55cm		1
2	SP1526823	(Backrest frame, cpl., SW61)		1
3	1445848	Rail de dossier, réglable, Cpl		1
4	5253088	Molette de dossier		1
-	1508867	Garniture de dossier réglable en tension 550x460, dartex gris <i>not shown</i>		1
-	SP1526459	(Cover, Lateral 640X520, Dartex Grey) <i>not shown</i>		1
-	1526424	Garniture de dossier réglable en tension 700X500, Dartex gris <i>not shown</i>		1
5	1445694	Dossier réglable en tension		1
5	SP1526308	Réglage en tension 55 - 61cm)		1
6	SP1544310	(Backrest bracket, cpl., SW49)		1
6	SP1544311	(Backrest bracket, cpl., SW55)		1
6	SP1544312	(Backrest bracket, cpl., SW61)		1


(Calf plates)

1541635X.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1544875	(Calf pad, seat width 49, LH, cpl.)		1
1	SP1541635	(Calf pad, seat width 55 & 61, LH, cpl.)		1
2	SP1544876	(Calf pad, seat width 49, LH, cpl.)		1
2	SP1541636	(Calf pad, seat width 55 & 61, RH, cpl.)		1
4	SP1541669	(Calf pad holder seat width 49, RH/LH, cpl.)		1
4	SP1541489	(Calf pad holder seat width 55 & 61, RH/LH, cpl.)		1
5	SP1541633	(Calf pad bracket, LH, cpl.)		1
6	SP1541634	(Calf pad bracket, RH, cpl.)		1


Supports repose-pieds type Storm3, assise Flex II




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1526910	Support repose-pieds Vari A/F, long, droit <i>Flex2 & MAX</i>		1
1	SP1524612	Support de repose jambe électrique droit, 5 cm <i>for ACS, Flex2</i>		1
1	SP1555995	(Footrest/Legrest receptacle, powered, RH, 5cm) <i>for ACS, MAX</i>		1
1	SP1534880	(Footrest/Legrest receptacle, powered, RH, 5cm) <i>for R-Net, Flex2 & MAX without Lifter</i>		1
1	SP1537399	(Footrest/Legrest receptacle, powered, RH, 5cm) <i>for R-Net, Flex2 & MAX with Lifter</i>		1
2	SP1526909	Support repose-pieds Vari A/F, long, gauche <i>Flex2 & MAX</i>		1
2	SP1524613	Support droit de repose jambe électrique, 5 cm <i>for ACS, Flex2</i>		1
2	SP1555996	(Footrest/Legrest receptacle, powered, LH, 5cm) <i>for ACS, MAX</i>		1
2	SP1534881	(Footrest/Legrest receptacle, powered, LH, 5cm) <i>for R-Net, Flex2 & MAX without Lifter</i>		1
2	SP1537400	(Footrest/Legrest receptacle, powered, LH, 5cm) <i>for R-Net, Flex2 & MAX with Lifter</i>		1
3	SP1527775	Câble d'alimentation repose-jambes électrique 650 mm <i>for ACS, Flex2 RH</i>		1
3	SP1530795	Cable d'alimentation des repose jambes électrique 1000 mm <i>for ACS, Max-Seat RH & LH / Flex2 LH</i>		1
3	SP1533694	Non commercialisé en France <i>for R-Net without Lifter, RH & LH</i>		1
3	1450232	Contacteur électrique de repose jambe noir court 550 mm <i>for R-Net with Lifter, RH & LH</i>		1

(Footboard)

1552004.jpg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1552004	palette monobloc complète pour largeur 490 & 550 mm		1
2	SP1552599	Support palette monobloc droit		1
3	SP1552600	Support palette monobloc gauche		1
4	Z174159	Revêtement de palette monobloc		1

(Fixed footboard)

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1544990	Palette fixe largeur largeur 610 mm		1
1	SP1545454	(Fixed footboard SW55)		1
1	SP1545455	(Fixed footboard SW49)		1
2	SP1552445	Tube de palette droit		1
3	SP1552446	Tube de palette gauche		1
4	SP1552466	(Footboard SW49)		1
4	SP1552465	(Footboard SW55)		1
4	SP1552447	(Footboard SW61)		1


(Armrest)



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1544313	(Armrest, cpl., LH)		1
2	SP1544314	(Armrest, cpl., RH)		1
3	SP1443004	Appui-bras gauche		1
4	SP1449043	Appui-bras droit		1
5	SP1510857	Support de manchette d'accoudoir gauche		1
6	SP1510856	Support de manchette d'accoudoir droit		1
7	SP1428078	Plaque d'accoudoir		1
8	SP1541647	Support accoudoir gauche		1
9	SP1541646	Support accoudoir droit		1
10	SP1537209	(Bracket, cpl., LH)		1
11	SP1537208	(Bracket, cpl., RH)		1


(Front wheels)

1546208.iso




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-		(New Wheel Design since 03/2013. Please order an additional Rim Kit if the same design is required for the other side, too.)		0
1	SP1546211	(Front wheel, pneumatic, LH, complete) <i>Design change 03/2013.</i>		1
2	SP1546208	(Front wheel, pneumatic, RH, complete) <i>Design change 03/2013.</i>		1
3	SP1546213	(Front wheel, puncture protected, LH, complete) <i>Design change 03/2013.</i>		1
4	SP1546210	(Front wheel, puncture protected, RH, complete) <i>Design change 03/2013.</i>		1
5	SP1546212	(Front wheel, puncture proof, LH, complete) <i>Design change 03/2013.</i>		1
6	SP1546209	(Front wheel, puncture proof, RH, complete) <i>Design change 03/2013.</i>		1
7	SP1571812	(Frontwheel Rim Kit, complete) <i>Design change 03/2013. Replaces SP1552551</i>		1
8	SP1552552	(Fork, complete)		1
9	SP1546752	(Tube 3.00-4")		1
10	SP1552564	(Tube 3.00-4", puncture protected)		1
11	SP1546742	(Tire 3.00-4" grey)		1
12	SPM11960	BANDAGE STORM AVANT GRIS 3X4		1

(Drive Wheel 14")




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1532414	Roue arrière grise pneumatique		1
2	SP1532415	Roue pneu anti crevaison gris		1
3	SP1532416	Roue arrière bandage		1
4	SP1541373	Kit jante arrière fine grise		1
5	SP1522940	Pneumatique 14"x 3"		1
6	SP1141342	Bandage 14"		1
7	SP1039651	Chambre à air 14"		1
8	SP1541374	Chambre à air anti-crevaison 14"		1
9	SP1527821	(Wheel Hub 5-hole)		1




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-	1510059	Electrofrein droit Typhoon Storm FFH avec deux vis de fixation		1
-	1510064	Electrofrein gauche Typhoon Storm FFH avec deux vis de fixation		1
1	SP1547872	(Motor with swingarm, RH, cpl.)		1
1	SP1547873	(Motor with swingarm, LH, cpl.)		1
2	1440363	Unite Propulsion 6Km/H Lh		1
2	1440364	Unite Propulsion 6Km/H Rh		1
3	SP1552661	(Motorswingarm, LH, cpl.)		1
3	SP1552660	(Motorswingarm, RH, cpl.)		1
4	SP1552662	(Anti tipp wheel Ø50x20)		1
5	SP1552688	(Anti tipp wheel Ø80x30)		1

1548540X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
	1478428	Kit De Montage Câble Bowden, Complet <i>not shown</i>		1
1	SP1548540	(Decoupling, cpl.)		1
2	SP1552567	(Declutching bracket, cpl.)		1

1560784.iso




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	-	(ACS Electronic Modules)		1
2	-	(ACS Remote & Brackets)		1
3	-	(ACS Cables & Accessories)		1

(ACS Electronic Modules)

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-		Module de puissance ACS2		1
-		(Power module holder / Gyro)		1
-		Module vérin ACS2 ACT		1
-		G-track		1
-		Carte équipement route et support		1

Module de puissance ACS2

1524244X.dwg





Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-	SP1555702	(Gasket kit for ACS2, Powermodule and ACT)		1
1	SP1524244	Module de puissance ACS2 DX2-PMAL		1
1	SP1537975	Module de puissance ACS2 90A pour Gyroscope (DX2-PMA90LG)		1

Invacare® Storm4Max | (Electronic)


(Power module holder / Gyro)

1544261X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1546769	(Power module holder / Gyro)		1


Module vérin ACS2 ACT



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1528542	Module vérin ACS2,vérin ACT2		1
2	SP1529382	Module vérin ACS2,vérin ACT4		1

G-track



1537848X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1541535	G-Trac		1


Carte équipement route et support

1528890X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-	SP1524237	Cable équipement route ACS2		1
1	SP1528890	Carte électronique équipement route		1


(ACS Remote & Brackets)



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	-	(Remote REM 24 SD with Brackets) [1601/1602]		1
2	-	(Remote REM A & B with Brackets) [1638/1639/1643/1644]		1
3	-	(Remote REM 550 with Brackets) [1617/1618]		1
4	-	Non commercialisé [1611]		1
5	-	(Remote G90A with Brackets) [1614/1616]		1
6	-	Manipulateur G91S et supports [1615]		1
7	-	Commande au menton spéciale [1609]		1
8	-	(Remote Dual Control with Brackets) [1291/1292]		1
9	-	Double commande intuitive et supports [1645]		1

(Remote REM 24 SD with Brackets)


1562696 iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	1436541	Manipulateur Rem24SD [1601/1602]		1
2	-	Support manipulateur fixe [1601+1207/1208]		1
3	-	Support manipulateur escamotable [1601+1707/1708]		1
4	-	(Remote Bracket Attendant) [1602+1207/1208]		1

Support manipulateur fixe


1559851.iso




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1436542	Support manipulateur REM 24SD et Shark		1
2	SPS183040	Support manipulateur fixe		1
3	L31001	Vis papillon m6 X 10		1

Support manipulateur escamotable

1559852.iso




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1498222	tige de fixation manipulateur pour support renforcé		1
2	SP1496249	Support manipulateur escamotable à gauche		1
3	SP1496248	Support manipulateur escamotable à droite		1



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	1422806	Support gauche pour déplacement de manipulateur		1
2	1422810	Support droit pour déplacement de manipulateur		1
3	SP1422937	Support commande tierce personne		1
4	SP1422936	Support commande tierce personne		1
5	L31001	Vis papillon m6 X 10		1

Invacare® Storm4Max | (Electronic)
(Remote REM A & B with Brackets)


1562687 iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1523440	Manipulateur Rem A [1638/1643]		1
2	SP1523445	Manipulateur Rem B [1639/1644]		1
3	-	Support manipulateur fixe [1638/1639+1207/1208]		1
4	-	Support manipulateur escamotable [1638/1639+1707/1708]		1
5	-	(Remote Bracket Attendant) [1643/1644+1207/1208]		1

Support manipulateur escamotable


1559857.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1536180	Support manipulateur avec pièce d'adaptation Rem A/B Shark		1
2	SP1496249	Support manipulateur escamotable à gauche		1
3	SP1496248	Support manipulateur escamotable à droite		1

Invacare® Storm4Max | (Electronic)
(Remote REM 550 with Brackets)


1562658 iso




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1523444	Manipulateur Rem 550 [1617/1618]		1
2	-	Support manipulateur fixe [1617+1207/1208]		1
3	-	Support manipulateur escamotable [1617+1207/1208]		1
4	-	(Remote Bracket Attendant) [1618+1207/1208]		1

Non commercialisé


1560846 iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1440677	(Remote REM 34) [1611]		1
2	-	non commercialisé [1611+1207/1208]		1
3	-	non commercialisé [1611+1707/1708]		1




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1434921	Support manipulateur REM 34 standard		1
2	SPS183040	Support manipulateur fixe		1
3	L31001	Vis papillon m6 X 10		1




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1527125	**Article non vendu en France**		1
2	SP1496249	Support manipulateur escamotable à gauche		1
3	SP1496248	Support manipulateur escamotable à droite		1

Invacare® Storm4Max | (Electronic)
(Remote G90A with Brackets)


1562689 iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1504720	(Remote G90A) [1614/1616]		1
2	-	non commercialisé [1614+1207/1208]		1
3	-	non commercialisé [1614+1707/1708]		1
4	-	(Remote Bracket Attendant) [1616+1207/1208]		1



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1504822	Tube support manipulateur G90A standard		1
2	SPS183040	Support manipulateur fixe		1
3	L31001	Vis papillon m6 X 10		1




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1517352	(Remote Holder Swing-Away)		1
2	SP1496249	Support manipulateur escamotable à gauche		1
3	SP1496248	Support manipulateur escamotable à droite		1

Invacare® Storm4Max | (Electronic)

(Remote Bracket Attendant)


1560853.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1509435	(Remote Bracket Attendant Control G90A LH)		1
2	SP1509439	Support manipulateur G90A tierce-personne à droite		1
3	SP1422937	Support commande tierce personne		1
4	SP1422936	Support commande tierce personne		1
5	L31001	Vis papillon m6 X 10		1


Manipulateur G91S et supports

1560680 iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1505187	Manipulateur G91S [1615]		1
2	-	Support manipulateur G91S [1615+1207/1208]		1

Support manipulateur G91S




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1509718	Support manipulateur G91S		1
2	SP1509690	Support manipulateur G91S		1
3	SP1509716	Adaptateur de support G91S pour coté gauche		1
4	SP1509711	Adaptateur de support G91S pour coté droit		1
5	SP1527503	Support manipulateur fixe G91s		1
6	SP1527504	Support manipulateur réglable G91s		1

Commande au menton spéciale


Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-		Joysticks et cable commande au menton		1
-		Vérin et support commande au menton		1

Joysticks et cable commande au menton



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	1448705	Double joystick et support cde au menton		1
1	1421770	(Chin control G80/G90, cpl.)		1
1	SP1544255	(Chin control G91, cpl.)		1
2	Z183282	JOYSTICK STD CABLE CDE MENTON G80(ss ball.mous.		1
3	Z183265	Embout balle mousse de poignée de joystick ACS		1
4	1442943	Mini joystick 4 contacts, commande au menton Rem24SD (7 broches)		1
4	Z183283	Commande ACS commande au menton spécial (5 broches)		1
4	SP1544250	(Switchjoystick G91, kmpl.)		1
5	SP1552294	(Switchjoystick bracket)		1
6	SP1552295	(Joystick clamp)		1
7	L32901	Levier serrage m8		1
8	SP1442944	(Harness REM24)		1
8	Z183275	CABLE&BOITIER AVERTISSEUR CDE MENTON SPECIALE		1
8	SP1541715	(Harness G91)		1

Vérin et support commande au menton




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-	Z167994	KIT DE MONTAGE SUPPORT DE COMMANDE AU MENTON STD. CPL. <i>not shown</i>		1
1	SP1422943	Support commande au menton escamotage manuel horizontal à gauche		1
1	SP1422942	Support commande au menton escamotage manuel horizontal à droite		1
2	SP1422945	Support commande au menton escamotage électrique horizontal à gauche		1
2	SP1552336	Support commande au menton escamotage électrique à droite		1
5	SP1422946	Support commande au menton escamotage électrique vertical <i>not shown</i>		4
3	SP1552337	vérin de commande au menton		1
3	SP1552418	Verin de commande au menton pour escamotage vertical <i>not shown</i>		1


Invacare® Storm4Max | (Electronic)

(Remote Dual Control with Brackets)

1562893 iso




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	6001425	Double commande ACS [1291/1292]		1
2	-	(Remote Bracket Dual Control) [1291/1292]		1



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1422818	Support double commande ACS		1

Double commande intuitive et supports




1509875X.iso

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1509875	Double commande ACS intuitive <i>For chairs build before 01/02/10 please also order SP1537148</i>		1
2	SP1522310	Support fixe double commande intuitive		1
3	SP1521488	Support double commande escamotable		1
4	SP1510135	Manette indexage m5 X 10		1
5	SP1537148	Support fixe double commande intuitive, avant 01.02.10		1
6	SP1510990	Partie plastique supérieure double commande ACS		1
7	SP1511060	Poignée partie supérieure		1
8	SP1511099	Poignée partie inférieure		1
9	SP1510470	Boitier partie inférieure		1

Invacare® Storm4Max | (Electronic)
(ACS Cables & Accessories)

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-		Câble bus ACS		1
-		Multiprise ACS et support		1
-		(Slow-stop-sensor & Holder)		1
-		Programming Kits		1
-		Clé de verrouillage		1


Câble bus ACS



Position	length l [mm]
1	300
2	500
3	700
4	1100
5	1700
6	2000
7	2500
8	2700
9	1060

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	GSM63003	Câble bus 30cm ACS		1
2	SPGSM63005	Câble bus 50cm ACS <i>Replace GSM63004</i>		1
3	GSM63007	Câble de bus 70cm ACS		1
4	GSM63011	Câble bus 1,10 m ACS		1
5	1559862	Câble bus ACS 1.70m <i>Replace GSM63016</i>		1
6	GSM63020	Câble bus 2,00m <i>Replace 1419386</i>		1
7	1440424	Câble bus ACS 2,50m		1
8	SP1559873	(Bus cable ACS, 2700mm) <i>Replace GSM63026</i>		1
9	SP1550402	Câble bus ACS 1,06m		1

1534069X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-	GSM63003	Câble bus 30cm ACS		1
1	SP1537966	Support ACS		1
2	SP1537967	multiprise bus, T		1


Invacare® Storm4Max | (Electronic)

(Slow-stop-sensor & Holder)

1546448X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1533662	Capteur de position de dossier Bora		1
2	SP1546433	(Slow-stop-sensor bracket)		1



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	1449280	(USW wizard dongle kit, EDL-USW, cpl.)		1
2	6001450	Console de programmation manuelle ACS instructions France Allemagne Espagne		1

Clé de verrouillage

1564186.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1419695	Clé magnétique avec sac		1

Batteries




	Capacity [Ah]															
	1,2	12	30	31	32	36	38	40	40	50	50	50,9	60	73,6	75	97,6
Bora/SpectraXTR								8		10						
Dragon									10				13			
Dragon Vertic													13			
FDX													13			
G50													13	14		16
Kite													13	14		
Mirage				4				8								
Mistral3				4								12				
P9000XDT					5											
Pronto M41					5											
Pronto M61					5											
Spectra Blitz								8				12				
Spectra Comfort							7									
Spectra Plus							7									
Spectra Seat Riser							7									
Storm3										10			13	14		
Storm3 True Track	1													14		
Storm3 Vertic														14		
Storm4														14		
Storm4 Max														14		
Stream										10			13			
TDX-SP														14		
TDX-SP Narrow												12				
Tiger										10			13			
Topan													13			
Tornado								8								
Typhoon													13			
Typhoon GB	1												13			
Typhoon GB	1												13			
Zephyr	1												13			
Auriga			3					8		10						
Comet														14	15	
Leo						6			9							
Lynx		2														
Meteor														14		
Orion												11				
length [mm]	97	152	197	196	211	196	210	197	198	198	198	238	259	260	260	329
width [mm]	49	99	132	132	132	130	175	168	165	166	165	140	169	171	168	171
height [mm]	51	102	180	183	183	179	175	175	171	176	170	235	178	210	223	238
weight [kg]	0,6	3,9	11,1	10,5	11	12	14,6	14,4	14,2	14	16	17,1	19,3	24,3	26	32,5

Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
i	-	(Change batterys only pairwise and from the same type!)		1
1	1440386	Batterie pour débrayage électr.12v 1,2ah		1
2	1506493	Batterie agm (unité)		1
3	P50021	\$ATTERIE GEL 12 VOLT/30 AMP 4E PRENDRE 0031-06515 + BON DE GARANTIE 0032-10016		1
4	P50029	BATTERIE 12V 31AH		1
5	SP1521459	Batterie 12 V 32 Ah		1
6	1505498	Batterie 12v- 36ah		1
7	P50028	BATTERIE 40AH MK SPECTRA +		1
8	PG50988	Batterie Mk 12V / 40 Ah		1
9	SP1550692	Batterie 12V/40Ah		1
10	SP1522107	Batterie 50Ah		1
11	SP1521695	Batterie 12v/50Ah		1
12	PG50989	BATTERIE 12V 50AH		1
13	1432944	Batterie mk sldg 60ah		1
14	P50016	Batterie 70 ah		1
15	SP1522026	Batterie AGM 12V/75Ah		1
16	1478675	Batterie 97 Ah		1


Chargeur

SP51981.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	5813987	Chargeur 8A ***use SP1423696***		1
2	SPP51981	Chargeur universel 24V/8Ah, sans cable secteur		1
3	P21079	Câble d'alimentation chargeur		1
4	1443841	non commercialisé		1
5	1510201	Chargeur 10 A		1
5	SP1545511	Chargeur 5051 LADAC 10A pour Scooters Norvégiens		1
6	P21080	Cable secteur chargeur, prise UK		1
7	SP1553849	\$C Power cord Israel IEC 320 C13 to SI-32		1


Batterie et chargeur



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	P52996	Bouchon de protection de pôle de batterie		1
2	SP1525580	Boitier porte fusible et fusible 80A		1
3	SP1518073	Sangle de batteries		1
4	SP1524214	Plaque support batterie		1
5	SP1524666	Cable batterie ACS2		1

Invacare® Storm4Max | (Safety Options & Accessories)


(LED-Frontlight)



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1544306	(Front light RH)		1
2	SP1544307	(Front light LH)		1
3	SP1560653	(Frontlight bracket LH)		1
4	SP1562296	(Frontlight bracket RH)		1

Équipement route arrière


15Z914/X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
-	SP1529712	Cable équipement route arrière		1
1	SP1530287	Clignottant arrière		1
2	SP1530288	Feu arrière		1


Ceinture de maintien et harnais

1529460X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1530575	Kit de fixation ceinture en H		1
2	SP1530576	Ceinture en H		1
3	SP1529460	Ceinture velcro		1
4	SP1529461	Ceinture à boucle type automobile		1
4	1551067	Ceinture à boucle heavy Rea <i>Storm4Max</i>		1


Rétroviseur



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1422955	Rétroviseur		1
2	F276005.00	LOGEMENT DE RETROVISEUR POUR B OITIER DE COMMANDE A G		1
3	SP1423435	Glissière support rétroviseur complet		1
4	L31001	Vis papillon m6 X 10		1
5	SP1422957	Support rétroviseur côté opposé du manipulateur		1
6	SP1527151	Support rétroviseur côté manipulateur		1

Invacare® Storm4Max | (Seat Accessories)


Appui-tête assise standard (1353)



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1422925	Appui-tête contour noir avec support		1
2	SP1422865	Coussin d'appui tête contour noir		1
3	SP1422914	Support appui-tête pour assise standard		1

Appui-tête avec retour latéraux et support (1427)


1448560X.dwg




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	1446560	Appui-joue avec oreillettes longues réglables, Dartex noir		1
1	SP1541658	Appui-tête avec retour latéraux TR26		1
3	1444304	Coussin, Support De Joue		1
5	SP1529572	Support appui-tête pour easy adapt		1
6	5716497	Bouchon		1
7	1448661	Blocage appui-nuque/tête		1
8	1445838	Rail de réglage d'appui-tête		1
9	1485538	Articulation appui-tête réglable		1

Appui-tête réglable en largeur (1432)

1530115X.dwg



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1530119	Appui-tête réglable en largeur complet		1
1	SP1541657	Appui-tête réglable horizontalement EasyAdapt)		1
2	1446559	Appuie-tête cpl, Dartex noir		1
3	SP1530567	Support d'appui tête		1
3	SP1529572	Support appui-tête pour easy adapt		1




Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1543078	(Caneholder, cpl.)		1
2	SP1420493	Sangle de porte canne		1

Invacare® Storm4Max | (Accessories)

(Fender for Drive Wheel)


1548055X.png



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1533975	(Mudguard, cpl., RH)		1
2	SP1533976	(Mudguard, cpl., LH)		1
3	SP1548538	(Mudguard adapter)		1

Compteur, support et protection de manipulateur


1530563X.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1530563	Potection de manipulateur et support compteur		1
2	SP1530564	Support de compteur Rem 550		1
3	SP1546263	Support de compteur pour Rem24		1
4	Z183259	Tachymètre Sigma BC600		1
5	1421733	Cable de capteur Reed, compteur		1

Support capteur de compteur


1540353X.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1548705	Support capteur compteur storm ==>04/01/11		1
2	SP1540353	Support capteur compteur X-plore, Storm 05/01/11==>		1

Compteur horaire


1567259.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1530275	(Hour counter)		1

Pochette KLiCKfix


1562500 Iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1557532	Pochette amovible Handizip		1

Support pochette KLICKfix


1562515.iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1554320	Fixation pour pochette amovible Handizip		1

Pochette


1567256.00



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1430417	Pochette d'accoudoir gauche		1
2	SP1430855	Support de sac d'accoudoir		1
3	SP5314967	Sac d'accoudoir		1
4	F370032-9005	(Holder for side part with mirror/brake RAL 9)		1

Trousse à outil

1567260 iso



Rep.	Code	Description	Valide de → jusqu'à	Qté
1	SP1422868	Trousse à outil		1



Yes, you can.®



Belgium & Luxemburg:

Invacare nv, Autobaan 22, B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10, Fax: (32) (0)50 83 10 11
belgium@invacare.com / www.invacare.be

Denmark:

Invacare A/S, Sdr. Ringvej 37, DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00, Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com / www.invacare.dk

Deutschland:

Invacare Aquatec GmbH, Alemannenstraße 10, D-88316 Isny
Tel: (49) (0)75 62 7 00 0, Fax: (49) (0)75 62 7 00 66
info@invacare-aquatec.com / www.invacare-aquatec.de

European Distributor Organisation:

Invacare, Kleiststraße 49, D-32457 Porta Westfalica
Tel: (49) (0)57 31 754 540, Fax: (49) (0)57 31 754 541
edo@invacare.com / www.invacare.eu.com

España:

Invacare SA, c/Areny s/n, Polígono Industrial de Celrà, E-17460 Celrà (Girona)
Tel: (34) (0)972 49 32 00, Fax: (34) (0)972 49 32 20
contactsp@invacare.com / www.invacare.es

France:

Invacare Poirier SAS, Route de St Roch, F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66, Fax: (33) (0)2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com / www.invacare.fr

Ireland:

Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business Campus, Seatown Road, Swords, County Dublin - Ireland
Tel: (353) 1 810 7084, Fax: (353) 1 810 7085
ireland@invacare.com / www.invacare.ie

Italia:

Invacare Mecc San s.r.l., Via dei Pini 62, I-36016 Thiene (VI)
Tel: (39) 0445 38 00 59, Fax: (39) 0445 38 00 34
italia@invacare.com / www.invacare.it

Nederland:

Invacare BV, Celsiusstraat 46, NL-6716 BZ Ede
Tel: (31) (0)318 695 757, Fax: (31) (0)318 695 758
nederland@invacare.com, csede@invacare.com / www.invacare.nl

Norge:

Invacare AS, Grensesvingen 9, Postboks 6230, Etterstad, N-0603 Oslo
Tel: (47) (0)22 57 95 00, Fax: (47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com, island@invacare.com / www.invacare.no

Österreich:

Invacare Austria GmbH, Herzog Odilostrasse 101, A-5310 Mondsee
Tel: (43) 6232 5535 0, Fax: (43) 6232 5535 4
info-austria@invacare.com / www.invacare.at

Portugal:

Invacare Lda, Rua Estrada Velha, 949, P-4465-784 Leça do Balio
Tel: (351) (0)225 1059 46/47, Fax: (351) (0)225 1057 39
portugal@invacare.com / www.invacare.pt

Sverige & Suomi:

Invacare AB, Fagerstagatan 9, S-163 91 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90, Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com, finland@invacare.com / www.invacare.se

Switzerland:

Invacare AG, Benkenstrasse 260, CH-4108 Witterswil
Tel: (41) (0)61 487 70 80, Fax: (41) (0)61 487 70 81
switzerland@invacare.com / www.invacare.ch

United Kingdom:

Invacare Limited, Pencoed Technology Park, Pencoed, Bridgend CF35 5AQ
Switchboard Tel: (44) (0)1656 776200, Fax: (44) (0)1656 776201
Customer services Tel: (44) (0)1656 776222, Fax: (44) (0)1656 776220
uk@invacare.com / www.invacare.co.uk