



Fiche de suivi d'utilisation des instruments coupants Anthogyr Guiding System®

Ce tableau permet de suivre le nombre d'utilisations des instruments coupants présents dans la trousse de chirurgie Anthogyr Guiding System® pour Axiom® REG/PX. Avant la première utilisation et après chaque intervention, tous les composants doivent être décontaminés et stérilisés selon les recommandations du fabricant (cf Manuel d'utilisation Anthogyr Guiding System®). Dans un souci de performance et de résultats cliniques maximums, il est recommandé de limiter à **10 utilisations** l'usage de tous les instruments coupants.

	Article	Référence	Nombre d'utilisations									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Foret Ø 2.0 court	OPFES20210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Foret Ø 2.0 long	OPFES20250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Foret étagé Ø 2.0/2.4 court	OPFES24210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Foret étagé Ø 2.0/2.4 long	OPFES24250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Foret étagé Ø 2.4/3.0 court	OPFES30210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Foret étagé Ø 2.4/3.0 long	OPFES30250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Foret étagé Ø 3.0/3.6 court	OPFES36210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Foret étagé Ø 3.0/3.6 long	OPFES36250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Foret étagé Ø 3.6/4.2 court	OPFES42210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Foret étagé Ø 3.6/4.2 long	OPFES42250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Taraud Ø 3.4 court	OPTAS34210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Taraud Ø 3.4 long	OPTAS34250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Taraud Ø 4.0 court	OPTAS40210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Taraud Ø 4.0 long	OPTAS40250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Taraud Ø 4.6 court	OPTAS46210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Taraud Ø 4.6 long	OPTAS46250	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10