



**pour des personnes
plus que 120 kg**

Photo est purement informative.

- **But :** faciliter le soin des escarres (stade 3 et 4) en répartissant les points d'appui.
- **Indiqué pour :**
 - une personne qui a des escarres de stade 3 et 4.
 - une personne ayant un risque accru d'aggraver des escarres (longue période d'alitement, personne maigre, avec des problèmes d'incontinence).
 - en cas de doute par rapport à l'utilisation de ces produits, informez-vous auprès de votre médecin traitant, votre infirmier ou votre ergothérapeute.
- **Information du produit :**
 - charge maximale : 200 kg
 - poids total du matelas (ECM934ST) : 10,5 kg
 - poids total de la pompe (Supreme) : 3 kg
 - dimensions du matelas : 200 x 83 x 20 cm
 - Matelas équipé de cellules pourvues de T-connecteurs (connecteur rapide Quick-release), ce qui permet à chaque cellule d'être remplacée et/ou enlevée séparément (et par le biais d'un petit bouchon), de conserver votre matelas opérationnel. C'est une application extrêmement efficace quand aucune pression ne peut être exercée sur une plaie

Note: Ce produit est livré dans un sac de transport avec un manuel d'utilisation.