

## ENTRETIEN DE VOTRE PROCESSEUR

Votre processeur vous accompagne au quotidien, il est exposé à la pollution, la poussière, la transpiration et pour maintenir son bon fonctionnement il est nécessaire de veiller à son entretien.

### Quelques règles simples :

- 🔊 **Essuyez-le régulièrement** avec un chiffon doux et sec.
- 🔊 **Rangez-le tous les soirs dans la boîte de déshumidification électrique** (pensez à changer la brique dessicante tous les deux mois) en suivant les consignes du fabricant.
- 🔊 **Vérifiez que les contacts sont propres** (contacts entre le module d'alimentation et le processeur, prise de connexion des accessoires...)
- 🔊 **Soyez très vigilants sur l'état des entrées des microphones :**
  - **ne laissez pas des saletés s'accumuler** ce qui aurait un effet néfaste sur la qualité du son et à terme, pourrait détériorer également les microphones.
  - **Changez les protections microphones amovibles** (si votre processeur en est équipé) en respectant bien les consignes de changement de ces protections du fabricant. Le remplacement tous les trois mois est un minimum, mais si vous vivez ou travaillez dans un environnement très poussiéreux et/ou humide, il faudra le faire plus fréquemment.
- 🔊 **Sport ou activité professionnelle très exposée aux poussières et à l'humidité :** redoublez de vigilance pour l'entretien, sécurisez et protégez le dispositif avec un embout, ou une pochette avec attache.



### Consultez le site de votre fabricant, et le manuel d'utilisateur :

#### 🔊 **ADVANCED BIONICS**

Sur le site <http://www.advancedbionics.com/fr/>

Il n'y a pas de document sur l'entretien sur le site dans le manuel d'utilisateur au manuel d'utilisation section « entretien » page 61.

#### 🔊 **COCHLEAR :**

Sur le site <http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/fr/home/support/cochlear-implant-systems/care-and-maintenance>

Vous trouverez une vidéo sous la forme d'un petit document d'animation, en anglais sous-titrée en français.

**Voir aussi** dans le manuel d'utilisateur, de nombreuses pages textes et photos destinées à expliquer pas à pas la procédure d'entretien. (Pour les CP910 et CP920 cf. pages 51 à 67 ; pour les CP810 cf. pages 77 à 90)

#### 🔊 **OTICON NEURELEC :**

Sur le site <http://www.neurelec.com/fr/processeurquotidien/entretien>

Vous trouverez une vidéo montrant le nettoyage du processeur.

**Voir aussi** dans le manuel d'utilisateur pages 12 et 13 du manuel du « Saphyr »

#### 🔊 **MEDEL**

Sur le site <http://www.medel.com/fr/>

Il n'y a pas de document sur l'entretien sur le site, se reporter au manuel d'utilisation section « entretien et maintenance » pages 44 et 45.