

**JFB****GLOBUS**

# GENESY 3000 Rehab



Pour le soin du corps, de sa beauté et d bien-être Idéal pour les sportifs exigeants.

## 194 programmes

16 Beauté - 11 Rehab - 33 Tens- Douleur - 23 Micro-courants - 9 Dénervé - 1 Ionophorèse - 3 Incontinence - 6 Interférentiels 92 Menu Electrothérapie (Ems - Russes)

**NEW!**

**MENU ELECTROTHERAPIE "EASY PROGRAM":** une section où vous pouvez configurer rapidement un programme en choisissant les paramètres désirés (temps, fréquence, zone du corps) et effectuer des traitements spécifiques à travers l'utilisation des courants EMS et Russes (Kotz).

**MULTI-UTILISATEUR:** possibilité de mémoriser jusqu'à 25 utilisateurs différents et de créer une bibliothèque de programmes personnalisés en fonction des objectifs individuels.

**MODALITE AUTHOMATIQUE (AUTO STIM®):** il permet d'effectuer un programme de façon automatique sans devoir intervenir manuellement sur le réglage de l'intensité.

**SYNCROSTIM:** il est possible d'augmenter l'intensité des 4 canaux simultanément.

**FONCTION RUN TIME:** cette fonction permet de modifier le temps, la fréquence et la largeur de l'impulsion pendant le traitement.

**PROGRAMMABLE:** 15 mémoires libres seulement pour EMS et TENS.

**FONCTION 2+2:** possibilité d'effectuer deux programmes différents simultanément.

**PROGRAMMES PREFERES:** possibilité de mémoriser jusqu'à 15 programmes par utilisateur.

**LAST 10:** il mémorise les 10 derniers programmes effectués.

**WORK TIME:** il signale le temps total d'utilisation de l'appareil.

**MY TRAINER:** il visualise le positionnement des électrodes sur l'écran  
**STIM LOCK**



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Canaux : 4 CANAUX indépendants 0,3 – 150 Hz - Puissance: 120mA par canal  
Largeur d'impulsion: 40 – 450 µs  
Forme d'onde: Onde carrée, biphasique, symétrique, compensée  
Alimentation: réseau et batterie  
Dispositif en classe II A  
Ecran rétro-illuminé  
Conforme à la directive 93/42/CEE-2007/47/CEE

### EQUIPEMENT

1 Sacoche de transport  
1 Stimulateur GLOBUS GENESY 3000 Rehab  
4 Câbles pour connecter les électrodes  
2 Câbles pour micro-courant  
4 Électrodes autocollantes carrées  
4 Électrodes autocollantes rectangulaires  
1 Alimentateur  
1 Manuel d'utilisation

**JFB**

JFB MEDICAL - 46 route des bancs de pierre  
69 690 BESSENAY

Tel : 04-74-70-89-08 - Fax : 04-74-70 89 10 - Mail : jfb@jfb.fr  
www.jfb.fr

# GENESY 3000 Rehab

## LISTE

### REHAB

Cheville glonfes  
Atrophie quadriceps  
Hémiplégie membres supérieurs  
Hémiplégie membres inférieurs  
Rétablissement post-intervention LCA  
Rétablissement fonctionnel mem. inf.  
Sclérose multiple - rééd. cheville  
Sclérose multiple - rééd. jambe  
Sclérose multiple - spasmes musculaii  
Prévention Subluxation de l'Epaule  
Renforcement vaste pour syndrome  
Fémoro-patellaire

### DOULEUR

Tens antalgique haute fréquence  
Ostéoarthrite de la main  
Tens des endorphines  
Douleur post-intervention  
Douleur chronique  
Douleur à l'épaule  
Canal carpien  
Douleur trapèze  
Ostéoarthrite genou  
Tendinite coiffe rotateurs  
Tens antalgique basse fréquence  
Douleur musculaire  
Compression nerf  
Douleur colonne due à  
compression  
Ostéoarthr. colonne  
Ostéoporose colonne  
Ostéoarthrite Hanche  
Ostéoarth. cheville  
Douleur lésion musculo-  
tendineuse  
Douleur post-chirurgicale (due à  
fractures osseuses et lésions tissus  
mous)  
Sciatalgie  
Lombalgie chronique  
Douleurs cervicales  
Douleur aiguë post-intervention Hern  
inguinale  
Bursites - Tendinites  
Lésions musculaires  
Fractures osseuses  
Coup de lapin

Épicondylite  
Ostéoarthrite

### IONOPHORESE

Ionophorèse

### INCONTINENCE

Incontinence mixte  
Incontinence due à stress  
Incontinence par urgences

### INTERFERENTIELS

Ostéoarthrite genou  
Lombalgie aiguë  
Douleur cervicale  
Lombalgie chronique  
Épaule gelée  
Douleur post-chirurgicale genou

### MICRO-COURANTS

Epicondylite  
Périarthrite scapulo-humérale  
Rétablissement muscul.  
Contusion  
Œdème  
Ulcère de la peau  
Sciaticque  
Lombalgie  
Névrалgie brachiale  
Douleur aiguë  
Douleur articulaire  
Torticolis  
Coup de lapin  
Spondylolyse cervicale  
Entorse à l'épaule  
Canal carpien  
Entorse au genou  
Ostéoarthrite genou  
Entorse cheville  
Infl.Tend. Achille  
Infl.Tend. Rotule

Infl.Coiffe rotateurs  
Infl.Tendineuse

### DENERVE

Triangulaire 1  
Triangulaire 2  
Triangulaire 3  
Trapézoïdale 1  
Trapézoïdale 2  
Trapézoïdale 3  
Rectangulaire 1  
Rectangulaire 2  
Rectangulaire 3

### BEAUTE

Drainage  
Lipolyse  
Massage Tonifiant  
Amélioration du ton de la  
peau  
Massage Connectif  
Drainage post-  
accouchement  
Lipol. post-Accouch.  
Raffermissment post-  
accouchement

### ELECTROTHERAPIE

La liste de programmes  
Electrothérapie comprend  
48 combinaisons de  
paramètres EMS et 44 Russes  
(KOTZ)



JFB MEDICAL - 46 route des bancs de pierre  
69 690 BESSENAY

Tel : 04-74-70-89-08 - Fax : 04-74-70 89 10 - Mail : jfb@jfb.fr

www.jfb.fr