

SOCCKER PRO | Joue au football comme un champion

SOCCKER PRO est le seul électrostimulateur présent sur le marché créé avec des programmes spécifiques visés à améliorer la performance physique des footballeurs.

Les programmes sont divisés en quatre grands domaines qui correspondent aux principaux champs d'intervention de la préparation athlétique dans le football.

DOMAINE "PRÉPARATION PHYSIQUE"

18 programmes orientés à améliorer la structure musculaire du footballeur et à la rendre fonctionnelle au type d'effort physique demandé dans les différentes situations de jeu. Les principaux objectifs sont :

- augmentation de la force musculaire ;
- augmentation de la force explosive pour améliorer le sprint, la vitesse dans les changements de direction et la hauteur du saut ;
- amélioration de l'endurance et de la capacité de maintenir des niveaux excellents de prestation durant toutes les minutes de jeu ;
- amélioration de l'équilibre entre les muscles agonistes et antagonistes ;
- amélioration de la réactivité et de l'explosivité du gardien.

DOMAINE "PRÉVENTION"

5 programmes visés à réduire de façon drastique le nombre des blessures et de principaux troubles musculo-squelettiques.

Dans le détail les programmes sont visés à :

- renforcer la cheville et le genou pour prévenir des foulures ;
- réduire le nombre de blessures à cause de lésions et/ou crampes musculaires ;
- renforcer les muscles abdominaux pour prévenir des lombalgies.

DOMAINE "DOULEUR-BLESSURES"

5 programmes pour traiter les traumatismes et les ennuis récurrents dans le footballeur, comme :

- contusions et contractures musculaires ;
- inflammations tendineuses et articulaires.

DOMAINE "RÉCUPÉRATION"

6 programmes spécifiques visés à :

- accélérer les processus d'élimination de l'effort et de l'acide lactique accumulé après les entraînements et les compétitions ;
- échauffer et détendre la musculature contractée et endolorie.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Canaux : 4 CANAUX indépendants
 Fréquence : 0,3 – 150 Hz
 Puissance : 120 mA par canal
 Amplitude d'impulsion : 40 – 450 µs
 Forme d'onde : carrée, biphasique, symétrique, linéaire
 Alimentation : batterie rechargeable
 Ecran rétro-illuminé
 Dispositif en classe II A
 Conforme à la directive 93/42/CEE-2007/47/CEE

DOTATION

1 sacoche de transport
 1 stimulateur SOCCER PRO
 4 câbles pour connecter les électrodes
 2 câbles pour des traitements avec MCR et Ionophorèse
 4 électrodes autocollants carrés
 4 électrodes autocollants rectangulaires
 1 alimentateur
 1 manuel d'utilisation

www.consomed.fr - Tel : 04 42 41 54 70

DOMINO S.R.L. - Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALY - Téléphone (+39) 0438.7933 - Fax (+39) 0438.793363

www.globuscorporation.com

Soccer PRO | 258 programmes

LISTE PROGRAMMES COMPLÈTE

58 FITNESS | 53 SPORT | 36 BEAUTÉ | 34 SPÉCIAL FOOTBALL | 23 MICRO-COURANTS
18 SERIAL SEQUENTIAL "3S" | 13 VISAGE/PEAU/G-PULSE | 12 DOULEUR/TENS | 7 ACTION NOW
3 REHAB | 1 IONOPHORÈSE

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR LE FOOTBALL

PRÉPARATION PHYSIQUE	PRÉVENTION	DOULEUR-BLESSURES
CAPILLARISATION	FOULURE CHEVILLE	INFLAMM. GENOU
FORCE	CRAMPES	MAL AU DOS
FORCE EXPLOSIVE	LESIONS MUSCULAIRES	CONTUSIONS
ENDURANCE A LA FORCE RAPIDE	GENOU	CONTRACTURES MUSCULAIRES
ENDURANCE A LA FORCE	COLONNE	FOULURE CHEVILLE
AGONISTE - ANTAGONISTE		
FARTLEK	SPECIAL GARDIEN	
	REACTIVITE	
RÉCUPÉRATION	SUPER-EXPLOSIVITE	
DECONTRACTANT	STABILISATION TRONC	
DEFATIGANT POST ENTRAÎNEMENT	RENFORCEMENT PRISE MAIN	

Les programmes peuvent être divisés par zone du corps, en assurant de cette façon des traitements très spécifiques et personnalisés selon le muscle à stimuler.

FONCTIONS SPECIALES

- **ACTION NOW**: permet d'activer la contraction musculaire à travers une commande extérieure gérée par un opérateur ; de cette façon on peut associer la stimulation à la contraction volontaire du sujet en obtenant un plus grand recrutement de fibres musculaires et un important effet de coordination.
- **SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION "3S"**: permet de stimuler les muscles impliqués de façon séquentielle. De cette façon le mouvement naturel est répété grâce à l'activation en temps différents des zones musculaires concernées.
- **MULTI-USER**: possibilité de mémoriser jusqu'à 10 usagers différents et de créer une collection de programmes personnalisés en fonction des objectifs individuels.
- **SYNCROSTIM**: avec une touche il est possible d'augmenter l'intensité des 4 canaux simultanément.
- **FONCTION RUN TIME**: cette fonction permet de modifier le temps, la fréquence et l'amplitude de l'impulsion durant le traitement.
- **MODE AUTOMATIQUE (AUTO STIM®)**: permet d'exécuter un programme de façon automatique sans devoir intervenir manuellement sur le réglage de l'intensité.
- **PROGRAMMABLE**: 15 mémoires libres, seulement EMS et TENS.
- **FONCTION 2+2**: possibilité d'exécuter deux programmes différents en même temps.
- **PREFERES** : possibilité de mémoriser jusqu'à 15 programmes par usager.
- **LAST 10**: mémorise les 10 derniers programmes exécutés.
- **TRAITEMENTS PEAU-VISAGE** : le dispositif a des courants "régénératifs" G-PULSE capables de régénérer la production de collagène dans les tissus.
- **WORK TIME** : indique le temps total d'utilisation de l'appareil.
- **MY TRAINER** : visualise sur l'écran le positionnement des électrodes.
- **STIM LOCK** : permet à l'utilisateur de bloquer l'appareil de façon que seulement les traitements précédemment sauves soient exécutés.



Pour de plus amples informations sur la liste complète de tous les programmes nous vous invitons à visiter notre site internet à l'adresse :

www.globuscorporation.com