







Manuel d'installation sous Mac


- Insérez la clef « Novomeo » dans un port USB libre, celle-ci apparaît sur votre bureau, ouvrez-la pour afficher les fichiers enregistrés sur celle-ci.





-  sur le fichier « Novomeo Install.dmg » pour ouvrir le programme d'installation.








-  sur le fichier « Novomeo.mpkg » pour démarrer le programme d'installation de Novomeo®.




-  sur « Continuer » pour poursuivre l'installation.




- Choisissez la langue à utiliser pendant la procédure d'installation en déroulant le menu en haut de la fenêtre, et  sur le bouton « Continuer ».






-  sur le bouton « Accepter » pour poursuivre la procédure d'installation de Novomeo®.





- Le logiciel d'installation vous indique l'espace nécessaire pour installer Novomeo® sur le disque dur de votre ordinateur. Vous pouvez choisir de ne pas installer la base de données d'images (voir **information sur les remèdes** dans le manuel d'installation) en décochant la case ad hoc.  ensuite sur le bouton « Continuer ».




- Par défaut, Novomeo® sera installé dans le répertoire « c:/novomeo ». Vous pouvez changer d'emplacement en  sur le bouton « Changer l'emplacement de l'installation ». Il est cependant recommandé de garder le répertoire par défaut.  ensuite sur le bouton « Installer ».





- Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour démarrer l'installation du logiciel.  ensuite sur le bouton « Installer le logiciel».





- La barre se remplit au fur et à mesure de la copie des fichiers, vous indiquant le pourcentage déjà accompli. Patientez jusqu'à la fin de l'installation.




- Novomeo® est maintenant installé,  sur le bouton « Fermer » pour terminer la procédure d'installation. Avant de pouvoir utiliser le logiciel vous devez également installer le système de protection Wibu®.





-  sur le fichier « Codemeter.pkg » pour démarrer le programme d'installation du système de protection Wibu®.





-  sur « Continuer » pour poursuivre l'installation.





-  sur « Continuer » pour poursuivre l'installation.




- Choisissez la langue à utiliser pendant la procédure d'installation en déroulant le menu en haut de la fenêtre, et  sur le bouton « Continuer ».




-  sur le bouton « Accepter » pour poursuivre la procédure d'installation.





- Le logiciel d'installation vous indique l'espace nécessaire pour installer les pilotes sur le disque dur de votre ordinateur.  ensuite sur le bouton « Continuer ».




- Le logiciel d'installation vous indique l'espace nécessaire pour installer les pilotes sur le disque dur de votre ordinateur.  ensuite sur le bouton « Installer ».



- A la fin de l'installation, le logiciel d'installation devra redémarrer votre ordinateur.  ensuite sur le bouton « Poursuivre l'installation ».



- La barre se remplit au fur et à mesure de la copie des fichiers, vous indiquant le pourcentage déjà accompli. Patientez jusqu'à la fin de l'installation.



- L'installation est maintenant terminée,  sur le bouton « Redémarrer » pour terminer la procédure d'installation et redémarrer votre ordinateur.

The screenshot shows a form titled "Veuillez compléter les informations du compte" (Please complete account information). The form has a dark background and a light-colored text. On the left, there is a placeholder image of a woman. The form fields are: Prénom (Caroline), Nom (A), Je suis un(e) (Femme selected, Homme unselected), Adresse e-mail (caroline@novomeo.fr), Langue (French), Entrez votre mot de passe (masked with dots), and Re-tapez votre mot de passe (masked with dots). There are green checkmarks next to each field. At the bottom, there is a checkbox for "Administrateur" (checked) and a note: "Le premier utilisateur doit être administrateur et le nom ne peut pas être modifié". There are two buttons at the bottom: "Créer un utilisateur" and "Annuler".

- A la première ouverture de Novomeo®, il vous sera demandé de créer le premier utilisateur (voir **Utilisateur et mot de passe** dans le manuel d'utilisation pour plus de détails sur cette étape).
- ATTENTION : pour le premier utilisateur, le nom, le prénom et l'adresse email seront ceux enregistré sur votre clé Wibu®, communiqués lors de votre achat du logiciel. Ceux-ci ne pourront pas être modifiés sans contacter l'équipe Novomeo®.