

NOUVEAU



Invacare® **Modulite™**



Sécurité maximale, stabilité et design

Invacare **TDX SP2** a le privilège d'apporter à l'utilisateur une expérience de conduite de haut niveau et une très grande maniabilité, le tout dans un nouveau look élégant. Désormais disponible en 7 couleurs, ce modèle reprend les éléments clés de son prédécesseur comme les technologies **SureStep®** et **StabilityLock** ou encore l'assise **Modulite™**. Le **TDX SP2** assure des performances de conduite élevées à tous les gabarits d'utilisateurs grâce à ses moteurs 4 pôles 340W de série.



Yes, you can.®



Stabilité et sécurité

Offrant une stabilité et une sécurité maximale, la fonction **StabilityLock** permet de garder les 6 roues en contact avec le sol et de s'adapter aux irrégularités du terrain. La technologie de suspension **SureStep**® brevetée assure quand à elle un haut niveau de confort.

Rayon de giration réduit

Avec un rayon de giration réduit dû à ses roues centrales motrices, le fauteuil offre une excellente maniabilité et permet une conduite intuitive. Cela en fait un compagnon idéal pour une utilisation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Conçu pour les utilisateurs qui aiment les challenges

L'**ACS2** couplé au gyroscope **G-Trac**® disponible en option améliore le contrôle de la conduite et les performances.



Le **TDX SP2** est le résultat de la combinaison d'un développement de pointe, d'une conception robuste et de moteurs 4 pôles puissants, ce qui le rend performant y compris pour des utilisateurs jusqu'à 180 kg.

Caractéristiques et options



SureStep® et StabilityLock
La technologie brevetée **SureStep**® et el **StabilityLock** facilitent les franchissements et garantissent des descentes d'obstacles tout en douceur.



Roues centrales motrices
Cette technologie offre une excellente maniabilité dans les espaces étroits et favorise une conduite intuitive.



Design inspirant
Le nouveau carénage, disponibles en 7 couleurs contemporaines, offrent un design simple élégant.



Système d'éclairage à LED
Attrayantes, les lumières LED à économie d'énergie sont disponibles en option. Elles sont protégées puisqu' intégrées directement dans le carénage arrière.

NOUVEAU



Caractéristiques et options



Invacare® **Modulite™**

Assises Invacare Modulite™



- ① **Plaque d'assise standard** avec largeur fixe et profondeur réglable en continue.
- ② **Assise rigide**, composée de 3 plaques, réglable en largeur et en profondeur.
- ③ **Assise souple**, équipée de 9 sangles réglable par velcro, réglable en tension, en largeur et en profondeur.



- ① Dossier **réglable en tension** avec pochette de rangement et toile bi-matière.
- ② Dossier **Rea™ Flex3** ajustable en largeur et en hauteur.
- ③ Dossier de positionnement **Invacare™ Matrix™**.

Dossier rabattable

Dans le cas d'un dossier à inclinaison électrique, le dossier se rabat sur l'assise grâce à un système inédit à démontage rapide. Dans le cas d'un dossier réglable en angle manuellement, le dossier est démontable.



Lift

Le lift permet une élévation électrique de l'assise de 300 mm pour donner l'accès aux objets plus élevés.



Bascule d'assise électrique à 20°

Cette nouvelle bascule d'assise à 20° permet de réduire la hauteur d'assise à 450 mm.



Cale-cuisse multi réglable

En option sur l'assise **Modulite™**. Disponible en différentes tailles.



Bascule d'assise électrique à 30°

Système avec translation pour une stabilité optimale.



Accoudoirs relevables et parallèles

Deux nouveaux accoudoirs sont disponibles sur les assises **Modulite™** : Une version relevable qui facilite les transferts et une version relevable et parallèle qui permet de garder un meilleur maintien des membres supérieurs de l'utilisateur lors des inclinaisons d'assise.



Repose-jambes central LNX

Inclinable manuellement ou électriquement avec compensation. Permet un positionnement des jambes à 90°.



Repose-jambes latéraux

Choix entre les repose-jambes manuels ou électriques, compatibles avec d'autres fauteuils roulants de la gamme.



Inclinaison électrique à 30° du dossier à compensation.

Cette option offre un point de pivot haut pour un mouvement naturel ainsi qu'un système à démontage rapide pour faciliter le pliage et le transport.










Faible hauteur d'assise : versions Low Rider








Permet une hauteur d'assise réduite à 400 mm avec batteries de 60 Ah ou 420 mm avec batteries de 73 Ah et une profondeur jusqu'à 560 mm.




1/ Les composants de l'assise **Invacare Modulite™** sont compatibles avec d'autres fauteuils électriques de la gamme et en partie avec des fauteuils Invacare® Rea.

Données techniques

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|-------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Modulite™ Assise Standard | 440 - 480 mm ¹ | 410 - 510 mm | 450 mm ³ | 480 mm ⁶ | 245 - 310 mm | 290 - 460 mm ⁷ | 0 - 8° |
| Modulite™ Assise Modulable | 380 - 530 mm ² | 410 - 560 mm | 403 / 420 / 475 mm ^{3,10} 475 - 775 mm ⁵ | 480, 540, 560 mm ⁶ | 275 - 340 mm | 290 - 460 mm ⁷ | 0 - 20° / 0 - 30° ^{4,5} |
| Assise Max | 490 - 610 mm ² | 560 / 600 / 630 mm | 470 / 495 mm ³ | 570 - 680 mm ^{6,10} | 250 - 340 mm 290 - 380 mm | 290 - 460 mm ⁷ | 0 - 20° ⁴ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---------------|
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Modulite™ Assise Standard | 90° - 120° | 1010 mm ¹⁰ | 1160 mm ⁸ | 980 mm | 650 mm ⁹ | 180 kg / 160 kg ⁴ | 73,5 Ah (C20) |
| Modulite™ Assise Modulable | 90° - 120° | 1010 - 1170 mm ¹⁰ | 1160 mm ⁸ | 980 mm | | | |
| Assise Max | 90° - 115° | 1100 - 1125 mm ¹⁰ | 1240 mm | 970 mm | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1120 mm | 75 mm | 9° / 16 % | 2 x 340 W | 32 km (6 km/h) ¹¹ 39 km (8 km/h) ¹¹ | 6, 8 et 10 km/h | 154 kg ¹⁰ |

- 1/ Coussin d'assise 430 mm
- 2/ + 25 mm par côté avec réglage en largeur des accoudoirs
- 3/ Hauteur sol/siège sans coussin
- 4/ Avec lift ou inclinaison d'assise électrique
- 5/ Avec lift
- 6/ Mesuré à partir de la plaque d'assise
- 7/ Mesuré à partir de la palette à la plaque d'assise
- 8/ Dépend de la position d'assise
- 9/ Largeur de la base motrice
- 10/ Dépend de la configuration du fauteuil
- 11/ Conforme à la norme ISO 7176-4 : 2008

- 12/ Les composants de l'assise **Invacare Modulite™** sont compatibles avec d'autres fauteuils électriques de la gamme et en partie avec des fauteuils Invacare® Rea.
- 13/ Conforme à la directive européenne RoHS (2011/65/EC) sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
- 14/ Conforme au règlement CE Reach (1907/2006) sur la restriction de l'utilisation de certaines substances chimiques



Coloris de châssis

