



# GLOBUS

# ACTIVA 700



Pour le soin du corps, de sa beauté et du bien-être. Idéal pour les sportifs exigeants.

**271 programmes**

13 Visage-Peau G-Pulse © – 60 Beauté – 58 Fitness – 53 Sport  
21 Sports Spéciaux – 12 Tens – 3 Rehab – 3 Incontinence  
12 Micro-courants – 36 Serial Sequential Stimulation "3S"

### TECHNOLOGIES A L'AVANT-GARDE DANS LA NOUVELLE GAMME 2013

Globus présente une technologie d'innovation destinée à révolutionner l'utilisation de l'électrostimulation dans le domaine esthétique, sportif et médical: la technologie 3S (Serial Sequential Stimulation)

**SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION "3S":** La contraction séquentielle des différents secteurs musculaires produit une onde de pression profonde dans la musculature intéressée qui entraîne le drainage des liquides interstitiels et qui favorise le retour du sang veineux au cœur.

**NEW RAITEMENTS PEAU-VISAGE:** Activa 700 présente les nouveaux courants d'innovation « régénérant » G-PULSE, proposés pour des applications d'Esthétique et de Beauté, capables de régénérer la production de collagène dans les tissus.

**TETE G-TRODE:** ACTIVA 700 est doué d'une tête spéciale qui permet d'obtenir une stimulation de la peau plus efficace, grâce à l'utilisation des programmes G-PULSE.

**NOUVELLE MALLETTE FASHION :** ACTIVA 700 est fournis dans une mallette pratique et moderne en aluminium et cuir synthétique, qui facilite le transport en permettant d'être toujours à la mode.

**ZONE VISAGE & DECOLLETE:** ACTIVA 700 inclut une gamme complète de programmes pour la tonification des muscles faciaux et du sein.

**SPORTS SPECIAUX:** une liste de programmes spéciaux pour stimuler de façon efficace les aires musculaires des activités sportives communes.

**MULTI-UTILISATEUR:** possibilité de mémoriser jusqu'à 10 utilisateurs différents et de créer une bibliothèque de programmes personnalisés en fonction des objectifs individuels.

**MODALITE AUTHOMATIQUE (AUTO STIM®):** il permet d'effectuer un programme de façon automatique sans devoir intervenir manuellement sur le réglage de l'intensité.

**SYNCROSTIM:** il est possible d'augmenter l'intensité des 4 canaux en même temps en agissant sur un seul bouton.

**FONCTION RUN TIME:** cette fonction permet de modifier le temps, la fréquence et l'ampleur de l'impulsion pendant le traitement.

**PROGRAMMABLE:** 10 mémoires libres seulement pour micro-courants Tens et MENS.

**FONCTION 2+2:** possibilité d'effectuer deux programmes différents simultanément.

**PROGRAMMES PREFERES:** possibilité de mémoriser jusqu'à 15 programmes par utilisateur.

**LAST 10:** il mémorise les 10 derniers programmes effectués.

**WORK TIME:** il signale le temps total d'utilisation de l'appareil

**MY TRAINER:** il visualise le positionnement des électrodes sur l'écran



CE  
0476

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Canaux: 4 CANAUX indépendants  
Fréquence : 0,3 – 150 Hz - Puissance: 120 mA par canal  
Largeur d'impulsion: 40 – 450 µs  
Forme d'onde: Onde carrée, biphasique, symétrique, compensée  
Alimentation: batterie rechargeable  
Écran rétro-illuminé  
Dispositif en classe II A  
Conforme à la directive 93/42/CEE-2007/47/CEE

### EQUIPEMENT

- 1 Mallette
- 1 Stimulateur Activa 700
- 1 Tête G-Trode
- 4 Câbles électrostimulation et 2 câbles micro-courant
- 4 Électrodes autocollantes carrées, 4 rectangulaires
- 1 Gel de contacte
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation

Rev. 09.13



# ACTIVA 700

## LISTE PROGRAMMES

### Fitness

Raffermissement  
Raffermissement Bio-Pulse  
Modelage  
Modelage Bio-Pulse  
Tonification  
Augmentation masse  
Modélisation corps  
Définition  
Jogging  
Fitness Anaérobie  
Fitness Aérobie  
Prévention crampes

### Beauté

Drainage  
Drainage Bio-Pulse  
Lipolyse  
Massage Relax Bio-Pulse  
Massage Tonifiant  
Massage Énergétique  
Massage Connectif  
Bras Gonflés  
Capillarisation du visage  
Définition  
Ligne  
Amélioration du ton de la peau  
Drainage post-Accouch.  
Lipolyse post-Accouch.  
Raff. Post-Accouch.  
Raffermissement du sein  
Modelage du sein

### Sport

Capillarisation  
Échauffement  
Échauffement  
Ech. Pré-compétition  
Récupération active  
Force Maximale  
Force résistante  
Force explosive  
Réactivité  
Récupération post-compétition  
Hypertrophie

### Rehab

Atrophie du quadriceps (avec prothèse au genou)  
Rétablissement post-intervention LCA  
Prévention Subluxation de l'Epaule

### Douleur-TENS

Tens Antalgique Conventionnelle

Douleurs menstruelles  
Tens Antalgique modulée  
Ostéarthrite de la main  
Tens des endorphines  
Douleur chronique  
Douleur à l'épaule (syndrome scapulo-huméral)  
Douleur musculaire  
Lombalgie chronique  
Cervicaux  
Bursites - Tendinites  
Ostéarthrite

### G-Pulse

Micro-lifting du sein  
Micro-lifting du décolleté  
Micro-lifting du visage  
Élasticité de la peau  
Effets inesthétiques de la cellulite  
Collagène BioSkin  
Rides  
Rides des yeux  
Rides de l'expression  
Vergetures  
Renforcement des ongles  
Bio peeling  
Hématome

### Sports spéciaux

Course  
Ski  
Golf

### SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION "3S":

La liste des programmes "3S" comprend 36 combinaisons de paramètres

Zone	Modalité	Hz	Retard (sec)
Membres sup.	SerSeqStim 0,5 sec	30	0,5
	SerSeqStim 1 sec		1
Membres inf.	SerSeqStim 2 sec	50	2
	SerSeqStim 3 sec		3
Tronc	SerSeqStim 4 sec		4
	SerSeqStim serial		11

Les programmes de "3S" se caractérisent par un retard d'activation des canaux 3 et 4 par rapport aux canaux 1 et 2 La Serial Sequential Stimulation permet de stimuler la musculature en chaîne cinétique grâce aux différents temps d'activation des zones musculaires intéressées

Lorsqu'on parle de "temps de retard" on se réfère aux secondes de retard avant l'émission de l'impulsion successive.

### Micro-courants

Epicondylite  
Périarthrite S.O.  
Contusion  
Sciatalgie  
Lombalgie  
Douleur aiguë  
Douleur articulaire  
Torticolis  
Coup de lapin  
Entorse à l'épaule  
Entorse au genou  
Infl.Tendineuse

### Incontinence

Incontinence mixte  
Incontinence d'effort  
Incontinence par urgences