

GENESY 300 Pro



Produit de physiothérapie professionnelle

91 programmes

6 Rehab - 20 Douleur - 12 Micro-courants - 1 Incontinence - 1 Ionophorèse - 22 Sport - 29 Fitness

MULTI-UTILISATEUR: possibilité de mémoriser jusqu'à 3 utilisateurs différents et de créer une bibliothèque de programmes personnalisés en fonction des objectifs individuels.

MODALITE AUTHOMATIQUE (AUTO STIM®): il permet d'effectuer un programme de façon automatique sans devoir intervenir manuellement sur le réglage de l'intensité.

SYNCROSTIM: il est possible d'augmenter l'intensité des 4 canaux en même temps en agissant sur une seule touche.

FONCTION RUN TIME: cette fonction permet de modifier le temps, la fréquence et la largeur de l'impulsion pendant le traitement.

PROGRAMMABLE: 5 mémoires libres seulement pour EMS et TENS.

FONCTION 2+2: possibilité d'effectuer deux programmes différents simultanément.


PROGRAMMES PREFERES: possibilité de mémoriser jusqu'à 15 programmes par utilisateur.

LAST 10: il mémorise les 10 derniers programmes effectués.

WORK TIME: il signale le temps total d'utilisation de l'appareil

MY TRAINER: il visualise le positionnement des électrodes sur l'écran

STIM LOCK



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Canaux: 4 CANAUX indépendants
 Fréquence : 0,3 – 150 Hz - Puissance: 120 mA par canal
 Largeur d'impulsion: 40 – 450 µs
 Forme d'onde: Onde carrée, biphasique, symétrique, compensée
 Alimentation : batterie rechargeable
 Ecran rétro-illuminé
 Dispositif en classe II A
 Conforme à la directive 93/42/CEE-2007/47/CEE

EQUIPEMENT

1 Sacoche de transport
 1 Stimulateur GLOBUS GENESY 300 Pro
 4 Câbles pour connecter les électrodes.
 2 Câbles pour micro-courant et ionophorèse
 4 Électrodes autocollantes carrées
 4 Électrodes autocollantes rectangulaires
 1 Alimentateur
 1 Manuel d'utilisation

GENESY 300 Pro

LISTE PROGRAMMES

REHAB

Cheville gonflée
Atrophie quadriceps
Rétablissement post-intervention LCA
Rétablissement fonctionnel membres inférieurs
Prévention Subluxation de l'épaule
Renforcement vaste pour syndrome fémoro-patellaire

DOULEUR

Tens antalgique conventionnelle
Douleurs menstruelles
Tens antalgique modulée
Douleur genou
Tens des endorphines
Douleur post-intervention
Douleur chronique
Douleur à l'épaule (syndrome scapulo-humérale)
Canal carpien
Douleur trapèze
Tendinite coiffe rotateurs
Tens antalgique basse fréquence
Douleur musculaire
Sciatalgie
Lombalgie chronique
Douleurs cervicales
Bursites – tendinites
Fractures osseuses
Épicondylite
Ostéoarthrite

IONOPHORESE

Ionophorèse

INCONTINENCE

Incontinence mixte

MICRO-COURANTS

Epicondylite
Périarthrite s-h
Contusion
Sciatalgie
Lombalgie
Douleur aiguë
Douleur articulaire
Torticolis
Coup de lapin
Entorse à l'épaule
Entorse au genou
Inflammation tendineuse

SPORT

Capillarisation
Echauffement
Echauffement pré-compétition
Récupération active
Force maximale
Force résistante
Force explosive
Réactivité
Récupération post-compétition
Hypertrophie

FITNESS

Raffermissement
Raffermissement Bio-Pulse
Modelage
Modelage Bio-Pulse
Tonification
Augmentation masse
Modelage corps
Définition
Jogging
Fitness anaérobie
Fitness aérobie
Prévention crampes