

SPORT-ELEC[®]

APAISE LES DOULEURS MUSCULAIRES



SPORT-ELEC[®] **FARMAStim**

**Muscler toutes les parties
de votre corps**



Dispositif médical de classe IIa – directive 93/42/CEE



SPORT-ELEC[®] **FARMASlim**

Entretien musculaire,

FARMASlim est un appareil d'électrostimulation destiné aux hommes et aux femmes qui souhaitent entretenir les muscles des bras, des abdos, des cuisses et des fessiers. Il possède 1 accessoire : la ceinture multifonction «nouvelle génération» munie d'attaches pression pour les électrodes adhésives, ce qui permet de garantir le contact et l'efficacité de la stimulation. Cette ceinture peut être utilisée entière ou séparée en deux demies ceintures : elle s'adapte à tous les muscles du corps.

Parmi les utilisateurs des appareils SPORT-ELEC[®] :

- **78 %** constatent un amincissement significatif des zones traitées.
- **100 %** ont retrouvé une tonicité musculaire.
- **87 %** ont augmenté le volume musculaire.
- **67 %** ont raffermi leur corps.
- **100 %** ont réalisé le travail sans effort.
- **70 %** affirment maintenir leurs muscles en bonne santé.



**TESTÉ
CLINIQUEMENT**

SPORT-ELEC[®] **FARMAStim**



Ceinture multifonction

Cette ceinture peut s'utiliser entière sur les abdominaux ou sur les lombaires, ou séparée en deux demies ceintures pour s'adapter aux muscles des bras et des jambes. Elle possède deux paires de boutons-pression pour fixer les deux électrodes doubles adhésives à l'intérieur.



Électrodes doubles adhésives réutilisables

Chaque électrode double correspond à deux électrodes classiques à fils. Avec gel hydrophile et hypoallergénique. 40 utilisations de 30 min. environ.

Connection par boutons-pression

Les électrodes doubles se fixent dans la ceinture grâce à deux paires de boutons-pression.



4 PROG.

Électrostimulateur 4 programmes

- 1 Fermeté** : raffermir, affine et sculpte la silhouette.
- 2 Entretien du muscle** : entretient la masse musculaire
- 3 Force du muscle** : développe la force musculaire
- 4 Massage** : pour le bien-être des muscles

Grâce à ses courants, l'appareil reproduit la contraction musculaire que vous auriez réalisée lors d'une séance de sport. Dispositif médical de classe IIa d'après la directive 93/42/CEE



SPORT-ELEC® FARMASlim



1. Fixez les électrodes
sur la ceinture



2. Ajustez la ceinture
sur la zone ciblée



3. Connectez la ceinture
au boîtier



L'offre FARMASlim

Le pack contient

- 1 électrostimulateur FARMASlim
- 1 ceinture multifonction
- 2 électrodes adhésives
- 1 manuel d'utilisation

Caracteristiques techniques

- 4 programmes
- Fonctionne avec 3 piles 1,5V AA LR6 - non fournies
- 60mA / 1000Q
- Garantie 24 mois



FARMASlim x2

