



© 2015 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.
Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com/respironics

Attention : selon la loi fédérale des États-Unis, ces
dispositifs ne peuvent être vendus que par un médecin,
ou sur ordre de celui-ci.

Broudy JA 7/9/15 MCI 4106758 PN 1123943
1010 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668 États-Unis
+1-800-345-6443 +1-724-387-4000



PHILIPS

RESPIRONICS

SimplyGo Mini

La fiabilité portable,
tout simplement

PHILIPS
RESPIRONICS

Conçu pour répondre aux exigences des
patients actifs
d'aujourd'hui



Le concentrateur d'oxygène portable (COP) SimplyGo Mini est conçu pour vous permettre de développer votre activité en vous offrant la possibilité de proposer le COP véritablement fiable, léger et élégant, que les patients exigent.

Chez Philips Respironics, nous sommes renommés pour la conception et la construction d'excellence de tous nos produits. Avec SimplyGo Mini, vous pouvez désormais offrir à vos patients le choix de l'excellence en matière de concentrateurs d'oxygène portables.

La fiabilité, essentielle à votre activité

Lorsque vous placez un COP chez un patient, vous devez être sûr qu'il aura la fiabilité et la robustesse nécessaires à votre activité :

- Élimine les coûts liés à l'apport répété en oxygène et les ennuis liés aux bouteilles
- Réduit les coûts d'entretien
- Facilite la gestion des stocks
- Minimise les appels des patients

SimplyGo Mini a passé la même batterie de tests rigoureux que notre COP SimplyGo. SimplyGo Mini a été soumis à des conditions réelles, y compris des impacts, vibrations et variations de températures pour offrir des performances fiables jour après jour.

Mieux répondre aux besoins des patients, avec presque 20 % d'oxygène supplémentaire

Avec sa capacité à fournir presque 20 % de débit d'oxygène en plus par rapport à son concurrent direct, SimplyGo Mini possède le débit d'oxygène le plus élevé parmi les COP de 2,3 kg ou moins.¹ Cela signifie qu'il vous est possible de proposer à plus de patients les caractéristiques et les performances exigées d'un COP.



¹Lorsque les appareils fonctionnent avec les paramètres les plus élevés.

Programme de gestion de la BPCO

Les solutions complètes de Philips Respironics peuvent contribuer à réduire le nombre de réadmissions à l'hôpital ainsi que les dépenses de soins liées à la gestion de la BPCO qui en découlent. Dans l'univers des soins, nos produits sont conçus pour offrir un traitement confortable et efficace, et permettre aux patients de passer facilement de l'hôpital à leur domicile.

L'importance d'acheter des produits de qualité



Augmentation possible de la fidélisation des patients



Hausse de confiance du clinicien dans le produit et potentielles recommandations futures.



Diminution des appels dus à des défaillances donc meilleur rendement des employés.



Diminution des stocks grâce à une diminution du nombre de remplacements



Diminution des coûts d'heures supplémentaires passées avec les échanges d'équipements défectueux



Diminution des interruptions d'activité quotidiennes dues aux défaillances de produits

Une conception tout simplement élégante

Le COP le plus petit et le plus léger jamais conçu par Philips Respironics, SimplyGo Mini possède des caractéristiques adaptées aux patients d'aujourd'hui, comme :

- une conception élégante et soignée
- une batterie externe facile à retirer
- un faible poids (2,3 kg)
- un écran intuitif et facile à lire
- une mallette de transport solide et maniable





Caractéristiques techniques du produit

Concentrations en oxygène ²	Au moins 87 % pour tous les réglages (96 % maximum) ² Basées sur une pression atmosphérique de 101 kPa à 21 °C		
Pression de sortie	2,39 bars (20 psig)		
Réglages du débit et volumes d'impulsions	Réglage	Vol. d'imp. nom. à 20 BPM	Rendement max. en vol./min
	1	11 ml	220 ml/min
	2	22 ml	440 ml/min
	3	33 ml	660 ml/min
	4	44 ml	880 ml/min
	5	50 ml	1 000 ml/min
	+/- 25 % ou 6 ml, en fonction de la valeur la plus élevée (moyenne de 20 impulsions consécutives) par rapport à l'intervalle environnemental mesuré		
Volume sonore	43 dBA (standard) pour les réglages 2 et 20 BPM, 46 dBA (standard) pour les réglages 5 et 20 BPM		

Caractéristiques physiques

Taille	Avec batterie standard : 23,9 cm x 21,1 cm x 9,1 cm Avec batterie longue durée : 25,9 cm x 21,1 cm x 9,1 cm		
Poids	2,3 kg avec la batterie standard en place 2,7 kg avec la batterie longue durée en place		
Interface utilisateur	Écran LCD tactile		

Conditions de fonctionnement

Température de fonctionnement	De 5 °C à 35 °C		
Humidité relative	De 15 % à 93 %		
Altitude	Jusqu'à 3 048 m		

Courant secteur

Alimentation	De 100 à 240 V CA, 50/60 Hz		
Débit	19 V CC, 6,3 A max.		
Consommation d'énergie	120 W en charge		

Alimentation en courant continu

Alimentation	De 12 à 16 V CC		
Débit	19 +/- 5 % V CC, 6,3 A		

Alarme sonore

Volume sonore	56 dBA ou plus lorsque mesuré à 1 m		
Type d'alarme	Absence de respiration, faible concentration d'oxygène, forte fréquence de respiration, défaillance technique, batterie faible, absence de débit, batterie à plat, défaillance de l'alimentation externe		

Batterie

Composition chimique	Lithium-ion 14,4 V CC (nominal)		
Options de batterie	Batterie standard, batterie longue durée (équivalent à deux batteries standard)		
Dimensions	Batterie standard : 20,1 cm x 9,1 cm x 2,5 cm Batterie longue durée : 20,1 cm x 9,1 cm x 4,8 cm		
Poids	Batterie standard : 0,50 kg Batterie longue durée : 0,95 kg		
Énergie nominale en W/h par batterie standard	3,4 Ah x 3,6 V x 8 cellules = 97,9 W/h par batterie standard		
Temps de charge	Batterie standard : 4 heures max. Batterie longue durée : 8 heures max.		

Autonomie typique de la batterie avec réglage des impulsions sur 2, 20 BPM³

Batterie standard	Jusqu'à 4,5 heures		
Batterie longue durée	Jusqu'à 9 heures		

³L'autonomie des batteries est calculée à partir de batteries neuves et complètement chargées utilisées avec un système SimplyGo Mini neuf. L'autonomie des batteries se dégrade avec l'âge et selon les conditions de fonctionnement environnementales, l'utilisation dans le temps ainsi que les conditions de fonctionnement du concentrateur.

Renseignements concernant la commande

Appareil	Numéro de pièce
Le système SimplyGo Mini avec une batterie standard comprend : un concentrateur d'oxygène portable SimplyGo Mini, une mallette de transport, une batterie au lithium-ion rechargeable standard, des cordons d'alimentation CC et CA, un sac pour accessoires et un manuel d'utilisation	États-Unis : 1113601 International : 1113604
Le système SimplyGo Mini avec une batterie longue durée comprend : un concentrateur d'oxygène portable SimplyGo Mini, une mallette de transport, une batterie au lithium-ion rechargeable longue durée, des cordons d'alimentation CC et CA, un sac pour accessoires et un manuel d'utilisation	États-Unis : 1113602 International : 1113605



Accessoires de rechange	Numéro de pièce
Batterie au lithium-ion rechargeable standard	1116816
Batterie au lithium-ion rechargeable longue durée	1116817
Alimentation CA SimplyGo Mini	1116818
Cordon d'alimentation CA SimplyGo Mini	1082664
Alimentation CC SimplyGo Mini	1116819
Chargeur de batterie externe SimplyGo Mini	1116830
Câble d'alimentation pour l'avion SimplyGo Mini	1113902
Manuel de l'utilisateur	1118724

Accessoires - Sacs - Marron	Numéro de pièce
Sac de transport et bandoulière SimplyGo Mini, marron	1119897
Sac pour accessoires SimplyGo Mini, marron	1116824
Sac à dos SimplyGo Mini, marron	1116836

Accessoires - Sacs - Noir	Numéro de pièce
Sac de transport et bandoulière SimplyGo Mini, noir	1119928
Sac pour accessoires SimplyGo Mini, noir	1119893
Sac à dos SimplyGo Mini, noir	1119894

Garanties	Numéro de pièce
Garantie SimplyGo Mini de 3 ans sur le système, 1 an sur le tamis	1120121
Extension de garantie SimplyGo Mini de 2 ans sur le tamis	1120123
Garantie SimplyGo Mini de 3 ans sur le système, 3 ans sur le tamis	1122070

Pour en apprendre davantage

Pour obtenir plus de renseignements à propos de SimplyGo Mini, contactez le service client au +1-800-345-6443.

Visitez le site www.philips.us/simplygomini

La gamme Right Fit

SimplyGo Mini fait partie de notre gamme Right Fit, une gamme complète de produits et de programmes d'oxygénothérapie inspirés par les patients et conçus pour les professionnels.