



# PREMIUM 400























Idéal pour les sportifs et pour le soin de votre beauté. Pour homme et pour femme

## 258 programmes

53 Sport - 44 Sport Spéciaux - 58 Fitness - 36 Beauté - 3 Rehab 12 Douleur-Tens – 3 Incontinence – 1 Ionophorèse – 23 Microcourants

#### TECHONOLOGIES A L'AVANT-GARDE DANS LA NOUVELLE GAMME 2013

Globus présente deux technologies d'innovation destinées à révolutionner l'utilisation de l'électrostimulation dans les domaines sportif et médical: la technologie "35" (Serial Sequential Stimulation) et la technologie ACTION NOW

SERIAL SEQUENTIAL STIMOLATION "3S": La contraction séquentielle des différents secteurs musculaires produit une onde de pression profonde dans la musculature intéressée qui entraîne le drainage des liquides interstitiels et qui favorise le retour du sang veineux au cœur.

Il est utile aussi pour ceux qui pratiquent des sports de résistance comme la course, le ski de fond, le vélo, le triathlon etc, pour la fonction défatigante et la récupération active post-compétition.

ACTION NOW: il permet d'activer la contraction musculaire à travers une commande extérieure gérée par un opérateur; de cette façon on peut associer la stimulation à la contraction volontaire du sujet et obtenir un recrutement des fibres musculaires majeur aussi bien qu'un effet coordonnant important.

SPORTS SPECIAUX: une liste de programmes spéciaux pour stimuler de façon efficace les aires musculaires des activités sportives communes.

MULTI-UTILISATEUR: possibilité de mémoriser jusqu'à 10 utilisateurs différents et de créer une bibliothèque de programmes personnalisés en fonction des objectifs individuels.

SYNCROSTIM: il est possible d'augmenter l'intensité des 4 canaux simultanément.

FONCTION RUN TIME: cette fonction permet de modifier le temps, la fréquence et la largeur de l'impulsion pendant le traitement.

**PROGRAMMABLE:** 10 mémoires libres seulement pour EMS et TENS.

FONCTION 2+2: possibilité d'effectuer deux programmes différents simultanément.

PROGRAMMES PREFERES: possibilité de mémoriser jusqu'à 15 programmes par utilisateur.

LAST 10: il mémorise les 10 derniers programmes effectués.

WORK TIME: il signale le temps total d'utilisation de l'appareil

MY TRAINER: il visualise le positionnement des électrodes sur l'écran

**STIM LOCK** 



#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Canaux: 4 CANAUX indépendants 0,3 -150 Hz

Puissance: 120mA par canal Largeur d'impulsion: 40 – 450 µs

Forme d'onde: Onde carrée, biphasique,

symétrique, compensée

Alimentation: batterie rechargeable

Ecran rétro-illuminé Dispositif en classe II A

Conforme à la directive 93/42/CEE-

2007/47/CEE

#### **EQUIPEMENT**

- 1 Sacoche de transport
- 1 Stimulateur GLOBUS PREMIUM 400
- 4 Câbles pour connecter les électrodes.
- 2 Câbles gris pour traitements avec Microcourants et lonophorèse
- 4 Électrodes autocollantes carrées
- 4 Électrodes autocollantes rectangulaires
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation

JFB MEDICAL - 46 route des bancs de pierre 69 690 BESSENAY

Tel: 04-74-70-89-08 - Fax: 04-74-70-89-10 - Mail: jfb@jfb.fr www.jfb.fr



# PREMIUM 400

## LISTE PROGRAMMES

#### **SPORT**

Capillarisation Echauffement Ech. Pre-compétit. Récupération active Force Maximale Force Résistante Force Explosive Rés. Aérobie Réactivité Récupération postcompétition Décontracturant Hypertrophie

### SPORTS SPECIAUX:

Course Ski de fond Art martial **Tennis** Football Vélo

#### **FITNESS**

Raffermissement Raff. Bio-Pulse Modelage Modelage Bio-Pulse **Tonification** Augmentation masse Modelage corps Définition Jogging Fitness Anaérobie Fitness Aérobie Prévention crampes

#### **BEAUTE**

Drainage Lipolyse Massage Relax Bio Pulse Amélioration ton de la Drainage Bio Pulse Massage Tonifiant Massage Connectif Drainage postaccouchement Lipol. post-Accouch. Raff. Post-Accouch. Raffermissement du sein Modelage du sein

Bras Gonflés Capillarisation du visage Effet Lifting

#### TENS-DOULEUR

Tens Antalgique Conventionnelle Douleurs menstruelles Tens Antalaique modulée Ostéarthrite de la main Tens des endorphines Douleur chronique Douleur à l'épaule (syndrome scapulohumérale) Douleur musculaire Lombalgie chronique Douleurs cervicales **Bursites - Tendinites** Ostéoarthrite

#### **INCONTINENCE**

Incontinence mixte Incontinence d'effort Incontinence par urgences

### **IONOPHORESE**

Ionophorèse

#### **REHAB**

Atrophie du quadriceps (avec prothèse au aenou) Rétablissement post-int, LCA Prévention Subluxation de l'Epaule

#### MICRO-COURANTS

**Epicondylite** Périarthrite S-H Rétablissement muscul. Contusion Œdème Ulcère de la peau Sciatalgie Lombalgie Névralgie brachiale Douleur aiguë Douleur articulaire **Torticolis** Coup de lapin

Spondylolyse cervicale Entorse à l'épaule

> Infl.Tend. Rotule Infl.Coiffe rotateurs Infl.Tendineuse

Canal carpien Entorse au genou Ostéarthrite genou Entorse cheville Infl.Tend. Achille

#### SERIAL SEQUENTIAL STIMOLATION

La liste des programmes "3\$" comprend 18 combinaisons de paramètres

Nom du Programme	Hz	Amp.	Temps de Retard (sec)	
3S 0,5 sec			0,5	
3S 1 sec	35		1	
3S 2 sec	55	300	2	
3S 3 sec	55		3	
3S 4 sec	80		4	
3S sériel	60		11	
TOTAL	18 programmes			

Les programmes "3S" se caractérisent par un retard d'activation des canaux 3 et 4 par rapport aux canaux 1 et 2. La Serial Sequential Stimolation permet de stimuler la musculature en chaîne cinétique grâce aux différents temps d'activation des zones musculaires intéressées

#### **ACTION-NOW**

La liste de programmes Action Now comprend 7 combinaisons de paramètres

Programme	Hz	Amp.	Rump-Up	Temps de contraction
Action 0,2 - 1 s			0,2	1
Action 0,5 - 1 s			0,5	1
Action 1 - 1 s			1	1
Action 2 - 1 s	55 30	300	2	1
Action 3 - 2 s			3	2
Action 4 - 2 s			4	2
Action 2 - 6 s			2	6
TOTAL	7 programmes			

Cette modalité est conseillée surtout dans le domaine sportif, pour une préparation athlétique où on souhaite ajouter la contraction musculaire provoquée par un stimulateur à l'effort exercé avec des surcharges en forme dynamique aussi bien qu'isométrique.



JFB MEDICAL - 46 route des bancs de pierre 69 690 BESSENAY

Tel: 04-74-70-89-08 - Fax: 04-74-70-89-10 - Mail: jfb@jfb.fr www.jfb.fr