

## "BIOACID CIP" Limpiador ácido

### DESCRIPCION

Limpiador ácido sin espuma, incoloro e inodoro, miscible en agua. Especialmente diseñado para eliminar los depósitos minerales que se adhieren a las tuberías, equipos de ordeño, materiales y utensilios en contacto permanente con la leche.

### COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA

ÁCIDO FOSFÓRICO	35%
DENSIDAD (g/mL)	1.25
pH al 10%	0.3
INGREDIENTES INERTES	csp 100%
SOLUBILIDAD	Agua

### MODO DE EMPLEO

- Lave previamente con abundante agua hasta que la tubería este libre de residuos de limpiador alcalino. Diluya el producto de 10 a 20 ml de producto por cada litro de agua.
- Haga recircular la solución para efectuar una buena limpieza por un periodo de 10 a 15 minutos.
- Drene la solución limpiadora completamente
- Enjuague con abundante agua.

### PRECAUCIONES

- Utilizar solo en la limpieza de instalaciones de ordeño
- No mezclar con ningún otro producto.
- Evite salpicaduras en los ojos, si ocurre lave con abundante agua y acuda al medico.
- Utilizar guantes, evitar el contacto directo con la piel, si ocurre lave con abundante agua
- No ingerir
- Mantener el envase bien cerrado, protegido de la luz solar y almacenado en lugar fresco.
- Mantener fuera del alcance de los niños



### PRESENTACIÓN

Litro, Galón, p.10L, p. 20L, c 60L, t 200L

Registrado en M.S.D.S. PI-00890/02-08-2005  
Registro sanitario MAT-SASA N° M.I.-11254



