

## FICHA TECNICA

### CREMA RENOVADORA SAPHIR®

#### DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Este producto devuelve la vida a los cueros lisos estropeados, rallados, decolorados...

Esta innovación en el campo de la repigmentación de los cueros, permite obtener un cuero nuevo y brillante sin necesidad de esfuerzo.

Principales características: no descarga sobre la ropa, resiste al frotamiento, seca rápidamente, resiste al agua (100% impermeable), cubre totalmente (roces, etc.).

Sus incomparables cualidades le permiten ser utilizado tanto en zapatos, como en cualquier soporte de cuero liso SIN NINGÚN RIESGO: vestidos de cuero, cazadoras, marroquinería, bolsos, muebles de cuero, etc.

Se presenta bajo la forma de un CARTUCHO, que sirve de contenedor para cuatro tubos del mismo color.

#### UTILIZACION

Se emplea sobre todos los cueros usados o decolorados en cuero liso. Los zapatos de los niños recuperan su aspecto nuevo, en las zonas más castigadas. También está pensado para eliminar las rozaduras que se forman sobre todo en los tacones y laterales de los zapatos. Con esta crema, sus cueros darán un aspecto nuevo, brillante y sin rayas. Cualquier sofá (incluso de coche) puede recuperar su aspecto nuevo, sin riesgo de descargas sobre la ropa.

#### MODO DE EMPLEO

Para que el cuero no se cargue demasiado de producto (ya que la crema seca rápidamente), aplicar sobre un trapo de algodón limpio y seco una cantidad de la CREMA RENOVADORA SAPHIR® de aproximadamente el tamaño de una avellana. A continuación extender la crema uniformemente sobre el cuero hasta que ésta haya penetrado. Dejar secar 10 minutos y sacar brillo con un trapo de lana limpio y seco.

#### CONSEJOS

Es importante insistir en las zonas donde el cuero sufre más: tacones, laterales rayados por el roce...

Es necesario que el cuero este limpio de polvo y manchas de grasa. Utilizar el RENOMAT® SAPHIR® para la limpieza previa.

Es conveniente aplicar la CREMA RENOVADORA SAPHIR® para recuperar el cuero cuando esté deteriorado. Las limpiezas cotidianas podrán realizarse con el CANADIAN®, crema rica en ceras minerales y de abejas, que dan al cuero un mantenimiento apropiado.

#### PRESENTACION

CONTENIDO	Presentación del producto				Condiciones de cartonaje			
	Tipo embalaje	Dimensiones en mm			Nº unid por caja	Dimensiones en mm		
		Ancho	Alto	Fondo		Ancho	Alto	Fondo
25 ml	Tubo metálico	13	30	30	4	135	105	35
15 cartuchos	Expositor metálico							
25 cartuchos	Expositor metálico							

#### OTROS DATOS

CODIGO	0851				
CONTENIDO	25 ml				
TINTES	CODIGOS EAN	TINTES	CODIGOS EAN	TINTES	CODIGOS EAN
NEGRO	3324010851016	AZUL MARINO	3324010851061	GAVIOTA	3324010851511
MARRON CLARO	3324010851030	AZUL PALIDO	3324010851559	VERDE OSCURO	3324010851207
MARRON MEDIO	3324010851047	BURDEOS	3324010851082	BLANCO	3324010851214
MARRON OSC	3324010851054	CAOBA	3324010851092	CAMPARI	3324010851863
HABANA	3324010851344	ROJO	3324010851115	PLATA	3324010851245
HABANA MEDIO	3324010851351	ROJO HERMES	3324010851122	HUMOI	3324010851801
HABANA OSC	332401085	GRIS	3324010851146	AMARILLO	3324010851559
COÑAC	3324010851108	BEIGE	3324010851160	ROSA	3324010851542
LEONADO	3324010851191	BEIGE ROSADO	3324010851399	BLANCO ROTO	3324010851634
GABARDINA	3324010851566	CREMA	3324010851443	ROJO CEREZA	3324010851894

#### OTROS DATOS

CODIGO	9930644	CODIGO	CPU010
CONTENIDO	15 cartuchos	CONTENIDO	32 cartuchos
TINTES	CODIGOS EAN	TINTES	CODIGOS EAN



## FICHA TECNICA

### CREMA RENOVADORA SAPHIR®

---

#### EXPOSITORES:

#### PRESENTACIÓN EXPOSITOR PARA 15 CARTUCHOS DE CREMA RENOVADORA SAPHIR®:

Medidas:

Alto: 55cm

Ancho: 28cm

Fondo: 16cm



#### PRESENTACIÓN EXPOSITOR PARA 32 CARTUCHOS DE CREMA RENOVADORA SAPHIR®:

Medidas:

Alto: 75cm

Ancho: 44cm

Fondo: 19cm

