

A.M. MESSOLIPO

PRESENTACIÓN



Bandeja por 5 viales x 5 mL
Frasco vidrio Ámbar

DESCRIPCIÓN

MESSOLIPO es una formulación sinérgica y balanceada para la prevención y eliminación de adiposidades rebeldes moldeamiento corporal.

Fosfatidilcolina ayuda a la solubilización de las grasas. Facilita la emulsificación de la grasa en partículas más pequeñas permitiendo su transporte y disolución. Induce una reacción enzimática que conduce a la disolución de la grasa que es transportada hacia el hígado para luego ser metabolizada por beta oxidación.

L-Carnitina constituye un co-factor esencial en la oxidación de los ácidos grasos. Gracias a su acción aumenta la eficacia de lipolíticos por incrementar los niveles intra adipocitarios de AMP-c. Su carencia impide que las grasas sean transportadas a las centrales energéticas donde son quemadas.

Péptidos Biomiméticos (Fit Factor) Estimula la formación de la citoquina TNF-alfa, la cual se une a los receptores adrenérgicos en los adipocitos, estimulando la producción de AMPc, activador intracelular de la lipólisis. El TNF-alfa bloquea el PPAR γ , (principal receptor del núcleo de los adipocitos) y adicionalmente se disminuye el C/EBP (factor de transcripción esencial en la diferenciación de los adipocitos) Con la inhibición del factor de transcripción C/EBP y con el bloqueo del receptor PPAR γ , se torna más difícil la formación de triglicéridos y grasa de reserva. Por lo tanto se reduce la hipertrofia de los adipocitos y la reaparición del panículo adiposo.

Ampelopsina. Disminuye la LIPOGÉNESIS, (es la reacción bioquímica por la cual son sintetizados los ácidos grasos y unidos con el glicerol para formar triglicéridos o grasas de reserva) Disminuye la ADIPOGÉNESIS, (es el proceso de diferenciación de las células por el cual los pre adipocitos se convierten en adipocitos) Estimula la LIPÓLISIS a través de una estimulación directa de la Lipasa Hormona Sensible y una inhibición de la Fosfodiesterasa con el consiguiente aumento intra adipocitario de AMPc.

Cafeína: promueve el proceso de la lipólisis por inhibición de la acción de la fosfodiesterasa; favoreciendo así la acumulación de AMPc, la estimulación de la triglicérido lipasa y el aumento en la movilización y metabolización de los ácidos grasos libres.

Silicio Orgánico: presenta una acción lipolítica a nivel del tejido adiposo subcutáneo por estimulación directa sobre el AMPc aumentando su concentración. El Silicio es además constituyente de las macromoléculas del tejido conectivo, como el colágeno, la elastina, los proteoglicanos y glucoproteínas de estructura.

Oligoelementos: Cobre: Acelera la síntesis de la queratina y está implicado en el metabolismo del músculo. Magnesio: Preserva la tonicidad de la piel. Zinc: Acelera la cicatrización, participa en la formación del colágeno y la elastina. En conjunto con el Silicio Orgánico actúan para evitar la flacidez.

BENEFICIOS

- ✓ Formulación especializada para prevención y eliminación de adiposidades rebeldes y moldeamiento corporal.
 - ✓ Disminuye el proceso de absorción de triglicéridos o grasas de reserva.
 - ✓ Disminuye la maduración del pre-adipocito y la formación de nuevas células adiposas.
 - ✓ Emulsifica, metaboliza, transporta y elimina la grasa a mayor velocidad.
 - ✓ Aporta los nutrientes necesarios para una piel sana y evita la flacidez.
-

MODO DE EMPLEO

De acuerdo a criterio profesional.
Se recomienda un enfoque terapéutico progresivo.
Realizar en promedio 8 sesiones 1 cada 8 días siempre dependiendo de la evolución y las características específicas de cada paciente.
Al inicio de cualquier protocolo lipolítico es recomendable realizar 1 o 2 sesiones iniciales con **A.M. Alcachofa PLUS** con el fin de desintoxicar y eliminar la retención de líquidos.

ADVERTENCIAS

No use sobre piel irritada. En caso de que presentarse alguna reacción desfavorable, suspensa su uso y consulte con el su médico. Manténgase fuera del alcance de los niños.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacénese en un lugar seco y fresco, que este protegido de la luz y del calor excesivo siempre con la caja o estuche original, no almacene, guarde o reutilice la ampolla después de abierta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ pH: (5,5 – 7,5).
 - ✓ DENSIDAD: (1.000 – 1.010).
-

ASPECTO DEL PRODUCTO

- ✓ Líquido fluido.
 - ✓ Libre de impurezas.
 - ✓ Incoloro – ligeramente.
 - ✓ Ámbar translúcido.
 - ✓ De acuerdo con el estándar.
-

VIDA UTIL DEL PRODUCTO

- ✓ Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación.
 - ✓ Después de abierta la ampolla, utilizar inmediatamente y deshacer el producto que no se utilice.
-

REGISTRO SANITARIO

NSOC66678-15CO.
