

The logo for RoomCare, featuring the word "Room" stacked above "Care" in a stylized, handwritten-style font, enclosed within a square border.

RoomCare R9-plus Detergente antical para sanitarios - concentrado

Introducción a RoomCare

RoomCare es la única solución integral globalmente disponible para el cuidado de sus habitaciones, incluyendo productos químicos, útiles y métodos capaces de cubrir cualquier necesidad de limpieza dentro de una habitación. Una solución adaptable a cualquier tamaño de hotel y estructura de limpieza.

Excelentes fórmulas adaptadas para cubrir de forma efectiva y segura todas las necesidades de limpieza e higiene dentro de un hotel, con nombres fáciles de identificar, así como código de colores para todo el sistema. Todo ello, junto a la oferta de útiles, accesorios y máquinas convierte a RoomCare en la elección perfecta.

Todos los productos RoomCare cuentan con la misma fragancia exclusiva "Frescor de Lino" especialmente diseñada para el sector hotelero. Incorporan la tecnología O.N.T. para garantizar la neutralización efectiva de los malos olores y una fragancia duradera.

La gama RoomCare es la solución a escoger cuando se busca rendimiento, seguridad para el usuario y responsabilidad medioambiental. Todas nuestras fórmulas RoomCare cumplen con las normativas más exigentes y, en particular, con la próxima directiva europea REACH para productos químicos.

La experiencia de Diversey, su compromiso medioambiental, y su certificación conforme a las ISO 9001, ISO 14001 y el Charter AISE para la Limpieza Sostenible proporcionan una garantía de calidad y eficacia añadida.

Descripción del Producto

RoomCare R9-plus es un detergente concentrado para la limpieza diaria de sanitarios. Para utilizar únicamente con los sistemas de dosificación y dilución Divermite/DQFM.

Propiedades

- Formulación basada en ácido cítrico
- Formulación no agresiva para garantizar la máxima seguridad en su uso
- Fresca y agradable fragancia para habitaciones
- Sistema exclusivo y patentado con tecnología ONT para la neutralización efectiva de las moléculas del mal olor

Ventajas

- Neutraliza las moléculas del mal olor amplificando el efecto del perfume, agradable y duradero
- Ideal para uso diario en superficies lavables resistentes al ácido en áreas de aguas duras
- Efectivo quitando suciedades de áreas sanitarias comunes
- Su uso regular evita la formación de incrustaciones de cal
- Adecuado para usar en instalaciones cromadas y de acero inoxidable
- Códigos alfanuméricos y de colores para prevenir errores en la aplicación





RoomCare R9-plus Detergente ácido para sanitarios - concentrado

Modo de empleo

Dosificación

- Cuando utilice la unidad de dosificación Divermite de RoomCare, pulse dos veces para añadir dos (2) dosis de producto en la botella pulverizadora de RoomCare R9 con 300ml de agua (10% en la solución lista para usar). Enroscar bien la pistola pulverizadora (debe estar en posición cerrada) y agitar suavemente para mezclar. Aplicación en cubo: Dosificar la cantidad requerida de RoomCare R9-plus en el "cacillo medidor" y verter el contenido en el agua.
- Cuando utilice la unidad de dilución DQFM, llene la botella pulverizadora de RoomCare R9 hasta el nivel de marcado de la botella directamente desde el dispensador de la unidad DQFM. Enroscar bien la pistola pulverizadora.

Aplicación

Áreas pequeñas: Pulverizar una cantidad pequeña en una bayeta o esponja húmeda y pasar por la superficie, dejar actuar brevemente (si es necesario) y limpiar de nuevo. Aclarar abundantemente con agua y dejar secar o pasar una bayeta limpia y bien seca. Secar frotando para conseguir mayor brillo.

Áreas grandes (limpieza en húmedo): Para 5L de agua, diluir 2 pulsaciones del dosificador

Divermite R9 en un cubo. Usar una esponja, bayeta o mopa húmeda para aplicar la solución en la superficie, dejar actuar brevemente (si es necesario), y frotar la superficie. Aclarar abundantemente con agua y dejar que se seque o frotar con una bayeta o mopa aclarados y bien secos. Secar frotando para conseguir mayor brillo. Para una aplicación más detallada, por favor, acudir a la Mini Guía de Uso RoomCare R1-plus.

Importante: No usar en superficies sensibles al ácido, ej. mármol, esmalte sensible. Quitar inmediatamente cualquier mancha o salpicadura de superficies sensibles al ácido y aclarar abundantemente. No mezclar con lejía u otros productos de limpieza. Comprobar la compatibilidad con el material en un lugar pequeño y discreto antes de usar. No utilizar con otros sistemas / métodos de dilución. No usar sin diluir.

Información Técnica

Aspecto: Líquido transparente de color violeta

Densidad relativa [20°C]: 1,031

pH-valor puro: 1,5 - 2,0

pH-valor en uso: 2,5 +/- 0.5 para una dilución al 10%

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

RoomCare R1-plus es parte de la gama RoomCare de Diversey:

- 7515812 RoomCare R1-plus - Detergente diario para sanitarios
- 1204320 RoomCare R1 - 6 Botellas de 300ml con tapón direccionable
- 7517132 RoomCare R2-plus - Detergente higienizante multiusos
- 1204321 RoomCare R2 - 6 Botellas de 300ml. Incluye pulverizador
- 7509676 RoomCare R3-plus- Detergente limpiacristales y superficies
- 1204323 RoomCare R3 - 6 Botellas de 300ml. Incluye pulverizador
- 7509679 RoomCare R5-plus - Ambientador
- 1204324 RoomCare R5 - 6 Botellas de 300ml. Incluye pulverizador
- 7510037 RoomCare R9-plus - Detergente antical para sanitarios
- 1204326 RoomCare R9 - 6 Botellas de 300ml. Incluye pulverizador

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Precauciones en su manipulación

Aclarar y secar las manos tras su uso. En caso de uso prolongado, deberá protegerse la piel. No inhalar el spray. Utilícese únicamente en áreas bien ventiladas. Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad. Restringido a usos profesionales.

Información para el almacenaje

Almacenar en contenedores originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Información medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables cumpliendo los requisitos de las directivas 73/404/CEE y 73/405/CEE de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Detalles de Envase

Código	Tamaño
7510037	2 envases de 1.5L

