

TASKI Sprint H-200

Limpiador desinfectante para uso en ámbito sanitario

Descripción

TASKI Sprint H-200 es un limpiador desinfectante de suelos y superficies de ámbito sanitario, basado en amonios cuaternarios.

La formulación de **TASKI Sprint H-200** le confiere una gran capacidad bactericida y fungicida, activo sobre HIV (virus del SIDA), HBV (virus de la hepatitis B), Rotavirus, BK.

Ventajas

- Elimina la suciedad y los focos de gérmenes
- Altamente concentrado y de gran estabilidad
- No deja residuos
- Puede utilizarse sobre acero inoxidable
- **TASKI Sprint H-200** puede ser utilizado en todo tipo de suelos y todo tipo de superficies lavables.

Modo de Empleo


TASKI Sprint H-200 es un detergente desinfectante de superficies (suelos, paredes, mobiliario, ...), se utiliza diluido en agua fría o tibia a una concentración del 0.25% y 1.5% (una dosis de 20 ml a 120 ml en 8 litros de agua) según problemática. Puede utilizarse con gamuza o bayeta mediante la técnica del doble cubo. Puede aplicarse con o sin aclarado final.

• APLICACIÓN SIN ACLARADO:

Utilizar fregona, paño o bayeta bien limpios o asépticos, mediante la técnica del “doble cubo”. Impregnar completamente la superficie a tratar, realizando una primera pasada y escurrido como limpieza previa (1^{er} cubo) y una segunda pasada y escurrirlo para la desinfección (2^o cubo). Es recomendable que la superficie permanezca húmeda con el producto durante al menos 15 minutos. No necesita aclarado.

• APLICACIÓN CON ACLARADO:

Utilizar fregona, paño o bayeta bien limpios o asépticos, mediante la técnica del “doble cubo”. Impregnar completamente la superficie a tratar, realizando una primera pasada y escurrido como limpieza previa (1^{er} cubo) y una segunda pasada y escurrirlo para la desinfección (2^o cubo). Se recomienda que la superficie permanezca húmeda con el producto durante al menos 15 minutos. Aclarar con abundante agua para eliminar los restos de producto. Se recomienda para una mayor seguridad y eficacia no entrar en el recinto desinfectado hasta transcurrido 1 hora.



TASKI Sprint H-200

Advertencias

Úsese guantes adecuados. Se recomienda no utilizar en presencia de personas. Uso por personal especializado.

Desechar la solución empleada después de cada utilización.

Incompatible con detergentes aniónicos.

Datos Técnicos

- Aspecto: Líquido perfumado transparente de color amarillo.
- pH-puro: 11.5 - 12,5.
- Densidad: 1.02 – 1.04

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Almacenar en los envases cerrados originales, lejos de las temperaturas extremas. Información completa sobre la manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Información Microbiológica

TASKI Sprint H-200 cumple la Norma UNE EN 13697 para bactericida, cumple la Norma UNE EN 13697.

Información adicional bajo solicitud.

Registro

Registro de empresa N° 86-DES.

N° Registro en la AEMPS: 427-DES.