FICHA TÉCNICA



AIRNET

LIMPIADOR DESENGRASANTE PARA CIRCUITOS DE AIRE Desinfectante-Bactericida

PROPIEDADES:

AIRNET®Desinfectante. Es un tratamiento de limpieza de circuitos refrigeradores y aires acondicionados a base de disolventes-polialcoholes, desinfectantes e inhibidores anticorrosivos. Útil para la eliminación de todo tipo de suciedad persistente (microorganismos, bacterias, nicotina, grasas, hongos, polvo, etc.) producidas por el paso del aire. Por su gran poder de limpieza elimina sin necesidad de esfuerzos mecánicos ni productos agresivos. Su carácter limpiador bactericida asegura que no proliferen los malos olores y la transmisión de posibles contagios.

MODO DE EMPLEO:

Se emplea para la limpieza y desinfección de sistemas y circuitos de acondicionamiento de aire. Para la limpieza externa de splits, unidad interior, limpieza de filtros, etc. Aplicable a la limpieza y desinfección de cualquier tipo de superficie, que no sea dañada por el agua. Pulverizar la zona frontal y superior de los serpentines/paneles por donde circula el aire. Hacer funcionar el sistema para repartir AIRNET®Desinfectante por todos los conductos, dejarlo actuar hasta la total impregnación. Dejar el equipo en marcha durante 10-15 min. A continuación es aconsejable pulverizar con nuestro bactericida, fungicida y eliminador de olores AIRPUR®.

DOSIFICACION:

Se debe emplear puro, sin diluciones. En acondicionadores de aire pulverizar la zona frontal y superior de los serpentines o batería por donde circula el aire (hasta la saturación).

PROPIEDADES FISICAS:

APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS:

Desinfección y limpieza de equipos, conductos de aire acondicionado interior, carcasas y filtros.

Uso Ambiental: Especialmente indicado para usos en la industria alimentaria. Aplicación exclusivamente por personal especializado. Refrigeración comercial e industrial, cámaras frigoríficas de frutas y hortalizas, murales de frío, camiones frigoríficos de alimentos, automoción, frio industrial, desagües de circuitos y frío en general (hogar y colectividades).

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No respirar los vapores/aerosoles. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Úsense guantes adecuados. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.

AIRNETDesinfectante



Envasado en formatos de:

Pulverizador de 750 ml (MA11224). Garrafa de 5 Litros.

REGISTROS:

Autorizado por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad.

Nº Registro: D.G.S.P. 13-20-06719 HA UNE-EN 13697

Secuestrantes

Nº Registro: D.G.S.P. 13-20-06719 Registro Industrial: 154069

Revisión / Fecha: 07 / Enero / 2014

COMPOSICION CUALITATIVA:

Aspecto: Liquido Tensoactivos no iónicos
Color: Verde Tensoactivos catiónicos
Olor: Pino Anticorrosivos

Densidad: 1.0 gr. / cc. 20°C
PH 1% 9 -10
Punto Inflamación: No inflamable

Alcalinizantes
Disolventes

Contiene: Cloruro de bencil C12-C14 Alquildimetil amonio 1%



