



Bioclean Ultra

*Limpiador desinfectante y desodorizante,
virucida y fungicida.
Efectivo contra HIV-1 (Virus del SIDA)*

Características

Bioclean Ultra es un limpiador desinfectante altamente concentrado y de amplio espectro. Es efectivo aun frente a aguas duras junto a un 5% de suero orgánico. Bioclean Ultra es un excelente bactericida frente a pseudomonas aeruginosa, salmonella choleraesuis y staphylococcus aureus de acuerdo a los test de confirmación de uso de la AOAC (edición # 14) y el mismo ensayo modificado por la presencia de un 5% de suero sanguíneo y aguas duras. Posee sal de amonio cuaternario (Superquat de IV generación).

Bioclean Ultra es fungicida y no permite el crecimiento de moho en todo tipo de superficies. Elimina la trichophyton interdigitale y candida albicans, características que en conjunto erradican la causa de los malos olores. Bioclean Ultra es un virucida de amplio espectro que erradica tanto retrovirus como adenovirus (constituidos por RNA o DNA respectivamente) entre los que se puede nombrar rubéola, HIV-1 (virus del SIDA), adenovirus tipo 4, herpes simplex tipo 1 y tipo 2, picornavirus felino, influenza A2 \ hong kong, leucemia felina, distemper canina, rabia y pseudorabia, bronquitis infecciosa, parvovirus porcino y varicela.

Bioclean Ultra no contiene ácidos, ni ningún tipo de corrosivo que posibilite el deterioro de metales, plásticos, aceros inoxidables, azulejos, porcelana, etc. Se recomienda el uso Bioclean Ultra en la industria de alimentos, hospitales, pesqueras, colegios, instalaciones industriales, aviones, hoteles, veterinarias, etc.

Modo de Empleo

- 1.- Remueva los restos acumulados de suciedad.
- 2.- Aplicar Bioclean Ultra en las siguientes diluciones según el trabajo a efectuar:

Desinfección y Virucida	1 parte de Bioclean Ultra por 20 de agua
Fungicida	1 parte de Bioclean Ultra por 30 de agua
Sanitizante	1 parte de Bioclean Ultra por 50 de agua
Desodorización y limpieza	1 parte de Bioclean Ultra por 120 de agua

- 3.- Aplique Bioclean Ultra con pulverizador, esponja, paño, cepillo u otro elemento limpio.
- 4.- posteriormente enjuague con agua potable.

Especificaciones Técnicas

Presentación	líquido concentrado
Color	líquido traslúcido
Base germicida	superquat de IV generación (3%)
Eficiencia	amplio espectro biocida
Base detergente	tensoactivos no iónicos
Solventes	ninguno
Peso específico	1,00 - 1,03 (20°C)
Pto. de inflamación	no tiene
Miscibilidad	total en agua
pH	7,6 - 8,2
Fosfatos	no tiene
Estabilidad	1 año mínimo, en condiciones normales
Este Producto es Biodegradable	
Resolución Sanitaria en Trámite.	

Precauciones

- Mantenga el envase original cerrado y fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda usar protección (anteojos, guantes) al manipular el producto puro.
- En caso de ingestión accidental, dar abundante agua o leche, dar una solución jabonosa, consulte médico.
- Si existe contacto ocular, lavar sólo con agua corriente por 15 min., si la irritación persiste consulte un especialista.
- No mezcle con otros agentes de limpieza común.

Brimax Limitada, le garantiza la calidad de este producto por los métodos de control de laboratorio y calidad de sus materias primas.

Asistencia Técnica sin costo