

# Sanigrap

## Detergente-desinfectante clorado

### Descripción

**Sanigrap** es un detergente desinfectante clorado, bajo en espuma, especialmente formulado para aplicaciones CIP y lavados por spray en Industria Vinícola.

### Aplicaciones

**Sanigrap** contiene una mezcla alcalina cáustica, hipoclorito sódico y agentes secuestrantes subestequiométricos orgánicos. Esta combinación de ingredientes proporciona excelentes propiedades para la eliminación de suciedad y manchas.

También proporciona una acción desinfectante altamente efectiva contra todo tipo de microorganismos incluyendo bacterias, levaduras, hongos, esporas y virus.

**Sanigrap** está recomendado como detergente y desinfectante de un solo paso para uso en un amplio rango de aplicaciones de limpiezas por recirculación y spray. Se usa en la Industria Vinícola para la limpieza de llenadoras, tanques, depósitos abiertos, equipos de filtración y prensas de vino y equipos de vendimia.

**Sanigrap** es bajo en espuma y adecuado para aplicar en una variedad de equipos de limpiezas por recirculación y spray.

### Ventajas

- Amplio espectro de acción desinfectante
- Elevado nivel de cloro activo que elimina eficazmente suciedad, manchas y olores.
- Control de espuma, bajo las condiciones de alta turbulencia; mejora la eficacia de limpieza
- Fácil aclarado, minimiza el uso de agua
- Coste efectivo

### Modo de Empleo

Usar **Sanigrap** a concentraciones entre 0,6 – 2,5% v/v dependiendo del tipo y grado de suciedad. Luego aplicar la solución del producto a temperatura ambiente y dejar en contacto entre 10 - 30 minutos. Enjuagar siempre abundantemente tras su uso.

Para detalles específicos, por favor consultar el Plan de Higiene individual.

### Información Técnica

Aspecto:	Líquido transparente amarillo-verdoso pálido
Densidad relativa a 20°C:	1,19
pH (1% solución a 20°C):	12
Demanda Química de Oxígeno:	5 gO <sub>2</sub> /kg
Contenido de Nitrógeno:	no
Contenido de Fósforo (P):	no

Estos valores son característicos del producto y no deben ser tomados como especificaciones de Control de Calidad.

# VV8



Divervin™

# Sanigrap

## Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Almacenar en los envases originales cerrados, evitando la luz solar y las temperaturas extremas. Información completa sobre la manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420

## Compatibilidad del producto

**Sanigrap** cuando se aplica según las concentraciones y las temperaturas recomendadas, es adecuado para utilizar sobre los distintos tipos de acero inoxidable comúnmente presentes en la Industria Vinícola. No es adecuado para aplicar sobre materiales cuprosos ni metales blandos como el aluminio. Enjuagar siempre las superficies abundantemente tras su uso (antes de 1 hora).

En caso de duda, es aconsejable testar cada material por separado antes de un uso prolongado.

## Método de análisis

Reactivos:	Ácido clorhídrico o sulfúrico 0.1N Tiosulfato sódico 0,1N Indicador de fenolftaleína
Procedimiento:	Añadir aproximadamente 10ml de Tiosulfato sódico 0,1N a 20ml de solución a testar, mezclar bien y dejar durante unos 30 segundos. Añadir 2-3 gotas de solución indicadora y valorar con ácido hasta que el color desaparezca.
Cálculos:	% v/v <b>Sanigrap</b> = solución valorante (ml) x 0,35

## Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932249 ISO 9001 y nº 653269 ISO 14001.

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo al reglamento 648/2004/CE.

## Registro

Nº Registro 37.00005/B planta de fabricación de Polinyà (Barcelona) y nº 37.00000021/M planta de fabricación de Valdemoro (Madrid).

## Información Microbiológica

EN 1276: pasa la Norma al 0,75% en aguas duras (300ppm como CaCO<sub>3</sub>), elevada suciedad (Albúmina bovina 0,3% ), 5 minutos en contacto.

D.Q.O. 5 gO<sub>2</sub>/kg

### Johnson Diversey España, S.L.

C/ Tirso de Molina, 40

WTC Almeda Park

08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

cliente: 902 010 602

[www.johnsondiversev.com](http://www.johnsondiversev.com)

### JohnsonDiversey

Orense 4, 5ª

28020 Madrid

Centralita: 902 011 106 / Atención al

cliente: 902 010 602

[www.johnsondiversev.com](http://www.johnsondiversev.com)