

GENESY 1200 PRO



MY TRAINER: visualise les images du positionnement des électrodes directement sur l'écran.

STIM FIT: modification des paramètres de contraction pendant la stimulation.

FAST MENU: permet une navigation plus rapide dans le menu.

STIM LOCK: permet de faire utiliser au patient seulement les programmes choisis par le kinésithérapeute.

WORK TIME: visualisation des temps d'utilisation effectifs de la machines

DUAL STIM 2+2: possibilité d'utiliser deux programmes différents simultanément.

AUTO STIM®: Le seul stimulateur qui permet d'effectuer un programme de façon **automatique** sans devoir intervenir manuellement sur le réglage de l'intensité.

SYNCROSTIM: Réglage simultané de l'intensité des 4 canaux avec une seule touche.

MULTI-USER: Permet de partager le stimulateur avec plusieurs utilisateurs, en maintenant en mémoire les réglages, les préférences et les programmes de chacun.

FONCTION MEMO: Permet de créer une librairie de programmes personnalisés

LAST 10: Mémorise les derniers programmes effectués de manière à les rappeler et les exécuter immédiatement.

530 PROGRAMMES: 65 Réhabilitation, 35 Douleur, 34 MENS, 9 Dénervé, 29 Kotz, 26 Interférentiels, 1 Ionophorèse, 156 Sport, 64 Fitness, 111 Esthétique.

DIAGNOSTIQUE DU DENERVE

REEDUCATION FONCTIONNELLE: Des programmes spécifiques pour la rééducation; onde carrée, Kotz, Dénervé, Interférentiel.

IONOPHORESE (Courants Galvaniques)

ECRAN GRAPHIQUE RETRO ECLAIRE

MICROCOURANTS (MCR): pour applications sportives, esthétiques mais surtout pour les traitements de santé.

PROGRAMMABLE: 10 mémoires libres.

GAMME COMPLETE DE PROGRAMMES: programmes vivant à la récupération fonctionnelle (atrophie, force, mobilisation), au bien-être général (TENS, MENS) et aux traitements pour la ionophorèse.

PROGRAMMES SPORT ET FITNESS: En complément, les principaux programmes pour le développement de la force (maximale, explosive, résistante, etc.), le Fitness et l'Esthétique (lipolyse, drainage, tonification, etc.)

FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR ET BATTERIES RECHARGEABLES INCLUES

professionnel

LISTE PROGRAMMES

REHABILITATION

Récupération Atrophie 1-2
Recherche points moteurs
Remusculation 1-2
Renforcement 1-2
Mobilisation 1-2
Agoniste/Antagoniste
Elasticité ligament croisé
Instabilité Vésicale
Incontinence Mixte 1-2
Incontinence de Stress 1-2
Hémiplégie membres supérieurs
Hémiplégie membres inférieurs
Elasticité tendon d'Achille
Spasticité
Prothèse hanche

DOULEUR

Tens antalgique
Hématomes
Contractures
Sciatique
Anti-stress
Lombalgie
Néuralgie cervico-brachiale
Cervicales
Périarthrite scapulo-humérale
Epicondylite
Nausée
Canal Carpien
Arthrose hanche
Condromalgie rotulienne
Douleurs menstruelles
Douleurs menstruelles intenses
Tens Antalgique douleur aiguë
Tens Antalgique douleur chronique
Tens Modulée
Versement profond
Trapézalgie
Douleurs à la hanche
Douleurs au genou
Douleurs à la cheville
Tens antalg. antiaccoutumance
Douleurs de fracture
Douleurs chroniques
Douleurs aux côtes
Algodystrophie
Douleurs au doigt
Périostite
Spondylose cervicale
Membre fantôme 1-2
Compression vertèbres

IONOPHORESE:

Ionophorèses

MICROCOURANTS MENS

Epicondylite
Périarthrite scapulo-humérale
Contracture
Etirement musculaire
Déchirure musculaire
Récupération énergétique musculaire
Contusion
Arthrite rhumatoïde
Oedème
Herpes Zostère
Hématomes
Ulcère ischémique de la peau
Sciatique
Néuralgie fémorale
Lombalgie
Hernie du disque et spondylite lombaire
Néuralgie brachiale
Torticolis
Migraine
Douleurs au cou, "Coup de fouet"
Spondylite cervicale
Entorse de l'épaule
Syndrome du canal carpien
Arthrite main
Fracture du doigt
Entorse du genou
Inflammation tendon rotulien
Ostéoarthrite genou
Entorse cheville
Inflammation tendon d'Achille
Effet micro lifting poitrine
Effet micro lifting décolleté
Effet micro lifting visage
Elasticité de la peau visage

DÉNERVÉ

Programme prédéfini Forme d'impulsion rectangulaire
Rectangulaire 1-2-3
Programme prédéfini Forme d'impulsion triangulaire
Triangulaire 1-2-3
Programme prédéfini Forme d'impulsion trapézoïdale
Trapézoïdal 1-2-3

KOTZ

Hypotrophie résiduelle souffrance L5
Hypotrophie rectum antérieur
quadriceps
Hypotrophie talo-crurale post-

traumatique
Hypotrophie post-traumatique deltoïde
post- traumatique
Hypotrophie tricipitale post- traumatique
Hypotrophie du vaste médial
Lombalgie chronique
Renforcement musculaire après méniscopathie
Ostéoporose vertébrale
Pied plat
Conséquences de fracture colonne toracolombaire
Quadriceps
Réactivation musculaire avancée hypokinétique
Métatarsalgie
Réactivation centrale hanche
Renforcement musculaire dentaire
Renforcement isométrique du quadriceps
Renforcement musculaire péroniers
Echauffement
Scoliose
Tonification musculaire
Hyperschifose thoracique
Ipeririflozzazione musculaire
Hypertrophie muscles dorsaux para vertébral
Entraînement musculaire
Coxarthrose
Relaxation
Déficit fessier
Fracture de COLLES

INTERFERENTIELS:

Constant (pour pathologies douloureuses tendineuses et musculaires)

Sweep 80 - 100 Hz (pour pathologies douloureuses tendineuses et musculaires) en phase aiguë

Sweep 5 - 100 Hz (pour pathologies douloureuses tendineuses et musculaires) en phase aiguë et en présence d'inflammations

Sweep 5 - 20 Hz (manifestations douloureuses où il est exigé l'absorption d'oedèmes (effet de pompe)

Multi freq (absorption d'oedèmes en présence de douleurs aiguës)

Sweep 5 - 50 Hz (pour pathologies musculaires avec pathologie nécessité de l'absorption d'oedèmes)

Sweep 50 - 100 Hz (douleurs aiguës et chroniques musculaires)

LP (utilisé en alternance aux LP diadynamiques)

CP (utilisé en alternance aux LP diadynamiques)

CONST, LP, CP (Combinaison des programmes précédents)

AMF (Indiqué pour les zones amples de douleurs)

Bursites sous-acromiales

Cefalea miotensiva

Cervico-brachialgie aiguë

Coxarthrose avancée

Entorse récente du genou

Douleur cervicale aiguë

Dorsalgie aiguë avec contracture musculaire

Epicondylite aiguë

Lombalgie chronique avec contracture musculaire.

Contracture

Entorse de l'épaule

Périarthrite scapulo-humérale calcifiante.

Entorse cheville

SPORT

Démo

* Capillarisation

* Echauffement

* Echauffement pré compétition

* Récupération active

* Force Maximale 1-2

* Force de Résistance 1-2

* Force Explosive 1-2

* Résistance Aérobie 1-2

* Réactivité

* Récupération après compétition

* Décontracturant

* Hypertrophie

* travail dynamique 1-2

FITNESS

* Raffermissment

* Raffermissment Bio-pulse

* Modelage

* Travail dynamique

* Body Sculpting

* Définition



GLOBUS

* Jogging
* Anaérobie
* Initiation musculaire
* Aérobie
* Prévention crampe

ESTHETIQUE :

* Drainage 1-2
* Drainage Bio-pulse
* Lipolyse 1-2
* Massage relaxant
* Massage tonifiant 1-2
* Massage énergétique 1-2
* Massage connectif 1-2
Drainage après accouchement
Lipolyse après accouchement
Raffermissment après accouchement
Raffermissment poitrine
Modelage poitrine
* Bras gonflés
* Capillarisation visage
* Effet lifting visage
* Insuffisance artérielle
* Insuffisance veineuse
* Définition 1-2
* Ligne 1-2
* Vascolarisation 1-2

*Programme existant pour l'homme et pour la femme.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Canaux: 4 canaux indépendants (8 électrodes)
Fréquence: 0,3 – 150 Hz
Intensité: 120 mA par canal
Range de mod. de Largeur: Variation cont. de 45 à 450 msecondes
Forme d'onde: rectangulaire, bi phasique, symétrique, compensée
Alimentation: Alimentateur 12V – 150 mA
Conformité: Conforme au Standard ISO 9001, EN 46001 pour produits électromédicaux. Certificat MDD (Medical Device Directive)

DOTATION :

1 Mallette
1 Stimulateur
4 Câbles pour connecter les électrodes
2 câbles gris (pour traitements micro courants et Ionophorèse)
1 chargeur de batterie à secteur.
4 Electrodes autocollantes 50 x 50
4 Electrodes autocollantes 50 x 90
1 manuel d'utilisation

TYPE DE COURANT

- EMS
- TENS
- MCR
- KOTZ
- DENERVE
- INTERFERENTIEL
- IONOPHORESE