


Je surveille,

Vous profitez.



GARANTIE 2 ANS CE 0197 ISO Bluetooth SMART LOW ENERGY



LA GAMME D'AUTO-TENSIONIÈTRES CONNECTÉS ET INTELLIGENTS

MyTensio

MESUREZ ET SURVEILLEZ MIEUX
VOTRE PRESSION ARTÉRIELLE
ET VOTRE POULS AU FIL DU TEMPS

bw
MY
TENSIO



INNOVATION

NOUVEAU



SMART technologie dernière génération

Référence	BW-BA1 (brassard) / BW-BW1 (poignet)
Dimensions	Brassard : 135 x 55 x 23 mm - Bracelet 22-36 cm diamètre Poignet : 74 x 72 x 17,5 mm - Bracelet 13,5 x 21,5 cm
Poids	Brassard : 175 g / Poignet : 104g
Dispositif médical	Classe IIa
Méthode de mesure	Système Oscillométrique, mesure à l'inflation
Plage de mesure	Pression : 0-299 mmHg Pulsations : 40-180 battements/minute
Précision	Pression : ± 3mmHg Pulsations : ± 5%
Fonction	IHB (Irregular HeartBeat detector) : Détection d'arythmie
Batterie	Batterie rechargeable LI-ion (650mAh), rechargeable par câble USB
Bluetooth	4.0 Smart Low Energy
Accessoires fournis	Manuel d'utilisation, Quickstep, Pochette de rangement, Câble de chargement

TECHNOLOGIE MAM RÉVOLUTIONNAIRE

3
MAM
INSIDE

MyTensio effectue une série de 3 mesures consécutives, automatiquement.



⊙ Calcul automatique de la **mesure artérielle moyenne**.
=1 RÉSULTAT PLUS FIABLE

⊙ Utilisez bien votre appareil avec les tutoriels de l'application.

⊙ Partagez l'évolution de vos données avec votre médecin.

⊙ Localisez un professionnel de santé **en cas d'urgence, partout dans le monde.**



* Recommandation de la Société Française d'Hypertension Artérielle : 3 mesures consécutives, 2 fois par jour.



Compatible avec les appareils Bluetooth Smart ready :



iOS8.0 sur iPhone 4S ou version ultérieure
Android 4.3 ou version ultérieure

Windows 8, 8.1, 10

Liste des appareils supportés sur : www.bewell-connect.com/support

By Visiomed