

Theradiag
Spécialiste
depuis 20 ans de
l'auto-immunité
et centre de
formation agréé

Immuno-trol
Contrôles multi-
paramétriques
prêts à l'emploi

Fidis™
Technologie
multiplexe
innovante avec un
des menus les
plus complets
du marché

Qual-image
Formation continue
en immuno-
fluorescence

Aide à
l'accréditation :
modules d'assistance
aux vérifications
de méthodes

Un des menus de tests multiplexes les plus complets du marché de l'auto-immunité

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | MARQUEURS |
|-----------|---------------------------|---|
| MX 002 | FIDIS™ THYRO* | Détection simultanée des anticorps : - Anti-Thyroperoxydase [TPO] - Anti-Thyroglobuline [TG] |
| MX 005 | FIDIS™ dsDNA* | Détection quantitative des auto-anticorps dirigés contre l'ADN double brin (dsDNA). |
| MX 006 | FIDIS™ CONNECTIVE 10* | Détection simultanée des anticorps : - Anti-dsDNA - Anti-SS-A (60 kDa) - Anti-TRIM21 (anciennement SS-A 52 kDa) - Anti-SS-B - Anti-Sm - Anti-Sm/RNP - Anti-Scl-70 - Anti-Jo-1 - Anti-Protéines Ribosomales - Anti-Centromere [CENP-B] |
| MX 117 | FIDIS™ CONNECTIVE PROFILE | - Anti-Pirnscl - Anti-PCNA - Anti-Histone - Anti-U1RNP (NOUVEAU) MX117 uniquement |
| MX 007 | FIDIS™ VASCULITIS* | Détection simultanée des anticorps : - Anti-Myéloperoxydase (MPO) - Anti-Protéinase 3 [PR3] - Anti-Membrane Basale Glomérulaire (GBM) |
| MX 012 | FIDIS™ APS IgG | Détection simultanée des anticorps IgG ou IgM : - Anti-Cardiolipine - Anti-Beta2-Glycoprotéine I [β2GPI] - Anti-Prothrombine [anti-Facteur II] |
| MX 013 | FIDIS™ APS IgM | |
| MX 030 | FIDIS™ CYTO-PANEL | Détection simultanée des anticorps : - Anti-ATPase H ⁺ /K ⁺ des cellules pariétales gastriques (PCA) - Anti-Facteur Intrinsèque [IF] - Anti-Protéines Ribosomales - Anti-Mitochondries type M2 - Anti-LKM1 - Anti-LC1 |
| MX 103 | FIDIS™ RHEUMA-RF | Détection simultanée des facteurs rhumatoïdes de classe IgM dirigés contre les déterminants Fc des IgG humaines et animales |
| MX 104 | FIDIS™ anti-CCP | Détection simultanée des anticorps dirigés contre 4 peptides citrulinés synthétiques |
| MX 109 | FIDIS™ CELIAC DPG IgG | Détection simultanée des anticorps IgG ou IgA : - Anti-Gliadine - Anti-Peptides désaminés de la gliadine (DPG) - Anti-Transglutaminase tissulaire [tTG] |
| MX 110 | FIDIS™ CELIAC DPG IgA | |



Tous les kits FIDIS™ sont CE

4-6 bd de Beaubourg
CS 90136 Croissy-Beaubourg
F-77435 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2

Tél. +33 (0)1 64 62 10 12 - Fax +33 (0)1 64 62 09 66
info@theradiag.com - www.theradiag.com

Theradiag

La polyvalence au service de l'auto-immunité

Un automate intégrant les technologies multiplexes Fidis™, immunofluorescence et ELISA pour répondre aux besoins de flexibilité de votre plateau technique.



Photos non contractuelles

Photos non contractuelles

Tous les kits FIDIS™ sont CE

Theradiag - 02/2014 - FR

Theradiag
INNOVATION FOR BIOTHERAPIES

Theradiag
INNOVATION FOR BIOTHERAPIES

Vous offrir la polyvalence en auto-immunité

En permettant d'associer jusqu'à **3 méthodologies d'analyse en simultanément**, Theralis vous apporte une **productivité accrue**, dans un souci de **flexibilité** et en **sécurisant toutes les étapes** du tube primaire jusqu'aux résultats.



Productivité

Automatisation complète du tube primaire au résultat.

Système de pipetage haut débit :

- 4 aiguilles à revêtement céramique,
- 1 aiguille dédiée aux lavages en immunofluorescence.

Grande capacité de chargement :

- jusqu'à 120 échantillons et 60 réactifs à bord,
- jusqu'à 20 lames et 10 protocoles en IF,
- jusqu'à 3 plaques Fidis™,
- jusqu'à 3 microplaques ELISA.

Technologie multiplexe Fidis™ :

- jusqu'à 14 paramètres rendus avec une seule prise d'essai.



Flexibilité

Theralis améliore l'organisation du laboratoire par :

- l'association de plusieurs technologies au sein d'une même série,
- la possibilité d'intégrer des techniques ELISA en microplaques,
- le Fidis™ Multi-batch : association de plusieurs profils multiplexes sur une même plaque.

Un seul et même instrument pour toutes vos analyses en auto-immunité.



Sécurité

Chargement sécurisé :

- identification positive pour échantillons et réactifs,
- intégration des données de lots par code-barre 2D.

Résultats sécurisés :

- login utilisateur avec droits définis,
- résultats bloqués sur CO invalides,
- graphes de Levey-Jennings intégrés,
- connexion SIL.

Tracabilité optimale :

- lots,
- utilisateurs,
- résultats patients & CO. Consolidés au sein d'un moteur de recherche multi-critères.




La dernière génération de logiciel de pilotage d'automate en auto-immunité

- Logiciel unique pour toute la gamme d'instruments TheraDiag en auto-immunité.
- Gestion multitâche.
- Visualisation de l'avancement des analyses en temps réel.
- Traçabilité totale : réactifs, utilisateurs, patients.
- Contrôles de qualité.
- Guide de maintenances intégré.
- Outil d'aide à l'audit qualité.
- Connexion bidirectionnelle au SIL.

La solution complète et performante pour les laboratoires de taille intermédiaire

Idéal pour des activités plus réduites ou en automate de backup, Theralis μ profite de la puissance de Solinium pour consolider votre activité en auto-immunité.



| | Theralis | Theralis μ |
|---------------------|------------------|------------------|
| Aiguilles | 4 + 1 tip washer | 1 + 1 tip washer |
| Échantillons à bord | 120 | 96 |
| Réactifs | 60 | 30 |
| Micro-plaques | 4 | 1 |