L'ECHOGRAPHE IE33 de Philips et son CONTRÔLE QUALITE

Centre du coeur




Début Activité en 2007 150 lits 5 Box échographie 13 échographes L'IE33



Echographie du cœur



Les fonctions de l'échocardiographe IE33




Conclusion


la convivialité, l'accessibilité de l'interface de l'IE33 sont ses atouts majeurs Quant au contrôle qualité c'est aujourd'hui un passage obligé pour tout DM

Bibliographie

Manuel d'utilisation de l'IE33 Mr P.Frossard : CHUV Lausanne www.healthcare.philips.com/main/ products/ultrasound/systems/ie33 www.snitem.fr/documents/ telecharge/12 echographie.pdf Un des points de contrôle La résolution axiale









Poster de Mr Thierry Fortemps de Loneux TSIBH 2009